



Die Schlüssel des Erfolgs

seit 1868

Gesamtkatalog 2018-19



Treue Partnerschaft!

Eigenmarke des Fußprofis:
GEHWOL FUSSKRAFT seit 57 Jahren



Die Schlüssel des Erfolgs

1868 – 2018


Alles für das Wohl der Füße.



Eduard Gerlach vor seinem Stand auf der Weltausstellung, Berlin 1889

Das Entstehen einer Qualitätsmarke

Der Drogist Eduard Gerlach übernahm 1868 im westfälischen Lübbecke das Colonialwarengeschäft seines Vaters Ludwig und erweiterte es um eine Drogerie. Mit dieser ersten Drogerie im damaligen Kreisgebiet schuf Eduard Gerlach die Basis für ein florierendes Familienunternehmen, das international erfolgreich und mit der Marke **GEHWOL** zum Synonym für Fußpflege geworden ist. Eduard Gerlach gilt als Pionier der modernen Fußpflege – zu Recht, denn er entwickelte die erste industriell hergestellte Salbe zur Verhütung und Linderung von Fußbeschwerden.

Seine ausgeprägte naturwissenschaftliche Beobachtungsgabe und sein immenses Fachwissen ermöglichten ihm die Entwicklung eines hochwirksamen Präparates auf der Basis von ätherischen Ölen, Fetten und medizinischer Spezialseife, speziellen ungesättigten Fett-

säuren, mineralischen Gleitmitteln und desinfizierenden ätherischen Ölen, das er 1882 als „E. Gerlach's Präservativ Cream“ auf den Markt brachte. Sein Markenprodukt fand bald reißenden Absatz. Eduard Gerlach gelang es als Erstem, dank der einzigartigen Eigenschaften seiner Spezialcreme und seiner industriellen Herstellungsweise, ein Fußpflegemittel in großen Mengen zu produzieren, darüber hinaus preisgünstig und von stets gleichbleibender Qualität.

Erst dadurch wurde Fußpflege für breite Bevölkerungskreise erschwinglich und so die Voraussetzung für das Entstehen eines allgemeinen Fußpflegebewusstseins geschaffen. Eduard Gerlach erhielt für seine „Präservativ Cream“ zahlreiche internationale Auszeichnungen.

Vom Familienbetrieb zum Industrieunternehmen

Nach dem Tode Eduard Gerlachs 1910 übernahm sein gleichnamiger Sohn den Familienbetrieb und baute ihn zu einem vielseitigen Industrieunternehmen aus, das mit konsequent kundenorientierter Innovationskraft zwei Weltkriege und alle Wirtschaftskrisen wohlbehalten überstand. Gemeinsam und erfolgreich leiteten von 1978 bis 2015 Klaus Gerlach- Meinders und Jobst-Peter Gerlach-von Waldthausen das Traditionsunternehmen.

Im Jahr 2018 feiert die Eduard Gerlach GmbH das 150-jährige Firmenjubiläum und stellt gleichzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Die Errungenschaften, das Wissen und die Erfahrungen werden bereits in der fünften Generation weitergegeben. Im Jubiläumsjahr ist Timor Gerlach-von Waldthausen neben seinem Vater in die Geschäftsführung des Familienunternehmens eingetreten.

Das Unternehmen Eduard Gerlach mit den Marken **GEHWOL** und **GERLACH TECHNIK**, die zum Synonym der professionellen Fußpflege geworden sind, wird auch in der Zukunft seine starke Position im Fußpflegemarkt weiter ausbauen.



GEHWOL FUSSKRAFT
Faltschachteln
von 1961 bis heute

Unsere traditionell enge Bindung zum Fachhandel ist dabei äußerst hilfreich, die entstandenen und entstehenden Synergien aus Technik und Präparate-Entwicklung zu nutzen.

Diese enge Bindung besteht seit 1966, als der Unternehmensbereich GERLACH TECHNIK ins Leben gerufen wurde und kommt seitdem unseren Partnern in der Fußpflege zugute – und natürlich deren Kunden. Mit den gleichen Tugenden, die das Unternehmen groß gemacht haben, wird es auch in Zukunft weiter geführt. Vertrauen und Offenheit, aber auch Stolz auf das Erreichte und natürlich der Spaß an der Innovation. Genau wie seit 150 Jahren.

Verbundenheit zum Fachhandel

Der stetige Erfolg hat viele Gründe. Das sind auf der einen Seite natürlich die hochmotivierten Mitarbeiter. Eine weitere wichtige Säule ist allerdings die Fachhandelstreue der Eduard Gerlach GmbH. Aus dieser Treue heraus entstand 1961 eine Serie, die exklusiv auf die Bedürfnisse der Fußpfleger abgestimmt ist:
GEHWOL FUSSKRAFT.

Erfolg und Tradition

Heute stehen die beiden Dachmarken GEHWOL und GERLACH TECHNIK der Eduard Gerlach GmbH für das erklärte „Ja“ zur Qualität, für Innovation und Erfahrung, für Fortschritt und Partnerschaft.



Wir sind gern für Sie da



Der Katalog ist nur ein Teil unserer Unterstützung

Sie möchten Ihre Praxis einrichten oder interessieren sich für die neueste Technik? Sie suchen Tipps und Informationen zu den neuesten Produkten der Fußpflege? Mit unserem Katalog sind Sie jederzeit auf dem aktuellen Stand und umfassend informiert.

Profitieren Sie von Erfahrung und Know-how

Als Partner und Berater stehen uns führende Medizintechnik-Hersteller und Fußpflege-Spezialisten zur Seite. Das ist Ihre Garantie für ein hochwertiges, exklusives und umfangreiches Programm an Geräten und Instrumenten, Einrichtungen und natürlich Pflegepräparaten. Für den optimalen Einsatz in der Praxis.

Nutzen Sie unsere Partnerschaft

Umfangreicher Service wird erst durch gute Beratung komplett. Wir planen mit Ihnen gemeinsam die Einrichtung oder Modernisierung Ihrer Praxis, weisen Sie und Ihre Mitarbeiter in die Gerätebedienung ein und kümmern uns um die Wartung Ihrer technischen Geräte.

Haben Sie noch Fragen?

Wir haben für Sie immer ein offenes Ohr und stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Sie können uns jederzeit anrufen oder mit einem unserer Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe sprechen.

Das GERLACH Service-Team

kontrolliert, wartet und repariert GERLACH Fußpflegegeräte und sorgt dafür, dass Sie ein einwandfreies Leihgerät erhalten.

Alles für das Wohl der Füße, alles für das Wohl des Fachhandels.

- GEHWOL FUSSKRAFT, das Sortiment für Fußspezialisten, gibt es exklusiv für professionelle Fußpfleger und Podologen.
- Der Vertrieb der übrigen GEHWOL Produkte bleibt ausschließlich dem Fachhandel (Fußpfleger, Apotheken und Fachdrogerien) vorbehalten.
- Es erfolgt kein Vertrieb über die preisverzerrenden Großbetriebsformen oder das Internet.
- Ihr Abverkauf wird unterstützt durch verschiedene Werbemaßnahmen.

Profitieren Sie von dieser exklusiven für Sie zukunftsorientierten Partnerschaft.



Gern für Sie da in Lübbecke

Jessica Tralls

Elke Felber



0 57 41 / 330-131

0 57 41 / 330-156

Auftragsbearbeitung Nord

Timo Conradi

Veronika Hesemann



0 57 41 / 330-133

0 57 41 / 330-155

Auftragsbearbeitung Mitte

Sabine Dreier

Monika Harmsen



0 57 41 / 330-139

0 57 41 / 330-122

Auftragsbearbeitung Süd

Monika Rullmann

Gudrun Wullbrandt



0 57 41 / 330-0

0 57 41 / 330-0

Zentrale

Peter Truschkowski

Rita Hartmann



0 57 41 / 330-152

0 57 41 / 330-175


Technischer Kundendienst

Fritz Harmsen























0 57 41 / 330-188

Technischer Kundendienst



* mit Ausstellungsraum

<p>1 *</p> <p>Alfred Genth</p>  <p>24808 Jevenstedt Itzehoer Chaussee 15 Tel. 04337/1432 Fax 04337/919092 Mobil 0151/52 574924 alfred-genth@t-online.de</p> <p>Bez. 18</p>	<p>2 *</p> <p>Olaf Berzik</p>  <p>18439 Stralsund Grabower Weg 38 Tel. 03831/49 0431 Fax 03831/49 0432 Mobil 0172/380 92 92 HVBerzik@web.de</p> <p>Bez. 80</p>	<p>3 *</p> <p>Björn Drucks</p>  <p>22399 Hamburg Harksheider Straße 36 Tel. 040/60 61 222 Fax 040/60 22 966 Mobil 0160/5248345 bjoern.drucks@t-online.de</p> <p>Bez. 19</p>	<p>4 *</p> <p>Hans-Dieter Dyllus</p>  <p>28865 Lilienthal Falkenberger Landstr. 14 Tel. 04298/69 78 872 Fax 04298/69 78 873 Mobil 0177/4058367 hd-dyllus@ewetel.net</p> <p>Bez. 11</p>	<p>5</p> <p>Thomas Goede</p>  <p>14974 Ludwigsfelde/OT Ahrensdorf An der Koppel 14 Tel. 03378/51 00 800 Fax 03378/51 00 801 Mobil 0178/919 95 64 Th.Goede@arcor.de</p> <p>Bez. 83</p>	<p>6</p> <p>Frank Runge</p>  <p>26160 Bad Zwischenahn Tel. 04403/81 07 377 Fax 04403/81 05 506 Mobil 0173/456 56 64 gehwo1@handelsagentur-fr.de</p> <p>Bez. 10</p>	<p>7</p> <p>Norbert Cohrs</p>  <p>30916 Isernhagen Rohammerweg 12 Tel. 0511/613 71 76 Fax 0511/613 71 77 Mobil 0170/4514552 norbert.cohrs@t-online.de</p> <p>Bez. 17</p>
<p>8</p> <p>Gudrun Meusel</p>  <p>16548 Glienicke Eichhornstraße 18 Tel. 033056/778 14 Fax 033056/778 14 Mobil 0179/394 91 72 meusel.gudrun@web.de</p> <p>Bez. 14</p>	<p>9</p> <p>Ingo Müller</p>  <p>39124 Magdeburg Am Vogelgesang 6 Tel. 0391/25 45 376 Fax 0391/25 44 37 97 gehwo1@handelsvertretung-mueller.com</p> <p>Bez. 81</p>	<p>10</p> <p>Dirk Lehnertz</p>  <p>47803 Krefeld Dahlerdyk 48 b Tel. 02151/65 55 25 Fax 02151/65 55 26 Mobil 0163/630 11 63 info@dirklehnertz.de</p> <p>Bez. 13</p>	<p>11 *</p> <p>Marc Ritter</p>  <p>59427 Unna-Massen Im Kamp 2 Tel. 02303/507 36 Fax 02303/581 59 Mobil 0176/20 94 14 82 info@hvritter.de www.hvritter.de</p> <p>Bez. 9</p>	<p>12 *</p> <p>R. und G. Schmidt</p>  <p>01594 Staucha-Treben Kurze Straße 7 Tel. 035268/824 36 Fax 035268/813 59 Fachberatung-Schmidt@t-online.de *Präsentations- und Schulungszentren</p> <p>Bez. 86</p>	<p>13</p> <p>Torsten Rehborn</p>  <p>41564 Kaarst Iltisweg 2 Tel. 02131/29 82 666 Tel. 02131/29 82 667 Mobil 0171/341 32 30 info@hv-rehborn.de www.hv-rehborn.de</p> <p>Bez. 12</p>	<p>14</p> <p>Thomas Eiken</p>  <p>42859 Remscheid Robbelschan 8 Tel. 02191/97 39 00 Fax 02191/97 39 01 Mobil 0171/321 14 11 teiken@t-online.de</p> <p>Bez. 8</p>
<p>15 *</p> <p>Ralf Grotstollen</p>  <p>45134 Essen Schellstraße 6 Tel. 0201/319 58 93 Fax 0201/319 58 94 Mobil 0172/8187442 Ralf-Grotstollen@t-online.de www.grotstollen.de</p> <p>Bez. 24</p>	<p>16</p> <p>Jürgen Frank</p>  <p>34292 Ahnatal Auf der Breite 12 Tel. 05609/80 80 07 Fax 05609/80 80 92 Mobil 0173/380 86 94 gehwo1@hv-frank.de www.hv-frank.de</p> <p>Bez. 6</p>	<p>17</p> <p>Bernd Hielscher</p>  <p>99084 Erfurt Johannesstraße 35 Tel. 0361/644 93 63 Fax 0361/644 93 64 Mobil 0177/278 48 74 b.hielscher@gmx.net www.bernd-hielscher.de</p> <p>Bez. 84</p>	<p>18 *</p> <p>Norbert Ulm</p>  <p>51789 Lindlar Im Rosengarten 11 Tel. 02266/443 82 Fax 02266/451 75 HV.Ulm@t-online.de www.hv-ulm.de</p> <p>Bez. 7</p>	<p>19 *</p> <p>S. und D. Käppel</p>  <p>08491 Buchwald bei Reichenbach Unterbuchwalder Str. 1 Tel. 03765/137 00 Fax 03765/123 02 Kaeppel.buchwald@googlemail.com</p> <p>Bez. 85</p>	<p>20 *</p> <p>Manfred Sommerfeld</p>  <p>63674 Altenstadt Am Weihergarten 32 Tel. 06047/56 47 Fax 06047/681 10 Mobil 0171/2810165 Sommerfeld1@t-online.de www.Sommerfeld1.de</p> <p>Bez. 5</p>	<p>21 *</p> <p>Uwe Gärtner</p>  <p>55126 Mainz-Finthen Dahlienweg 19 Tel. 06131/408 47 Fax 06131/47 70 60 Mobil 0172/3089220 Handelsvertretung.Gaertner@t-online.de</p> <p>Bez. 4</p>
<p>22 *</p> <p>Heike Starker</p>  <p>92318 Neumarkt Am Altenweiher 36 Tel. 09181/81 88 Fax 09181/2904 48 Mobil 0160/705 22 84 h.starker@web.de www.hv-starker.de</p> <p>Bez. 1</p>	<p>23</p> <p>Jens Scheid</p>  <p>71065 Sindelfingen Eyachstraße 17 Tel. 07031/73 59 100 Fax 07031/73 59 101 Mobil 0172/859 87 13 HV-Scheid@gmx.de</p> <p>Bez. 16, 23</p>	<p>24</p> <p>Jochen Rodi</p>  <p>88400 Biberach an der Riß Sachsenring 11 Tel. 07352/85 40 Fax 07352/85 40 Mobil 0171/524 95 71 JR.Handelsvertretung@web.de</p> <p>Bez. 2</p>	<p>25 *</p> <p>Gerda Oschinski</p>  <p>81371 München Urbanstr. 4 Tel. 089/721 15 18 Fax 089/76 60 53 Oschinski.Handelsvertretung@t-online.de</p> <p>Bez. 22</p>	<p>26</p> <p>Thomas Jobst</p>  <p>93346 Ihrlertstein Am Wiesengrund 1 Tel. 09441/70 390 44 Fax 09441/70 390 45 Mobil 0160/74 86 610 thomas-jobst@gmx.net</p> <p>Bez. 3</p>		

1 Nordrhein-Westfalen

EDUARD GERLACH GmbH
Bäckerstraße 4-8
32312 Lübbecke
Telefon: 05741/330-0
Telefax: 05741/347300
info@gehwol.de

2 Bremen

M & B-Technische
Dienstleistungen, E. Meseck
Osterholzer Heerstraße 37
28307 Bremen
Telefon: 0421/414407
Technik: 0421/4585840
Telefax: 0421/413210
Mobil: 0172/4340352
meseck-bremen@ewetel.net

3 Hamburg

Reparatur-Service
H. Steffen GmbH
Flachsland 35
22083 Hamburg
Telefon: 040/504740
Telefax: 040/29820550
hermann_steffen_gmbh@t-online.de

4 Mecklenburg-Vorpommern

Schmoldt Elektrik und Elektronik
Waldemarstraße 42
18057 Rostock
Telefon: 0381/4997499
Telefax: 0381/4997095
Mobil: 0172/3203007
info@schmoldt-elektro.de

5 Berlin

WWS Berlin GbR
Goethestraße 34
12459 Berlin
Telefon: 030/537902-40/-41
Telefax: 030/537902-42
wvsberlin@t-online.de

6 Berlin/Brandenburg

Dentallabor Geräteservice
Berlin-Brandenburg-
Bertram GmbH
Potsdamer Straße 10
14476 Brandenburg an der Havel
Telefon: 03381/2833396
Telefax: 03381/2833399
Service-Hotline: 0176/30006868
mail@dentallaborgeraeteservice.de

7 Sachsen West und Thüringen

ESRA GmbH
Geschäftsbereich Medizintechnik
Friedensstraße 64
08468 Reichenbach
Telefon: 03765/78900 (Büro)
Telefon: 03765/789078 (Werkstatt)
Telefax: 03765/789012
medizintechnik@esra.de

8 Sachsen Ost

Medizin-Labortechnik Möbius
Am Ehrenhain 32
01796 Pirna
Telefon: 03501/524236
Telefax: 03501/585932
Mail@Medizin-Labortechnik.de

9 Sachsen-Anhalt

Medizintechnik Ziems
Mario Ziems
Menzer Weg 1
39175 Königsborn
Telefon: 039292/697190
Telefax: 039292/697199
Mobil: 0172/3944592
info@medizintechnik-ziems.de

10 Hessen-Nord

EJD
Sascha Dörbaum
Am Posthof 3
34281 Gudensberg
Telefon: 05603/918871
Mobil: 0172/5661839
info@e-jd.de

11 Niedersachsen

ELEKTRO-HARDEL
Stefan Hardel und
Fabian Steinwede GbR
Dresdener Straße 19
30853 Langenhagen
Telefon: 0511/778188
Telefax: 0511/722774
info@elektro-hardel.de

12 Bayern

Bonath Dental e.K.
Obere Bahnhofstraße 24
90556 Cadolzburg
Telefon: 09103/4957250
Telefax: 09103/4957254
kontakt@bonath-dental.de
www.bonath-dental.de

13 Bayern

Elektroanlagen Gruber GmbH
Werner Gruber
Ludwig-Ganghofer-Weg 9
84137 Vilsbiburg
Telefon: 08741/8154
Mobil: 0177/8890082
Elektro-Werner-Gruber@web.de

14 Baden-Württemberg

Dental Industrieservice
Elvis Luik
Am Sportplatz 1
73269 Hochdorf
Telefon: 07153/54789
Telefax: 07153/58210
Dental-Service@web.de

15 Saarland

DENTAL und
LABORTECHNIK KLOS
Birkenweg 26
66127 Saarbrücken
Telefon: 06898-8520901
Telefax: 06898-8520903
klos-dentalservice@t-online.de
Nur Einrichtungen.

16 Hessen / Rheinland-Pfalz

BLS Labor- und
Gerätetechnik GmbH
Aarstraße 38
65232 Taunusstein
Telefon: 06128/7575120
Telefax: 06128/7575122
info@bls-service-team.de
Nur Einrichtungen.

17 Hessen-Süd

Elektro Köhler
Manfred Köhler
Langstraße 12
63549 Ronneburg
Telefon: 06184/92750
Telefax: 06184/927520
info@elektrokoehler.de

18 Nordrhein-Westfalen

Christel Veelers
In der Welle 16
48485 Neuenkirchen
Telefon: 05973/3272
Telefax: 05973/3272
Mobil: 0170/1634822
r.veelers@web.de

19 Nordrhein-Westfalen

SFB Brömmel
Ostring 22c
46348 Raesfeld
Telefon: 02865/6030930
Telefax: 02865/6030931
service@sfbraesfeld.de

20 Nordrhein-Westfalen

Fußpflegeservice Nickel
Straßburger Straße 11
44137 Dortmund
Telefon: 0231/129516
Telefax: 0231/4387470
Mobil: 0176/54571724
service.nickel@gmx.de

21 Nordrhein-Westfalen

Patrick Adolfs
An der Brandshütte 14
40699 Erkrath
Mobil: 0157/39418795
patrick.adolfs@kosmetikdesign.com



Wenn Sie GEHWOL und GERLACH TECHNIK live erleben und die aktuellsten Innovationen in Theorie und Praxis ausprobieren und beurteilen wollen, dann besuchen Sie doch den Stand der EDUARD GERLACH GmbH auf den alljährlich stattfindenden Fachmessen.



Die Messetermine geben wir Ihnen auf Anforderung gern bekannt.

Unser Team gibt Ihnen kompetente Antworten und berät Sie gern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Fachmessen

BEAUTY INTERNATIONAL	Messe Düsseldorf
BEAUTY FORUM Leipzig	Neue Messe Leipzig
GUT zu FUSS, Stuttgart	Messegelände/ Landesmesse Stuttgart
COSMETICA Frankfurt	Messe Frankfurt
COSMETICA Hannover	Messegelände Hannover
Forum für Podologie und Fußpflege FUSS	Kassel
BEAUTY FORUM München	Neue Messe München
COSMETICA Berlin	Messe Berlin, Messehallen

Weitere Bilder finden Sie auf den Seiten 290 - 291.



 **Eduard Gerlach GmbH**
seit 1868

 **GEHWOL®**
Alles für das Wohl der Füße.

2018-19



Präparate Service

Inhalt

Der Name **GEHWOL** steht seit jeher für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Fußpflege. Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um das Wohl Ihrer Kunden geht. Wir setzen in unseren Produkten stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ein, verbunden mit dem Know-how unserer Forschung und jahrzehntelanger Erfahrung.

Nur das Beste ist uns gut genug. Denn Ihre Kunden vertrauen Ihnen und dieses Vertrauen möchten wir nachhaltig rechtfertigen und sichern. Wir kennen die Anforderungen, wir kennen den Markt – und wir sind immer für Sie da. Zum Wohle Ihrer Kunden. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

EK = EH / Einkauf p. Stück ohne MwSt.

UVP = unverbindl. Preisempfehlung
EH / Verkaufspreis pro Stück
inkl. 19% MwSt.

Bild-, Produkt-, Farbabweichungen und Preisänderungen vorbehalten.
Für drucktechnische Farbabweichungen, Satzfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Alle abgebildeten Angebote ohne Dekoration.

Hinweis:
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter:
www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen

- 12** Wirkstoffe
 - 14** Präparate
 - 15** Konditionen
-

- 16** GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet
 - 19** GEHWOL FUSSKRAFT
-

- 26** GEHWOL med
-

- 33** GEHWOL
-

- 41** GEHWOL Spezial-Cremes
 - 43** GEHWOL Spezial-Präparate/Nagelpflege/Nail repair
-

- 47** GERLACH Präparate/ GERLAVIT, GERLASAN
 - 50** GEHWOL Praxisware
-

- 54** GEHWOL Polymer-Gel Druckschutz
 - 65** GEHWOL Pflaster und Druckschutzmittel
-

- 71** GEHWOL Werbemittel/Dekorationen
 - 84** FUSSPFLEGE AKTUELL und GEHWOL JOURNAL
 - 86** GEHWOL Erfolgsgeschichte Labor
 - 88** Arzneimittel-Informationen
 - 89** Stichwortregister
-

- 90** GERLACH TECHNIK



Avocado




Jojoba



Bergkiefer




Lavendel




Minze



Rosmarin



Algen



Aloe Vera

Creme-Grundlagen

Hautfreundliche, schützende und pflegende Öl-in-Wasser-Emulsionen, die leicht von der Haut aufgenommen werden.

Avocadoöl Das wirkstoffreiche Öl ist besonders mild und hautglättend.

Von der Haut wird es schnell aufgenommen und dringt gut ein, insbesondere bei trockener und schuppiger Haut.

Jojobaöl Hautpflegendes Öl. Erzeugt ein samtiges, weiches Hautgefühl, wird schnell von der Haut aufgenommen und hält die Haut glatt und geschmeidig.

Lanolin Hautfettähnlicher Stoff mit hervorragenden pflegenden Eigenschaften, enthält Provitamin D. Ist in besonders gekennzeichneten GEHWOL Präparaten enthalten.

Med. Spezialeife wirkt auf osmotischem Wege der Blasenbildung entgegen. Kräftigt die Haut und hält sie elastisch. Normalisiert die Schweißbildung.

Natürliche Fette halten die Haut geschmeidig und elastisch. Verhindern Hornhautbildung und Rhagaden. Sie dienen als Grundlage für die meisten GEHWOL Präparate.

Sanddornöl mit einem hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren und Vitaminen. Pflegt und regeneriert die Haut, wirkt entzündungshemmend.

Sheabutter pflanzliche Fettkomponente mit einem besonders hohen Anteil unverseifbarer Bestandteile zur Pflege beanspruchter Haut. Gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität. Bindet Feuchtigkeit in der Oberhaut.

Weizenkeimöl Vitaminreiches Öl, macht die Haut geschmeidig, günstiger Einfluss auf brüchige Nägel.

Natürliche ätherische Öle

Bergkieferöl belebend, erfrischend, mit desinfizierender und desodorierender Wirkung.

Citronellöl wirkt stark antiseptisch, erfrischt, regt an, heilt.

Eukalyptusöl aktivitätserhöhend, antiseptisch und wundheilend.

Lavendelöl wirkt beruhigend, heilungsfördernd, gibt Wohlbefinden. Keimtötend.

Minzöl kühlt, erfrischt, antimikrobiell und juckreizlindernd. Krampflösend, tonisierend.

Rosmarinöl bakterizid, belebend, steigert das Wohlbefinden, aktiviert, fördert die Durchblutung.

Thymianöl desinfiziert in hohem Maße, aktivitätssteigernd.

GEHWOL Wirkstoffe

Algenextrakte fördern die Hautdurchblutung, wirken vitalisierend und straffend. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird positiv beeinflusst, Hornhaut wird geschmeidiger.

Allantoin Inhaltsstoff der Rosskastanie, heilungsfördernd.

Aloe Vera Gel Aloe Vera ist eine seit Jahrhunderten verwendete Heilpflanze. Sie enthält eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, wie Vitamine und Mineralien, die die feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Wirkung des Gels ausmachen.


Bambuspulver Fein gemahlene Pulver aus dem Inneren des Bambus. Es entfernt sanft Hautschüppchen.



Hafer



Honig



Ingwer



Kamille



Kampfer



Manuka



Paprika



Tapioka

Ceramide Mischung aus Ceramiden und Phytospingosin; hautidentisches Lipidkonzentrat, das die schützende Hautbarrierefunktion wiederherstellt. Erreicht auch tiefere Hautschichten.

Farnesol aus der Natur bekannter, gut verträglicher Deostoff, der durch bakteriostatische Wirkung die Entstehung von Fußgeruch unterbindet.

Hafer-Extrakt Der standardisierte Extrakt enthält hautberuhigende und anti-irritative Avenanthramide. Zusammen mit anderen Bestandteilen begünstigen sie die Hautelastizität und reduzieren Hautreizungen.

Hamamelisextrakt kräftigt die Gefäße, adstringiert und fördert die Granulation.

Honigextrakt reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und wirkt hautberuhigend.

Hyaluronsäure in einer speziellen, tiefenwirksamen Molekülgröße kann von der Haut aufgenommen werden, die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken.

Ingwer-Extrakt regt die Wärmerezeptoren der Haut an. Sorgt für warme Füße.

Kamill Wirkstoffe wie *Bisabolol* haben entzündungshemmende, heilungsfördernde und keimtötende Wirksamkeit. Ausgezeichnet hautverträglich.

Kampfer wird zusammen mit pflanzlichen Ölen von der Haut sehr gut aufgenommen und wirkt durchblutungsfördernd und stoffwechsellagernd.

Manuka-Konzentrat Das Konzentrat aus dem Öl des Manuka-Strauches beinhaltet die zur Bekämpfung von Fußgeruch besonders wirksamen Komponenten in hoher Konzentration. Es hat eine Breitbandwirkung gegen Bakterien und Pilze und ist deshalb für die Fußhygiene besonders geeignet.

Menthol Bestandteil des Pfefferminzöls. Wirkt kühlend, erfrischend, desodorierend, juckreizlindernd, bakterizid.

Panthenol Provitamin B₅ mit ausgeprägt heilungsfördernden Eigenschaften. Beschleunigt das Zellwachstum.

Paprika-Extrakt stimuliert die Wärmerezeptoren der Haut und verursacht dadurch ein Wärmegefühl.

Perlmutter Pulver ist ein fein gemahlene Pulver aus dem Inneren der Muschelschale. Es entfernt sanft Hautschüppchen.

Tapioka-Stärke Naturprodukt aus Maniokwurzel, die runden Stärkepartikel vermitteln ein glattes und weiches Hautgefühl. Tapiokastärkepartikel im Hautrelief wirken als Puffer für den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Haut und Umgebung.

Urea (Harnstoff, Carbamid) wird wegen seiner besonderen Hautfreundlichkeit in medizinischen und kosmetischen Präparaten mit großem Erfolg eingesetzt. Dieser körpereigene, hochverträgliche Stoff wirkt hornhautreweichend, antibakteriell und juckreizlindernd. Der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird in idealer Weise reguliert.

Vitamin E-Acetat schützt die Haut vor vorzeitiger Hautalterung.

Vitamin E-Nicotinat fördert die Hautdurchblutung und führt dadurch zu einem Wärmegefühl der Haut.

Zinkoxid ist ein in der Pflege empfindlicher Haut hervorragend bewährter Wirkstoff mit antimikrobiellen, schwach adstringierenden und hautschützenden Eigenschaften. Durch die besondere Aktivierung wurde die Wirkung gegen viele schweißersetzende Hautkeime um ein Vielfaches gesteigert.

GEHWOL® Präparate

● **Hauptanwendung**
○ **Zusatzwirkung**

	Beschreibung siehe Seite	für Diabetiker geeignet	sehr empfindliche Haut	normale Haut	trockene Haut	sehr trockene Haut	gegen Schweißgeruch	gegen Fußschweiß	Schutz vor Fußpilz	feuchtigkeits spendend	erfrischend	kühlend	belebend	hautkräftigend	gegen kalte Füße	gegen Blasen laufen	gegen Druckstellen	Nagelschutz	reinigend	rückfettend	gegen Hornhaut	gegen Hühneraugen	gegen Schrüden
Cremes																							
GEHWOL Balsam, normale Haut	36	○	●			●			○	○	●		●	○						○			
GEHWOL Balsam, trockene Haut	36	○	○	●	○				○	●	●	○	○							●			
GEHWOL Bein-Balsam	35	○	○	●		●	○		○	○	●		●	○						○			
GEHWOL Emulsion zur Fußmassage (Praxisware)	52	○			●	○			○	○	○		○							○			
GEHWOL EXTRA	42	○		○	●	●	○		○	○		○	●	○	●	○	○			○	●		○
GEHWOL Frische-Balsam	37	○	●		○				○	○	●	○								○	●		
GEHWOL FUSSKREM	42	○		○	●	●	○		○	○			●	○	●	○				○	●		○
GEHWOL Softening-Balsam	34	○			●	○			○	○	●									●	●		○
GEHWOL Wärme-Balsam	37	○	○	●		○			○	○			●		●					●	○		
GEHWOL med Antitranspirant	30	○	●			●	●		○	○													
GEHWOL med Fußdeo-Creme	30	○	●	○		●	○		○	○	●												
GEHWOL med Hornhaut-Creme	29	○		○	●				○	○	●									○	●		○
GEHWOL med Lipidro-Creme	28	●	○		●	○			○	○	●									●	●		○
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme	31	○			●				○	○			●				●						
GEHWOL med Schrüden-Salbe	29	○			●			○					○			○				●	●		●
GEHWOL med Sensitive	27	●	●	○	○			○	○	○			●			○				○			
GEHWOL FUSSKRAFT Bein-Vital	22	○		●					○	○	●		●	○						○			
GEHWOL FUSSKRAFT BLAU	19	○		●	○	○	●		○	○	●		●	○						●	●		○
GEHWOL FUSSKRAFT flüssig (Praxisware)	50	○	●	●	●				○	○			●							○			
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN	20	○	●	○		●	●		○	○	●		●	○						○			
GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lotion	19	○	○	○	●				○	○	●									●	●		○
GEHWOL FUSSKRAFT MINT	20	○	●			○			○	○	●	○								○			
GEHWOL FUSSKRAFT ROT trockene Haut	21	○		●	○	○	●		○	○			●	○	●					○	●		○
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme	17	○		○	●	○			○	○	●									●	●		○
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion	18	○	●	○		○			○	○	●		○							○			
GERLASAN Handcreme	48	○	○	●	●	●			○	○	●		○							●			
GERLAVIT Moor-Vitamin-Creme	48	○	●		●				○	○	●									●			
Sprays																							
GEHWOL med Express Pflege-Schaum	28	●	○	●	●				○	○	○		○										
GEHWOL Fuß + Schuh Deo	38	○			●				○														
GEHWOL pflegendes Fussdeo	39	○			●	●			○	○	○	●				○					●		
GEHWOL pflegendes Fußspray	38	○			●				○	○	○	●									●		
GEHWOL Lotion (Praxisware)	53	○			○				○	○	○	●							●				
GEHWOL FUSSKRAFT Kräutertotion	23	○			●				○	○	○	●				○							
GEHWOL FUSSKRAFT Nagel- und Hautschutz-Spray	23	○							○	○			●				●			●			
GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray	24	○			●				○	○	○	●											
GERLASAN achselfrisch	49	○	●		●					○	○	●											
Flüssigpräparate																							
GEHWOL Fluid	44	○	○						○	○											●	○	
GEHWOL Hornhauterweicher (Praxisware)	53	○																			●		
GEHWOL Hornhautgelee (Praxisware)	52	○																			●		
GEHWOL Hühneraugen-Tinktur (Arzneimittel)	44	○	○																		●	●	
GEHWOL Nagelmasse	45	○							○														
GEHWOL Nagelweicher	45	○		●																		○	
GEHWOL med Hühneraugen-Stift	32	○														●					●	●	
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl	31	○			●				○	○			●							●			
GEHWOL med Nagelweicher	32	○	●						○	○											○		
GEHWOL med Nagelschutz-Stift	31	○							○	○			●							●			
GEHWOL FUSSKRAFT Hornhauterweicher (Praxisware)	51	○							○	○											●		
GEHWOL Nagelpflege	45	○			●				○	○										●			
GERLASAN SOFT	52	○			●				○	○										●	○		
Für Bad und Dusche																							
GEHWOL Badesalz	40	○	●	○		○			○	○		●	●	●						●			
GEHWOL Creme Fußbad	40	○	●	○		○			○	○	●	●	○							●	○		
GEHWOL Frische-Fußbad	35	○	●	○	●					○	○	●								●	●	○	
GEHWOL Fußbad	40	○	○	●		●			○	○		●	○	●						○	○	○	
GEHWOL Permutt-Peeling	34	○	○	●		○				○		○								○			
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	17	○	○	●		○				○		○								○	○		
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	18	○	○	●	●															●	●		
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad	25	○		●	○	●			○	○	●		●							●	●	○	
GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat	25	○		●	●	●			○	○		●	●							●	●	○	
Puder																							
GEHWOL FUSSPUDER	39	○	●		●	●			○						○								
GEHWOL med Fußpuder	32	○	○	●		●	○	●							○								
Druckschutz																							
GEHWOL Hühneraugen-Pflaster mit Salicylsäure	64	○																			●	●	



10 + 2



20 % Naturalrabatt

Das rechnet sich doppelt gut für Sie:

20 % Naturalrabatt (NR)

Immer wenn Sie 12er-Einheiten bestellen, bezahlen Sie nur 10!

5 % Jahresbonus

Schon ab einem Jahresnettoumsatz von 1.200,- Euro mit GEHWOL Verkaufswaren/ GEHWOL Pflastern und Druckschutzmitteln erhalten Sie **5 % als Warengutschein**.

Davon ausgenommen sind Sondergrößen/ Portionspackungen und Proben.

Der Natural-Jahresbonus wird Ihnen zusammen mit einem Auftrag **im Folgejahr in Verkaufsware vergütet** (Abrechnungszeitraum: 1 Kalenderjahr).

Auf Praxisware/Großgebilde für den Praxisbedarf und Geräte können keine Rabatte gewährt werden.





Ausschließlich für die professionelle Fußpflege:
GEHWOL FUSSKRAFT – für jedes Fußhaut-
Problem die richtige Lösung.



GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Creme

Milch & Honig für gepflegte Füße und Beine.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme enthält in einer sanft pflegenden Basis vitaminreiches Avocadoöl und weitere wertvolle Lipide. Ein spezielles, tiefenwirksames Hyaluron wird von der Haut aufgenommen und kann so die Hautregeneration unterstützen und die hauteigenen Abwehrkräfte stärken. In Kombination mit Urea bindet Hyaluron Feuchtigkeit auch in tieferen Hautschichten und schützt vor Hornhautbildung. Milchpeptide und Honigextrakt machen die Haut spürbar geschmeidiger und sichtbar glatter. GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme ist eine feuchtigkeitsspendende Fuß- und Beinpflege, die leicht einzieht und das Gefühl samtweicher Haut hinterlässt. Der angenehme Duft erfrischt und vermittelt somit die Sicherheit gut gepflegter Füße. Schützt vor Fußpilz.

Nicht über 30 °C lagern!

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
40-ml-Tube (VE = 24 Stück)	101 240 200	2,24	3,99
125-ml-Tube	101 240 700	6,27	11,20
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 50	101 241 100	16,60	

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Peeling

Bambus & Jojoba für gepflegte Füße und Beine.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling entfernt sanft und gründlich abgestorbene Hautzellen, erneuert die Hautoberfläche und glättet sie. Natürliches Bambus-Granulat und Jojoba-Wachs fördern eine schonende Massage und aktivieren die Hautdurchblutung. Zuckerkristalle erleichtern die schnelle Ablösung von losen Hautschuppen. Avocadoöl und Honigextrakt versorgen die Haut mit wertvollen Pflegestoffen, Vitamin E schützt sie und verhindert die vorzeitige Hautalterung. Die Haut wird besser durchblutet, für die nachfolgende Pflege vorbereitet und so die Aufnahme wertvoller Wirkstoffe erleichtert. Die Anwendung des Peelings erfolgt am einfachsten in der Dusche. Die Haut gut befeuchten, dann das Peeling auftragen und einmassieren. Dabei lösen die Zuckerkristalle die größeren Hautschuppen und das Bambus-Granulat führt die Feinglättung durch. Nach der Massage die restlichen Peelingkörper zusammen mit den gelösten Hautschuppen abspülen. GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion oder Soft Feet Creme runden die Komplettpflege Ihrer Beine und Füße ideal ab.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	101 120 700	6,15	10,95
500-ml-Dose – siehe Seite 51	101 121 101	16,45	



GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Lotion

Wasserlilie & Seide für gepflegte Beine und Füße.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion erfrischt und pflegt mit ausgesuchten Wirkstoffen. Wasserlilie beruhigt und adstringiert, Seidenextrakt glättet die Haut. Ein speziell aufbereitetes Hyaluron kann in tiefere Hautschichten vordringen und speichert dort Feuchtigkeit.

Die erfrischende Pflege ist wohltuend bei müden, schweren Beinen und wird durch Wirkstoffe aus der Rotalge *Palmaria Palmata* unterstützt. Avocadoöl und Phytosqualan wirken gegen trockene, raue und schuppige Haut und reduzieren den Feuchtigkeitsverlust. Die Lotion lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion für das Erlebnis leichter, seidenweich gepflegter Beine und Füße.

Nicht über 30 °C lagern!

Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	101 250 700	6,27	11,20
500-ml-Dose – siehe Seite 50	101 251 100	16,60	



GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Pflegebad

Mandel & Vanille für gepflegte Füße und Beine.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad verwöhnt Füße und Beine mit einem unvergesslichen Baderlebnis. Eintauchen und sanft entspannen! Nach nur einem Bad fühlt sich Ihre Haut wunderbar zart an. Das Bad eignet sich für jeden Hauttyp, vor allem für trockene und sensible Haut. Denn die Essenz enthält einzigartige Wirkstoffe, die das Bad in eine reichhaltige Reinigungs- und Pflegemilch verwandeln. Mandelöl etwa beruhigt die Haut, macht sie schön weich und gibt ihr Schutz. Hinzu kommt verführerische Vanille, die zusammen mit Vitamin E sowie Pflegeölen aus Avocado und Rizinus viel Feuchtigkeit spendet, Hornhaut erweicht und ein glattes, vitales Hautbild hervorzaubert.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad besitzt ein speziell für sensible Haut entwickeltes Netzmittel. Es sorgt dafür, dass sich die drei enthaltenen Pflegeöle gleichmäßig im Wasser verteilen. So entsteht eine milchschrimmernde, angenehm duftende Emulsion, die intensiv Feuchtigkeit spendet und die Hautflora schützt.

Bei Raumtemperatur lagern.
Auch als Dusch- oder Vollbad anwendbar.

Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
200-ml-Flasche	101 262 000	6,65	11,85
1.000-ml-Flasche – siehe Seite 51	101 261 200	17,84	



GEHWOL
FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lotion

TROCKENE HAUT

Intensive Pflege, bindet nachhaltig Feuchtigkeit.

GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lotion ist eine leicht verteilbare Lotion für die tägliche Pflege bei trockener Haut an Fuß und Bein. Sie zieht schnell ein und gleicht den Mangel an Lipiden und Feuchtigkeit aus. Die natürliche Schutzfunktion der Haut wird ins Gleichgewicht gebracht.

Die Inhaltsstoffe Harnstoff und Glycerin binden Feuchtigkeit in den tieferen Hautschichten, die Hornhaut wird geschmeidig und übermäßige Neubildung wird reduziert. Avocadoöl und Jojobaöl führen der trockenen Haut die fehlenden Lipide wieder zu. Ceramide als wichtige Bestandteile der hauteigenen Hautschutzfunktion verstärken die Barrierschicht und schützen die Haut vor dem Austrocknen. Übermäßige Hautabschuppung wird reduziert. Die tägliche Anwendung von GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lotion schützt vor Fußgeruch und Fußpilz.

Unparfümiert. Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.

GEHWOL
FUSSKRAFT® BLAU

TROCKENE SPRÖDE HAUT

Feuchtigkeitsspendend, naturfrisch.

GEHWOL FUSSKRAFT BLAU enthält bewährte Wirkstoffe zur Verhütung von Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen. Natürliche und hautfreundliche Fette wie z. B. Lanolin in Kombination mit feuchtigkeitsspendender Aloe Vera und Harnstoff geben der trockenen, spröden Fußhaut die notwendige Pflege und machen sie wieder elastisch, geschmeidig und glatt.

Die in GEHWOL FUSSKRAFT BLAU enthaltenen natürlichen ätherischen Öle, Rosmarin, Bergkiefer, Lavendel sowie belebender Kampfer und kühlendes Menthol lindern Fußbrennen und Fußschmerzen sofort. Der Fuß wird gekräftigt.

Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Standtube	101 100 700	5,12	9,15
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 50	101 101 100	15,50	

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	101 020 500	3,90	6,95
125-ml-Tube	101 020 700	5,02	8,95
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 50	101 021 100	13,20	



GEHWOL FUSSKRAFT® GRÜN

NORMALE HAUT

Hält Füße geruchlos – naturfrisch.

GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN enthält in einer schnell einziehenden, pflegenden Cremegrundlage mit Sheabutter, Jojobaöl und Aloe Vera den Wirkstoffkomplex Deozinc für den lang anhaltenden Schutz vor Fußgeruch.

Die Schweißbildung wird normalisiert. Die Füße werden frisch, geruchlos, glatt und geschmeidig.

Bewährte desinfizierende Wirkstoffe verhüten Fußpilz, Juckreiz und Bläschenbildung zwischen den Zehen. Natürliche ätherische Öle, belebender Kampfer und kühlendes Menthol lindern Fußbrennen und Fußschmerzen.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL FUSSKRAFT® MINT

**Kühlender Fußbalsam – minzfrisch.
Sofort einziehend.**

GEHWOL FUSSKRAFT MINT macht Ihre Füße frisch und fit, vor oder nach einem aktiven Tag.

Es vereint die belebende Eisfrische einer kühlenden Minzelotion von asiatischem Heilpflanzenöl mit der sanften Pflegewirkung eines sofort einziehenden Balsams.

Natürliches Menthol, ätherische Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel erfrischen und stärken müde und brennende Füße spontan.

GEHWOL FUSSKRAFT MINT befreit nachhaltig von Fußgeruch. Bewährte Antiseptika verhüten Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen.

Die Creme dünn auf Füße und Beine auftragen und leicht ein-massieren. Sie zieht schnell ein, fettet nicht, kühlt, erfrischt und hinterlässt das angenehme Gefühl gepflegter Füße.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	101 010 500	3,90	6,95
125-ml-Tube	101 010 700	5,02	8,95
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 51	101 011 100	13,20	

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	101 040 500	3,90	6,95
125-ml-Tube	101 040 700	5,02	8,95
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 51	101 041 100	13,20	



GEHWOL FUSSKRAFT® ROT

TROCKENE SPRÖDE HAUT

Gegen kalte Füße – wärmend.

GEHWOL FUSSKRAFT ROT, ein wärmender Pflegebalsam für die trockene Fußhaut, gibt müden, angestregten und schmerzenden Füßen Wohlbefinden. Belebender Kampfer, Extrakte aus Paprika und Ingwer sowie ätherische Öle aus Rosmarin und Bergkiefer regen die Durchblutung an und sorgen für ein wohliges Wärmegefühl. Ein Tipp: Sie können die Wärmewirkung verstärken, wenn Sie Ihren Füßen zuvor ein GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat gönnen. Hautfreundliche Intensivpflegestoffe kräftigen die trockene, spröde Fußhaut und machen sie wieder glatt und geschmeidig. Bewährte Antiseptika verhüten Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen. Die tägliche Pflege mit GEHWOL FUSSKRAFT ROT durchwärmt die Füße, hält die Fußhaut gesund und macht sie geschmeidig.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	101 230 500	3,90	6,95
125-ml-Tube	101 230 700	5,02	8,95
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 50	101 231 100	13,20	



GEHWOL FUSSKRAFT® BEIN-VITAL

**Vitalisierend, hautglättend, nichtfettend.
Macht müde Beine frisch.**

GEHWOL FUSSKRAFT Bein-Vital ist ein Balsam für die tägliche anspruchsvolle Pflege von Beinen und Füßen. Er zieht schnell ein, erfrischt angenehm und sorgt für eine schöne Haut. Bei einer leichten Massage mit Bein-Vital werden die natürlichen Inhaltsstoffe sofort von der Haut aufgenommen und wirken lindernd bei müden, schweren Beinen. Wertvolles Avocadoöl, Extrakte aus Meeresalgen und Vitamin E sorgen für die besonderen, hautsympathischen Eigenschaften von Bein-Vital. Problemzonen mit trockener, schuppiger Haut werden vermindert; die Hautfeuchtigkeit wird spürbar verbessert. Allantoin und der Kamillenwirkstoff Bisabolol unterstützen die pflegenden Eigenschaften und verstärken die mild desodorierende Wirkung der pflanzlichen Wirkstoffe. Hamamelis – ein Extrakt aus dem Virginischen Zauberstrauch – wirkt reizlindernd und hautstraffend.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	101 110 700	5,25	9,35
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 50	101 111 100	14,45	



GEHWOL FUSSKRAFT® Nagel- und Hautschutz-Spray

**Pflegt die Nägel, gibt Elastizität,
schützt vor Haut- und Nagelpilz.**

GEHWOL FUSSKRAFT Nagel- und Hautschutz-Spray verbessert die Elastizität, Stabilität und das Wasserbindungsvermögen des Nagels. Panthenol und Vitamin E-Acetat fördern die Regeneration. Bisabolol und Clotrimazol schützen vor Haut- und Nagelpilz. Das Ventil bringt das gut spreitende Öl bequem auf den Nagel, unter den Nagel und in den Zehenzwischenraum.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
50-ml-Spraydose	101 160 300	3,27	5,85

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterlotion

**Beseitigt Fußgeruch, kühlend und erfrischend.
Hornharterweichend und hautpflegend.**

GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion kühlt und erfrischt den müden Fuß, macht harte Hornhaut geschmeidig und beugt Hautjucken und Fußpilz vor.

Der Fuß wird langanhaltend desodoriert, Fußgeruch wird beseitigt, die Haut bleibt glatt und schön.

GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion enthält einen hohen Anteil natürlicher ätherischer Öle aus Rosmarin, Bergkiefer und Lavendel, ausgesucht hautpflegende Stoffe, desodorierende und desinfizierende Wirkstoffe und kühlendes Menthol.

GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion zur täglichen Pflege der Füße einfach aufsprühen und einreiben.

Fersen und Zehenzwischenräume besonders pflegen.

Umweltfreundlicher Pumpspray ohne Treibgas.

Mit Überkopfsprüher – sprüht in jeder Lage.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Flasche mit Pumpzerstäuber	101 130 800	4,95	8,80
500-ml-Flasche – siehe Seite 51	101 131 100	11,65	



GEHWOL **FUSSKRAFT® Pflegespray**

**Kühlend, erfrischend, hornharterweichend.
Beseitigt Fußgeruch.**

GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray erfrischt und beseitigt gleichzeitig lästigen Fußgeruch. Die Haut wird wirksam vor Fußpilz geschützt. Natürliche Pflegestoffe beruhigen die Haut und fördern ihre Regeneration. Urea und Allantoin spenden Feuchtigkeit und verhindern Hornhaut, die Fußhaut bleibt glatt und gepflegt.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Dose	101 190 800	4,95	8,80



GEHWOL FUSSKRAFT® Warmebad-Konzentrat

**Fußbad-Konzentrat mit erlesenen Kräuterextrakten.
Vitalisiert und durchwärmt Füße und Beine.**

GEHWOL FUSSKRAFT Warmebad-Konzentrat enthält natürliche Auszüge von Rosmarin und Paprika sowie eine Kombination des Vital-Vitamins E mit einem Vitamin der B-Gruppe.

Alle Wirkstoffe werden rasch in die Haut eingeschleust und sorgen für spontane und anhaltend wohlige Fußwärme. Der Stoffwechsel wird angeregt.

Das Austrocknen der Haut wird verhindert, ihre Elastizität bleibt erhalten.

Das Fußbad-Konzentrat ist sparsam in der Anwendung und biologisch abbaubar.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Flasche	101 180 800	8,40	14,95

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterbad

**Erweicht Hornhaut.
Gegen raue und rissige Füße, Fußschweiß und Fußgeruch.**

Die bewährte Wirkstoffkombination aus ätherischen Ölen von Bergkiefer, Rosmarin und Lavendel auf natürlicher Grundlage hilft bei vielen Fußbeschwerden. Selbst hartnäckige Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden gründlich erweicht.

Das Kräuterbad ist hervorragend geeignet bei rauen und rissigen Füßen (Schrunden, Rhagaden und Rötungen). Es reinigt intensiv und desodoriert nachhaltig.

Übermäßiger Fußschweiß wird normalisiert und unangenehmer Fußgeruch beseitigt. GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad belebt die Füße.

Es bleibt ein langanhaltendes, wohltuendes Frische-gefühl.

Bei regelmäßiger Anwendung schenkt GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad gesunde und gepflegte Füße.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
10 Portionsbeutel à 20 g	101 152 000	4,34	7,75
250-g-Faltschachtel	101 151 000	3,35	6,00
400-g-Faltschachtel	101 151 600	4,45	7,95
5-kg-Eimer – siehe Seite 51	101 151 300	29,70	
10-kg-Eimer – siehe Seite 51	101 151 400	54,90	



Für hartnäckige Fuß- und Nagelprobleme.
Die besonders wirksame Präparate-Serie
hat sich in der Praxis seit langem bewährt.



GEHWOL med. Sensitive

Medizinische Pflege für empfindliche Haut.

GEHWOL med Sensitive wurde speziell für die Bedürfnisse empfindlicher und trockener Haut entwickelt. Sie regeneriert die natürliche Mikroflora der Haut, lindert Juckreiz und Hautbrennen, reduziert Rötungen und schützt vor Infektionen.

In der Creme-Formulierung wurde hochreines Mikrosilber (MicroSilver BG™) eingearbeitet. Das nano-freie Mikrosilber bildet ein Depot in den Hautfalten und gibt die Silberionen dosiert ab. Die Silberionen stören den Zellstoffwechsel von Bakterien und Pilzen. So können sich diese nicht mehr ausbreiten und das natürliche Mikroklima auf der Haut aus dem Gleichgewicht bringen. Darüber hinaus stabilisieren Ceramide die natürliche Hautbarriere. Pflegendes Mandelöl hält die Haut weich und geschmeidig. Auch bei Neurodermitis sowie Fuß- und Nagelpilz GEHWOL med Sensitive therapiebegleitend eingesetzt werden.

**Ohne Parabene, Duftstoffe, PEG-Emulgatoren, Silikonöle.
Nano frei. Klinisch, dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	104 130 500	6,03	10,76
125-ml-Tube	104 130 700	7,71	13,75
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 53	104 131 100	18,30	

NEU



GEHWOL med. Express Pflege-Schaum

Zur täglichen Pflege normaler bis trockener Haut.

Der neue GEHWOL med Express Pflege-Schaum versorgt die Haut mit Feuchtigkeit dank des 4-fach HYDRO-Komplexes. Das Nachtkerzenöl unterstützt die natürliche Hautfeuchte-Balance. Es stärkt die Hautbarriere und somit die natürliche Schutzfunktion der Haut. Der Moorpflanzenextrakt füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut auf und macht sie geschmeidig. Urea versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, mindert zusätzlich die Druckstellen und hilft, Verhornungen vorzubeugen. Das Avocadoöl rundet den 4-fach HYDRO-Komplex ab und schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Zusätzlich regt es die Zellregeneration an. Mit einer kleinen Menge des ergiebigen Schaums sind die Füße täglich, morgens und abends, in Express-Geschwindigkeit gepflegt. GEHWOL med Express Pflege-Schaum zieht schnell ein und fettet nicht. Für spürbar geschmeidige, gepflegte Füße und ein angenehmes Hautgefühl. Auf eine Parfümierung sowie auf den Einsatz von Parabenen, Silikonen und PEG-Emulgatoren wurde bei der Formulierung verzichtet.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL med. Lipidro.Creme

**Zur optimalen Pflege der trockenen
und empfindlichen Haut.**

Die hochwertigen Inhaltsstoffe gleichen den Mangel an Lipiden sowie Feuchtigkeit aus und bringen die Schutzfunktion der Haut ins natürliche Gleichgewicht. Harnstoff bindet Wasser in tieferen Hautschichten. Hornhaut wird erweicht und übermäßige Neubildung reduziert. Sanddornöl und Avocadoöl mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren führen trockener Haut fehlende Lipide wieder zu und vermindern so den Wasserverlust durch Verdunstung. Unterstützt wird diese Funktion durch einen speziellen Algenextrakt. Allantoin, ein Inhaltsstoff der Rosskastanie, fördert die Regeneration der Haut. Farnesol wirkt antibakteriell und desodorierend. Tägliche Anwendung von GEHWOL med Lipidro Creme schützt vor Fußgeruch, Fußpilz und wirkt entzündungshemmend.

**Unparfümiert.
Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Dose	104 140 700	6,39	10,95

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
40-ml-Tube (VE = 24 Stück)	104 080 201	2,70	4,80
75-ml-Tube	104 080 500	4,62	8,25
125-ml-Tube	104 080 700	5,77	10,45
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 53	104 081 100	16,15	



GEHWOL med. Schrunden-Salbe

**Pflegesalbe für stark verhornte, rissige,
trockene und raue Haut.**

GEHWOL med Schründen-Salbe enthält in einer bewährten Grundlage aus medizinischer Spezialseife und ausgewählt hautfreundlichen Fetten eine wirksame Kombination aus natürlichen ätherischen Ölen, dem pflegenden Hautvitamin Panthenol und dem entzündungshemmenden Kamillenwirkstoff Bisabolol. Bei regelmäßiger Anwendung erhält die Haut ihre natürliche Elastizität und Widerstandskraft und wird geschützt. Besonders Hautrisse, Rötungen und die damit verbundenen unangenehmen Begleiterscheinungen werden wirksam verhütet.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	104 010 500	4,56	8,10
125-ml-Tube	104 010 700	5,84	10,45
500-ml-Dose mit Spender – – siehe Seite 53	104 011 100	16,15	

GEHWOL med. Hornhaut-Creme

entfernt störende Hornhaut in 28 Tagen.

Urea verstärkt mit Glycerin und Allantoin lockert den Zellverbund der harten Hornschichten. Die intensive Pflege führt zu einer sofortigen Erweichung und spürbaren Reduzierung der Hornhaut innerhalb weniger Tage. In 28 Tagen ist im Allgemeinen der Normalzustand erreicht. Lipide schützen und stärken. Seidenextrakt spendet Feuchtigkeit und glättet die Hautoberfläche. Zum Schutz vor Neubildung übermäßiger Hornhaut empfiehlt sich die regelmäßige Pflege der Haut mit GEHWOL med Lipidro Creme.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	104 120 500	4,56	8,10
125-ml-Tube	104 120 700	5,56	9,95



GEHWOL med. Fußdeo-Creme

Mit Manuka-Extrakt für 24-Stunden-Frische.

GEHWOL med Fußdeo-Creme mit neuem, angenehmem Duft kombiniert den hochkonzentrierten Wirkstoffextrakt des Manuka-Öls mit mikronisiertem Zinkoxid zur Beseitigung von starkem Fußgeruch für mindestens 24 Stunden in einer pflegenden Cremegrundlage mit Jojoba-Öl und Aloe Vera.

Der erstmalig in der Fußpflege eingesetzte Extrakt enthält alle Wirkkomponenten des bekannten Manuka-Öls und eignet sich durch die ausgezeichnete Wirkung gegen Bakterien und Pilze besonders für die Fußhygiene. Zinkoxid in hochwirksamer mikronisierter Form ist ein in der Pflege empfindlicher Haut hervorragend bewährter Wirkstoff mit antimikrobiellen und hautschützenden Eigenschaften. Aloe Vera wirkt bakteriostatisch, entzündungshemmend, regenerierend und feuchtigkeitsspendend. Jojoba-Öl wird als natürliches, flüssiges Wachs schnell von der Haut aufgenommen. Es enthält wertvolle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und unterstützt die natürlichen Hautfunktionen. Die mild-fettende Creme sorgt bei regelmäßiger Anwendung für geruchlose Füße, geschmeidige Haut und Schutz vor Fußpilz.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	104 070 500	4,26	7,60
125-ml-Tube	104 070 700	5,43	9,65
500-ml-Dose mit Spender – siehe Seite 53	104 071 100	14,95	

GEHWOL med. Antitranspirant

Cremelotion zur Schweißreduzierung.

GEHWOL med Antitranspirant Cremelotion führt bei regelmäßiger, täglicher Anwendung zu trockeneren, geruchsfreien Füßen. Die Haut wird vor schweißersetzenden Mikroorganismen, vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen geschützt. Die Schweißbildung wird reduziert und die Geruchsbildung verhindert. Gleichzeitig wird einer zu starken Austrocknung und Versprödung entgegengewirkt. GEHWOL med Antitranspirant Cremelotion reduziert den Schweiß und schützt vor Fußgeruch. Aloe Vera, Avocadoöl und Glycerin pflegen die Haut, Aluminiumchlorohydrat reduziert die Schweißbildung. Zink-Ricinoleat beseitigt Gerüche, und Natrium-PCA schützt die Haut vor Austrocknung.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	104 110 700	5,47	9,75



GEHWOL med. Nagelschutz-Stift

Pflegt die Nägel nachhaltig, schützt wirkungsvoll vor Pilzbefall, macht sie schön und elastisch.

Der **GEHWOL med Nagelschutz-Stift** enthält die hochwertigen Pflegestoffe Jojobaöl, Vitamin E-Acetat, Panthenol und Bisabolol.

Der bewährte Wirkstoff Clotrimazol verhindert Pilzbefall.

3 Ersatzspitzen enthalten.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Nagelschutz-Stift 3 ml (3 Ersatzspitzen enthalten)	104 102 300	5,84	10,45



GEHWOL med. Nagel- und Hautschutz-Öl

Schützt wirkungsvoll vor Pilzbefall, pflegt Nägel und Haut elastisch und schön.

Enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol zur Pflege von Nägeln und Haut. Der bewährte Wirkstoff Clotrimazol verhindert Pilzbefall. Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Flasche mit Tropfpipette	104 020 100	5,26	9,10
50-ml-Flasche mit Tropfpipette	104 020 300	11,95	
– siehe Seite 53			



GEHWOL med. Nagel- und Hautschutz-Creme

Schützt wirkungsvoll vor Pilzbefall, pflegt Nägel und Haut elastisch und schön.

GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme enthält die hochwertigen Pflegestoffe Weizenkeimöl, Panthenol und Bisabolol zur Pflege von Nägeln und Haut. Der bewährte Wirkstoff Clotrimazol verhindert Pilzbefall.

Brüchige, spröde Nägel werden elastisch und schön und erhalten einen natürlichen Seidenglanz.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Tube	104 030 100	5,26	9,40



GEHWOL med. Nagelweicher

Verhütet Einwachsen der Nägel und starke Verhornungen. Macht die Nagelhaut elastisch.

Erweicht schnell und schonend Verhornungen. Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel werden gelindert. Der schmerzhafte Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe wird beseitigt.

GEHWOL med. Fußpuder

Schützt wirkungsvoll vor Pilzbefall, desodoriert die Füße und hält sie trocken.

GEHWOL med Fußpuder enthält die hochwertigen Pflegestoffe Tapiokastärke, mikronisiertes Zinkoxid und Bisabolol zur Verhütung von Fußgeruch und Fußschweiß. Der bewährte Wirkstoff Clotrimazol verhindert Pilzbefall.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL med. Hühneraugen-Stift

Wirkstoff: Salicylsäure

Der GEHWOL med Hühneraugen-Stift entfernt wirksam schmerzhafte Hühneraugen, reduziert effektiv übermäßige Hornhaut, die das Entstehen von Hühneraugen begünstigt und lindert somit Schmerzen durch verdickte Druckstellen. Salicylsäure weicht die verhornte Haut auf. Panthenol pflegt die Haut, versorgt sie mit Feuchtigkeit und macht sie geschmeidig.

Medizinprodukt.

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Flasche mit Tropfpipette	104 040 100	4,11	7,35
50-ml-Flasche mit Tropfpipette	104 040 300	7,56	
– siehe Seite 53			

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
100-g Streudose	104 090 600	5,24	9,35

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
2-ml Applikator	104 152 700	4,48	7,99



GEHWOL Softening-Balsam
die regenerierende Schönheitspflege
für Füße und Beine.



GEHWOL® Softening-Balsam

Pflegebalsam für seidenweiche Füße und Beine.

GEHWOL Softening Balsam, der Pflegebalsam mit tiefenwirksamem Hyaluron und den Aktivstoffen aus Milch und Honig für eine seidenweich gepflegte Haut.

Die Creme aus hautfreundlichen Lipiden in Kombination mit pflegendem Avocadoöl enthält ein spezielles Hyaluron, welches von der Haut aufgenommen wird, die Hautregeneration unterstützt und die Abwehrkräfte der Haut stärkt. Proteine aus Milchextrakt und Honigextrakt machen die Haut spürbar geschmeidig und sichtbar glatt.

Die Hautfeuchtigkeit wird intensiv gesteigert. Die Kombination der Wirkstoffe aus Hyaluron und Urea bindet Feuchtigkeit bis in die tiefen Hautschichten und erweicht harte Hautstellen.

Das Ergebnis ist seidenglatte, gepflegte Haut an Füßen und Beinen.

Nicht über 30 °C lagern!

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL® Perlmutter-Peeling

Pflegendes Peeling mit Perlmutter-Pulver für Bein und Fuß.

GEHWOL Perlmutter-Peeling wirkt mit wertvollem Perlmutterpulver, feinen Zuckerkristallen und massierenden Wachsügelchen. Störende Hautschüppchen werden entfernt, die Haut wird sanft massiert und mit Feuchtigkeit versorgt.

Algenextrakt hält mit mineralstoffreichem Meerwasser die natürliche Barriere der Haut intakt. Jojobaöl macht die Haut glatt und geschmeidig, Bisabolol und Panthenol wirken gleichzeitig hautberuhigend und entzündungshemmend.

GEHWOL Bein-Balsam für trockene oder normale Haut rundet die Pflege ideal ab.

Anwendung: Die Haut vor der Anwendung gut befeuchten, dann das Perlmutter-Peeling auftragen und sanft einmassieren. Anschließend die Peelingkörper abwaschen.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	102 340 700	5,46	9,75

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	102 540 700	5,52	9,85



GEHWOL Bein-Balsam

Wohltuend-pflegender Heilkräuterbalsam für Bein und Fuß.

GEHWOL Bein-Balsam ist ein pflegender nicht fettender Heilkräuterbalsam speziell für die Bein- und Fußkosmetik. Allantoin, ein Wirkstoff der Roßkastanie; Bisabolol, ein Bestandteil der Kamille; Hamamelis-Extrakt, Menthol und Panthenol wirken reizlindernd, mild adstringierend und wohltuend bei Hautunreinheiten und Rötungen. Die wertvollen Wirkstoffe werden rasch von der Haut aufgenommen. GEHWOL Bein-Balsam sorgt bei regelmäßiger Anwendung für glatte, geschmeidige und schöne Haut. Trockene Haut, Hautunreinheiten, Verfärbungen, Fußpilz und vorzeitiges Altern der Haut werden verhütet. Eine leichte Massage kräftigt die Venen, lindert Beinbeschwerden während der Schwangerschaft und gibt sofort ein angenehmes Gefühl der Frische.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
125-ml-Tube	102 430 700	4,85	8,65
500-ml-Dose mit Spender – siehe Seite 52	102 431 100	14,42	

GEHWOL Frische-Fußbad

Urea & Algenextrakt, kühlend, erfrischend, hornharterweichend.

GEHWOL Frische-Fußbad belebt sofort müde, brennende Füße. Kühlendes Menthol sorgt für ein langanhaltendes Frische-Gefühl. Das Bad wirkt gegen Fußgeruch und reinigt die Haut intensiv. Urea und Algenextrakt spenden bei trockener, rissiger Haut zusätzlich Feuchtigkeit.

Hornhaut oder Schwielen werden weich und können mit dem GEHWOL Hornhautschwamm entfernt werden. Regelmäßig angewendet bleiben die Füße gesund und gepflegt.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
330-g-Dose	102 552 600	4,09	7,30



GEHWOL® Balsam

TROCKENE SPRÖDE HAUT

**Erfrischend belebender Fuß-Balsam.
Pflegt, desodoriert, verhindert Fußpilz.**

Kühlendes Menthol und natürliche ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel erfrischen und beleben. Fußbrennen und Ermüdungserscheinungen verschwinden sofort. Müde, wehe Füße leben auf. Bewährte antimikrobielle Stoffe verhindern Fußgeruch nachhaltig, bieten einen wirksamen Schutz vor Fußpilz und halten die Füße hygienisch frisch.

GEHWOL Balsam für trockene, spröde Haut ist reich an hautfreundlichen Pflegestoffen wie Lanolin und Avocadoöl. Raue und rissige Haut wird wieder glatt, geschmeidig und widerstandsfähig. Aloe Vera bindet zusätzliche Hautfeuchtigkeit.

GEHWOL Balsam für trockene, spröde Haut hinterlässt das angenehme Gefühl einer gut gepflegten Haut.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	102 470 500	3,70	6,60
125-ml-Tube	102 470 700	4,31	7,75

GEHWOL® Balsam

NORMALE HAUT

**Erfrischend belebender Fuß-Balsam.
Pflegt, desodoriert, verhindert Fußpilz.**

Kühlendes Menthol und natürliche ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel erfrischen wohltuend. Fußbrennen und Ermüdungserscheinungen verschwinden sofort. Müde, wehe Füße leben auf. Bewährte antimikrobielle Stoffe verhindern Fußgeruch nachhaltig, bieten einen wirksamen Schutz vor Fußpilz und halten die Füße hygienisch frisch.

Hautfreundliche Pflegestoffe wie Jojobaöl und Aloe Vera pflegen die Haut glatt und geschmeidig und machen sie widerstandsfähig. GEHWOL Balsam für normale Haut zieht schnell ein und hinterlässt das angenehme Gefühl einer gut gepflegten Haut.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	102 420 500	3,70	6,60
125-ml-Tube	102 420 700	4,31	7,75



GEHWOL Wärme-Balsam

**Gegen kalte Füße.
Feuchtigkeitsspendende Pflege für
trockene und normale Haut.**

Extrakte aus Algen, Paprika, Ingwer, ätherische Öle aus Rosmarin und Lavendel sowie belebender Kampfer regen die Durchblutung an und spenden ein angenehmes Wärmegefühl. In einer Basis aus hautfreundlichen Pflegestoffen wie Avocadoöl, Bienenwachs und Lanolin bewirken Aloe Vera, Harnstoff und Glycerin eine Verbesserung der Hautfeuchtigkeit. Sie helfen der Haut, die natürliche Feuchtigkeit zu speichern und zu binden. Pflegt normale und trockene Haut glatt und geschmeidig. Bewährte Antiseptika verhüten Fußgeruch, Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen. Tägliche Pflege hält die Fußhaut gesund, macht sie geschmeidig und vermittelt ein angenehmes Wärmegefühl. Tipp: Sie können die wärmende Wirkung verstärken, wenn Sie Ihren Füßen zuvor ein warmes GEHWOL Fußbad gönnen.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL Frische-Balsam

**Kühlende Creme für frische Füße.
Pflegt und desodoriert.**

Natürliches Pfefferminzöl und Menthol erfrischen müde, brennende und stark beanspruchte Füße und Beine. GEHWOL Frische-Balsam belebt sofort, kühlt und desodoriert langanhaltend. Pflegende Substanzen regulieren die Feuchtigkeit der Haut und machen verhärtete Hautpartien wieder elastisch. GEHWOL Frische-Balsam schützt vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen, zieht schnell ein und fettet nicht. Frische und Pflege für Füße und Beine.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	102 440 500	3,70	6,60

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	102 370 500	3,70	6,60



GEHWOL® Fuß + Schuh Deo

Für hygienische Frische.

GEHWOL Fuß + Schuh Deo zur täglichen Fußpflege. Ideal für Sport und unterwegs. Zink-Ricinoleat beseitigt und verhindert Schweißgeruch an den Füßen und in den Schuhen. Die angenehme Parfümierung gibt Sicherheit. Antimikrobielle Wirkstoffe schützen vor Fußpilz unterwegs in Hotelzimmern, Bädern, Saunen, beim Anprobieren von Schuhen und dem Tragen von Leihshuhen. Auch in die Schuhe sprühen.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL® pflegendes Fußspray

Erfrischt, desodoriert, schützt und pflegt. Fußfrisch für den ganzen Tag.

GEHWOL pflegendes Fußspray erfrischt, desodoriert und schützt wirksam vor Fußpilz. Urea und Allantoin geben der Haut die notwendige Feuchtigkeit und verhindern Hornhaut. Die Haut bleibt glatt und gepflegt.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Dose	102 360 800	4,85	8,65

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Dose	102 350 800	4,85	8,65



GEHWOL[®] pflegendes FUSSEDEO

**Erfrischendes Fußspray.
Desodoriert, schützt und pflegt.**

GEHWOL pflegendes Fußdeo enthält natürliche Heilpflanzenöle aus Rosmarin und Lavendel in ausgewogener Kombination mit Kräuterextrakten aus Kamille und Pfefferminze sowie mit dem Hautvitamin Panthenol. GEHWOL pflegendes Fußdeo belebt und regt die Durchblutung an. Es erfrischt, desodoriert langanhaltend und beseitigt Fußgeruch nachhaltig.

Das Spray desinfiziert und schützt wirkungsvoll vor Fuß- und Nagelpilz.

Es beugt Entzündungen vor und macht harte Hornhaut geschmeidig.

Das Pumpspray sprüht mit dem Überkopfsprüher in jeder Lage.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL[®] Fußpuder

**Desinfizierender Spezialpuder.
Hält die Fußhaut trocken.**

GEHWOL Fußpuder hält die Füße trocken, geschmeidig und geruchlos.

Der Spezialpuder mit den desinfizierenden GEHWOL Wirkstoffen verhindert Fußmykosen.

GEHWOL Fußpuder duftet sauber und frisch.

Es empfiehlt sich, GEHWOL Fußpuder auch in die Strümpfe zu streuen.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Flasche mit Pumpzerstäuber	102 380 800	4,85	8,65

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
100-g-Streudose	102 480 600	3,90	6,95



GEHWOL® Badesalz

**Belebender Rosmarinbadezusatz.
Reinigt, erfrischt und belebt die Haut.**

Ein Bad mit GEHWOL Badesalz reinigt sanft und gründlich, regt die Durchblutung der Haut an, belebt und kräftigt.

Die lindernden Bestandteile dringen tief in die Poren ein und verhindern übermäßige Transpiration und Fußgeruch.

Anwendbar für Fuß- und Vollbäder. Regelmäßige Anwendung schützt vor Fußpilzinfektionen.

Beim Bad entwickelt sich ein feiner, dezenter Rosmarinduft, das Wasser wird seidig-weich. Bürstenmassage unter Wasser verstärkt die wohltuende Wirkung.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
10 Portions-beutel à 25 g	102 522 200	4,23	7,55
1000-g-Flasche – siehe Seite 52	102 521 200	9,80	

GEHWOL® Fußbad

**Mit balsamischen Kräuterölen.
Hilft dem schmerzenden, belebt den ermüdeten Fuß.**

GEHWOL Fußbad hilft wehen, brennenden und schwitzenden Füßen. Es belebt müde Füße und beseitigt lästiges Fußbrennen. Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen werden erweicht. Die Haut wird porentief gereinigt; sie bleibt widerstandsfähig und geschmeidig. GEHWOL Fußbad desodoriert nachhaltig. Natürliche ätherische Öle aus Lavendel, Rosmarin und Thymian fördern die Durchblutung. Die Füße werden langanhaltend durchwärmt und belebt.

Eine anschließende Behandlung der Füße mit GEHWOL pflegendes Fußdeo oder GEHWOL Balsam unterstützt die Wirkung.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
10 Portions-beutel à 20 g	102 492 000	3,75	6,70
250-g-Faltsch.	102 491 000	2,81	4,95
400-g-Faltsch.	102 491 600	3,80	6,80
5-kg-Eimer – siehe Seite 52	102 491 300	25,50	
10-kg-Eimer – siehe Seite 52	102 491 400	47,25	

GEHWOL® Creme Fußbad

**Erfrischend belebendes
Badekonzentrat.
Mit Speik und Lavendel.**

GEHWOL Creme Fußbad enthält hochwertigste Wirkstoffe und Pflegestoffe, die müden, schmerzenden und überanstrengten Füßen wohl tun.

Die Fußhaut wird geschmeidig und gepflegt. Regelmäßige Bäder beugen Fußpilzbefall vor und desodorieren nachhaltig. Der frische Duft nach Speik und Lavendel beruhigt und entspannt.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Flasche	102 500 800	4,85	8,65
1000-ml-Flasche – siehe Seite 53	102 501 200	17,65	
2000-ml-Flasche – siehe Seite 53	102 501 400	22,85	
5000-ml-Flasche – siehe Seite 53	102 501 300	41,00	



Gibt es für strapazierte Füße ein vielfach wirksames und ausgezeichnetes Pflegemittel? Ja. Seit 1882. Und die Erfolgsgeschichte dieser Produkte hat gute Gründe: Erfahrung und bewährte Qualität.





GEHWOL® FUSSKREM

**Für strapazierte Füße und stark beanspruchte Haut.
Verhütet Wund- und Blasenlaufen.**

Gerlachs GEHWOL FUSSKREM verhütet Fußbrennen, Wund- und Blasenlaufen, insbesondere bei sportlichen Aktivitäten wie Wandern, Laufen oder Ähnliches. Er wirkt entzündungswidrig, beugt Fußpilzinfektionen vor und führt die Tätigkeit der Schweißdrüsen auf ein normales Maß zurück. Der Krim beseitigt Fußgeruch und andere Begleiterscheinungen übermäßigen Fußschweißes. GEHWOL FUSSKREM kräftigt die Haut und macht sie widerstandsfähig.

Schützt die Hände bei starker Beanspruchung. Außerdem bietet der Fusskrem einen Schutz vor Frostbeulen und kalten Füßen.

Gerlachs GEHWOL FUSSKREM ist seit 1882 bekannt und wird auf der bewährten Basis laufend den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst.

Gerlachs GEHWOL FUSSKREM wurde millionenfach bei der Pflege strapazierter Füße mit Erfolg verwendet.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	102 400 500	3,70	6,60
55-ml-Dose	102 402 300	3,10	5,45

GEHWOL® EXTRA

**Universal-Fußpflege Creme mit großer Wirkungsbreite.
Für die tägliche Intensiv-Pflege.**

GEHWOL EXTRA pflegt und kräftigt belastete Füße intensiv. Die Fußhaut wird desodoriert und desinfiziert. GEHWOL EXTRA verhütet Fußbrennen, Fußpilz, Fußgeruch, Hornhaut, Wund- und Blasenlaufen und macht trockene, rissige Haut geschmeidig. Natürliche GEHWOL EXTRA Öle aus Eukalyptus, Rosmarin, Lavendel und Thymian beleben die Füße und steigern ihre Leistungsfähigkeit. GEHWOL EXTRA regt die Durchblutung an und schützt gegen kalte und feuchte Füße.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	102 410 500	3,70	6,60



Wirksame Nagelpflege, Fungizide und gezielte Anwendungen bei speziellen Fußproblemen – auch dafür sind GEHWOL Präparate Mittel der Wahl.



GEHWOL® Hühneraugen-Tinktur

Wirkstoff: Salicylsäure (Ph. Eur.)

Zur äußerlichen Anwendung gegen Hühneraugen.
Lösung zur Anwendung auf der Haut.

(Pflichttext nach § 4 HWG siehe Seite 88)
Freiverkäufliches Arzneimittel
PZN 02159360
Zul.-Nr. 6495467.00.00

GEHWOL® Fluid

Zur Pflege und bei der Behandlung von eingewachsenen Nägeln, Hornhaut und Hühneraugen.

GEHWOL Fluid pflegt und verschönert Haut und Nägel.
Es macht harte Haut geschmeidig.
GEHWOL Fluid ist ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Arbeiten mit Instrumenten an eingewachsenen Nägeln, Hornhaut, Hühneraugen und im Nagelfalz.
Auf Grund seiner desinfizierenden Wirkung beugt GEHWOL Fluid Entzündungen vor und beruhigt gereizte Haut.

Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Flasche mit Auftragsspatel	102 590 100	3,09	5,50

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Flasche mit Tropfpipette	101 090 100	3,50	6,25



GEHWOL Nagel-Pflege

Bei brüchigen Fuß- und Fingernägeln und zur Unterstützung der präparativen Behandlung von Nagelmykosen. Fördert das Nagelwachstum.

GEHWOL Nagelpflege enthält einen hohen Anteil Weizenkeimöl mit Vitamin E und anderen Aufbaustoffen, ferner aktive Bestandteile des ätherischen Öls der Kamille in einer Lösung mit optimalem Netz- und Spreiteffekt.

Bei brüchigen Fuß- und Fingernägeln und zur Förderung des gesunden Wachstums. Täglich GEHWOL Nagelpflege in Nägel und umliegende Hautpartien einmassieren.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

GEHWOL Nagelweicher

Verhütet Einwachsen der Nägel und starke Verhornungen. Macht Nägel und Nagelhaut elastisch.

GEHWOL Nagelweicher erweicht schnell und schonend Verhornungen. Beschwerden durch eingewachsene Zehennägel werden gemindert.

Der schmerzhafte Druck des Nagels auf das beanspruchte Gewebe wird beseitigt.

GEHWOL Nagelmasse

Für Verschönerung, Schutz und Reparatur der Zehen- und Fingernägel.

GEHWOL Nagelmasse wird zur Glättung unebener und zur Festigung eingerissener Nägel, zur Fixierung künstlicher Nägel und zum Schutz vor Nagelpilz verwendet.

GEHWOL Nagelmasse ist stark haftend, dauerelastisch und gibt dem Nagel ein schönes und natürliches Aussehen. Zusätzlich kann Nagellack verwendet werden.

Zum Auftragen auf Haut und Nägel (siehe auch Seite 240).

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Flasche mit Tropfpipette	102 510 101	4,87	8,70

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Flasche mit Tropfpipette	102 570 100	3,78	6,75

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
15-ml-Tube mit Dosier Spitze	102 520 100	7,90	



GEHWOL® Nail repair Gel

Nail repair Gel hoch- und mittelviskos ist ein lichthärtendes Polymerisationsharz, das es auf einfache Art und Weise ermöglicht, eine hochelastische Nagelbeschichtung, die dem natürlichen Nagel perfekt angepasst ist, aufzutragen. Zur Behandlung defekter, spröder und gerissener Fußnägel, zum Wiederaufbau erkrankter Nägel, wie auch zur Befestigung von Spangen.

Selbsthaftend, spannungsfrei und ohne speziellen Haftvermittler kann das GEHWOL Nail repair Gel sparsam und hygienisch mit der dünnen Tubenspitze auf den Nagel aufgebracht werden. GEHWOL Nail repair Gel härtet nur unter UV-Licht aus. Dank antimykotischer Wirkstoffe schützt GEHWOL Nail repair Gel vor erneutem Pilzbefall.

	Bestell-Nr.	EK €
GEHWOL Nail repair Gel klar M, mittelviskos, 5-ml-Tube	102 532 503	9,85
GEHWOL Nail repair Gel rosa M, mittelviskos, 5-ml-Tube	102 532 501	9,85
GEHWOL Nail repair Gel opal M, mittelviskos, 5-ml-Tube	102 532 502	9,85
GEHWOL Nail repair Gel opal H, hochviskos, 5-ml-Tube	102 532 504	9,85
GEHWOL Nail repair Gel rosa H, hochviskos, 5-ml-Tube	102 532 505	9,85
GEHWOL Nail repair Gel klar H, hochviskos, 5-ml-Tube	102 532 506	9,85
GEHWOL Nail repair Cleaner, 150-ml-Flasche	102 530 800	5,20
GEHWOL med Nagel und Hautschutz-Öl 50-ml-Flasche – siehe Seite 53	104 020 300	11,95

GEHWOL® Nail repair Cleaner

Vor der Anwendung des GEHWOL Nail repair Gels sollte der zu behandelnde Nagel bearbeitet und anschließend mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner gereinigt und entfettet werden.

Die Dispensionschicht nach Abschluss des Nagelaufbaus wird mit GEHWOL Nail repair Cleaner optimal entfernt.

Ebenso dient er zur Reinigung von Instrumenten und Pinseln von ungehärtetem GEHWOL Nail repair Gel.

Zubehör (siehe Seite 179)	Bestell-Nr.	€
UV-Lichthärtegerät	302 190 000	31,90
UV-Lampe f. ambulante Fußpflege	302 181 205	16,95
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 4	318 010 400	5,95
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 6	318 010 500	6,96
Doppelinstrument HH 106 R	312 120 600	10,92



Das Haus **GERLACH** verfügt über umfassendes Wissen, das sich auch auf weitere Pflegebereiche übertragen lässt. Das Ergebnis: Qualitätsprodukte, die über Fußpflege hinausgehen.



GERLAVIT®

MOOR-VITAMIN-CREME

Für empfindliche, trockene Haut.

Nicht parfümiert. Mit natürlichen pflanzlichen Ölen und Tiefenmoorextrakt.

GERLAVIT Moor-Vitamin-Creme ist besonders zur Pflege trockener und empfindlicher Haut geeignet.

Natürliche pflanzliche Öle aus Weizenkeimen, Avocado und Jojoba sowie die Wirksubstanzen des Tiefenmoores pflegen die Haut und machen sie glatt und geschmeidig.

Panthenol und Vitamin E wirken der Faltenbildung und der vorzeitigen Hautalterung entgegen.

GERLAVIT Moor-Vitamin-Creme zieht schnell ein und erzeugt ein angenehm glattes und gepflegtes Hautgefühl.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
75-ml-Tube	201 080 500	5,20	9,30

GERLASAN®

Handcreme mit Urea

Feuchtigkeitsspendend, hautschützend, schnell einziehend. Zur täglichen Pflege der Hände.

Besteht aus einer Kombination hochwertiger Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Jojobaöl, Tapiokastärke und Harnstoff zur intensiven Pflege und zum Schutz der strapazierten Hände.

Entzündungshemmendes Bisabolol, heilungsförderndes Panthenol und gegen Hautpilze wirksames Clotrimazol ergänzen den optimalen Schutz.

Die feuchtigkeitsspendende GERLASAN Handcreme schützt und zieht schnell ein, sorgt für ein angenehmes Hautgefühl und lässt sich gut verteilen.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
40-ml-Tube (VE = 24 Stück)	205 000 200	2,40	3,95
75-ml-Tube	205 000 500	4,49	8,-
500-ml-Dose mit Spender – siehe Seite 52	205 001 100	13,10	



GERLASAN achselfrisch®

**Desodoriert nachhaltig.
Frische bei Tag und Nacht.**

Das milde GERLASAN achselfrisch normalisiert die Schweißbildung und pflegt mit erprobten Hautschutzstoffen. Der Duft ist sauber und dezent.

GERLASAN achselfrisch gibt keine Flecken.

GERLASAN achselfrisch ist ein intensiv und nachhaltig wirkendes Deodorant, das sich durch besonders gute Hautverträglichkeit auszeichnet.

Eine überraschend wirksame Kombination hautfreundlicher Deostoffe verhindert die geruchsbildende Zersetzung des Schweißes in zweifacher Weise:

- Die Ausbreitung von schweißzersetzenden Bakterien wird verhindert.
- Schweißzersetzende Fermente werden zuverlässig inaktiviert.

**Dermatologisch geprüft.
Auch für Diabetiker geeignet.**

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
150-ml-Flasche mit Pumpzerstäuber	202 020 800	4,13	7,35

Bitte beachten Sie,
dass es sich bei der Praxisware *nicht*
um Verkaufsware handelt!



GEHWOL FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lotion

TROCKENE HAUT

Intensive Pflege, bindet nachhaltig Feuchtigkeit.

FUSSKRAFT® BLAU

TROCKENE SPRÖDE HAUT

Feuchtigkeitsspendend, naturfrisch.

FUSSKRAFT® ROT

TROCKENE SPRÖDE HAUT

Gegen kalte Füße – wärmend.

FUSSKRAFT® Soft Feet Lotion

Wasserlilie & Seide für gepflegte Beine und Füße.

FUSSKRAFT® Soft Feet Creme

Milch & Honig für gepflegte Füße und Beine.

FUSSKRAFT® BEIN-VITAL

Vitalisierend, hautglättend, nichtfettend.
Macht müde Beine frisch.

FUSSKRAFT® flüssig

Lanolinhaltige Cremelotion mit den bewährten Gehwol Wirkstoffen Rosmarinöl, Bergkieferöl und Kampfer. Ideales Massagemittel nach der Fußpflege, wohltuend für Fuß und Bein. Wird von der Haut besonders gut aufgenommen.

GEHWOL FUSSKRAFT® Hornharterweicher mit 25% Harnstoff

Das Flüssigprodukt wird durch ein Spendersystem in einen feinporigen Schaum mit hochkonzentriertem Harnstoff und Milchsäure umgewandelt und dient so zur punktgenauen, schnellen Hornharterweichung. Schon nach etwa 5 Minuten kann die erweichte Hornhaut leicht entfernt werden, dadurch wird die Behandlungsdauer deutlich verkürzt. Der erzeugte Schaum bleibt stabil auf der Haut und quillt nicht auf. So wird das unbeabsichtigte Erweichen benachbarter Hautareale verhindert. Antimikrobiell. Keine Duftstoffe.

	Bestell-Nr.	EK €
GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lotion Trockene Haut 500-ml-Dose mit Spender	101 101 100	15,50
GEHWOL FUSSKRAFT Blau Trockene spröde Haut 500-ml-Dose mit Spender	101 021 100	13,20
GEHWOL FUSSKRAFT ROT Trockene spröde Haut 500-ml-Dose mit Spender	101 231 100	13,20
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion 500-ml-Dose mit Spender	101 251 100	16,60
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme 500-ml-Dose mit Spender	101 241 100	16,60
GEHWOL FUSSKRAFT Bein-Vital 500-ml-Dose mit Spender	101 111 100	14,45
GEHWOL FUSSKRAFT flüssig 500-ml-Dose mit Spender	101 051 100	10,80
GEHWOL FUSSKRAFT Hornharterweicher 500-ml-Flasche mit 50-ml-Schaumspenderflasche	101 171 100	10,13
Schaumspenderflasche, 50 ml, leer	730 210 001	1,18



GEHWOL FUSSKRAFT® MINT

Kühlender Fußbalsam – minzfrisch.
Sofort einziehend.

GEHWOL FUSSKRAFT® GRÜN NORMALE HAUT

Hält Füße geruchlos – naturfrisch.

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterbad

Erweicht Hornhaut.
Gegen raue und rissige Füße, Fußschweiß
und Fußgeruch.

GEHWOL FUSSKRAFT® Kräuterlotion

Beseitigt Fußgeruch, kühlend und erfrischend.
Hornharterweichend und hautpflegend.

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Peeling

Bambus & Jojoba für gepflegte Füße und Beine.

GEHWOL FUSSKRAFT® Soft Feet Pflegebäd

Mandel & Vanille für gepflegte Beine und Füße.

	Bestell-Nr.	EK €
GEHWOL FUSSKRAFT MINT 500-ml-Dose mit Spender	101 041 100	13,20
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad		
5-kg-Eimer	101 151 300	29,70
10-kg-Eimer	101 151 400	54,90
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion	101 131 100	11,65
500-ml-Flasche ohne Sprayer		
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN Normale Haut	101 011 100	13,20
500-ml-Dose mit Spender		
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	101 121 101	16,45
500-ml-Dose		
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	101 261 200	17,84
1.000-ml-Flasche		
Spender für 500-ml GEHWOL Hornharterweicher	730 070 100	1,60
1000-ml-Flasche	730 060 000	4,18
2000-ml-Flasche	730 090 000	7,96
Sprayer für 500-ml-Flasche	730 040 100	1,83

ANMERKUNG: Spender und Sprayer bitte separat bestellen.



GEHWOL® Emulsion zur Fußmassage

Mit ätherischen Ölen aus Rosmarin, Lavendel, Pfefferminze und GEHWOL Wirkstoffen.

GEHWOL Emulsion zur Fußmassage bildet auf der Haut einen gleitenden Film, der die Massage angenehm macht. Natürliche ätherische Öle beleben und fördern die Durchblutung.

GEHWOL Emulsion zur Fußmassage desodoriert langanhaltend und schützt vor Pilzbefall.

GEHWOL® Bein-Balsam

Wohltuend-pflegender Heilkräuterbalsam für Bein und Fuß.

GERLASAN® Handcreme

Feuchtigkeitsspendende Handcreme mit Aloe Vera, Harnstoff und Jojobaöl.

GEHWOL® Fußbad

Mit balsamischen Kräuterölen. Hilft dem schmerzenden, belebt den ermüdeten Fuß.

GEHWOL® Hornhaut Gelee

Zur Erweichung von Hornhaut, Hühneraugen und Schwielen.

Nicht tropfendes alkalisches Gelee. Besonders exakt zu dosieren.

GERLASAN® SOFT

Reinigt mild und gründlich.

Mildes medizinisches Hand-Wasch-Gel, rückfettend, hautschonend durch Protein, sehr ergiebig, ohne Farbstoff.

GEHWOL® Badesalz

Belebender Rosmarinbadezusatz. Reinigt, erfrischt und belebt die Haut.

	Bestell-Nr.	EK €
GEHWOL Emulsion zur Fußmassage		
500-ml-Dose mit Spender	102 451 100	10,20
2000-ml-Flasche ohne Spender	102 451 400	19,95
GEHWOL Bein-Balsam	102 431 100	14,42
500-ml-Dose mit Spender		
GERLASAN Handcreme	205 001 100	13,10
500-ml-Dose mit Spender		
GEHWOL Badesalz	102 521 200	9,80
1000-g-Flasche		
GERLASAN SOFT		
500-ml-Flasche mit Spender	205 071 100	7,42
1000-ml-Flasche ohne Spender	205 071 200	11,60
5000-ml-Kanne ohne Spender	205 071 300	48,50
GEHWOL Hornhaut-Gelee	101 081 200	12,60
1000-ml-Flasche ohne Spender		
GEHWOL Fußbad		
5-kg-Eimer	102 491 300	25,50
10-kg-Eimer	102 491 400	47,25



GEHWOL[®] Hornhauterweicher

Alkalische Lösung zur Erweichung von Hornhaut, Hühneraugen und Schwielen vor der instrumentellen Entfernung durch den Fußspezialisten. Betroffene Partien kurz vor der Behandlung mit GEHWOL Hornhauterweicher benetzen.

	Bestell-Nr.	EK €
GEHWOL Hornhauterweicher		
500-ml-Flasche ohne Spender	101 071 100	7,80
2000-ml-Flasche ohne Spender	101 071 400	19,60
GEHWOL med. Fußdeo-Creme	104 071 100	14,95
500-ml-Dose mit Spender		
GEHWOL med Lipidro Creme	104 081 100	16,15
500-ml-Dose mit Spender		
GEHWOL med Sensitive	104 131 100	18,30
500-ml-Dose mit Spender		
GEHWOL Lotion		
500-ml-Flasche ohne Sprayer	101 061 100	9,40
1000-ml-Flasche (o. Abb.)	101 061 200	14,75
GEHWOL med Schründen-Salbe	104 011 100	16,15
500-ml-Dose mit Spender		
GEHWOL Creme Fußbad		
1000-ml-Flasche ohne Spender	102 501 200	17,65
2000-ml-Flasche ohne Spender	102 501 400	22,85
5000-ml-Flasche	102 501 300	41,00
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl	104 020 300	11,95
50-ml-Flasche		
GEHWOL med Nagelweicher	104 040 300	7,56
50-ml-Flasche		
Spender für 500-ml GEHWOL Hornhauterweicher	730 070 100	1,60
1000-ml-Flasche	730 060 000	4,18
2000-ml-Flasche	730 090 000	7,96
5000-ml-Kanne	730 220 000	7,49
Sprayer für 500-ml-Flasche	730 040 100	1,83
1000-ml-Flasche	730 050 000	2,72

GEHWOL med. Fußdeo-Creme

Intensiv-Fußdeo-Creme mit Langzeitwirkung.

GEHWOL med. Lipidro[®] Creme

Zur optimalen Pflege der trockenen und empfindlichen Haut.

GEHWOL med. Sensitive

Medizinische Pflege für empfindliche Haut.

GEHWOL med. Schründen-Salbe

Pflegesalbe für stark verhornte, rissige, trockene und raue Haut.

GEHWOL med. Nagel- und Hautschutz-Öl

Schützt wirkungsvoll vor Pilzbefall, pflegt Nägel und Haut elastisch und schön.

GEHWOL med. Nagelweicher

Verhütet Einwachsen der Nägel und starke Verhornungen, macht die Nagelhaut elastisch.

GEHWOL Lotion

Zur Reinigung und Erfrischung der Füße.

Desinfizierende alkoholische Lotion mit Menthol, Lavendelöl und GEHWOL Wirkstoffen. Zur Reinigung und Erfrischung der Füße vor und nach der Fußpflege.

Schützt vor Fußpilz und Bakterien.

GEHWOL Creme Fußbad

Erfrischend belebendes Badekonzentrat. Mit Speik und Lavendel.



Sanft gepolstert: der perfekte Druck- und Reibungsschutz aus besonders hautfreundlichem, weichem, hochelastischem Polymer-Gel bietet für jedes Fußproblem die zweckmäßige Lösung.



GEHWOL[®] Korrekturring G

Zur Linderung typischer Beschwerden bei Hammerzehen. Streckt, senkt und führt den Zeh sanft in die normale Position. Das betroffene Zehengelenk wird entlastet und die Hornhautbildung eingeschränkt. Gut geeignet bei Hühneraugen und Druckstellen auf und zwischen den Zehen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
3 Stück	102 690 100	5,76	10,30



GEHWOL[®] Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G

Besonders anschmiegsames, weiches und ideal schützendes Hühneraugenschutzpolster. Dreidimensional legt sich dieser Ring vor, um bzw. auf das schmerzende Hühnerauge und entlastet es.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein 3 Stück	102 692 100	5,25	9,35
Mittel 3 Stück	102 692 200	6,40	11,40



GEHWOL® Zehenschutzring G

Flexibler Polymer-Gel-Ring für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**




Abbildung entspricht Originalgröße

		Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Mini	2 Stück	102 692 400	2,92	5,20
Klein	2 Stück	102 692 500	3,48	6,20
Mittel	2 Stück	102 692 600	4,23	7,10
Groß	2 Stück	102 692 700	4,60	8,20

GEHWOL® Zehenschutz

Flexibles Polymer-Gel in feinem, hochelastischem Gewebe für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z. B. bei Warzen oder Hühneraugen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

		Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein	2 Stück	102 680 200	4,80	8,55
Mittel	2 Stück	102 680 300	4,80	8,55
Groß	2 Stück	102 680 400	4,91	8,75



GEHWOL[®] Zehenkappe G

Hochelastische, hautschützende Polymer-Gel-Kappe. Bei Hühneraugen zwischen den Zehen und bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen. Auch für kleine Zehen geeignet.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

		Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Mini	2 Stück	102 693 400	4,45	7,95
Klein	2 Stück	102 690 300	5,10	9,10
Mittel	2 Stück	102 690 200	5,67	10,-

GEHWOL[®] Zehenkappe

Nahtloses hochelastisches Gewebe, innen vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet. Bei Hühneraugen zwischen den Zehen und bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

		Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Mittel	1 Stück	102 680 500	4,20	7,50



GEHWOL® Zehenspreizer G

Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen. Korrigiert verlagerte, eng anliegende und übereinander stehende Zehen. Schützt vor Wundreiben und Hautreizungen. Geeignet bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung etwas verkleinert

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein 3 Stück	102 691 200	4,85	8,65
Mittel 3 Stück	102 691 300	4,85	8,65
Groß 3 Stück	102 691 400	4,96	8,85

GEHWOL® Zehenteiler G D

Anschmiegsam und rutschsicher. Schützt vor Reibung bei eng anliegenden Zehen und schafft spürbare Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen. Schlankere Trennstege sorgen für einen besseren Tragekomfort. Korrigiert übereinander stehende Zehen und ist geeignet bei Ballendeformationen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein 3 Stück	102 692 800	3,10	5,50
Mittel 3 Stück	102 692 900	3,53	6,30
Groß 3 Stück	102 693 000	4,16	7,40



NEU



GEHWOL[®] Zehenteiler

Angenehm anschmiegsamer Schutz bei eng aneinander liegenden Zehen. Verhütet Wundreiben und Hautreizungen. Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein 3 Stück	102 680 900	3,06	5,45
Groß 3 Stück	102 681 000	3,39	5,95

GEHWOL[®] Ballenpolster mit Zehenteiler

Aus weichem, elastischen Polymer-Gel gefertigt, passt das Ballenpolster dank seiner speziellen Form in jeden Schuh und sorgt für sofortige Linderung. Es richtet die 1. sowie 2. Zehe aus und verhindert gleichzeitig das Überlappen. Schmerzhaftes Ballen, Hühneraugen und Blasen werden gelindert. Die im Gel enthaltenen Öle pflegen die Haut und helfen Schwielen sowie Hornhaut geschmeidig zu machen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung verkleinert

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
1 Stück	102 681 100	4,85	8,65



GEHWOL® Kleinzehe-Ballenpolster G

Das weiche hochelastische Polster erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Kleinzehebällen (Schneiderbällen), z.B. wenn enge Schuhe getragen werden. Es sorgt für Schutz und Komfort. Es wird unter dem Strumpf getragen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
1 Stück	102 693 500	4,04	7,20



GEHWOL® Ballenpolster G

Erleichtert das Gehen bei Großzehebällen. Das weiche, hochelastische Polster sorgt für einzigartigen Schutz und Komfort. Es wird unter dem Strumpf getragen. Alternativ kann das Ballenpolster mit Zehenteiler verwendet werden.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
1 Stück	102 690 000	4,15	7,40

NEU



NEU



GEHWOL[®] Ballenpolster mit Elastikbinde

Die anpassungsfähige Elastikbinde mit eingearbeitetem, hochelastischen Polymer-Gel-Polster bietet sofortigen Schutz und unmittelbare Entlastung für den Großzehenballen. Dank der geringen Größe und speziellen Form passt die Elastikbinde in jeden Schuh und bietet einen hohen Tragekomfort. Die flexible Beschaffenheit sowie die Fixierung am großen Zeh sorgt für eine perfekte Positionierung am Fuß und verhindert mögliches Verrutschen. Einheitsgröße - passend für alle Fußgrößen. Durch einfaches Wenden lässt sich die Elastikbinde am linken oder am rechten Fuß tragen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung verkleinert

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
1 Stück	102 681 600	5,45	9,70

GEHWOL[®] Vorfuß- und Ballenpolster mit Elastikbinde

Die weiche und extrem anpassungsfähige Elastikbinde beinhaltet ein geschmeidiges, hochelastisches Polymer-Gel-Pad im Bereich des Vorfußes und des Großzehenballens. Das Polster sorgt für sofortige Linderung von Druckschmerzen sowie Druckverteilung und bietet unmittelbaren Schutz und Entlastung. Dank der speziellen Form passt es in jeden Schuh und bietet einen hohen Tragekomfort. Die Fixierung am großen Zeh sorgt für eine perfekte Positionierung am Fuß und verhindert mögliches Verrutschen. In zwei Größen erhältlich. Durch einfaches Wenden lässt sich die Elastikbinde am linken oder rechten Fuß tragen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung verkleinert

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Mittel 1 Stück	102 681 700	6,95	12,40
Groß 1 Stück	102 681 800	6,95	12,40



GEHWOL® Vorfußpolster G

Hautfreundliches, weiches, hochelastisches Polymer-Gel-Kissen. Besonders komfortables, weiches Polymer-Gel mit einer dickeren Polsterung im mittleren Bereich. Zum Schutz des Mittelfußes vor Reibung und Druck.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein 1 Paar	102 690 400	7,51	13,40
Groß 1 Paar	102 693 300	8,13	14,50

GEHWOL® Vorfußpolster

Besonders komfortables, beidseitig mit elastischem Gewebe beschichtetes Polymer-Gel. Nur 2 mm dick, passt bequem in jeden Schuh. Zum Schutz des Mittelfußes vor Reibung und Druck.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**




Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
1 Stück	102 680 100	5,40	9,65

NEU



NEU



GEHWOL® Vorfußpolster mit Elastikbinde

Die weiche und extrem anpassungsfähige Elastikbinde beinhaltet ein geschmeidiges, hochelastisches Polymer-Gel-Pad und sorgt für sofortige Linderung von Druckschmerz im Vorfuß sowie brennenden Beschwerden an den Fußballen. Dank der speziellen Form passt das Vorfußpolster in jeden Schuh und ermöglicht ein angenehmes Tragen. Die Elastikbinde sorgt dafür, dass das Gel-Pad immer in der richtigen Position bleibt und somit der Fuß unmittelbar entlastet wird. In zwei Größen erhältlich. Durch einfaches Wenden lässt sich die Elastikbinde am linken oder rechten Fuß tragen.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung verkleinert

GEHWOL® Vorfußpolster mit Bandage

Das bequeme, hochelastische Polymer-Gel-Pad schützt und polstert den Bereich des Vorfußes. Dieser wird sofort entlastet und Druckschmerzen werden unmittelbar gelindert. Dank der Elastizität passt die Stretchbandage um den Fuß, ohne zu verrutschen und die Durchblutung zu beeinflussen. In zwei Größen erhältlich. Besonders gut beim Sport geeignet.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung verkleinert

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Mittel 1 Stück	102 681 400	5,45	9,70
Groß 1 Stück	102 681 500	5,45	9,70

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Mittel rechts 1 Stück	102 681 200	6,45	11,50
Mittel links 1 Stück	102 681 201	6,45	11,50
Groß rechts 1 Stück	102 681 300	6,45	11,50
Groß links 1 Stück	102 681 301	6,45	11,50



GEHWOL® Fersenpolster G

Hochelastisches und besonders weich dämpfendes Fersenpolster zur angenehmen Druckentlastung bei Fersensporn. Neuartige Gelwellen wirken exakt an den betroffenen Bereichen des Fußes stoßdämpfend und vermeiden extreme Belastung beim Gehen und Stehen. Die Gelwellen erzielen einen sanften, fließenden Übergang vom härteren ins weichere Material des Fersenpolsters. Fersenpolster wirken entlastend auf Knie, Sprung- und Hüftgelenk sowie Wirbelsäule.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abb. verkleinert

		Bestell-Nr.	EK €	UVP €
Klein	1 Paar (Gr. 35-37)	102 693 100	8,93	15,95
Mittel	1 Paar (Gr. 38-41)	102 693 200	8,93	15,95
Groß	1 Paar (Gr. 42-45)	102 693 600	8,93	15,95

GEHWOL® Hammerzehen-Polster G

Besonders komfortables weiches Polymer-Gel-Polster mit breiter, elastischer Schlaufe für sicheren Sitz, ohne einzuschnüren. Verhütet Hautreizungen und Hühneraugen an Zehenkuppen. Die Belastbarkeit der Füße wird spürbar erhöht.

**Dermatologisch geprüft.
Medizinprodukt.**



Abbildung entspricht Originalgröße

		Bestell-Nr.	EK €	UVP €
rechts	1 Stück	102 691 500	3,56	6,35
links	1 Stück	102 691 600	3,56	6,35



GEHWOL® Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System

Neu: verbesserte Druckentlastung

Natürliche Wundheilung und Druckschutz in einem System! Hydrokolloid entzieht der Blase Feuchtigkeit und verbindet sich mit dieser zu einem atmungsaktiven, gelartigen Schutzkissen. Das Gelkissen wirkt wie ein feuchter Wundverband. Es deckt die Blase ab, reduziert den Druck und hält die Wunde dank einer stabilen Rundumfixierung sauber sowie keimfrei. So fördert es die Wundheilung und ermöglicht schmerzfreies Gehen.

Medizinprodukt. Hypoallergen.



Abbildung entspricht Originalgröße

GEHWOL® Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System

Neu: formflexibel für mehr Komfort

Das verbesserte Schutzpflaster fördert bei Blasen aktiv die Wundheilung. Bei wundgescheuerter Haut kann es vorbeugend verwendet werden. Neu ist die Variante mit drei Pflasterformaten – oval für die Ferse, zylindrisch für die Ballen und rund mit Umschlagflügeln für die Zehen. Optimal bei Problemfüßen mit unterschiedlichen Druckbelastungspunkten. Das Material ist atmungsaktiv, rutschfest, wasserabweisend und bakterienabweisend.

Medizinprodukt. Hypoallergen.



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
6 Stück	102 762 001	3,69	6,60

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
6 Stück sortiert	102 762 002	3,33	5,95



GEHWOL® Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure

Weichen Hühneraugen und verhornte Stellen auf, so dass eine schmerzlose Entfernung möglich ist. Auch zur Behandlung von weichen Hühneraugen zwischen den Zehen.

(Pflichttext nach § 4 HWG siehe Seite 88)
Freiverkäufliches Arzneimittel.
PZN 06812928
Zul.-Nr. 6002855.00.00




Abbildung entspricht Originalgröße



GEHWOL® Hühneraugen-Schutzpflaster

Weiches Moleskin-Gewebe; schützt vor Druckschmerz bei Hühneraugen, Hühneraugen zwischen den Zehen und Überbein.

Medizinprodukt.



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
6 Stück	102 600 003	2,19	3,90

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
9 Stück	102 611 201	2,21	3,95



GEHWOL Schutzpflaster oval

Weiches Moleskin-Gewebe; Druckschutz bei Ballen- und Hornhautbeschwerden.

Medizinprodukt.




Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
4 Stück	102 611 001	1,86	3,30



GEHWOL Schutzpflaster dick zum Zuschneiden

Weicher Trikotflausch als Druck- und Reibungsschutz bei empfindlicher und strapazierter Haut.



Abbildung verkleinert, Originalgröße 90 x 45 mm

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
4 Stück	102 761 200	2,29	4,10



GEHWOL® Zehenringe rund

Aus weichem Filz mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht.

Medizinprodukt.



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
9 Stück	102 620 101	1,97	3,50



GEHWOL® Zehenringe oval

Aus weichem Filz mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht.

Medizinprodukt.



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
9 Stück	102 720 100	1,97	3,50



GEHWOL Ballenringe rund

Schützen vor schmerzhaftem Druck.
Aus weichem Filz mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht.

Medizinprodukt.



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
6 Stück	102 610 101	2,18	3,90



GEHWOL Ballenringe oval

Schützen vor schmerzhaftem Druck.
Aus weichem Filz mit einer hautfreundlichen Pflasterschicht.

Medizinprodukt.



Abbildung entspricht Originalgröße

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
6 Stück	102 710 100	2,18	3,90



GEHWOL® Hornhaut-Schwamm

GEHWOL Hornhaut-Schwamm mit 2-fach Wirkung.

Grob- und feinporiger Mineral-Hornhaut-Schwamm.
 Die gröbere Seite zur Entfernung von hartnäckiger Hornhaut, Schwielen und Hühneraugen an den Füßen.
 Die feinere Seite für Hände, Knöchel, Knie etc.
 Abgestorbene Hautzellen werden entfernt, die Haut wird zart und weich.
 Tipp: Ein GEHWOL Fußbad erleichtert die Entfernung der Hornhaut.

Medizinprodukt.



Abbildung
verkleinert

	Bestell-Nr.	EK €	UVP €
1 Stück	102 770 000	1,84	3,30



GEHWOL Plakate, Verkaufshilfen und Werbemittel, die etwas anderen Pflegeserien aus dem Hause **GERLACH**.

Wir bieten Ihnen eine Fülle immer wieder aktueller Werbe- und Dekorationsmittel, die mehr für Sie tun, als nur Ihrem Verkaufserfolg zu dienen.

Die starke Marke **GEHWOL** qualifiziert Sie als Fußspezialisten und ist darüber hinaus Aushängeschild für Ihr Geschäft. Profitieren Sie von der großen Unterstützung, die Sie mit **GEHWOL** an Ihrer Seite haben.

Und machen Sie daraus einen echten Wettbewerbsvorteil.

Welche Werbemittel und Dekorationselemente für Sie besonders geeignet sind, besprechen Sie am besten mit unserem Berater vor Ort.

Er ist gern für Sie da und berät Sie individuell.

GEHWOL Plakate sind immer eine wertvolle Ergänzung Ihres Schaufensters. Jahreszeitlich bzw. problemorientiert haben Sie die Möglichkeit, jederzeit entsprechende Akzente zu setzen. Wählen Sie aus dem jeweiligen aktuellen Angebot das für Sie passende Plakat aus, das Sie aufstellen oder aufhängen können.

Größe der Plakate: ca. 42 x 60 cm

Preis 2,50 EUR



Frühling

Bestell-Nr. **720 261 900**



Sommer

Bestell-Nr. **720 262 000**



Image

Bestell-Nr. **720 264 300**



Herbst

Bestell-Nr. **720 262 300**



Winter

Bestell-Nr. **720 262 200**



Soft Feet

Bestell-Nr. **720 243 820**

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

Medizinische *Pflege*
für empfindliche Haut.

NEU

Sensitive-Wirkstoffkomplex mit MicroSilver BG™

- Regeneriert die natürliche Hautflora
- Hochdosierte Silberionen wirken Keimbildung entgegen
- Lindert Juckreiz, Hautbrennen und Rötungen
- Auch bei Diabetes, Neurodermitis, Fuß- und Nagelpilz

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

GEHWOL med Sensitive
Bestell-Nr. **720 243 840**

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

Die Quelle
purer
Feuchtigkeit

GEHWOL med Express Pflege-Schaum

- Für die tägliche Pflege normaler bis trockener Haut
- 4-fach HYDRO-Komplex aus Nachtkerzenöl, Moorpflanzenextrakt, Urea und Avocadoöl
- Ohne Parabene, PEG-Emulgatoren und Silikone
- Unparfümiert
- Auch für Diabetiker geeignet

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

GEHWOL med Express Pflege-Schaum
Bestell-Nr. **720 243 860**

Die Natur ist unsere
beste Verbündete.

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

Mir geht's gut!

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Pflanzenfuß
Bestell-Nr. **720 241 000**

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

Damit
Ihre Füße
durchhalten.

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Wandern
Bestell-Nr. **720 211 420**

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

ultimative Pflege
für begeisterte
Sportler.

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Sportler
Bestell-Nr. **720 211 400**

Gut zu Fuß – und zu
Ihren Füßen.

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Gut zu Fuß
Bestell-Nr. **720 211 200**

Wellness fängt bei
den Füßen an.

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Wellness
Bestell-Nr. **720 211 310**

Gönnen Sie Ihren Füßen
Entspannung.

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Entspannung
Bestell-Nr. **720 211 230**

Befreien Sie Ihre Füße
vom Alltag.

GEHWOL
Alles für das Wohl der Füße.

NEU

AUS ÜBERZEUGUNG GEHWOL

Füße im Sand
Bestell-Nr. **720 211 300**



erhabenes Logo

GEHWOL Bodenverkaufsdisplay

(als Dauerdisplay) Multivisage
Der verkaufsfördernde Blickfang: Dieses attraktive Platzierungs-Element fügt sich überall leicht ein. Übersichtlich präsentieren Sie Ihren Kunden ein rundes Programm wirksamer GEHWOL Fußpflegeprodukte.

- Standfläche 50 x 40 cm
- Gesamthöhe ca. 200 cm
- mit 5 Etagen aus Acryl
- 12 SB-Haken für Gehwol Polymer-Gel-, Pflaster- und Druckschuttmittel
- individuell bestückbar
- mit austauschbarem Topper (Motive siehe S. 77)

Preis 298,00 EUR

GEHWOL Wanddisplay

- Platzierung für 15 Gehwol Polymer-Gel-, Pflaster- und Druckschuttmittel
- Das leichte aber stabile Display läßt sich einfach an die Wand hängen
- Matt eloxierter Aluminiumrahmen „Quatro“, Größe B 40 x H 60 cm mit hochglanzlackierter, bedruckter Platte, Lochung für 15 Haken

Preis 80,00 EUR



	Bestell-Nr.
GEHWOL Bodenverkaufsdisplay	720 063 820
B 50, H 200, T 40 cm	
TOPPER Frühling/ Sommer	720 063 823
TOPPER Herbst/ Winter	720 063 825
TOPPER Image/ Soft Feet	720 063 840
GEHWOL Wanddisplay	720 064 000
B 40, H 60, T 2,5 cm	

Die GEHWOL Displays aus satiniertem Acrylglas mit GEHWOL Aufsteckplakat sind optimale und hochwertige Verkaufshilfen mit der Sie Ihren Kunden ausgewählte GEHWOL Produkte kompakt und aufmerksamkeitsstark präsentieren.

Auf Anfrage erhalten Sie kostenlos das Display mit den gekauften Produkten.

GEHWOL Tischdisplay groß

Größe (L x B x H): 36,5 x 24 x 11,5 cm

3 mm Acrylglas farblos satiniert

Bestell-Nr. [720 060 011](#)

Preis 17,50 EUR

Aufsteckplakat für das GEHWOL Tischdisplay groß mit 5 Haken für unsere Druckschutz-Artikel

Bestell-Nr. [720 060 202](#)

Preis 5,65 EUR



hochwertig polierte Kanten

GEHWOL Regalaufsätze

Größe (L x B): 30 x 4,6 cm

3 mm Acrylglas farblos satiniert, 2 x gebogen

Bestell-Nr. [720 060 050](#)

Preis 4,20 EUR

GEHWOL Regalaufsätze aus Acrylglas für die übersichtliche und individuelle verkaufsfördernde Produktpräsentation im Regal erhalten Sie als Einzelelemente (Länge 30 cm).

Produktpräsentation variabel über- oder nebeneinander möglich.



Bringen Sie mehr Dynamik und Flexibilität in Ihr Warenangebot

Flexible Warenpräsentation

Beste Möglichkeiten hierfür bietet GEHWOL.

Das Warensortiment besteht aus weit über 50 Einzelprodukten. Hieraus lassen sich stets die richtigen Alternativen für jeden Kunden zusammenstellen. Zum Schutz vor frierenden Füßen im Winter können dies spezielle Wärmeprodukte mit Paprika oder Ingwer sein. Damit die Füße gar nicht erst in einen langen Winterschlaf verfallen, ist es ratsam, den Fokus schon im Herbst auf bewährte Muntermacher zu legen, die mit viel Feuchtigkeit erfrischen. Wer einen gepflegten Auftritt mit Wellness und sinnlichen Düften verbinden möchte, für den ist das Soft-Feet-Programm die richtige Wahl.

Damit Ihr Warenangebot richtig zur Geltung kommt, gibt es die hochwertigen Acryldisplays von Gerlach. Sie lassen sich mit unterschiedlichen Motiven bestücken, wobei ein Displayschild immer zwei Motive, eines auf der Vorder- und eines auf der Rückseite, zeigt.

Also einfach umdrehen!

So dynamisch und flexibel können Sie Ihre Warenpräsentation an unterschiedliche Stimmungen und Jahreszeiten anpassen.

GEHWOL Tischdisplay klein

Größe (L x B x H): 19,8 x 16 x 3,5 cm
3 mm Acrylglas farblos satiniert

Bestell-Nr. **720 061 720**

Preis 7,90 EUR



GEHWOL Tischdisplay mittel

Größe (L x B x H): 28,8 x 21,4 x 5,5 cm
3 mm Acrylglas farblos satiniert

Bestell-Nr. **720 062 500**

Preis 8,40 EUR



		Bestell-Nr.
Aufsteckplakat klein Preis 1,90 EUR	Image/ Soft Feet	720 060 220
	Frühling/ Sommer	720 060 250
	Herbst/ Winter	720 061 910
Aufsteckplakat mittel Preis 2,70 EUR	Sport/ Wandern	720 060 400
	Image/ Soft Feet	720 060 221
	Frühling/ Sommer	720 060 251
	Herbst/ Winter	720 061 920
Aufsteckplakat groß Preis 3,60 EUR	Image/ Soft Feet	720 060 222
	Frühling/ Sommer	720 060 252
	Herbst/ Winter	720 061 930

GEHWOL Tischdisplay groß

Größe (L x B x H): 36,5 x 24 x 11,5 cm


3 mm Acrylglas farblos satiniert

Bestell-Nr. 720 060 011


Preis 17,50 EUR




Sport/ Wandern



Image/ Soft Feet



Frühling/ Sommer



Herbst/ Winter



GEHWOL und sonstige Proben Preis 0,14 EUR/ pro Stück



GEHWOL FUSSKRAFT Proben Preis 0,14 EUR/ pro Stück

GEHWOL med Proben Preis 0,14 EUR/ pro Stück



Soft Feet Proben Preis 0,14 EUR/ pro Stück

Soft Feet und GEHWOL Produktinfos Preis 0,55 EUR/ 10 Stück




GEHWOL Verbraucher Infos

Bestell-Nr. 720 410 100
Preis 1,09 EUR/ 10 Stück



GEHWOL Diabetes Ratgeber

Bestell-Nr. 720 662 603
Preis 1,73 EUR/ 10 Stück



GEHWOL Behandlungskarteikarten

Bestell-Nr. 318 100 000
Preis 9,00 EUR/ 100 Stück



GEHWOL Bonusheft

Bestell-Nr. 720 902 900
Preis 0,46 EUR/ 10 Stück



GEHWOL Terminkärtchen

Bestell-Nr. 720 030 000
Preis 0,36 EUR/ 100 Stück



GEHWOL Therapie-Kalender

Bestell-Nr. 720 040 100
Preis 1,99 EUR/ 100 Stück



GEHWOL Geschenkgutschein

Briefform, Format: DIN lang
Bestell-Nr. **720 662 200**
Preis 0,64 EUR/ 10 Stück



GEHWOL Geschenkgutschein

Kissenverpackung für 20 - 40 ml Tuben
Bestell-Nr. **720 662 210**
Preis 1,48 EUR/ 10 Stück



GEHWOL Behandlungstuch

Größe: 64 x 64 cm
Bestell-Nr. **720 130 000**
Preis 1,45 EUR



GEHWOL Funk-Wanduhr mit schleichender Sekunde

Das attraktive Werbemittel mit Zweitnutzen:
Mit der GEHWOL Funk-Wanduhr sind Sie und
Ihre Kunden immer auf der Höhe der Zeit.

35 cm Durchmesser

Bestell-Nr. **720 140 040** (Funk)

Preis 25,40 EUR

Bestell-Nr. **720 140 030** (Quarz)

Preis 21,10 EUR



GEHWOL Bluterplakat

Bestell-Nr. **720 210 000**

Preis 1,20 EUR



GEHWOL Tragetaschen

Bestell-Nr. **720 070 301**

Preis 1,95 EUR/ 100 Stück



Geschäftsaufkleber

Bestell-Nr. **720 120 300**

Preis 1,65 EUR



Transparente, farbig bedruckte GEHWOL Fensteraufkleber

Bestell-Nr. **720 121 800** (35 x 14 cm - klein)

Preis 1,20 EUR

Bestell-Nr. **720 121 700** (70 x 25 cm - groß)

Preis 1,20 EUR



Fußpflegepraxis

Bestell-Nr. **720 122 101** (Größe: 42 x 60 cm)

Preis 1,65 EUR



Deko-Tube GEHWOL med Sensitive

Hochwertiger Tubenaufsteller zur Dekoration und Verkaufsförderung mit Heißfolienprägung in Silber inklusive Aufbauanleitung.

Maße: ca. 30 x 65 cm

Material: 350 g/m² Chromokarton

	Bestell-Nr.	Preis
Deko-Tube	720 296 000	3,95 EUR



Stoffbanner Image

Digitaler Stoffdruck, oben und unten mit Metall-Hohrandleiste in Silber, inklusive Aufhängekordel oben zur einfachen Befestigung.

Maße: 60 x 90 cm

Material: Dekostoff 210 g/m²

	Bestell-Nr.	Preis
Stoffbanner Image	720 265 300	6,95 EUR



Blechschild

Blechschilder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Eine Werbeform, die Blicke auf sich zieht und lange in Erinnerung bleibt.

Maße: 30 x 40 cm

Material: Stahlblech ca. 0,5 mm, Kanten umgeschlagen Ecken abgerundet und gelocht, gewölbt und motivgeprägt, schutzlackversiegelt, einzeln im Polybeutel verpackt

Produktion „Made in Germany“

	Bestell-Nr.	Preis
Blechschild Füße, die ...	720 060 500	6,65 EUR

GEHWOL Außenleuchte

Aussteckleuchte

Abmessungen: 790 x 575 x 130 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Werkstoff: weißes Acrylglas, beidseitig bedruckt, hochwertiger Aluminiumrahmen

Beleuchtung: nach geltender VDE/CE, 6 Power LED-System, 2,4 Watt inklusive Konverter

Befestigung: seitliche Profilhalterung für Wandmontage

Fläche für individuelle Kundenbeschriftung.

Die Fronten sind bei Bedarf leicht austauschbar.



	Bestell-Nr.	Preis
Außenleuchte (Ausleger)	720 110 002	275,00 EUR

Damit man Sie gut findet

Ein Aushängeschild im besten Sinne – für Sie und für Ihre Kunden. Die GEHWOL Außenleuchte setzt unübersehbar Zeichen für Fußpflegekompetenz, weist den Weg dahin und sorgt in der dunklen Jahreszeit für Signalwirkung. Entscheiden Sie sich für dieses leuchtende Beispiel imageträchtiger Eigenwerbung, mit dem Sie Ihren Kunden zugleich Orientierungshilfe geben.



Diese werbewirksamen, hochwertigen Leuchtrahmentransparente mit Ihrem Geschäftsnamen, stellt Ihnen GERLACH zu außerordentlich günstigen Bedingungen zur Verfügung.

Sprechen Sie mit Ihrem GEHWOL Berater.

Gehwol



Vorschläge für Eigendekoration

Erforderliche Schaufensterbreite:
ca. 100-120 cm.
Plakate, Podeste und Schaupackungen
erhalten Sie bei uns.







Die Zeitschrift für Sie: FUSSPFLEGE AKTUELL

Ein wichtiges Element unserer Partnerschaftspflege: Um unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand zu halten, bekommen Sie regelmäßig unsere kostenlose Fachzeitschrift **FUSSPFLEGE AKTUELL** als breite Informationsplattform, die Sie laufend an Entwicklungen und Neuigkeiten teilhaben lässt.

Fachwissen und Erfahrung, Forschung und Entwicklung, das komprimierte Wissen unserer Partner, Spezialisten und Berater – das alles erhalten Sie aus erster Hand.

Werbe-Tipps erfahrener Profis, innovative Dekorations-Ideen, Kundenbindungsprogramme und Anregungen für den Praxis-Alltag – Ihr Auftritt gewinnt an Qualität.

Von der Warenkunde bis zum Veranstaltungskalender, Hintergrundinformationen und Brancheninterna – Sie sind immer auf dem Laufenden.

Sie bleiben bestens informiert über Innovationen im Präparate- und Technik-Bereich, über attraktive Werbemittel und spezielle Angebote. **FUSSPFLEGE AKTUELL** wird Ihnen dreimal pro Jahr **kostenlos** zugestellt – unser Service für unsere Partner. Einfach anrufen und bestellen.



Die Zeitschrift für Ihre Kunden: GEHWOL JOURNAL

Nutzen Sie zusätzliche Wege und Mittel, um Kunden zu binden und Kunden zu gewinnen. Die **kostenlose** Kundenzeitschrift GEHWOL JOURNAL bietet Ihnen ein attraktives und vielseitiges Werbemittel, von dem Sie in jeder Hinsicht profitieren.

Ihre Kunden erfahren Informatives, Aktuelles und Unterhaltsames aus der Welt der Fußpflege und über Ihre Arbeit.

Durch die zusätzlichen Produktinformationen wird Ihre Pflegeberatung sinnvoll ergänzt, Ihre Kunden setzen sich noch stärker mit der Behandlung auseinander und Ihre Empfehlungen gewinnen an Gewicht.

Bei Ihrem Kunden zu Hause wird die Fußpflege durch das GEHWOL JOURNAL zum Gesprächsthema im Bekanntenkreis. Und mit Ihrem Praxisstempel wird auch gleich der richtige Ansprechpartner vorgestellt: Sie!

Das GEHWOL JOURNAL erscheint zweimal pro Jahr – und Sie entscheiden je nach Bedarf, welche Menge wir Ihnen liefern. Wenn Sie nicht genügend Exemplare haben oder die Zeitschrift auch verschicken wollen, ändern Sie einfach Ihre Bestellmenge. Anruf genügt.



Qualität bedeutet Innovation und Sicherheit

Produktentwicklung und Produktsicherheit sind die zwei wesentlichen Aufgaben des GEHWOL-Labors.

Die 10 Mitarbeiter um Dirk Jahn und Dr. Hendrik Stukenbrock treibt noch heute die Unternehmenstradition „Freude an Innovationen“ an. Aus dem einstigen Pioniergeist wurden moderne Innovationskraft und zuverlässige Produktqualität.

Bei Neuentwicklungen und in der Serienproduktion wird noch heute Wert auf natürliche Inhaltsstoffe und ätherische Öle in hoher Qualität gelegt. Dabei verwendet die Eduard Gerlach GmbH ein regelmäßig von den Aufsichtsbehörden inspiziertes Qualitätssicherungssystem, welches gewährleistet, dass die produzierten Präparate gesetzlichen Vorgaben und dem hohen Anspruch des Weltmarktes gerecht werden: Direkt nach der Anlieferung werden die Inhaltsstoffe untersucht, um daraus sichere und wirksame Präparate zu produzieren. Die hergestellten Produkte werden zusätzlich zwei weitere Male geprüft – direkt nach der Herstellung und nach der Abfüllung. Hier wird gezeigt, wie mit modernen Analyse- und fortschrittlichen Entwicklungs- sowie Produktionstechnologien die hohen Qualitätsstandards bei der Eduard Gerlach GmbH erreicht werden. Sie sind die Grundlage der Erfolgsgeschichte von GEHWOL.



Hat sich eine neue Entwicklung in ersten Tests bewährt, wird von ihr eine kleine Menge in einer Testanlage (links) unter realen Produktionsbedingungen hergestellt. Während des Entwicklungsprozesses werden die Produkte immer wieder hinsichtlich ihrer Struktur und Stabilität geprüft. Dabei hilft ein Mikroskop mit starker Vergrößerung (unten).



GEHWOL-Qualität begründet sich in der Unternehmenstradition

Schon der Unternehmensgründer Eduard Gerlach wusste im Jahr 1868 mit seiner naturwissenschaftlichen Beobachtungsgabe und seinem immensen Fachwissen Pionierleistung für die moderne Fußpflege zu erbringen. Bis heute werden diese Aspekte kombiniert und gelten als Standard – nicht nur in der Entwicklung, Produktion und pharmazeutischen Qualitätssicherung, sondern auch im gesamten unternehmerischen Handeln der Eduard Gerlach GmbH.



Einen umfassenden Einblick in die Geschichte und Philosophie der Eduard Gerlach GmbH gewährt der **GERLACH-Film**:
youtube.com/gehwoルフussvital



© youtube.com



Alle Rohstoffe, bei denen eine Belastung mit Keimen nicht ausgeschlossen werden kann, werden vor der Produktion mikrobiologisch genau untersucht. Dazu wird der Rohstoff unter einem keimfreien Luftstrom auf eine Nährplatte aufgetragen.

Bei 36 bis 37 Grad Celsius werden die Platten drei Tage lang bebrütet.

Wären in dem Rohstoff beispielsweise Bakterien oder Pilze enthalten, würden sich diese vermehren und sichtbar werden. In diesem seltenen Fall bleibt der Rohstoff für die Produktion gesperrt. Mit diesem Schritt wird bei GEHWOL frühzeitig die hohe Produktqualität sichergestellt.



Auch alle abgefüllten Chargen werden nochmals untersucht. Dazu wird das Produkt auf eine Nährplatte aufgetragen. Nach etwa fünf Tagen steht fest, ob das Produkt mikrobiologisch unbedenklich ist.



Dr. Hendrik Stukenbrock prüft mit dem Gaschromatograph ein ätherisches Öl. Verunreinigungen würden frühzeitig erkannt werden und könnten nicht in die Produktion gelangen.

GEHWOL Hühneraugen-Tinktur

Wirkstoff: Salicylsäure (Ph. Eur.)

Anwendungsgebiete: Hühneraugen

Gegenanzeigen: GEHWOL Hühneraugen-Tinktur darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels, bei Säuglingen, bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz).

GEHWOL Hühneraugen-Tinktur darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm²) angewendet werden.

GEHWOL Hühneraugen-Tinktur darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von Salicylsäure durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden.

Sollte der Arzt eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit GEHWOL Hühneraugen-Tinktur für notwendig halten, so ist frühzeitig abzustellen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind. Bei Kindern darf eine Tagesdosis von 0,2 g Salicylsäure (entspricht 1,4 g GEHWOL Hühneraugen-Tinktur) nicht überschritten werden.

Nebenwirkungen:

Selten treten lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung) auf. Sehr selten kann es bei Kontakt mit dem Arzneimittel zu allergischen Hautreaktionen kommen.

Warnhinweise:

GEHWOL Hühneraugen-Tinktur darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbesondere ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden. Die Durchlässigkeit der Haut für Salicylsäure kann u. a. bei Hauterkrankungen, die mit Rötungen und Entzündungen (z. B. psoriatische Erythrodermie) oder mit oberflächlich nässenden Veränderungen der Haut einhergehen, erhöht sein.

Wechselwirkungen:

Salicylsäure kann die Durchlässigkeit der Haut für andere lokal angewendete Arzneimittel verstärken. Die durch die Haut aufgenommene Salicylsäure kann die unerwünschten Wirkungen von Methotrexat und die Blutzucker senkende Wirkung oraler Antidiabetika vom Sulfonylharnstoff-Typ verstärken.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:
arzneilich wirksamer Bestandteil:
Salicylsäure (Ph. Eur.) 14,0 g

Sonstige Bestandteile: Essigsäure 99%, Pyroxilin, 2-Ethoxyethanol, natives Rizinusöl, Levomenthol, Ethylacetat, Ether, Ponceau 4R (E124)

Zul.-Nr. 6495467.00.00
PZN 02159360

Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure

Wirkstoff: Salicylsäure

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 Pflaster mit einem Kerngewicht von 80 mg
enthält: Salicylsäure 24 mg

Sonstige Bestandteile:

Copolymerharz (Evatane), Wollwachs.

Trägermaterial: Pflasterstoff, starr, einseitig mit Acrylat beschichtet, Paramoll, getrocknetes Polyacrylat mit Polybutyltitanat als Vernetzer, Hydroabietylalkohol als Kleber, Copolymeres auf Acrylatbasis (Acronal).

Anwendungsgebiete:

Gegen Hornhaut und Hühneraugen

Gegenanzeigen:

Das Hühneraugenpflaster mit Salicylsäure darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
- bei Säuglingen.
- bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.

In der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 10 cm Ø) und nicht mehr als in 1%-iger Konzentration anwenden. Zur Behandlung von Hühneraugen (kleiner als 5 cm Ø) darf maximal eine Konzentration von 60 % verwendet werden, dies entspricht maximal 2 Pflastern in Originalgröße. Nicht an der stillenden Brust anwenden.

Nebenwirkungen:

Selten treten lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung) auf. In Einzelfällen kann es bei Kontakt mit dem Arzneimittel zu allergischen Hautreaktionen kommen.

Warnhinweis:

Enthält Wollwachs. Packungsbeilage beachten.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Eduard Gerlach GmbH
Postfach 12 49
32292 Lübbecke

Zul.-Nr. 6002855.00.00
PZN 06812928

Ansprechpartner	S. 5f	GEHWOL med Lidpidro Creme	S. 28, 53
Arzneimittel-Informationen	S. 88	GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme	S. 31
Erfolgsgeschichte GEHWOL, Teil 1	S. 86f	GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl	S. 31, 53
FUSSKRAFT Präparate	S. 16ff	GEHWOL med Nagelschutz-Stift	S. 31
GEHWOL Badesalz	S. 40, 52	GEHWOL med Nagelweicher	S. 32, 53
GEHWOL Ballenpolster G	S. 60	GEHWOL med Schrunden-Salbe	S. 29, 53
GEHWOL Ballenpolster mit Elastikbinde	S. 61	GEHWOL med Sensitive	S. 27, 53
GEHWOL Ballenpolster mit Zehenteiler	S. 59	GEHWOL Nagelmasse	S. 45
GEHWOL Ballenringe oval	S. 69	GEHWOL Nagel-Pflege	S. 45
GEHWOL Ballenringe rund	S. 69	GEHWOL Nagelweicher	S. 45
GEHWOL Balsam normale Haut	S. 36	GEHWOL Nail repair System	S. 46
GEHWOL Balsam trockene Haut	S. 36	GEHWOL Perlmutt-Peeling	S. 34
GEHWOL Bein-Balsam	S. 35, 52	GEHWOL pflegendes FUSSDEO	S. 39
GEHWOL Blasenpflaster	S. 63	GEHWOL pflegendes Fußspray	S. 38
GEHWOL Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System	S. 65	GEHWOL Praxisware	S. 50ff
GEHWOL Creme Fußbad	S. 40, 53	GEHWOL Präparate	S. 33ff
GEHWOL Emulsion	S. 52	GEHWOL Schutzpflaster dick	S. 67
GEHWOL EXTRA	S. 42	GEHWOL Schutzpflaster oval	S. 67
GEHWOL Fersenpolster G	S. 64	GEHWOL Softening-Balsam	S. 34
GEHWOL Fluid	S. 44	GEHWOL Vorfußpolster	S. 62
GEHWOL Frische-Balsam	S. 37	GEHWOL Vorfußpolster G	S. 62
GEHWOL Frische-Fußbad	S. 35	GEHWOL Vorfußpolster mit Bandage	S. 63
GEHWOL Fuß + Schuh Deo	S. 38	GEHWOL Vorfußpolster mit Elastikbinde	S. 63
GEHWOL Fußbad	S. 40, 52	GEHWOL Vorfußpolster und Ballenpolster	S. 61
GEHWOL Fußpuder	S. 39	GEHWOL Wärme-Balsam	S. 37
GEHWOL FUSSKRAFT Bein-Vital	S. 22, 50	GEHWOL Zehenkappe	S. 57
GEHWOL FUSSKRAFT BLAU	S. 19, 50	GEHWOL Zehenkappe G	S. 57
GEHWOL FUSSKRAFT flüssig	S. 50	GEHWOL Zehenringe oval	S. 68
GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN	S. 20, 51	GEHWOL Zehenringe rund	S. 68
GEHWOL FUSSKRAFT Hornhautreweicher	S. 50	GEHWOL Zehenschutz	S. 56
GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lotion	S. 19, 50	GEHWOL Zehenschutzring G	S. 56
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterbad	S. 25, 51	GEHWOL Zehenspreizer G	S. 58
GEHWOL FUSSKRAFT Kräuterlotion	S. 23, 51	GEHWOL Zehenteiler	S. 59
GEHWOL FUSSKRAFT MINT	S. 21, 51	GEHWOL Zehenteiler G D	S. 58
GEHWOL FUSSKRAFT		GERLACH Präparate	S. 47ff
Nagel- und Hautschutz-Spray	S. 23	GERLACH TECHNIK	S. 90ff
GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray	S. 24	GERLASAN achselfrisch	S. 49
GEHWOL FUSSKRAFT ROT	S. 21, 50	GERLASAN Handcreme	S. 48, 52
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Creme	S. 16f, 50	GERLASAN Soft	S. 52
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Lotion	S. 18, 50	GERLAVIT Moor-Vitamin-Creme	S. 48
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling	S. 17, 51	Historie	S. 2f
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Pflegebad	S. 18, 51	Kundenpflege	S. 85
GEHWOL FUSSKRAFT Wärmebad-Konzentrat	S. 25	med Präparate	S. 26ff
GEHWOL FUSSKREM	S. 42	Messen	S. 9f
GEHWOL Hammerzehen-Polster G	S. 64	Partnerschaftspflege	S. 84
GEHWOL Hornhaut-Gelee	S. 52	Pflaster u. Druckschutzmittel	S. 65ff
GEHWOL Hornhautreweicher	S. 53	Plakate	S. 72f
GEHWOL Hornhautschwamm	S. 70	Polymer-Gel Druckschutz	S. 54ff
GEHWOL Hühneraugenpflaster	S. 66	Präparate-Übersicht	S. 14
GEHWOL Hühneraugen-Schutzpflaster	S. 66	Schaufensterdekorationen	S. 82f
GEHWOL Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G	S. 55	Service	S. 4f
GEHWOL Hühneraugen-Tinktur	S. 44	Servicewerkstätten	S. 8f
GEHWOL Kleinzehen-Ballenpolster G	S. 60	Spezial-Cremes	S. 41f
GEHWOL Korrekturring G	S. 55	Spezial-Präparate	S. 43ff
GEHWOL Lotion	S. 53	Verkaufs- und Lieferbedingungen	S. 287f
GEHWOL med Antitranspirant	S. 30	Verkaufshilfen	S. 74ff
GEHWOL med Express Pflege-Schaum	S. 28	Vertretungen	S. 6f
GEHWOL med Fußdeo-Creme	S. 32, 53	Werbeleuchten	S. 81f
GEHWOL med Fußpuder	S. 31	Werbemittel / Dekorationen / Plakate	S. 71ff
GEHWOL med Hornhaut-Creme	S. 29	Wirkstoffe	S. 12f
GEHWOL med Hühneraugen-Stift	S. 32		



Die Gerlach Technik

2018-19



Inhalt

Wir gemeinsam.

Lassen Sie uns miteinander arbeiten, zum Wohle dessen, der im Mittelpunkt steht: Ihr Kunde.

Er erwartet Hilfe zur Linderung seiner Fußprobleme und möchte sich in einer angenehmen Umgebung wohlfühlen. Nur wenn das gelingt, wird er zum Stammkunden, für den die regelmäßige Fußpflege genauso selbstverständlich wird, wie der Besuch des Frisérs um die Ecke.

Gemeinsam können wir helfen.

Sie durch professionelle Arbeit am Fuß. Wir durch Fußpflegepräparate, die Ihre Therapie gezielt unterstützen und durch Technik, die professionelles Arbeiten erst ermöglicht.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter: www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen

- 92** Fußpflege im Wandel
 - 94** Praxis-Einrichtungen, Fußpflegeschränke
-

- 107** Patientenstühle, Arbeitsstühle, Fußbadewanne
-

- 122** Leuchten
-

- 126** Einrichtungsvorschläge
 - 128** Beinstütze, Trolley, Fußpflegekoffer
-

- 137** Fußpflegegeräte, Handstücke
-

- 146** Sterilisation: Autoklav, Heißluftsterilisator
 - 158** Reinigung, Desinfektion, Ultraschall-Reinigung
-

- 176** Nail repair System
 - 180** Pflaster und Verbandmaterial
 - 190** Polymer-Gel Artikel
-

- 199** Zangen, Scheren, Instrumentenpflege, Pinzetten, Skalpelle, Klingen
-

- 228** Spezialinstrumente, Feilen, Hobel, Lehrbücher, Orthonoxyiebedarf
-

- 251** Bohrer, Fräser, Schleifkörper, Fräser-Sets, Bohrerständer, Bürsten
-

- 280** Komplett-Preis-Angebote Software
-

- 285** Arzneimittel-Informationen
- 286** Lieferbedingungen
- 289** Sachregister



Seit fast 150 Jahren begleitet das Haus **GERLACH** als Partner die Fußpflege, greift Impulse auf, die aus der Praxis kommen, und entwickelt daraus ein bedarfsgerechtes Angebot für den Profi. Die Dachmarken **GEHWOL** und **GERLACH TECHNIK** stehen traditionell für Pionierleistungen – im Präparate-Bereich ebenso wie bei der Praxisausstattung. In dem ständigen Bemühen, die Arbeitsbedingungen bei der Fußpflege zu verbessern, setzen wir auf Innovation und umfassenden Service.

Unser Ziel ist es, Interessierten beratend zur Seite zu stehen, deshalb soll unser Programm nicht durch unnötige Vielfalt verwirren. Vielmehr bestimmen erfahrene Praktiker die Auswahl der Instrumente und Einrichtungen für das **GERLACH** Angebot. Mit ihrer Hilfe entstand ein praxisgerechtes, zeitgemäßes Programm, das allen Anforderungen einer modernen medizinischen und kosmetischen Fußpflege gerecht wird.

Bis in die 60er Jahre wurden fast ausschließlich nicht motorgetriebene Instrumente in der Fußpflege eingesetzt. Die Patientestühle waren in der Höhe kaum verstellbar und die Behandler saßen in gebückter, ungesunder Haltung vor dem Kunden. Der Apparateinsatz in der Fußpflege begann mit langsam laufenden Wellengeräten und dicken, schweren Motorhandstücken. Schleifstaub war ein ungelöstes Problem und Hygiene im medizinischen Sinne wurde nicht betrieben. Schlecht ausgeleuchtete Arbeitsplätze verdarben die Augen und gefährdeten den behandelten Fuß. Kurz: Es war ein unbequemes, mühsames und sogar gesundheitsschädliches Geschäft.

Heute steht innovative, zukunftsweisende Technik im Dienst der Fußpflege. Ergonomisch durchdachte und formschön gestaltete Einrichtungen erleichtern die Arbeit und machen sie für Kunden und Behandler sicher und angenehm.

Das Haus **GERLACH** hat diese Entwicklung wesentlich beeinflusst und vorangetrieben. Seit 1965 machte sich **GERLACH TECHNIK** mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Geräten, Instrumenten und Einrichtungen einen Namen.

Bereits 1970 kam das erste **GERLACH** Fußpflegegerät mit Mikromotorhandstück und Fliehkraftkupplung auf den Markt.

Es folgte der erste Fußpflegeschränk mit integrierter Staubabsaugung – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gesundheitsvorsorge mit Hilfe der Fußpflege-Technologie.

In den folgenden Jahren wurden die Mikromotoren zunehmend leistungsfähiger, vibrationsärmer und erbrachten immer höhere Drehzahlen. Besser ausgewuchtete Fräser, Bohrer und Schleifer verminderten die unangenehmen Vibrationen zusätzlich. Gleichzeitig konnten die Handstücke leichter und schlanker gebaut werden.

Weitere Arbeitserleichterungen brachten z. B. die 1984 von **GERLACH** eingeführte patentierte Einhebel-Schnellspannvorrichtung und die einfachen, übersichtlichen Bedienmöglichkeiten. Vorrichtungen zum Absaugen des gesundheitsgefährdenden Schleifstaubes arbeiten heute leistungsstark und leise. Für Feinarbeiten stehen Mikromotorhandstücke mit Spraytechnik zur Verfügung. Ein feiner Sprühnebel bindet den Schleifstaub und kühlt

1969



1970



1970



1974



1978



1983





Fußpflegegerät
damals und heute

gleichzeitig das Arbeitsfeld. Fräsen und Schleifen bei hohen Umdrehungszahlen wird so für den Patienten angenehm und schmerzfrei, für den Fußpfleger zeitsparend und sicher.

Moderne „zwei in eins“-Schränke bieten seit 1993 die Möglichkeit, je nach durchzuführender Arbeit und Fräsergröße zwischen Absaug- und Spraytechnik zu wählen. Die ansprechende Optik der Schränke ist dabei immer mit Bequemlichkeit und Funktionalität verbunden. GERLACH Fußpflegeschränke machen die moderne Technik griffgerecht zugänglich für angenehmes Arbeiten mit kurzen Wegen für die Hand.

Für mehr Komfort, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Fußpflege sorgen die unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelten Patientenstühle.

Mit ihrer Hilfe kann schmerzhaften Verspannungen und Rückenschäden vorgebeugt werden. Durch Höhen- und Neigungsverstellung sowie einstellbare Bein- und Fußstützen wird der Fuß in eine für die jeweilige Arbeit

optimale Position gebracht. Der Fußpfleger arbeitet mit geradem Rücken, ermüdungsfrei und ohne Zwangshaltungen.

Auch der richtige Arbeitsstuhl trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Wegweisend ist hier der Pending-Stuhl: Durch seine flexibel gelagerte Sitzfläche sorgt er automatisch für eine korrekte Haltung und optimale, schonende Druckverteilung auf die Bandscheiben. Schwingungen im Pulsrhythmus verbessern zusätzlich die Durchblutung und trainieren die Muskulatur.

Der Schutz der Gesundheit ist auch das Anliegen des Medizinproduktegesetzes (MPG), das seit 1998 die Zertifizierung bzw. Kennzeichnung von Medizinprodukten vorschreibt.

Medizinprodukte im Sinne des Gesetzes sind alle Geräte und bestimmte Stoffe, die für die Anwendung am Menschen bestimmt sind und der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen dienen.

Es entspricht unserem Selbstverständnis als partnerschaftlicher Lieferant in der Fußpflege, ausgewählte Qualität in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Der vorliegende Katalog soll mit seiner übersichtlichen Aufteilung, die eine leichte Orientierung ermöglicht, und seinen ergänzenden Informationen dem Leser echte Empfehlungen geben und Entscheidungshilfen bieten.

1988



1991



1993



1994



1997



2013









Bedienerfreundliche und leicht zu reinigende Tastatur, 25° geneigt



Ergonomisch günstige Position des Handstückhalters, direkt beim Bedienfeld



Besonders langlebige Qualitätsscharniere




Staubgeschützte Vollauszüge mit sanftem Einzug






Abgeflichtete Kanten



UV-Fach zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz



Durchlaufende Griffleisten im Schubladenbereich



Hochglänzende, unempfindliche Front in POLYGLOSS SR

GERLACH Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 mit UV-Fach

90 cm breit mit Spray- und Absaugtechnik

Übersichtliches, leicht zu reinigendes Bedienfeld, für leichte, einfache Bedienung um 25° nach hinten geneigt.

Mit kabellosem Funkfußschalter.

Wartungsfreie, elektronisch kommutierte Elektromikromotor-Handstücke:

Absaughandstück – 150 g

Sprayhandstück – 190 g

Mit Automatikspannzange für schnellen und leichten Fräserwechsel.

Drehzahl:

Sprayhandstück: 2.200 – 42.000 U/min.,

Absaughandstück: 5.000 – 42.000 U/min.

Licht-Sprayhandstück mit integrierter Sprayleitung. Absaughandstück mit Rundumabsaugung.

Getrennte, abspeicherbare Drehzahl der Handstücke. Individuell einstellbare Spraymenge und Absaugleistung. Je Handstück 3 Drehzahlen, Rechts- Linkslauf.

Digitale Anzeige der gewählten Drehzahl, LED Anzeige der eingestellten Absaugleistung und Spraymenge.

Spryanlage: Sehr leise laufender Kompressor, Spraytank 500 ml. Feinst elektronisch regulierbare Einstellung der Spraymenge.

Absauganlage: MIELE – Staubabsaugung mit AIR-CLEAN Abluftfilter. Staubbeutel Intensiv Clean mit 4 l Füllvolumen. Elektronisch regelbare Absaugleistung von 140 bis zu 350 Ltr./ min.

Fußpflegeschränk: Brillant glänzende POLYGLOSS SR-beschichtete Fronten. Sehr hochwertige, aufklappbare, extrem langlebige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

Integriertes, voll ausziehbares UV-Fach zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Behandlungsplatz.

UV-Fach (1 x 15 Watt) zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz.

3 Schubladen als Vollauszüge leicht laufend, Wälzlagerführung GRASS NOVA PRO CLASSIC mit Airmatic Dämpfungssystem.

Lieferumfang:

3 Tablets, 3 Fräserkästen, Handstückhalterung, 1 Servicepack Handstück, 1 Schlauchhalter, 1 Schubladeneinsatz, 4 Staubbeutel, 1.000 ml GERLACH Spraylösung, 1.000 ml AquaSpray

Maße und Gewicht:

B: 90 cm (ohne Anbauten),
H: 76,5 cm (inkl. Rollen), T: 50 cm,
Gewicht: 89 kg



Gerlach AquaSpray für
Fußpflege Spraygeräte

Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2
mit UV-Fach, Front: icy white

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 mit Spray- und Absaugeinrichtung Sprayhandstück und Absaughandstück, mit Fußschalter Multichannel, kabellos		5.496,-
basalt grau	301 878 251	
icy white	301 878 252	
seidengrau	301 878 256	
Staubbeutel Intensiv Clean (Packung à 4 Stück)	301 852 010	11,90
GERLACH Spraylösung , 5.000 ml (s. S. 139)	314 191 300	14,90
GERLACH AquaSpray , 5.000 ml	314 201 300	14,90

Schränk ohne Lampe und ohne Dekomaterial.

Empfehlung Lampe: Eschenbach LED Ringlupenleuchte, s. Seite 124



Fußpflegeschränk
JUPITER Duomatic S 2 MINI, Front: icy white

GERLACH Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI

35 cm breit mit Spray- und Absaugtechnik

Übersichtliches, leicht zu reinigendes Bedienfeld, für leichte, einfache Bedienung um 25° nach hinten geneigt.

Mit kabellosem Funkfußschalter.

Wartungsfreie, elektronisch kommutierte Elektromikromotor-Handstücke:

Absaughandstück – 150 g

Sprayhandstück – 190 g

Mit Automatikspannzange für schnellen und leichten Fräserwechsel.

Drehzahl:

Sprayhandstück 2.200 – 42.000 U/min.,
Absaughandstück 5.000 – 42.000 U/min.

Licht-Sprayhandstück mit integrierter Sprayleitung. Absaughandstück mit Rundumabsaugung.

Getrennte, abspeicherbare Drehzahl der Handstücke. Individuell einstellbare Spraymenge und Absaugleistung. Je Handstück 3 Drehzahlen, auf Wunsch in Kombination mit der Spray/Absaugleistung programmierbar.

Digitale Anzeige der gewählten Drehzahl, LED Anzeige der eingestellten Absaugleistung und Spraymenge.

Rechts- Linkslauf.

Spryanlage: Sehr leise laufender Kompressor, Spraytank 500 ml. Feinst elektronisch regulierbare Einstellung der Spraymenge.

Absauganlage: MIELE – Staubabsaugung mit AIR-CLEAN Abluftfilter. Staubbeutel Intensiv Clean mit 4 l Füllvolumen. Elektronisch regelbare Absaugleistung von 140 bis zu 350 l/min.

Fußpflegeschränk: Brilliant glänzende POLYGLOSS SR-beschichtete Fronten, Sehr hochwertige, aufklappbare, extrem langlebige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

Lieferumfang:

Handstückhalterung,
1 Servicepack Handstück, 1 Schlauchhalter,
1.000 ml GERLACH Spraylösung,
1.000 ml AquaSpray

Maße und Gewicht:

B: 35,0 cm (ohne Anbauten)
H: 76,5 cm (inkl. Rollen)
T: 50,0 cm
Gewicht: 44,5 kg

	Bestell.Nr.	€
Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI		4.796,-
mit Spray- und Absaugeinrichtung, Sprayhandstück und Absaughandstück, mit Fußschalter Multichannel, kabellos		
Frontfarben:		
basalt grau	301 878 253	
icy white	301 878 254	
seidengrau	301 878 257	
Staubbeutel Intensiv Clean (Packung à 4 Stück)	301 852 010	11,90
GERLACH Spraylösung, 5.000 ml (s. S. 139)	314 191 300	14,90
GERLACH AquaSpray, 5.000 ml	314 201 300	14,90

Schränk ohne Lampe und ohne Dekomaterial.

Empfehlung Lampe: Eschenbach LED Ringlupenleuchte, s. Seite 124



Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2 MINI
und Beistellschrank, Fronten: icy white

GERLACH Beistellschrank für JUPITER Duomatic S 2 MINI mit integriertem UV-Fach

für die optimale Aufstellung in Ihrer Praxis – 63 cm breit

Formschlüssiges, ansprechendes Design.

Hochglänzende POLYGLOSS SR Front.

Sehr hochwertige, aufklappbare, extrem langlebige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

UV-Fach (1 x 15 Watt) zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz.

Alle Schubladen als Vollauszüge leicht laufend, Wälzlagerführung GRASS NOVA PRO CLASSIC mit Airmatic Dämpfungssystem. Schubkästen mit reinigungsfreundlicher, innenliegender Wischlippe.

Feststellrollen für sichere Positionierung des Schrankes.

Lieferumfang:

3 Instrumententabletts,
3 Fräserkästen
1 Schubladeneinsatz

Maße:

B: 63 cm (ohne Anbauten)
H: 75,5 cm (inkl. Rollen)
T: 50 cm

	Bestell.Nr.	€
GERLACH Beistellschrank für JUPITER Duomatic S 2 MINI ohne Fußpflegegerät		1.134,-
Frontfarben:		
basalt grau	301 878 520	
icy white	301 878 521	
seidengrau	301 878 522	

GERLACH Fußpflegeschränk AT/NT midi silent mit extra starker Absaugung

für Fußpflege-Spraygerät
SIRIUS NT MICRO und Eschenbach
LED Ringlupenleuchte
inklusive Absaugvorrichtung.

Mit besonders starker Miele Silent & Compact Absaugung, 1.200 Watt bei 25 mm Schlauchdurchmesser, stufenlos regelbar, 99,99 % Feinstaubfiltration, Hygienesicherheit durch automatischen Staubbeutelverschluss.

Feinstaub wird über den Lampenkopf abgesaugt.

Einsatz des sehr hell leuchtenden Mikromotorhandstücks in Verbindung mit der Absaugung möglich.

32 cm breites UV-Fach (1 x 16 Watt) zur keimarmen Lagerung der Instrumente direkt am Arbeitsplatz.

Hochglänzende, unempfindliche Front, POLYGLOSS SR in „icy white“.

Sehr hochwertige, aufklappbare, extrem langlebige, fugenfreie und hygienische CORIAN Arbeitsplatte aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

Die Korpusflächen sowie die Arbeitsplatte sind in der dezenten Farbnuance lichtgrau gehalten.

Ideale Positionierung des Fußpflegegerätes auf herausziehbarem Gerätetableau, mit Instrumentenablage.

Alle Schubladen mit durchgehenden Alugriffleisten, als Vollauszüge leicht laufend auf Wälzlagerführung GRASS NOVA PRO CLASSIC mit Airmatic Dämpfungssystem.

Herausnehmbarer Schubladeneinsatz für Instrumentenablage Fußpflegeschränk AT/NT midi silent.

Feststellrollen für sichere Positionierung des Schrankes.

Lieferumfang:

2 Instrumententablets, 2 Fräserkästen, 1 Schubladeneinsatz, 1 Handstückhalter mit Einsatz, 1 Leuchtenhalter universal

Maße und Gewicht:

B: 70,5 cm (ohne Anbauten)

H: 79,5 cm (inkl. Rollen)


T: 48 cm

Gewicht: 64,4 kg



Fußpflegeschränk AT/NT midi silent,
Front: icy white

	Bestell.Nr.	€
Fußpflegeschränk AT/NT midi silent		1.841,-
inkl. Miele Staubsauger		
Frontfarben:		
icy white	301 878 530	
seidengrau	301 878 533	
Eschenbach LED Ringlupenleuchte inkl. Absaugvorr.	301 878 531	589,-
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO mit Licht	304 205 712	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317	129,50
Instrumentenablage, für oberen Tablarauzug	301 874 100	6,30
Staubbeutel Intensiv Clean (Packung à 4 Stück)	301 852 010	11,90
GERLACH Spraylösung, 5.000 ml	314 191 300	14,90
GERLACH AquaSpray, 5.000 ml	314 201 300	14,90



GERLACH Fußpflegeschränk AT/NT clean

mit UV-Fach – 63 cm breit
z. B. für Fußpflegespraygerät
SIRIUS NT MICRO

Hochglänzende, unempfindliche Front,
POLYGLOSS SR in verschiedenen
Farben erhältlich.

Sehr hochwertige, aufklappbare,
extrem langlebige, fugenfreie und
hygienische CORIAN Arbeitsplatte aus
acrylgebundenem Mineralwerkstoff.

Leicht zu reinigen und zu pflegen.

Die Korpusflächen sowie die
Arbeitsplatte sind in der dezenten
Farbnuance lichtgrau gehalten.

Für Rechts- und Linkshänder,
griffgünstiger Handstückhalter.

Ideale Positionierung des Fußpflege-
Spraygerätes SIRIUS NT MICRO auf
herausziehbarem Gerätetableau
mit Instrumentenablage.

Beschreibung des Gerätes s. Seite 137.

Alle Schubladen staubdicht mit durch-
gehenden Alugriffleisten, als Vollauszüge
leicht laufend auf Wälzlagerführung
GRASS NOVA PRO CLASSIC mit
Airmatic Dämpfungssystem.

UV-Fach (1 x 15 Watt) zur keimarmen
Lagerung der Instrumente direkt am
Arbeitsplatz.

Herausnehmbare Schubladeneinsatz
für Instrumentenablage.

Feststellrollen für sichere Positionierung
des Schrankes.

Lieferumfang:

3 Instrumententablets, 3 Fräserkästen,
1 Schubladeneinsatz, 1 Handstückhalter
mit 2 Einsätzen AT/NT

Maße und Gewicht:

B: 62,5 cm (ohne Anbauten)

H: 74 cm (inkl. Rollen)

T: 48 cm

Gewicht: 57,1 kg



Fußpflegeschränk AT/NT clean
mit SIRIUS NT MICRO. Front: icy white

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegeschränk AT/NT clean ohne Fußpflegegerät		1.097,-
Frontfarben:		
icy white	301 877 756	
basalt grau	301 877 757	
seidengrau	301 877 758	
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO mit Licht	304 205 712	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317	129,50
Leuchtenhalter universal	701 506 503	47,55

Schränk ohne Lampe. Befestigungsmöglichkeit rechts oder links.

Empfehlung Lampe: Waldmann o. Eschenbach LED Ringlupenleuchte, Seiten 123 - 124



Fußpflegeschränk AT/NT clean mini
mit SIRIUS NT MICRO, Front: seidengrau

GERLACH Fußpflegeschränk AT/NT clean mini

49,5 cm breit
z. B. für Fußpflegeabsauggerät
SATURN/LUNA AT MICRO

Hochglänzende, unempfindliche Front,
POLYGLOSS SR in verschiedenen
Farben erhältlich.

Sehr hochwertige, aufklappbare, extrem
langlebige, fugenfreie und hygienische
CORIAN Arbeitsplatte aus acryl-
gebundenem Mineralwerkstoff.
Leicht zu reinigen und zu pflegen.

Die Korpusflächen sowie die Arbeitsplatte
sind in der dezenten Farbnuance lichtgrau
gehalten.

Für Rechts- und Linkshänder,
griffgünstiger Handstückhalter.

Ideale Positionierung des Fußpflege-
Absauggerätes SATURN/LUNA auf
herausziehbarem Gerätetableau mit
Instrumentenablage.

Beschreibung des Gerätes s. Seite 141.

Alle Schubladen staubdicht mit durch-
gehenden Alu-Griffeleisten, als Vollauszüge
leicht laufend auf Wälzlagerführung
GRASS NOVA PRO CLASSIC mit
Airmatic Dämpfungssystem.

Feststellrollen für sichere Positionierung
des Schrankes.

Lieferumfang:

1 Handstückhalter mit 2 Einsätzen AT/NT

Maße und Gewicht:

B: 49,5 cm (ohne Anbauten)

H: 76 cm (inkl. Rollen)

T: 49 cm

Gewicht: 45,3 kg

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegeschränk AT/NT clean mini ohne Fußpflegegerät		891,-
Frontfarben:		
icy white	301 879 100	
seidengrau	301 879 110	
Fußpflege-Absauggerät SIRIUS AT MICRO	304 205 712	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310	129,50
Leuchtenhalter universal	701 506 503	47,55

Schränk ohne Lampe. Befestigungsmöglichkeit rechts oder links.
Empfehlung Lampe: Waldmann o. Eschenbach LED Ringlupenleuchte, Seiten 123 - 124

GERLACH Fußpflegeschränk SMALL

für alle GERLACH Fußpflegegeräte

Ideal für kleinere Fußpflegepraxen.

Handstückhalter in idealer Griffposition für Rechts- und Linkshänder montierbar.

Griffgerechte Positionierung der Fußpflegegeräte PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS.

Arbeitsplatte mit Schwallrand, schlag- und kratzfest.

Mit ausziehbarem Gerätetablar.

3 Schubladen mit hochwertigen, kugelgelagerten Vollauszügen.

Schubladeninnenteile einteilig (ohne Fugen und Ritzen), absolut wasserdicht, leicht zu reinigen.

Hochwertige Schrankmaterialien.

Schrankkorpus Farbe lichtgrau.

Front aus lackierten MDF-Platten, in verschiedenen Farben erhältlich.

Feststellrollen für die sichere Positionierung des Schrankes.

Befestigungsmöglichkeit für Lampe rechts und links am Schrank.

Empfehlung:
kabelloser Fußschalter (optional).

Maße und Gewicht:

B: 49,5 cm (ohne Anbauten)

H: 76 cm (inkl. Rollen)

T: 49 cm

Gewicht: 35 kg



Fußpflegeschränk SMALL für Rechtshänder,
mit LUNA AT MICRO, Front: grau-metallic

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegeschränk SMALL		496,-
Frontfarben:		
grau-metallic	301 877 650	
astralsilber	301 877 660	
Handstückhalter (ohne Adapter)	701 875 006	63,75
Adapter SATURN / LUNA	701 875 004	15,90
Adapter SIRIUS / PUCK	701 875 005	15,90
Fußschalter Multichannel, kabellos		
für SIRIUS NT MICRO	304 204 317	129,50
für SATURN oder LUNA AT MICRO	304 204 310	129,50
für PUCK MICRO	304 204 318	129,50
Edelstahlbehälter, 12 x 12 cm	317 100 500	22,90
Halterung für Edelstahlbehälter	301 525 003	13,88

Die GERLACH Fußpflegeschränke auf einen Blick

Modell	SMALL für alle Fußpflegegeräte	AT/NT clean mini für Spray- oder Absaugtechnik	AT/NT clean für Spray- oder Absaugtechnik	AT/NT midi silent für Spraytechnik inkl. Miele Staubsauger	Jupiter Duomatic S2 mini inklusive Spray- und Absaugtechnik	Jupiter Duomatic S2 inklusive Spray- und Absaugtechnik
Breite ohne Anbauten, ohne Lampenbefestigung Höhe inklusive Rollen	Breite: 49,5 cm Höhe: 76,0 cm Tiefe: 49,0 cm	Breite: 49,5 cm Höhe: 76,0 cm Tiefe: 49,0 cm	Breite: 62,5 cm Höhe: 74,0 cm Tiefe: 48,0 cm	Breite: 70,5 cm Höhe: 79,5 cm Tiefe: 48,0 cm	Breite: 35,0 cm Höhe: 76,5 cm Tiefe: 50,0 cm	Breite: 90,0 cm Höhe: 76,5 cm Tiefe: 50,0 cm
Gewicht	35 kg	45,3 kg	57,1 kg	64,4 kg	42 kg	89 kg
passendes Gerät	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS	PUCK, SATURN, LUNA oder SIRIUS	SIRIUS NT MICRO	kompl. inklusive Absaugung und Spraytechnik	kompl. inklusive Absaugung und Spraytechnik
Farbe - Korpus/Arbeitsplatte	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau
Farbe - Front	grau-metallic, astralsilber	seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white	seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white	basalt grau, seidengrau, icy white
UV-Fach	ohne	ohne	enthalten	enthalten	enthalten	enthalten
Fußschalter	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch	inkl. kabellosem Fußschalter	inkl. kabellosem Fußschalter
Nähere Beschreibung	Seite 104	Seite 103	Seite 102	Seite 101	Seite 99	Seite 98
Preis € (ohne MwSt.)	496,- *	891,- *	1.097,- *	1.841,-	4.796,-	5.496,-

Alle Preise ohne MwSt. Erfragen Sie unsere aktuellen Leasing-Raten. * = Preis für den jeweiligen Schrank ohne Fußpflegegerät!

Farbskala für Fußpflegeschränke

AT/NT clean; Jupiter Duomatic, Front: hochglanz

basalt grau

seidengrau

icy white

grau-metallic

SMALL; Front: matt

astralsilber

STERN PODIA Behandlungseinheit LUNAR XB oder XF mit UV

Fußpflegetechnik der Spitzenklasse

Die Behandlungseinheiten LUNAR XB und LUNAR XF sind modular aufgebaut, d. h. Schrankmodule können wahlweise rechts oder links montiert werden. Die Behandlungseinheiten können entweder mit herunterhängenden Schläuchen (LUNAR XF, s. Abb. rechts) oder mit herausziehbaren Peitschen (LUNAR XB, s. Abb. unten) ausgerüstet werden.

Grundausrüstung

3-Funktionsspritze
elektr. Mikromotor MCX
(1.000-40.000 U/min) mit Nadelventil,
Handstück Bien Air PM 1:1 Micro Series,
Fußschalter SL, stufenlos regelbar

Instrumententräger

Der Modularm ist über 2 Achsen zusätzlich drehbar. Dadurch ist eine optimale Einstellung direkt am Arbeitsplatz „Fuß“ möglich.

Bedienfeld mit Einstellung und Anzeige der vorgewählten Geschwindigkeit der Handstücke (LED-Anzeige).

Rechts-/Linkslauf des E-Motors,
zeitgesteuerte, getaktete Sprayfunktion,
Staubabsaugung, Sprayabschaltung,
Drucktaster für Sonderfunktion.

Zusätzlich Bedienung des ARCADIA-X
Behandlungsstuhles.

Der Sockel steht auf 4 schwenkbaren
leicht laufenden Rollen.

Zusatz-Schrankmodule

Auf Anfrage sind zusätzliche Schränke für LUNAR/ATLAS Behandlungseinheiten mit verschiedenen Schubladen-Aufteilungen erhältlich.

Maße:

B: 79 cm, H: 92 cm/114 cm, T: 64 cm



Modul LUNAR XB



Farbe der Behandlungseinheit lichtgrau
(mit Modul LUNAR XB)
Abb. mit Waldmann
Ringlupenleuchte LED Basic

	Bestell-Nr.	MP	€
Behandlungseinheit LUNAR XB – Komplettseinheit		€	8.820,-
Behandlungseinheit LUNAR XF – Komplettseinheit		€	8.820,-
inkl. Schrankmodul mit UV-Fach, 3-Funktionsspritze, elektr. Mikromotor MCX (1.000-40.000 U/min) mit Nadel- ventil, Handstück Bien Air PM 1:1 Micro Series, Fußschalter SL			
farbige Ausführung der Behandlungseinheit	301 039 100		450,-
(Griffe, Seitenteile, Bedientableau) Farben auf Anfrage			
Kompressor JUN AIR, 2 x 50 l/min	301 931 700		2.496,-
Modul Turbine mit Licht	301 039 114	€	395,-
Winkelturbine Bora L Blackline LED	301 951 001	€	1.375,-
inkl. Unifix-Kupplung	301 951 201	€	398,-
Absaugvorrichtung komplett	301 039 116	€	230,-
Silence & Compact 6000 Staubsauger	701 506 113	€	267,-
Lampenaufbaustange inkl. Adapter	302 172 100	€	230,-
Spraywasser-Entkeimungsmittel ALPRON	314 221 200	€	28,90
1.000 ml Konzentrat, 1%ig mit Spraywasser verdünnen			
Staubbeutel Intensiv Clean (Packung à 4 Stück)	301 852 010		11,90
Lubrimerd Handstückschmierinstrument	317 109 200		21,90
Pflegemittel Lubrifluid	317 109 600		63,50

Empfehlung Lampe: Waldmann oder Luxo CIRCUS Ringlupenleuchte, s. Seite 123f



STERN PODIA Behandlungsstuhl ARCADIA-X

Das Spitzenprodukt des Hauses STERN PODIA für die moderne Fußpflegepraxis. Der im Design sehr ansprechende Fußpflege-Behandlungsstuhl verfügt über eine elektromechanische Höhen-, Sitzneigungs- und Rückenlehnenverstellung.

Die Armlehnen laufen synchron mit der Rückenlehne bis zur horizontalen Liegeposition und lassen sich um 270° drehen. Bei Bauchlagerung des Patienten kann dieser die Arme in ermüdungsfreie Position legen. Gut erreichbar an der Vorderseite des Stuhles die Feststellbremse für den zu jeder Seite um 180° drehbaren Stuhl.

Zusätzlich ausgestattet mit 2 Sicherheits-Stopp Schaltern an beiden Seiten des Sitzes.

Die Beinstützen ausziehbar, abklappbar und jeweils nach außen um 35° schwenkbar. Ideal für die Aufstiegsmöglichkeit älterer und kleinerer Patienten.

Ein fugenloser und leicht zu reinigender, optimal geformter Sitzpolster- und Rückenpolsterbereich vollendet das optisch ansprechende Aussehen dieses Stuhles.

Breite:	79 cm
Liegefläche:	190 cm max.
Höhe Sitzfläche:	53–87 cm
Fußauflage:	134 cm max.
Sitztiefe:	52 cm
Länge der Beinstützen:	31 cm min. 64 cm max.
Drehbarkeit des Stuhles:	180° zu jeder Seitew
max. Belastung:	220 kg
Gewicht:	109 kg



Abb. anthrazit/chrom



Bedienung des Stuhls ARCADIA-X – Kabel – mit Behandlungseinheit LUNAR XF/XB



Bedienung des Stuhls ARCADIA-X – kabellos (Funk) – mit Behandlungseinheit LUNAR XF/XB

	Bestell-Nr.	MP	€
Behandlungsstuhl ARCADIA-X			5.250,-
inkl. Kopfstütze			
mint	301 456 330	€€	
anthrazit/chrom	301 456 335	€€	
chrom/perle	301 456 333	€€	
orchidee/perle	301 456 336	€€	
Schonbezug f. Beinauflage (1 Paar)	701 030 911		54,40



Abb. limone

Fußpflegestuhl S 3.2 – extra breit

Die bewährte Technologie des Fußpflege-Behandlungsstuhl S 3.2 gibt es nun in komfortabler Sitzbreite von 57 cm und ist ebenfalls ideal für die kosmetische Behandlung geeignet.

Armlehnen gepolstert und klappbar, synchron laufend mit Rückenlehne.

Ausgestattet mit 3 Elektromotoren für Verstellung der :

1. Sitzhöhe von 55 bis 112 cm
2. Sitzneigung (Trendelenburg) bis 30°
3. Rückenlehne von 110° bis 180°

Der Stuhl ist komplett drehbar um 180° (90° zu jeder Seite).

Leicht herausziehbare, gepolsterte Beinauflagen für besonders sicheren Halt der Füße.

Bein-/Fußauflagen gasfederunterstützt, abklappbar und ausziehbar von 37 bis 60 cm.

Beinstützen nach außen um je 60° schwenkbar.

Fußschalter mit Homefunktion.

Breite:	75 cm
Höhe Sitzfläche:	55 cm min. 112 cm max.
Höhe Fußauflage:	142 cm max.
Sitztiefe:	50 cm
Sitzbreite:	57 cm
Länge der Bein- und Fußstützen:	37 cm min. 60 cm max.
Drehbarkeit des Stuhles:	90° zu jeder Seite
max. Belastung:	225 kg
Gewicht:	79 kg

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegestuhl S 3.2 – extra breit		2.996,-
creme	301 528 531	
chrom	301 528 536	
perle	301 528 537	
limone	301 528 544	
Manikürschale	301 525 001	4,60
Halterung für Manikürschale	301 525 002	10,55
Gesichtskissen / Ausgleichskissen für kosmetische Behandlungen auf Anfrage		
Schonbezug Beinauflage (1 Paar)	301 525 111	14,74
2 Erweiterungsfüße (Falls der Stuhl nicht am Boden verschraubt werden soll.)	301 525 100	66,60



Damit Sie lange Freude an Ihrem Arbeits-/ Behandlungsstuhl haben, verwenden Sie bitte zur Reinigung eine milde Seifenlösung und zur Reinigung/Desinfektion die von uns empfohlenen Microbac Tissues (siehe Seite 167).



Abb. chrom/perle

Concept F3 – Ergonomie in seiner schönsten Form

Der Concept F3 leitet eine neue Generation an Behandlungsstühlen ein. Höchste Bewegungsfreiheit dank innovativer Antriebstechnik, ein Höchstmaß an Sitzkomfort für den Patienten sowie eine sichere und optimale Lagerung der zu behandelnden Füße in gesundheits-, rückenschonender Arbeitshöhe.

Das Fußpflegekonzept für eine bessere Zukunft. Elektro-mechanische, vertikale, platzsparende Auf- und Abwärtsbewegung. Elektrische Verstellung der Sitzposition (Trendelenbourg), Rückenlehnenverstellung bis Horizontalposition (Kosmetikliege). Anatomisch geformte, formstabil gepolsterte Rücken- und Sitzteile für einen entkrampften, entspannten Aufenthalt Ihrer Patienten. Vielseitige, individuelle Einstellmöglichkeiten der ein- bzw. zweiseitigen Bein- und Fußauflagen. Drehbar nach außen um je 70 Grad. Gasfederunterstützt. Der Stuhl drehbar um 90 Grad nach rechts und links.

Mit elektro-mechanischer Feststellbremse, komfortabel und bequem über den Fußschalter zu bedienen. Der komplette Stuhl auf einem integrierten Rollensystem, leicht rollbar, für eine bessere Reinigung der Praxis.

Die Concept-Stühle sind auch mit dem Bezugsmaterial „Pandoria-Plus“ (antibakteriell und desinfektionsmittelbeständig) lieferbar. Zu den Farben fragen Sie bitte Ihren Handelsvertreter.

Weitere technische Details siehe Seite 112.

Es stehen 40
Bezugsfarben
zur Auswahl.



Eine Konzeption


Bei hochwertigen Fußpflege-Einrichtungen wird die Idee der CONCEPT Stuhlreihe zukünftig sicherlich eine besondere Rolle spielen. Es ist bei dieser Stuhlkonzeption gelungen, die Erfahrungen aus der medizinischen Fußpflege und die Anforderungen unserer Kunden in eine technisch perfekte, durchdachte Lösung umzusetzen. Aus ergonomischer Sicht lässt die Stuhlreihe keine Wünsche offen.

Eine Idee

Die Behandlungssituation bekommt eine völlig neue Ausrichtung. Diese Fußpflegestühle lassen Praxisbereiche entstehen, die dem Patienten und Podologen/Fußpfleger ein bisher ungeahntes Maß an Sicherheit und Bequemlichkeit verleihen.

Ein Markenzeichen

Die neuen Stühle werden in bester deutscher Qualitätsarbeit gefertigt. Sie erhalten sie nur bei uns. Möchten Sie sich von den hervorragenden Eigenschaften gern selbst überzeugen? Wir beraten Sie gern.



Fußpflegestuhl Concept F3

Optisch sehr ansprechender Fußpflegestuhl mit hohem Sitzkomfort in bester deutscher Fertigungsqualität. Dieser Fußpflegestuhl ist auch für die kosmetische Behandlung bestens geeignet.

Max. Fußhöhe (Arbeitshöhe) 139 cm.

Armlehnen um 180° drehbar (für Kosmetikbehandlungen in Bauchlage), synchron laufend mit Rückenlehne.

Ausgestattet mit 3 Motoren für Verstellung der:

1. Sitzhöhe von 47 cm bis 72 cm
2. Sitzneigungsverstellung (Trendelenbourg) -3° bis 30°
3. Rückenlehnenverstellung von 105° bis 183°

Bedienung des Stuhles über eine großzügig dimensionierte, wasserdichte, hygienische Fußsteuerung.

Mit elektro-mechanischer Feststellbremse, komfortable und bequem über den Fußschalter zu bedienen.

Mit Home- bzw. Resetfunktion. Optional auch Handsteuerung erhältlich.

Stuhl drehbar um jeweils 90° nach rechts und links.

Ausstattung des Stuhles:

1. **Standard** – mit einteiliger, flexibel einstellbarer Bein- und Fußauflage. Auszug: min. 37 cm, max. 70 cm.
2. **Premium** – mit zweiteiliger, über zwei getrennte Schlitten unabhängig voneinander ausziehbarer Bein- und Fußauflage. Die Fußauflage zusätzlich drehbar für eine stabile Positionierung der Ferse.

Auszug: min. 36 cm, max. 76 cm.

Beinstützenverstellung nach außen je 70°, für bequemes Auf- und Absteigen der Patienten.

Rollensystem für einfaches Verschieben des kompletten Stuhles. Bessere Reinigungsmöglichkeit für Ihre Praxis.

Inkl. Nackenstütze.

Diesen Stuhl erhalten Sie in 40 verschiedenen Farben. Ein- und Zweifarbig möglich.

Breite:	70 cm
Höhe Sitzfläche:	47 cm min. 72 cm max.
Höhe Fußauflage:	139 cm max.
Sitztiefe:	49,5 cm
Sitzbreite:	53 cm
Länge der Bein- und Fußstützen:	36 cm min. 76 cm max.
Drehbarkeit des Stuhles:	2 x 90°
max. Belastung:	220 kg
Gewicht:	80 kg



Abb. Sonderfarbe orchidee/perle, mit Sonderausstattung 2-teilige Beinstütze



Abb. Ausgleichskissen



Abb. Elektro-mechanische Feststellbremse



Abb. Handschalter

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegestuhl F3 Standard*		
mint	301 540 200	3.496,-
anthrazit/chrom	301 540 205	
chrom/perle	301 540 203	
orchidee/perle	301 540 206	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 204	
Sonderfarben Leder Tundra**		40,-
Sonderleder Pandoria**		136,-
Beinstütze „Premium“ 2-teilig, in Stuhlfarbe		99,-
Erweiterungsfüße (4er Set)		74,-
Armlehnenverbreiterung		187,-
Handsteuerung		139,-
Gesichtskissen in Stuhlfarbe		52,90
Einlegekissen in Stuhlfarbe		67,90
Schonbezug für Beinauflage „Standard“ (1 Paar)	301 525 115	13,95
Schonbezug für Bein- und Fersenaufgabe „Premium“ (1 Satz)	301 525 116	22,95

* = Bezugsstoff TUNDRRA

** = Farben auf Anfrage



Concept F3

Premium oder **Standard** die vielseitigen Einstellmöglichkeiten der neuen Fußpflegestühle. Für eine sichere, bequeme und entspannte Bein- und Fußpositionierung Ihrer Kunden.

Beide Varianten stehen zur freien Auswahl.

Abb. orchidee/perle

Standard



Premium



Fußpflegestuhl Concept B2

Optisch sehr ansprechender Fußpflegestuhl mit hohem Sitzkomfort in bester deutscher Fertigungsqualität.

Max. Fußhöhe (Arbeitshöhe) 128 cm.

Armlehnen fest montiert.

Ausgestattet mit zwei synchron gesteuerten Motoren, für die Verstellung der:

1. Sitzhöhe von 53 cm bis 103 cm
2. Sitzneigungsverstellung (Trendelenbourg) -3° bis 30°

Bedienung des Stuhles über eine großzügig dimensionierte Fußsteuerung.

Stuhl drehbar um jeweils 90° nach rechts und links.

Ausstattung des Stuhles:

Einteilige, flexibel einstellbare Bein- und Fußauflage. Auszug: min. 37 cm, max. 56 cm.

Gasfeder unterstützt eine mühelose und leichte Einstellung der Bein- und Fußstützen auf Arbeitshöhe.

Beinstützenverstellung nach außen je 70°, für bequemes Auf- und Absteigen der Patienten.

Nackenstütze optional.

Max. Tragkraft des Stuhles 200 kg.

**Diesen Stuhl erhalten Sie
in 40 verschiedenen Farben.
Ein- und Zweifarbig möglich.**

Breite:	67 cm
Höhe Sitzfläche:	53 cm min. 103 cm max.
Höhe Fußauflage:	134 cm max.
Sitztiefe:	48 cm
Sitzbreite:	52 cm
Länge der Bein- und Fußstützen:	37 cm min. 56 cm max.
Drehbarkeit des Stuhles:	je 90°
max. Belastung:	200 kg
Gewicht:	67 kg



Abb. mit Sonderausstattung Nackenstütze und Sonderfarbe anthrazit/mango

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegestuhl Concept B2 Standard*		2.385,-
chrom/perle	301 540 303	
anthrazit/chrom	301 540 305	
Stuhl mit Sonderausstattung	301 540 397	
Aufpreis für Sonderfarbe		40,-
Nackenstütze „diverse“		79,80

* = Bezugsstoff TUNDRA



Abb. chrom

STERN PODIA Behandlungsstuhl LYRA

Design & fortschrittliche Technologie zeichnen diesen professionellen Fußpflegestuhl aus.

Die anatomisch geformte Rückenlehne und eine hochwertige Polsterung garantieren dem Patienten einen bequemen Aufenthalt.

Eine optional erhältliche Kopfstütze erhöht zusätzlich den Sitzkomfort während der Behandlung.

Die klappbaren, umschäumten Armlehnen erleichtern den Ein- und Ausstieg und bieten so auch in der Liegeposition maximale Freiheit.

Zwei Motoren steuern Höhe und Neigung des Sitzes synchron mit der Rückenlehne (Trendelenburg-Stellung). Über den intuitiv bedienbaren Fußschalter lässt sich der Stuhl in Höhe und Neigung in jede gewünschte Position bringen.

Die Rückenlehne lässt sich manuell verstellen und in eine 180 Grad Liegeposition bringen. So entsteht eine Fläche von ca. 190 cm Länge.

Ausziehbare und nach außen schwenkbare Beinauflagen bieten dem Behandler ein optimales Arbeitsfeld.

Breite:	66 cm
Höhe Sitzfläche:	44 cm min. 70 cm max.
Höhe Fußauflage:	105 cm max.
Sitztiefe:	50 cm
Sitzbreite:	52 cm
Länge der Bein- und Fußstützen:	32 cm min. 46 cm max.
max. Belastung:	200 kg
Gewicht:	110 kg

Behandlungsstuhl LYRA

inkl. Fußschalter

chrom

Kopfstütze

Bestell-Nr. €

301 456 436 1.999,-

301 456 440 110,-



Abb. Fußschalter

Fußpflege-Patientenstühle – die wichtigsten Daten auf einen Blick

Modell	LYRA	Concept B2*	S 3.2 – extra breit	Concept F3*	ARCADIA-X
Höhenverstellung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Sitzneigungsverstellung	bis 25° elektromechanisch	- 3 bis 30° mechanisch synchron mit Rückenlehne	bis 30° elektromechanisch	- 3 bis 26° elektromechanisch	bis 32° elektromechanisch
Neigungsverstellung der Rückenlehne	110–190° mechanisch	108° fest	110 – 180° elektromechanisch	105 – 183° elektromechanisch	95 – 180° elektromechanisch
Stuhl drehbar	-	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite	90° zu jeder Seite	180° zu jeder Seite
Sitzfläche (Breite x Tiefe)	50 x 52 cm	52 x 48 cm	57 x 50 cm	53 x 50 cm	51 x 50 cm
min. Sitzhöhe	44 cm	53 cm	55 cm	52 cm	53 cm
max. Sitzhöhe	70 cm	103 cm	112 cm	80 cm	87 cm
max. Fußhöhe	105 cm	128 cm	142 cm	137 cm	134 cm
Beinstützenverstellung nach außen klappbar/schwenkbar	klappbar schwenkbar je 35°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 70°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 60°	klappbar gasfederunterstützt schwenkbar je 70°	klappbar schwenkbar je 35°
Beinstützen ausziehbar (von Sitzvorderkante)	32 – 46 cm	37 – 53 cm	37 – 60 cm	36 – 76 cm	31 – 64 cm
max. Belastung (Hub)	200 kg	200 kg	225 kg	220 kg	220 kg
Stuhlgewicht	110 kg	67 kg	79 kg	80 kg	109 kg
Nähere Beschreibung	Seite 115	Seite 114	Seite 109	Seite 110 - 112	Seite 108
Preis € (ohne MwSt.)	1.999,-	2.385,- Sonderfarbe + 40,-	2.996,- Sonderfarbe + 40,-	3.496,- Sonderfarbe + 40,-	5.250,-

Erfragen Sie unsere aktuellen Leasing-Raten.

* = Bezugsstoff TUNDRA

* = Bezugsstoff TUNDRA

Farbskala für Fußpflegestühle

* Sonderfarben



Fahrbare Fußbadewanne

„Wohlfühlservice“ Fußbad für Ihre Kunden. Mit der fahrbaren Fußbadewanne steht Ihnen ein leicht zu handhabendes echtes Raumwunder zur Seite.

Ausgestattet mit leicht laufenden Rollen lässt sich diese Fußbadewanne schnell zwischen Stellplatz am Wasserhahn und dem Patienten hin und her bewegen.

Die zur Seite klappbaren Fußstützen bei den GERLACH Fußpflegepatientenstühlen ermöglichen Ihnen, die Fußbadewanne besonders einfach an den Patienten heranzufahren. So macht die Reinigung und Desinfektion der Patientenfüße kaum Mühe.

Ihre Patienten werden es Ihnen danken, wenn Sie jetzt noch öfter ein wohltuendes Fußbad anbieten.

Hochwertige, robuste Stahlrohrkonstruktion, verchromt.

Mit abgewinkeltem Bügelgriff und Handtuchstange.

Kunststoffschüssel hellgrau
38 x 38 x 14 cm.

Fahrbar auf 4 Lenkrollen,
2 davon mit Feststellbremse.



	Bestell-Nr.	€
Fahrbare Fußbadewanne	301 930 300	134,-
Ersatz-Kunststoffwanne	701 930 000	4,91
Kunststoffbeutel, Rolle 20 Stück	701 930 004	3,74





Abb. mint



Abb. perle



Abb. anthrazit

Pending Arbeitsstuhl

Idealer Arbeitsstuhl für ergonomisch richtiges Sitzen. Die freischwiegend aufgehängte Sitzfläche korrigiert Fehlhaltungen und beugt Schäden durch Bewegungsmangel an der Wirbelsäule vor.

Unmerklich trainiert dieser Stuhl den Körper und sorgt für bessere Durchblutung. Höhenverstellung durch Gasfeder.

Rückenlehne mit permanenter Rückenunterstützung in jedem beliebigen Neigungswinkel feststellbar.

Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen.

Sitzhöhe: min. 42 cm, max. 53 cm

Pending Arbeitsstuhl kompakt vario

Besonderheiten der Sitzkonstruktion wie Pending Arbeitsstuhl.

Abweichend mit runder Sitzfläche, Ø 37 cm.

Höhenverstellung durch Gasfeder.

Feste, gepolsterte Rücken-/Armlehne.

Höhenverstellbare Rückenlehne.

Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen.

Sitzhöhe: min. 43 cm, max. 54 cm

Pending Arbeitsstuhl kompakt exklusiv

Arbeitsstuhl mit neuer ergonomisch geformter Rückenlehne. Die frei schwingende, nach allen Seiten bewegliche Sitzfläche bildet zusammen mit der hohen Rückenlehne ein dynamisches Sitzsystem, das entspanntes, rückschonendes und komfortables Arbeiten ermöglicht und somit einen absoluten Gewinn für die Gesundheit darstellt.

Besonderheiten der Sitzkonstruktion wie Pending Arbeitsstuhl.

Abweichend mit runder Sitzfläche ø 46 cm.

Höhenverstellung durch Gasfeder.

Fest gepolsterte Rückenlehne.

Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen.

Sitzhöhe: min. 42 cm, max. 53 cm

Rückenlehne: Höhe 50 cm, Breite 20 cm

Stuhltyp*	Pending Arbeitsstuhl	Pending kompakt vario	Pending kompakt exklusiv	Pending Ponso 1	Gerlach Sattelsitz
Farbe	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
mint	301 510 030	301 512 230	301 512 130	301 512 430	301 540 930
chrom	301 510 033	301 512 233	301 512 133	301 512 433	301 540 936
perle	301 510 037	301 512 237	301 512 137	301 512 437	301 540 937
anthrazit	301 510 039	301 512 239	301 512 139	301 512 439	301 540 939
chrom/perle				301 512 440	301 540 953
anthrazit/chrom				301 512 441	301 540 955
orchidee/perle				301 512 442	301 540 956
Sonderfarbe	301 510 097	301 512 297	301 512 197	301 512 497	301 540 997
Preis €	499,-	495,-	487,-	596,-	379,-

* = Bezugsstoff TUNDRA



Abb. limone/anthrazit

Pending Arbeitsstuhl Ponso 1

GERLACH TECHNIK hat mit den Pending-Arbeitsstühlen bereits ein System in seinem Sortiment, das durch eine Entlastung der Wirbelsäule effektiv Rückenproblemen entgegenwirkt. Mit dem Pending Ponso 1 kommt jetzt ein neuer Stuhl hinzu, der durch neueste Entwicklungen noch besser Ihren Rücken schont. Das Ponso-Sitzprinzip optimiert die Sitzhaltung, wodurch Wirbelsäule und Bandscheiben entlastet werden. Das Pendelprinzip sorgt dafür, dass Sie leicht in Bewegung bleiben, was die Muskeln anspricht. Unnatürliches, starres Sitzen wird vermieden.

Die gleichmäßige Druckverteilung vom Rücken auf die Oberschenkel lindert Rückenbeschwerden und fördert das entspannte, gesunde Arbeiten. Zudem werden das Herz-Kreislauf-System stimuliert, das Risiko für Bandscheibenvorfälle gemindert und auch das Risiko einer Wirbelsäulenverschiebung verringert.

Höhenverstellung durch Gasfeder.

Fest gepolsterte Rückenlehne.

Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Rollen.

Sitzflächenbreite: 46 cm

Sitzhöhe: min. 46 cm, max. 58 cm

Sitztiefe: 38 cm

Höhe der Rückenlehne über der Sitzfläche:
21 - 29 cm

Rückenlehnenbreite: 42 cm



Abb. orchidee/perle

Gerlach Sattelsitz

Besonderheiten: Der Sattelsitz verhindert eine unnatürliche, gesundheitsgefährdende Sitzhaltung und vermindert Rückenprobleme. Begünstigt eine „Aufrechte“ Haltung mit geradem Rücken, waagrecht positionierten Oberschenkeln und damit eine ideale Sitzhaltung.

Der Sattelsitz erlaubt der Wirbelsäule um ihre ausbalancierte Mittelachse herum zu agieren bei natürlicher Krümmung der Wirbelsäule und minimal belasteten Muskeln.

Er erlaubt ungestörte Haltungsänderungen, optimal visuelle Übersicht und verbesserten Gebrauch der Hände. Die offene Sitzhaltung ermöglicht eine gute Blutzirkulation.

Der Sattelsitz beugt Schäden, die durch falsche Sitzhaltung entstehen können, vor.

Sitzhöhe: min 50 cm; max. 70 cm

5-strahliges Sicherheitsdrehkreuz mit gebremsten Sicherheitsrollen.

Gasfederunterstützte Höheneinstellung.

In verschiedenen Farben erhältlich.





Waldmann LED Ringlupenleuchte

Die Merkmale im Überblick:

- 48 Premium SMD-LEDs
- Leistungsaufnahme 14 W
- Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K
- Lichtlenkung durch Reflektor
- Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- Vergrößerung: 1,87-fach
- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzen Hochleistungskunststoff, satinierte Acrylblende
- 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellungen
- Federentlastetes Gestänge
- Folientaster im Leuchtenkopf für ein Ein/Aus, Dimmung oder zusätzliche Visualizer-Funktion
- Schutzart IP 20, Schutzklasse II
- Steckernetzteil, 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 3,8 m Anschlussleitung

Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic

Die Merkmale im Überblick:

- Leistungsaufnahme ca. 12 W
- Farbtemperatur neutralweiß 5.000 K
- Lichtlenkung durch Reflektor
- Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- Vergrößerung: 1,87-fach
- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und grauen Hochleistungskunststoff, satinierte Acrylblende
- 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellungen
- Federentlastetes Gestänge
- Folientaster im Leuchtenkopf für ein Ein/Aus, Stufenlose Dimmung
- Schutzart IP 20, Schutzklasse II
- Steckernetzteil, 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, ca. 3 m Anschlussleitung



Abb. Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic/ Abbildungen Waldmann

	Bestell-Nr.	€
Waldmann LED Ringlupenleuchte	302 170 400	545,-
Waldmann LED Ringlupenleuchte Basic	302 170 500	296,-
Leuchtenhalter universal	701 506 503	47,55



Eschenbach LED Ringlupenleuchte

Mit energiesparender SMD-LED Ringbeleuchtung,
Energieverbrauch: nur 15 Watt
3,50 Dioptrien, erzielt eine 1,87-fache
verzerrungsfreie Vergrößerung,
flimmerfrei, dimmbar



Ringlupenleuchte Luxo LED CIRCUS

Das Leuchtenmodell CIRCUS LED ist eine Kombination aus leistungsstarker Lampe und moderner Lupe, formschön und unübertroffen flexibel. Das Arbeiten mit dieser Leuchte ist ausgesprochen leicht und sehr angenehm.

Die CIRCUS LED lässt sich mit weiteren Vergrößerungslinsen ausstatten, um Arbeiten bewältigen zu können, die höchste Konzentration und Genauigkeit erfordern.

Farbe: Weiß; Linsenabdeckung in Schwarz
Leuchtmittel: 750 lm mit 4.000 K; CRI 90
Länge des Arms: 100 cm
Dioptrien: 3,50
Linsendurchmesser: 165 mm
Dimmer: 10-100%
Vergrößerung: 1,87-fach



Abb. Ringlupenleuchte Luxo CIRCUS LED / Abbildung Leuchte Glamox

	Bestell-Nr.	€
Eschenbach LED Ringlupenleuchte	302 170 300	449,-
Ringlupenleuchte Luxo CIRCUS LED	302 172 400	458,-
Leuchtenhalter Luxo CIRCUS	701 506 502	33,65
Leuchtenhalter universal	701 506 503	47,55



LED Kofferleuchte

Die Leuchte wird seitlich an den Koffer gesteckt. Die besonders hell leuchtenden LEDs bieten Ihnen eine perfekte Ausleuchtung des zu behandelnden Fuß.



GERLACH Nageluntersuchungsleuchte

zur Durchleuchtung der Zehen- bzw. Fingerkuppen.



Halogenleuchte Dekostar XL

Für Fußpflegekoffer, weiß, ausziehbar von 12,5 bis 41 cm, Lampe 12 Volt/20 Watt, Vergrößerung der beleuchteten Behandlungsfläche (Lichtaustrittswinkel des Leuchtmittels 38°), 1,5 m Zuleitungskabel.

	Bestell-Nr.	€
Halogenleuchte Dekostar XL	302 181 100	74,20
LED Kofferleuchte für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz		
für TRITON AT MICRO	302 181 202	74,50
für NEPTUN NT MICRO	302 181 203	74,50
Rohrverlängerung für LED Kofferleuchte	302 181 220	9,49
GERLACH Nageluntersuchungsleuchte	302 300 000	2,90

Verschiedene Anforderungen erfordern verschiedene Lösungen. GERLACH TECHNIK bietet für jeden Praxisbedarf die richtige Lösung. Ein paar davon haben wir auf diesen Seiten für Sie zusammengestellt, detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

Vorschlag 1



Katalog Seite	Artikel	€
101	Fußpflegeschränk AT/NT midi silent "icy white" inkl. Miele Staubsauger Eschenbach LED Ringlupenleuchte inkl. Absaugvorrichtung SIRIUS NT MICRO mit Licht	4.020,-
124	Leuchtenhalter, universal	47,55
101	Fußschalter, kabellos	129,50
112	Fußpflegestuhl Concept F3 Farbe: anthrazit/chrom	3.536,-
121	Arbeitsstuhl Gerlach Sattelsitz, anthrazit	379,-
		<u>8.112,05</u>

Erfragen Sie unsere aktuellen Leasing-Raten.

Vorschlag 2



Katalog Seite	Artikel	€
98	Fußpflegeschränk JUPITER Duomatic S 2	5.496,-
124	Eschenbach LED Ringlupenleuchte	449,-
124	Leuchtenhalter, universal	47,55
112	Fußpflegestuhl F3, Farbe: anthrazit/perle	3.536,-
120	Arbeitsstuhl Pending, kompakt exklusiv (o. Abb.)	487,-
		<u>10.015,55</u>

Mobil sein im Job gehört in der Fußpflege oftmals zum Tagesgeschäft. Wenn der gutgelaunte Fußprofi vorbeischaud, ist das für viele Patienten eine dankswerte Abwechslung.



Abgebildete Tasche nicht im Sortiment erhältlich.

Da kommt einiges zusammen, was Sie mitnehmen müssen: Fußpflegekoffer mit Fußpflegegerät, Lampe, Beinstütze, Instrumente, Präparate.

Beim Patienten soll es dann schnell und unkompliziert mit der Behandlung losgehen.

Für Sie kein Problem mit den kompakten GERLACH Fußpflegekoffern.

Sie haben damit immer alles griffbereit für die Fußpflege dabei.

Sogar die Lampe zum Ausleuchten des Arbeitsfeldes und der Fußschalter finden Platz.



Trolley für den Koffer AT/NT MICRO

Trolley für Koffer AT/NT MICRO

Für alle, die sich ihre „tragende Rolle“ richtig erleichtern wollen, steht ein hervorragend praktischer Koffer-Trolley zur Verfügung. Mit dem besonders leicht laufenden, sicheren Koffer-Trolley transportieren Sie Ihren Fußpflegekoffer bequem zum Patienten. Er lässt sich bei Bedarf leicht vom Koffer abnehmen.

Die Vorteile:

- mit wenigen Handgriffen am Koffer zu befestigen.
- große, kugelgelagerte, luftbereifte Räder sorgen für einen erschütterungsarmen Lauf.
Die hochwertige Technik, die Instrumente und Ihre weiteren Utensilien werden sicher transportiert.



Koffer AT/NT MICRO

Mit dem silberfarbenen Fußpflegekoffer für SATURN/LUNA/SIRIUS im handlichen Aktenkofferformat machen Sie auf Ihre Patienten einen professionellen Eindruck.

Nach Öffnen des Koffers ist alles einsatzbereit und bereits optimal platziert. Der elegante und mobile Fußpflegekoffer bietet ausreichend Platz und lässt sich dank seiner schlanken, flachen Konstruktion bequem tragen.

Trolley mit Koffer AT/NT MICRO



Beinstütze mit Trageetui

GERLACH transportable Beinstütze

im praktischen Trageetui.

Beinauflage aus Integralschaum.
Stufenlos höhenverstellbar durch Drehkurbel,
Neigung durch handlichen Drehknebel einzustellen.
Höhe: min. 45 cm, max. 67 cm
Gewicht komplett: 2,0 kg
Gewicht ohne Trageetui: 1,6 kg

	Bestell-Nr.	€
Trolley für Koffer AT/NT MICRO	301 930 902	97,00
Koffer AT/NT MICRO leer, 4,7 kg	303 106 400	284,-
GERLACH transportable Beinstütze mit Trageetui	301 423 300	147,-



Für ein optimal ausgeleuchtetes Behandlungsfeld:
Die LED-Leuchte wird seitlich am Koffer befestigt,
eingestellt und über das Fußpflegegerät in Betrieb genommen.

GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz

Die neue, besonders leichte Koffergeneration, nur ca. 2,9 kg schwer.

Besonders viel Stauraum für die notwendigen Instrumente in der Fußpflege. Alle Instrumentarien z. B. Fräser, Schleifkörper, sterilisierte Instrumente, Verbandmaterial etc., können in unterschiedlich großen, dicht schließenden Boxen, hygienisch und sicher verstaut werden.

Übersichtlich angeordnet bietet dieser Koffer die notwendigen Voraussetzungen für eine reibungslose und für Sie bequeme Fußpflege. Die Wechselboxen ermöglichen einen Nachschub mit im PKW belassenem Instrumentenvorrat. Ein leicht schwenkbarer Aluminium-Aufstellfuß sichert die Standfestigkeit des Koffers. Dieser schmal gebaute Koffer lässt sich besonders gut am Körper tragen.

Das Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO und das Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO mit Licht sind extra für diesen Koffer gebaut, sie ergänzen in idealer Weise diesen Fuß-Ambulanz-Koffer.

TRITON AT MICRO: Gewicht: ca. 2,7 kg; Beschreibung s. S.138

NEPTUN NT MICRO: Gewicht: ca. 2,7 kg; Beschreibung s. S.136

Perfekte Hygiene und optimaler Arbeitsablauf in neuer Dimension, das sind die besonderen Eigenschaften dieses Fuß-Ambulanz-Koffers.

Maße: 455 x 385 x 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Ausstattung: 3 Tabletts

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Farbe: silbergrau

Gebrauchsmuster geschützt.



Koffer Fuß-Ambulanz



Abgebildete Tasche nicht im Sortiment erhältlich.

Trolley mit Koffer Fuß-Ambulanz

Trolley für GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz

Dieser neue, leicht zu handhabende Trolley ermöglicht Ihnen den einfachen Transport des neuen Koffers GERLACH Fuß-Ambulanz zu allen Kunden.

Die kugelgelagerten Rollen sind sehr leichtlaufend.

Es ist möglich am Trolleygestänge eine Tasche über dem Koffer zu platzieren.

	Bestell-Nr.	€
Koffer Fuß-Ambulanz, leer, ca. 2,9 kg	303 106 700	253,-
Trolley für Koffer Fuß-Ambulanz	301 932 501	94,60



GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz Fußpflege-Sprayergerät NEPTUN NT MICRO mit Licht

Das leistungsstarke Fußpflegesprayergerät mit Lichthandstück und Mikromotor.

Unser kleines „GROSSES“ passt genau in den Gerlach Koffer Fuß-Ambulanz.

Kompakter, eleganter, stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferformat. Schneller Einsatz durch griffgerechte optimale Positionierung des Fußpflege-Sprayergerätes NEPTUN NT MICRO.

Das NEPTUN NT MICRO ist in den Abmessungen klein.

Im Gewicht leicht – nur 2,7 kg.

Mikromotor mit sehr hohem Drehmoment.

Geschwindigkeit stufenlos von 2.000 bis 42.000 Upm.

Motorhandstück mit 2 LED's an der Handstückspitze zur hellen, schattenfreien Ausleuchtung des Behandlungsfeldes.

	Bestell-Nr.	€
GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz mit Fußpflege-Sprayergerät NEPTUN NT MICRO		1.932,-
Koffer Fuß-Ambulanz, leer ca. 2,9 kg	303 106 700	253,-
Fußpflege-Sprayergerät NEPTUN NT MICRO komplett mit kommutiertem Motorhandstück (Beschreibung siehe S. 138) Gehäuse platinsilber	304 206 400	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317	129,50
LED Kofferlampe f. NEPTUN (siehe S. 133)	302 181 203	74,50
Rohrverlängerung für LED Kofferleuchte (o. Abb.)	302 181 220	9,49



GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO

Optional können Sie diesen Koffer mit einer seitlich ansteckbaren, besonders hellen und leichten LED-Behandlungsleuchte ausstatten. Drehbar zu allen Seiten und damit perfekt für eine optimale Ausleuchtung des Behandlungsfeldes Fuß.

Der abnehmbare Kofferdeckel kann als Tablett genutzt werden.

Eine rundum laufendes Profil verhindert, dass Schmutz in den Koffer eindringen kann.

Elegantes Aussehen mit dezenter flacher Designprägung sind die äußeren Merkmale des Fuß-Ambulanz-Koffers.

Maße: 455 x 385 x 163 mm

Gewicht: ca. 2,9 kg

Ausstattung: 3 Tablett

Material: leichtes ABS, innen und außen glatt mit kratzfester, harter Acrylbeschichtung

Farbe: silbergrau

Gebrauchsmuster geschützt.

	Bestell-Nr.	€
GERLACH Koffer Fuß-Ambulanz mit Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO		1.401,-
Koffer Fuß-Ambulanz, leer ca. 2,9 kg	303 106 700	253,-
Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO komplett mit kommutiertem Motorhandstück (Beschreibung siehe S. 140)		
Gehäuse platinsilber	304 206 302	1.148,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310	129,50
LED Kofferlampe f. TRITON (siehe S. 125)	302 181 202	74,50
Rohrverlängerung für LED Kofferleuchte (o. Abb.)	302 181 220	9,49

Empfehlung:

Fräser- und Instrumentenboxen
für die optimale Raumnutzung des
Koffers Fuß-Ambulanz (siehe S. 174)

2 x HPL 806	317 105 000	je	2,70
1 x HPL 816	317 105 200		4,80
2 x HPL 817	317 105 300	je	4,90



GERLACH Fußpflegekoffer NT MICRO für Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO mit Licht

Kompakter, eleganter, stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferformat. Schneller Einsatz durch griffgerechte optimale Positionierung des Fußpflege-Spraygerätes SIRIUS NT MICRO.

Abmessungen: 41 cm breit, 45 cm hoch, 16 cm tief.

Gewicht: 4,7 kg (leer)

Ausstattung: Stabile und leichte ABS-Außenschalen, in glänzender Optik, silbergrau.

Der **Koffer NT MICRO** hat einen besonders tragfreundlichen Griff. Die Innenteile sind aus tiefgezogenem Kunststoff und somit leicht zu reinigen, desinfizieren und zu pflegen. Der Fußpflegekoffer hat ein Fach für die stabile Platzierung des wertvollen Handstückes mit einer Schlauchaufwicklung, eine leicht herausnehmbare und mit Deckel verschließbare Innenschale, ein Fach für das Kabel im Deckelteil.

Die Handstückablage ist inklusiv.

Flache Gummifüße an der Unterseite des Koffers verhindern Kratzer auf Tischen.

	Bestell-Nr.	€
Koffer mit Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO, kpl. mit Licht- Handstück NT MICRO		1.959,-
Koffer NT MICRO silber, leer, 4,7 kg	303 106 500	289,-
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO komplett mit kommutiertem Motorhandstück (Beschreibung siehe S. 139)		
Gerät pastelltürkis	304 205 411	1.670,-
Gerät pastellblau	304 206 011	1.670,-
Gerät hellgrau	304 205 511	1.670,-
Gerät astralsilber	304 205 709	1.670,-
Gerät platinsilber	304 205 712	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317	129,50
LED Kofferlampe für NT (siehe S. 125)	302 181 203	74,50
Netzkabel für Spraygeräte, 3 m	704 204 502	9,18
Netzkabel für Absauggeräte, 3 m	704 207 446	5,61
GERLACH Spraylösung für Fußpflege-Spraygeräte, 5.000 ml	314 191 300	14,90



	Bestell-Nr.	€
Koffer mit Fußpflege-Absauggerät LUNA kpl. mit Handstück LUNA oder Koffer mit Fußpflege-Absauggerät SATURN kpl. mit Handstück SATURN		1.482,- 1.812,-
Koffer AT MICRO leer, 4,7 kg	303 106 400	284,-
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO komplett mit kommutiertem Motorhandstück (Beschreibung siehe S. 142)		
Gerät pastelltürkis	304 205 911	1.198,-
Gerät pastellblau	304 205 929	1.198,-
Gerät hellgrau	304 205 899	1.198,-
Gerät astralsilber	304 205 921	1.198,-
Gerät platin Silber	304 205 982	1.198,-
Fußpflege-Absauggerät SATURN komplett mit kommutiertem Motorhandstück (Beschreibung siehe S. 141)		
Gerät pastelltürkis	304 205 811	1.528,-
Gerät pastellblau	304 205 831	1.528,-
Gerät hellgrau	304 205 801	1.528,-
Gerät astralsilber	304 205 819	1.528,-
Gerät platin Silber	304 205 823	1.528,-
Halogenleuchte Dekostar XL für Koffer (Beschreibung s. Seite 125)	302 181 100	74,20
Fußschalter Multichannel , kabellos	304 204 310	129,50
Wickeletui , Stoff kochfest	303 500 000	17,95

GERLACH Fußpflegekoffer AT MICRO für Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO oder SATURN AT MICRO

Kompakter, eleganter, stabiler Fußpflegekoffer im handlichen Aktenkofferformat. Schneller Einsatz durch griffgerechte optimale Positionierung des Fußpflege-Absauggerätes LUNA oder SATURN.

Abmessungen: 41 cm breit, 45 cm hoch, 16 cm tief.

Gewicht: 4,7 kg (leer)

Ausstattung: Stabile und leichte ABS-Außenschalen, in glänzender Optik, silbergrau.

Der **Koffer AT MICRO** hat einen besonders tragfreundlichen Griff. Die Innenteile sind aus tiefgezogenem Kunststoff und somit leicht zu reinigen, desinfizieren und zu pflegen. Der Fußpflegekoffer hat ein Fach für die stabile Platzierung des wertvollen Handstückes mit einer Schlauchaufwicklung, eine leicht herausnehmbare und mit Deckel verschließbare Innenschale, ein Fach für das Kabel im Deckelteil, eine eingebaute Zweifachsteckdose und ein Fach für die Halogenleuchte.

Die herausnehmbare Instrumententasche ist kochfest. Die Handstückablage ist inklusiv.

Flache Gummifüße an der Unterseite des Koffers verhindern Kratzer auf Tischen.





Abb. Gehäusefarbe in astralsilber

Fußschalter
MultichannelGERLACH Spraylösung
für Fußpflege-SpraygeräteBeleuchtetes Handstück
für SIRIUS NT MICRO

Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO mit Licht

Leistungsstarkes Fußpflegespraygerät mit Lichthandstück
2.200-42.000 U/min – programmierbar.

Elektromikromotor-Handstück mit Automatikspannung und integrierter Sprayleitung.
Handstückgewicht nur 190 g.

Rechts-/Linkslauf

Handstückzuleitung für großen Arbeitsbereich in der Praxis und bei Hausbesuchen.

Stufenlos regelbar zwischen min. 2.200 und max. 42.000 U/min, konstante Kraftverteilung über den gesamten Drehzahlbereich, elektronisch kommutiert, wartungsfrei.

3 Geschwindigkeitsstufen, individuell, leicht programmierbar, große digitale Anzeige der Drehzahl, LED Anzeige für eingestellte Spraymenge.

Spraymenge besonders fein einstellbar und 2 Stufen programmierbar, inklusive Düsenreinigungsnadel und 12 Abtropfkappen (s. S. 244).

25° geneigtes, bedienerfreundliches Tastaturfeld.

Kabelloser Fußschalter mit 3 Funktionen für Fräser und Spray EIN/AUS, sowie Trockenbläser.

500 ml Spraytank für 65 Stunden Dauerspray.

Technische Daten:

Gesamtgewicht: 2,9 kg

Maße: B 28 cm, H 11,5 cm, T 28 cm

Anschlusswert: 110–240 V/50–60 Hz

	Bestell-Nr.	€
Fußpflege-Spraygerät SIRIUS NT MICRO komplett mit kommutiertem Motorhandstück		
Gehäuse pastelltürkis	304 205 411	1.670,-
Gehäuse pastellblau	304 206 011	1.670,-
Gehäuse hellgrau	304 205 511	1.670,-
Gehäuse astralsilber	304 205 709	1.670,-
Gehäuse platin Silber	304 205 712	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317	129,50
Zubehör:		
GERLACH Spraylösung für Fußpflege-Spraygeräte, 5.000 ml	314 191 300	14,90
GERLACH AquaSpray 5.000 ml	314 201 300	14,90
GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück (Set à 12 Stück)	704 207 330	1,51



Abb. Gehäusefarbe in platinsilber

Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO mit Licht

klein - leicht - leistungsstark.

**Das leistungsstarke Fußpflegespraygerät
mit Lichthandstück und Mikromotor.**

**Unser kleines „GROSSES“ passt genau in den
Gerlach Koffer Fuß-Ambulanz.**

Das NEPTUN NT MICRO ist in den Abmessungen klein.

Im Gewicht leicht – nur 2,7 kg.

Mikromotor mit sehr hohem Drehmoment.

Geschwindigkeit stufenlos von 2.000 bis 42.000 Upm.

Motorhandstück mit 2 LED's an der Handstückspitze zur hellen,
schattenfreien Ausleuchtung des Behandlungsfeldes.

25° nach hinten geneigter, bedienerfreundlicher Folientastatur,
desinfizierbar.

Leistungsstarker Handstückmotor mit Automatikspannung.

Speicherfunktion für 3 frei wählbare Geschwindigkeiten.

Gut ablesbare, digitale Geschwindigkeitsanzeige.

Rechts-/Linkslauf des Handstückmotors.

Spraytank 250 ml (ausreichend für über 30 Std. Dauerspray),
Spraymenge speicherbar und Spraymenge frei wählbar.

Serviceanzeige.

Technischen Daten:

Gesamtgewicht: 2,7 kg

Außenmaße des Gehäuses: (B/H/T) 35 x 14 x 15 cm

Anschlusswert: 110-240 Volt, 50 -60 Hz

Gehäusefarbe: platinsilber



Bedienerfreundliche Folientastatur



Sprayhandstück mit Licht

Optional:

- Koffer Fuß-Ambulanz
- LED Kofferlampe
- Kabelloser Funkfußschalter
Multichannel mit 3 Funktionen für
Fräser/Spray EIN/AUS sowie
Trockenbläser

	Bestell-Nr.	€
Fußpflege-Spraygerät NEPTUN NT MICRO komplett mit kommutiertem Motorhandstück		
Gehäuse platinsilber	304 206 400	1.670,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 317	129,50
Gerlach Koffer Fuß-Ambulanz	303 106 700	253,-
LED Kofferlampe f. NEPTUN (siehe S. 125)	302 181 203	74,50
GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück (Set à 12 Stück)	704 207 330	1,51



Abb. Gehäusefarbe in hellgrau

Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO

Leistungsstarkes Gerät für höchste Ansprüche mit beeindruckender Optik.

Leistung: 6.000–30.000 U/min – 80 - 130 l/min* Absaugleistung an der Handstückspitze.

Schlankes, handliches, leichtes (Gewicht: 150 g), gut zu reinigendes Mikromotor-Handstück mit 3 Griffpads. Extrem vibrationsarm.

Leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch. Ideal für alle Arbeitsbereiche in der Praxis und bei Hausbesuchen.

Drehzahl 6.000–30.000 U/min, regelbar in 10 % Schritten. Gleichmäßig starkes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich.

Leistungsstarke, besonders geräuschgedämmte Rundumabsaugung maximal 130 l/min* /53 dBA.; 3 Stufen wählbar. Aufwändiges Schalldämmsystem der Absaugturbine.

Wartungsfreier, elektronisch kommutierter Mikromotor.

25° geneigte, bedienerfreundliche Folientastatur mit großer, 2-stelliger Digitalanzeige der Drehzahl.

Kabelloser Mehrfunktions-Fußschalter (optional).

Staubfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige.

* Hinweis: Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern auf Grund unterschiedlicher Messverfahren und Methoden.

Technische Daten:

Gesamtgewicht: 3,7 kg

Maße: B 28 cm, H 12,5 cm, T 28 cm

Anschlusswert: 220/240 V/50–60 Hz

	Bestell-Nr.	€
Fußpflege-Absauggerät LUNA AT MICRO		
Gehäuse pastelltürkis	304 205 911	1.198,-
Gehäuse pastellblau	304 205 929	1.198,-
Gehäuse hellgrau	304 205 899	1.198,-
Gehäuse astralsilber	304 205 921	1.198,-
Gehäuse platinsilber	304 205 982	1.198,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310	129,50
Staubbeutel V		
Inhalt 5 Stück	704 200 504	5,50
Inhalt 10 Stück		10,90
Inhalt 20 Stück		21,60
Feinstaubfilter	704 207 231	0,36
GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 St.)	704 207 406	1,24



Abb. Gehäusefarbe in platinsilber

Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO

Leichtes, nur 2,7 kg wiegendes leistungsstarkes Fußpflege-Absauggerät in besonders kompakter Bauweise. Genau passend zum Fuß-Ambulanz-Koffer.

6.000-30.000 U/min –
80 - 130 l/min* Absaugleistung an der Handstückspitze.

Griffiges, leichtes, handliches, ergonomisch gebautes Mikromotor-Handstück (Gewicht 150 g).

Mit optimierter, strömungsgünstiger Rundum-Absaugung und perfektem Schutz des Handstückinnenlebens.

Automatik-Spannzange, Schnellspannfutter für schnellen Fräserwechsel.

Drei Griffpads. Extrem vibrationsarmer Lauf. Handstückhülse mit Bajonettverschluss schnell abnehmbar für Desinfizierung und Reinigung.

Besonders leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch. Damit armschonend für alle Arbeiten bei Hausbesuchen.

Drehzahl zwischen 6.000 und 30.000 U/min regelbar in 10 % Schritten. Starkes, gleichmäßiges Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Rechts-/Linkslauf.

Wartungsfreies Handstück mit elektronisch kommutiertem Mikromotor.

Geräuschgedämmte, besonders leise laufende Absaugung. Max. 130 l/min* /67 dBa.; 3 Stufen wählbar.

25° geneigte, bedienerfreundliche Folientastatur mit 2-stelliger Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit des Handstückmotors.

Kabelloser Mehrfunktions-Fußschalter (optional).

Abluftfilter für saubere Raumluft.

* Hinweis: Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern auf Grund unterschiedlicher Messverfahren und Methoden.

Technische Daten:

Gesamtgewicht 2,7 kg

Maße: B 350 x H 140 x T 140 mm

Anschlusswert: 220/240 V/ 50-60 Hz

Farbe: platinsilber



Staubbeutel V

	Bestell-Nr.	€
Fußpflege-Absauggerät TRITON AT MICRO		
Gehäuse platinsilber	304 206 302	1.148,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310	129,50
Staubbeutel V	704 200 504	
Inhalt 5 Stück		5,50
Inhalt 10 Stück		10,90
Inhalt 20 Stück		21,60
Feinstaubfilter	704 207 231	0,36
GERLACH Staubschutzring	704 207 406	1,24
für Absaughandstück (Set à 12 Stück)		



Abb. Gehäusefarbe in platinsilber

Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO

Leistungsstarkes Gerät für höchste Ansprüche mit beeindruckender Optik.

**5.000-42.000 U/min –
60 - 150 l/min* Absaugleistung an der Handstückspitze.**

Schlankes, handliches, leichtes (Gewicht: 150 g), gut zu reinigendes Mikromotor-Handstück mit 3 Griffpads. Extrem vibrationsarm.

Leichter und sehr biegsamer Absaugschlauch. Ideal für alle Arbeitsbereiche in der Praxis und bei Hausbesuchen.

Drehzahl 5.000–42.000 U/min, 3 Drehzahlbereiche, individuell programmierbar.

Gleichmäßig starkes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich.

Leistungsstarke, besonders geräuschgedämmte Rundumabsaugung maximal 150 l/min* /58 dBa.; in 10 % Schritten regelbar, aufwändiges Schalldämmsystem der Absaugturbine.

Wartungsfreier, elektronisch kommutierter Mikromotor.

Kabelloser Mehrfunktions-Fußschalter (optional).

25° geneigte, bedienerfreundliche Folientastatur mit großer, 3-stelliger Digitalanzeige der Drehzahl und der eingestellten Absaugleistung.

Abluftfilter für saubere Raumluft, elektronische Staubbeutelfüllanzeige.

* **Hinweis:** Angaben zur Absaugleistung unterscheiden sich bei den Wettbewerbern auf Grund unterschiedlicher Messverfahren und Methoden.

Technische Daten:
Gesamtgewicht: 3,7 kg
Maße: B 28 cm, H 12,5 cm, T 28 cm
Anschlusswert: 220/240 V/50–60 Hz

	Bestell-Nr.	€
Fußpflege-Absauggerät SATURN AT MICRO		
Gehäuse pastelltürkis	304 205 811	1.528,-
Gehäuse pastellblau	304 205 831	1.528,-
Gehäuse hellgrau	304 205 801	1.528,-
Gehäuse astralsilber	304 205 819	1.528,-
Gehäuse platinsilber	304 205 823	1.528,-
Fußschalter Multichannel, kabellos	304 204 310	129,50
Staubbeutel V	704 200 504	
Inhalt 5 Stück		5,50
Inhalt 10 Stück		10,90
Inhalt 20 Stück		21,60
Feinstaubfilter	704 207 231	0,36
GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 Stück)	704 207 406	1,24



Abb. Gehäusefarbe in weiß

Fußpflege-Absauggerät AT18

mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Medizinprodukt Klasse IIa

6.000-40.000 U/min.

Das Absauggerät AT18 ist ein hochwertiges Absauggerät für die professionelle, podologische Fußpflege. Das AT18 ist mit einem übersichtlichen Bedienfeld ausgestattet. Das äußerst bewährte Handstück ist mit einem patentierten Spannsystem mit Softknopf versehen. Der leistungsstarke, elektronisch kommutierte und bürstenlose Motor ermöglicht eine Drehzahl von 6.000 bis 40.000 U/Min.

Ausgestattet mit besonders preiswertem Mikrofeinstaubbeutel nach BIA-Norm 99,9 %.

Dank der ergonomischen Handstückform ist auch das Arbeiten in Stifthaltung ermüdungsfrei möglich.

Das einzigartige Spannsystem ermöglicht einen festen Halt und vibrationsarmen Lauf der Fräser und sorgt für ein angenehmes, ruhiges Arbeiten.

Die Reinigung des Handstücks ist ein Kinderspiel.

Selbstverständlich ist das Fußpflegegerät optimal für den mobilen Einsatz geeignet.

Technische Daten:

Gesamtgewicht: 3,1 kg

Maße: B 31,3 cm, H 14,2 cm, T 23,5 cm

Anschlusswert: 110 - 240 V/ 50 - 60 Hz

Geräuschentwicklung maximum: 56 dBA

Geräuschentwicklung minimum: 48 dBA

Lieferumfang:

1 Handstück

1 Mikrofeinstaubbeutel



Koffer mit Trolleyfunktion

	Bestell-Nr.	MP	€
Fußpflege-Absauggerät AT18			
Gehäuse weiß	304 207 000	€€	1.349,-
Fußpflegekoffer mit Trolley für AT18 leer ca. 3,8 kg	304 207 001	€€	265,-
Filterset AT18 (10 Staubbeutel + 1 Mikrofilter)	704 200 509	€€	12,75
GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 St.)	704 207 406		1,24



Abb. Gehäusefarbe in platinsilber

PUCK MICRO

Das ideale Zweitgerät für ihre Praxis auch für Maniküre und Pediküre

Schlankes und handliches, griffgerechtes Mikromotor-Handstück mit leistungsstarkem, elektronisch kommutiertem Elektromotor.

Stufenlos regelbar zwischen 2.500 und 20.000 U/min für gleich bleibende Kraft in allen Drehzahlbereichen (Drehmoment). Rechts-/Linkslauf für alle Arbeiten im Fußbereich und in der Maniküre.

Das PUCK MICRO hat eine 25° nach hinten geneigte, bedienerfreundliche, hygienische Folientastatur mit digitaler Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit.

Handstück: Durchmesser 20 mm, Länge 158 mm, Gewicht 180 g

Vibrationsarmer Lauf, wartungsfrei.

Technische Daten:

Gesamtgewicht: 990 g

Maße Steuergerät: B 11,5 cm, H 9,5 cm, T 15,5 cm

Anschlusswert: 110–230 V/ 50 - 60 Hz

	Bestell-Nr.	€
Fußpflegegerät PUCK MICRO inkl. Mikromotor-Handstück		
Gehäuse pastellblau	304 401 300	592,-
Gehäuse hellgrau	304 401 900	592,-
Gehäuse astralsilber	304 401 500	592,-
Gehäuse platinsilber	304 401 700	592,-


Abbildungen entsprechen Originalgröße



Sprayhandstück SIRIUS NT MICRO mit Licht



Absaughandstück SATURN AT MICRO



Absaughandstück LUNA AT MICRO



Mikromotor-Handstück PUCK MICRO

Abbildung entspricht Originalgröße

▼ Mikromotor-Handstück und Turbinen für Behandlungseinheiten LUNAR (Medizinprodukt)



Abbildung verkleinert

Mikromotor MCX MICRO

Mikromotor-Handstück PM 1132




Abbildung entspricht Originalgröße

Winkelturbine
Bora L Blackline
LED mit Licht



Typ SIRIUS NT MICRO* mit Licht

U/min	2.200–42.000
Ø Handstück	15/20 mm
Gewicht	190 g
Fräterspannung	Automatic
Bestell-Nr. / €	Auf Anfrage

Typ SATURN AT MICRO*

U/min	5.000–42.000
Ø Handstück	21/26 mm
Gewicht	150 g
Fräterspannung	Automatic
Bestell-Nr.	705 210 200
€	586,-

Typ LUNA AT MICRO*

U/min	6.000–25.000
Ø Handstück	21/26 mm
Gewicht	150 g
Fräterspannung	Automatic
Bestell-Nr.	705 210 300
€	513,-

* Elektronisch kommutierter Motor

Typ Mikromotor-Handstück PUCK MICRO (€)

U/min	2.500-20.000
Ø Handstück	20 mm
Gewicht	180 g
Fräterspannung	Automatic
Bestell-Nr. / €	Auf Anfrage

Typ Mikromotor-Handstück PM 1132

U/min	bis 40.000
Ø Handstück	18 mm
Gewicht	78 g
Fräterspannung	Drehring-Spannzange 2,35 mm
Bestell-Nr.	305 200 000
€	630,-

Mikromotor MCX MICRO

Bestell-Nr.	305 200 100
€	981,-

Mikromotor MX

Bestell-Nr.	305 200 101
€	1.388,-

Winkelturbine Bora L Blackline LED (€)

U/min	bis 320.000
Ø Handstück	10,7 mm
Gewicht	54 g
Fräterspannung	Druckknopf 1,6 mm
Bestell-Nr. (mit Licht)	301 951 001
€	1.375,-

Lubrifiuid 500

Handstückschmiermittel	317 109 600
€	63,50

500-ml-Spraydose, nur für PM 1132 und Bora L Blackline LED

Elektromikromotor-Handstücke für die Fußpflege

Seit fast 40 Jahren entwickelt und vertreibt das Haus GERLACH Elektromikromotor-Handstücke.

Durch ein breiteres Angebot an rotierenden Instrumenten (Fräsern, Schleifkörpern etc.) sind die Anforderungen ständig gewachsen. Hinzu kommt die technische Entwicklung der Antriebsmotoren – kleiner in den Baumaßen, aber größer in der Leistung.

In der Fußpflege werden – aufgrund der verwendeten, teilweise großen, rotierenden Instrumente – wesentlich höhere Kräfte (Drehmomente) verlangt als in anderen Arbeitsbereichen. Die GERLACH Elektromikromotor-Handstücke erfüllen diese Leistungsanforderungen.


Ausgerüstet für Spray- und Absaugtechnik. Mit Automatik-Spannzangen, die sich beim Lauf automatisch schließen und dadurch einen schnellen Fräserwechsel möglich machen. Für alle Anwendungen in der Fußpflege steht ein entsprechendes Handstück zur Auswahl.

Ergonomische und hygienische Anforderungen einer zeitgemäßen medizinischen Fußpflege wurden bei der Konstruktion dieser leichten und handlichen Handstücke besonders beachtet.

Geräte-Farben

NEPTUN NT MICRO


platin Silber



hellgrau

SIRIUS NT MICRO


hellgrau
astral Silber
platin Silber
pastellblau
pastelltürkis



astral Silber

SATURN AT MICRO

hellgrau
astral Silber
platin Silber
pastellblau
pastelltürkis



platin Silber

LUNA AT MICRO

hellgrau
astral Silber
platin Silber
pastellblau
pastelltürkis



pastellblau

TRITON AT MICRO

platin Silber



PUCK MICRO

hellgrau
astral Silber
platin Silber
pastellblau



pastelltürkis


Hygiene für Sicherheit und Vertrauen

Hygiene stellt für die Fußpflegepraxis jeden Tag eine neue Herausforderung dar. In der Fußpflege besteht die Gefahr der Übertragung. Daher sind Podologen und Fußpfleger zu Hygienemaßnahmen verpflichtet und unterliegen der staatlichen Aufsicht.


Eine saubere, hell und freundlich eingerichtete Praxis genauso wie ein sauberer Koffer für den mobilen Einsatz schafft die Basis für das Vertrauen der Kunden in Ihre fußpflegerische Arbeit. Doch die Verantwortung des Behandlers geht über das – zweifellos wichtige – Äußerliche hinaus: Bei jeder Fußpflege muss der Übertragung von Krankheiten sicher vorgebeugt werden, um die Gesundheit der Kunden und des Behandlers zu schützen. Neben der Hände- und Hauthygiene ist die konsequente Instrumentenhygiene unverzichtbar. Sie umfasst – je nachdem, ob es sich um ein unkritisches, semikritisches oder kritisches Instrument handelt – neben der Pflege die Reinigung und Desinfektion sowie Sterilisation.

Doch werden gereinigte und sterilisierte Instrumente falsch gelagert, besteht die Gefahr einer erneuten Kontamination mit Krankheitserregern. Eine Übertragung auf den nächsten Patienten kann nur durch konsequente und lückenlose Hygiene ausgeschlossen werden.

Durch Ultraschall bilden sich in der Flüssigkeit kleinste Hohlräume (Kavitationsbläschen) – auch zwischen Schmutz und Instrument.




Die Kavitationsbläschen sind instabil, fallen in sich zusammen (implodieren) und sprengen dabei den Schmutz von der Instrumenten-Oberfläche ab.



Fräser und Schleifkörper stellen wie alle Instrumente eine potentielle Infektionsquelle dar.

(Foto: ungereinigter und mit Ultraschall gereinigter Fräser)



Risikobewertung von Medizinprodukten zur hygienischen Aufbereitung

Unkritische Instrumente

- Berührung mit intakter Haut – Reinigung, Desinfektion

Semikritische Instrumente

- Berührung mit Schleimhaut und infektiöser Haut – mindestens Reinigung + Desinfektion mit geprüften Mitteln und Verfahren – Sterilisation optional

Kritische Instrumente

- Berührung mit Blut – bevorzugt maschinelle Reinigung + Desinfektion (z. B. Thermodesinfektor) – Sterilisation verbindlich; bevorzugt Dampfsterilisation

1. Reinigen und Desinfizieren

Für alle Instrumente gilt: Um Krankheitserreger sofort unschädlich zu machen und eine unkontrollierte Streuung von Keimen zu vermeiden, muss jedes benutzte Instrument nach einer Behandlung gereinigt und desinfiziert werden.

Zur Reinigung empfiehlt sich ein Ultraschall-Gerät. Denn Ultraschall reinigt besonders gründlich – auch an Stellen, die eine Bürste niemals erreichen kann. Und mit einem ultraschall-geeignetem Desinfektionsmittel können Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang erfolgen. Das Desinfektionsmittel sollte vom Verbund für angewandte Hygiene (VAH) geprüft und gelistet sein. Bei der Anwendung müssen unbedingt die vorgeschriebene Dosierung und Einwirkzeit eingehalten werden. Das heißt, dass nach der Beschallungszeit gegebenenfalls noch der Ablauf der empfohlenen Desinfektionszeit abgewartet werden muss. Danach werden die Instrumente unter fließendem Wasser gut abgespült und mit einem Einmaltuch abgetrocknet. Abschließend werden Zangen und Scheren im Schließbereich mit einem mit einem speziellen Instrumentenöl gepflegt.

2. Sterilisieren

Kritische Instrumente müssen und semikritische Instrumente sollten sterilisiert werden. Durch die Sterilisation werden auch widerstandsfähige Keime und Sporen unschädlich gemacht, die der Desinfektionsvorgang nicht erfasst. Nach der Reinigung und Trocknung werden die Instrumente geöffnet in den Heißluftsterilisator bzw. Autoklaven eingelegt.

Ein Autoklav sterilisiert mit einer Kombination aus Druck und Dampf bei Temperaturen von 120 bis 134 °C. Auch Gegenstände aus Gummi und Kunststoff (bedingt) oder Textilien können autoklaviert werden. Angenutzte, korrodierte, verformte, poröse und anders beschädigte Instrumente sollten unbedingt aussortiert werden, um zu verhindern, dass sich Flugrost auf „gesundes“ Metall überträgt. Sterilisierboxen oder Einmalverpackungen verhindern Wiederverkeimung.

Für Heißluftsterilisatoren gilt: nur mit Umluft.

Nur so können ausreichend hohe Temperaturen (180 °C) in jedem Teil der Sterilisierkammer erreicht werden.



3. Instrumentenaufbewahrung

Sind durch die Sterilisation sämtliche Mikroorganismen vernichtet, besteht bereits beim Öffnen des Autoklaven oder Heißluftsterilisators die Gefahr einer erneuten Verkeimung – sofern die Instrumente nicht einzeln verpackt sind. Auch das vielfach praktizierte Verfahren, vor Feierabend zu sterilisieren und dann die Instrumente über Nacht abkühlen zu lassen, kann eine Neukontamination ermöglichen. Daher ist es wichtig die Instrumente direkt nach dem Sterilisiervorgang zu entnehmen und steril aufzubewahren.

Erfolgt die Sterilisation in geschlossenen Sterilisationskassetten (Zubehör für die Autoklaven), werden diese aus dem Gerät genommen und einfach an einen vor Sonnenlicht und Luftzug geschützten Platz zum Abkühlen weggestellt. Ungeöffnet halten die Kassetten dann ihren Inhalt bis sechs Wochen steril – allerdings steht auch die Kassette solange nicht zur Verfügung.

Alternativ ist die Lagerung der sterilisierten Instrumente in einem UV-Fach (Bestandteil fast aller Gerlach-Fußpflegeschränke) besonders praktisch, zeit- und kostensparend. Nach der Sterilisation können Sie die Instrumente aus dem Heißluftsterilisator nehmen und dann direkt in das UV-Fach legen. Die Instrumente kühlen im UV-Fach ab und verbleiben dort keimarm bis zum nächsten Gebrauch. Für die Lagerung stehen Ihnen zwei oder drei Kunststofftablets zur Verfügung. Der Einsatz mehrerer Tablets parallel garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf unter keimarmen Bedingungen:


- Der erste Instrumentensatz ist einsatzbereit zur Behandlung der Füße direkt am Arbeitsplatz.
- Ein zweiter Instrumentensatz befindet sich keimarm aufbewahrt zur Abkühlung im UV-Fach.
- Und ein dritter Instrumentensatz kann derweil sterilisiert werden.

Diese Arbeitsteilung versetzt Sie in die Lage, alle Patienten unter optimalen hygienischen Bedingungen zu behandeln. Ihre Kompetenz in Sachen Hygiene brauchen Sie vor Ihren Kunden nicht verstecken – ganz im Gegenteil. Führen Sie routinemäßige Maßnahmen ganz bewusst so aus, dass der Kunde sie auch wahrnimmt. Ein hohes Maß an Hygiene und Gesundheitsschutz erwartet jeder Kunde, ganz besonders wenn es um Eingriffe am Körper geht. Fühlt er sich in diesem Sinne gut betreut, macht gern einen neuen Termin in Ihrer Praxis aus und empfiehlt Sie weiter.

Anmerkung:

Als Fußpfleger sind Sie verpflichtet mit einem Hygieneplan den gesamten Hygieneprozess in Ihrer Fußpflegepraxis zu dokumentieren. Darin muss jeder Verfahrensschritt klar definiert sein. Zusätzlich zum Hygieneplan müssen die einzelnen Sterilisationsvorgänge dokumentiert werden. Eine lückenlose und dauerhafte sowie zeitsparende Aufzeichnungsmöglichkeit bieten dabei gute PC-Programme, wie sie zum Beispiel für die Autoklaven MELAtronic 15 EN+ oder Faro SK07 erhältlich sind.

Die oberste Rechtsgrundlage für diese Pflichten sind das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten. Für Fußpflegepraxen gelten insbesondere die „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“. Diese Empfehlung wurde vom RKI und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte herausgegeben.



Diese Hygieneplan-Kurzfassung zum Aufhängen in Ihrer Praxis können Sie kostenlos bestellen. Bestell-Nr. 720 902 800

Reinigungs- und Desinfektionsautomat Desinfektor G 7831

- Stand-/Unterbaugerät
- Außengehäuse weiß oder Edelstahl
- Baubreite nur 450 mm
H 850 (820 Unterbaubreite), B 450, T 600 mm
- 2 Beladungsebenen
- Umwälzleistung: 200 l/min
- 5 Programme
- Haushaltsüblicher Wechselstromanschluss (230 V)
- Aufbereitung pro Charge: 1 DIN-Sieb und 4 kleine Siebschalen (E 146)

Hochwertige Konstruktion

Bei der Konstruktion der Reinigungs- und Desinfektionsautomaten setzt Miele durchgängig auf robuste und abnutzungsarme Materialien. Das Resultat sind langlebige und besonders wartungsarme Geräte für den tagtäglichen Einsatz.

- Doppelwandiger Aufbau, Tür mit Isolierung für beste Geräuschkämmung
- Spülraum und Wasserführung aus Edelstahl
- Gewebeverstärkte Schläuche

Reinigungstechnik

- Hygienisches Frischwasser-Spülsystem mit Wasserwechsel nach jeder Spülphase
- 2 Spülarme (3. Spülarm am Oberkorb) für eine gründliche Oberflächenreinigung der Instrumente
- Optimale Anordnung der Spüldüsen und regulierbare Spülarm-Drehzahl
- Injektorsystem für gründliche Hohlkörper-Reinigung
- Direktankopplung der Wagen und Körbe an die Wasserführung

Serienmäßige technische Ausstattung

- Profi-Monobloc-Wasserenthärter, Regeneration innerhalb des Reinigungsprogramms mit geringem Salzverbrauch
- Leistungsstarke Umwälzpumpe mit einer Umwälzleistung von 400 l/min
- 4-fach-Filterssystem mit Flächensieb, Grobfilter, Grobsieb und Mikro-Feinfilter zur sicheren Filtrierung von Schmutzpartikeln
- Effizienter Dampfkondensator auf Wärmetauscherbasis zum Schutz vor Dampfabgabe an die Raumluft
- Flügelradzähler zur Kontrolle der Wassereinflaufmenge
- Integrierte Dosierpumpe für flüssige Medien
- Anschlussmöglichkeit für Flüssigmedien- Dosiersystem
- Integrierte Dosierüberwachung

Bauform

- Nutzung als Standgerät oder eingebaut als Unterbaugerät in einer Arbeitszeile

Schnittstellen

- Serielle Schnittstelle zur Prozessdokumentation
- Optische Schnittstelle für Kundendienst und Servicetätigkeiten, bei PC-Anschluss erweiterbar auf USB-Schnittstelle

Sicherheitseinrichtungen

- Elektrische Türverriegelung
- Programmausfallsicherung
- Optisches und akustisches Signal bei Programmende
- 2 Sensoren für Regelung und Überwachung der Prozesstemperatur
- Messzugang zur einfachen Positionierung von Messfühlern im Spülraum im Rahmen einer Validierung
- Sicherheitseinrichtung nach EN ISO 15883



Reinigungs- u. Desinfektionsautomat G 7831, Frontfarbe "weiß"

Bestell-Nr.

Desinfektor G 7831, weiß

zuzüglich Ober- und Unterkorb,
Einsatz für stehende Instrumente,
Einsatz für 8 Tablett und das Dosiermodul DOS K 60

[auf Anfrage](#)

Reinigungs- und Desinfektionsautomat PG 8582

- Stand-/Unterbaugerät
- Außengehäuse weiß oder Edelstahl
- Baubreite 600 mm, H 850 (820 Unterbreite), B 600, T 600 mm
- Kürzeste Programmlaufzeit: 21 min.
- Trocknungsfunktion EcoDry
- Je nach Ausführung bis zu zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Chargenkapazität: 6 DIN-Siebe

Die neue Generation

Mit den Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG 8582 vollzieht Miele Professional einen vielfachen Innovationssprung. Die Baureihe zeichnet sich durch eine intelligente Kombination völlig neu gestalteter technischer Komponenten, neuer anwendungsspezifischer Programme und umfassender Überwachungsfunktionen aus. So ermöglicht sie beispiellose Sicherheit und Effizienz bei der Aufbereitung. Das Gerät verfügt über ein Ethernet-Modul.

Mögliches Zubehör

A 103 Oberkorb

- Frontseitig offen
- Zur Aufnahme von Einsätzen
- Bestückungshöhe 95 mm
- Eingebauter Sprüharm
- Besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen sowie weitere Anwendungen mit niedrigen Spülguthöhen
- H 133, B 528, T 528 mm

A 151 Unterkorb/Lafette

- Zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze
- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- H 88, B 531, T 522 mm



PG 8582, Edelstahl

DOS K 85 Dosiermodul

- Für flüssige Medien wie alkalische Reiniger, chem. Desinfektionsmittel, Neutralisationsmittel
- Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
- Integrierte Dosierüberwachungsfunktion für höhere Prozesssicherheit nach EN ISO 15883
- Kurze Sauglanze (200 mm) für 5-l-Kanister inkl. Füllstandsüberwachung des Kanisters
- Länge Anschlusskabel: 3,00 m
- Länge Saugleitung: 1,80 m



Reinigungs- u. Desinfektionsautomat PG 8582, weiß

Bestell-Nr.

Desinfektor PG 8582

zuzüglich Ober- und Unterkorb,
Einsatz für stehende Instrumente,
und das Dosiermodul DOS K 85/1

[auf Anfrage](#)

Lösungen von Miele

Das Miele Zubehör bietet Ihnen eine Individualisierung Ihres Reinigungs- und Desinfektionsautomaten an. Stellen Sie aus dem nachfolgenden Zubehör Ihren professionellen, auf Ihre Fußpflege- oder Podologie-Praxis zugeschnittenen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten zusammen. Für eine kompetente Beratung oder Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

(1)



O 800/1 Oberkorb/ Lafette/ leer (1)

Bestückungshöhe 200 mm, fronseitig offen, zur Aufnahme diverser Einsätze, eingebauter Spülarm

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 270, B 381, T 475	G 7831	314 108 903	428,30

(2)



U 800 Unterkorb/ Lafette/ leer (2)

Bestückung bei Kombination mit Oberkorb, fronseitig offen, zur Aufnahme diverser Einsätze

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 62, B 385, T 505	G 7831	314 108 802	299,-

(3)




E 521/2 Einsatz für 7 Zangen (3)

zur Aufnahme von 7 Zangen, Fächergröße 21 x 80 mm

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 114, B 100, T 189	universell	314 108 905	159,10

(4)



E 337/1 Einsatz für Instrumente, stehend (4)

4 Kunststoffaufnahmen, 12 Fächer ca. 22 x 28 mm, 4 Fächer ca. 25 x 28 mm, 48 Fächer ca. 13 x 14 mm

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 113, B 173, T 445	universell	314 108 803	557,50

(5)



E 473/2 Einsatz/ Sieb mit Deckel für Kleinstteile (5)

zum Einhängen

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 85, B 60, T 60	universell	314 108 801	112,90

Miele PROFESSIONAL Zubehör

E 491 Einsatz für rotierende Instrumente (6)

für 18 Turbinenschäfte, für 30 Winkelstückschäfte

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 53, B 70, T 120	universell	314 108 908	611,90

E 451 Einsatz 1/6 Siebschale mit Deckel (7)

für Kleinteile, Drahtgeflecht: 1 mm Boden, 0,8 mm Seiten, 1 mm Deckel;
Maschenweiten: 3 mm Boden, 1,7 mm Seiten, 3 mm Deckel, Inneneinteilung herausnehmbar

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 55, B 150, T 225	universell	314 108 805	285,60

E 806/1 Einsatz für 8 Tray-Unterteile/ Tablett (8)

9 Halterungen (8 Fächer), B 290, T 30 mm, max. Traygröße 290 x 30 mm, für Unterkorb

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 114, B 305, T 348	universell	314 108 909	251,60

E 130 Einsatz 1/2 für 10 Tablett (9)

für 10 Tablett, 11 Halterungen, H 170 mm, Abstand 35 mm, für Unterkorbmm,

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
H 180, B 180, T 445	universell	314 108 907	165,90

DOS K 60 Dosiergerät, lange Sauglanze (10)

Flüssigdosiergerät für flüssigen Reiniger, chemisches Desinfektionsmittel, mit integrierter Dosierüberwachungsfunktion für hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883, Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine, Sauglanze mit Magnetschwimmer für Leerstandsanzeige für 5- und 10-l-Behältergrößen

Maße in mm	einsetzbar in	Bestell-Nr.	€
	G 7831	314 108 901	525,-

Spül- und Reinigungsmittel (ohne Abb.)

für Miele Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

	Bestell-Nr.	€
Neodisher MediClean forte (5 Ltr. Kanister) Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung	314 267 001	45,39
Neodisher Mediklar special (1 Ltr. Flasche) Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung	314 267 002	11,50
Neodisher Z (1 Ltr. Flasche) saurer Neutralisations- u. Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung	314 267 000	13,95
Neodisher IR (1 Ltr. Flasche) Grundreiniger, wird bei Problemen mit Flugrost von Miele empfohlen	314 267 003	16,-

(6)




(7)



(8)



(9)



(10)



Die Sterilisation der Premiumklasse. SK07S. Hygiene für Sicherheit und Vertrauen.

Der Autoklav SK07S stellt die Premiumklasse der Sterilisation dar.

Die installierten Komponenten wurden mit besonderer Sorgfalt ausgewählt. Die moderne Elektronik ist äußerst zuverlässig und anwenderfreundlich.

Das intelligente Sicherheitssystem informiert unverzüglich über Abweichungen oder Auffälligkeiten im Sterilisationszyklus.

Die ergonomisch angebrachte Tastatur ermöglicht über 4 Tasten die kinderleichte Vollbedienung des Gerätes.

Das integrierte OLED Display informiert über alle Anweisungen und Informationen zu den aktuellen Vorgängen.

Die optimale und schnelle Leistung, das geringe Geräuschvolumen sowie das zuverlässige hochwertige Komponentensystem garantiert Ihnen höchste Qualität.

Maße (B/H/T):

Außen: 45 x 39 x 66 cm

Leergewicht: 48 kg

Kammervolumen: 16 Liter

Max. Beladung: 4 kg Instrumente auf 5 Tablettts (Trays)

Anschlusswert: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1.750 Watt

Standardprogramm: 134°, 18-24 Min. inklusive Trocknung



Frontansicht



Ansicht digitales Anzeigendisplay



Innenansicht mit 5er Trayhalter (Trayhalter) und 3 Tablettts (Trays)

SK07S. Die Programme.

Universalprogramm für verpackte Instrumente:
134°C, 18-24 Min. inkl. Trocknung,
max. Beladung: 2 kg

Universalprogramm für unverpackte Instrumente:
134°C, 16-22 Min. inkl. Trocknung,
max. Beladung: 4 kg

Schonprogramm für poröse Materialien, Textilien:
121°C, 22-30 Min. inkl. Trocknung,
max. Beladung: 1,3 kg



5er Trayhalter (Trayhalter) und 3 Tablettts (Trays)

SK07S Wartungskit.

- Türdichtung
- Sinterfilter
- BioXFilter
- Frischwasserfilter
- Sicherheitsventil

B-Klasse-Upgrade.

Eine weitsichtige Lösung bieten die Klasse-S-Autoklaven, die ein B-Klasse-Upgrade zulassen.

Die B-Klasse entspricht einem fraktioniertem Vakuum (3 Vakuumphasen) bis 0,8 bar.



SD-Kartenleser


	Bestell-Nr.	MP	€
Autoklav SK07S , 16 Liter, inkl. 3 Tablettts (Trays) mit Schnittstelle	314 107 650	CE	2.984,-
mit integriertem Drucker	314 107 700	CE	2.984,-
mit SD-Kartenleser und Software	314 107 800	CE	2.984,-
Autoklav SK07 B/S , 16 Liter, inkl. 3 Tablettts (Trays) mit Schnittstelle	314 107 612	CE	3.900,-
mit integriertem Drucker	314 107 610	CE	3.900,-
mit SD-Kartenleser und Software	314 107 611	CE	3.900,-
Autoklav SK07 B , 21 Liter, inkl. 3 Tablettts (Trays) mit integriertem Drucker	314 107 630	CE	5.760,-

B-Klasse-Upgrade inklusive Wartung

900,-

Zubehör FARO

	Bestell-Nr.	Inhalt/ VE	€
Instrumentenhalter (1)			
Spiralförmiger Instrumentenhalter aus Edelstahl zur stehenden und platzsparenden Unterbringung mehrerer Instrumentensätze in einer Beladung			
Instrumentenhalter	314 107 911	1	55,-
Tablett (Tray) (2)			
B 180 x H 15 x T 285 mm (für SK07S und B/S 16 Ltr.) B 183 x H 23 x T 383 mm (für SK07S und B 21 Ltr.)			
Tablett (Tray) für SK07S und B/S 16 Liter	314 107 900	1	35,-
Tablett (Tray) für SK07S und B 21 Liter	314 107 645	1	35,-
Sterilisationskammer-Reiniger			
gebrauchsfertige Lösung zum Reinigen und Pflegen der Sterilisationskammer, 15 - 30% Isopropanol, > 5% anionische Tenside, Duft- und Hilfsmittel			
Sterilisationskammer-Reiniger	314 107 910	500 ml	17,90
Helixtest für B-Klasse-Autoklaven			
zur Leistungsprüfung von Kleinstereilatoren Typ B nach EN 13060, inklusive Prüfkörper und 250 Indikatorstreifen			
Helixtest für B-Klasse-Autoklaven	314 107 903	1	119,-
Dampfindikatorstreifen für S-Klasse-Autoklaven			
Indikatorstreifen der Klasse 5 zur Leistungsprüfung von Kleinstereilatoren Typ S			
Dampfindikatorstreifen für S-Klasse Autoklaven	314 107 902	200 Stück	36,90
FARO Thermo-Druckerpapier			
für FARO Autoklaven			
Thermo-Druckerpapier	314 107 904	5 Rollen	14,95
FARO Etikettiergerät (3)			
zur Kennzeichnung des verpackten Sterilgutes mit Charge, Freigabedatum und Herstellungsdatum			
Etikettiergerät	314 107 905	1	198,-
Ersatzetiketten			
für FARO Etikettiergerät, 4 Rollen je 500 Stück			
Ersatzetiketten	314 107 909	2.000	28,40



Durchlaufsiegelgeräte FS 1010 / 2010 / 3010.

Sicher, kompakt und einfach zu bedienen. Startklar in 1 Minute! Diese Geräte aus dem FARO Portfolio werden nach den europäischen Richtlinien geprüft und gefertigt. Die FS Geräte erfüllen selbstverständlich die Anforderungen der DIN EN ISO 11607-2. Jedes Gerät wird ausführlich geprüft und getestet sowie mit einem Werkzertifikat und einer Validierung ausgeliefert.

Durch die großflächige Anzeige, mit klaren und eindeutigen Meldungen, ist die Handhabung so einfach, dass Sie das Gerät auch bei nur gelegentlicher Benutzung leicht bedienen können. Die Topgeräte für die moderne Praxis!

Zusatz FS 3010 Print:

- inklusive einzeliges Druckwerk
- druckt direkt auf der Verpackung
- Druckanfang einstellbar
- Druck des Haltbarkeitsdatums
- Reihenfolge der Texte einstellbar



FS 1010 Classic



FS 2010 Linear



FS 3010 Print

	FS 1010 Classic	FS 2010 Linear	FS 3010 Print	Siegelgerät SL13
Vorlaufzeit	1 min.	1 min.	1 min.	2 min.
Temperaturüberwachung	✓	✓	✓	✓
Temperaturbereich in °C	0 - 200	0 - 200	0 - 200	0 - 180
Siegelnahtbreite in mm	12	12	12	12
Leistungsaufnahme				
Netzspannung (Volt)	230 / 115	230 / 115	230 / 115	220 / 240
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Maximale Leistungsaufnahme (Watt)	750	750	750	150
Breite / Höhe / Tiefe in mm	380 / 100 / 240	380 / 100 / 240	465 / 100 / 240	474 / 374 / 200
Gewicht in kg	7	7	8	5
Tastatur	✓	✓	✓	-
als Zubehör und Optionen erhältlich				
Etikettendrucker	-	✓	-	-
Anschluss für einen Datenlogger	✓	✓	✓	✓



Siegelgerät SL 13

Siegelgerät SL13

SL13 ist ein kleines Gerät mit elegantem Design, benutzerfreundlich und auch bei intensivem Gebrauch stets zuverlässig.

SL13 ist deshalb eine interessante Lösung für all jene Anwender, die auf der Suche nach einem professionellen Qualitätsprodukt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis sind.

	Bestell-Nr.	€
Durchlaufsiegelgerät gemäß DIN EN ISO 11607-2		
FS 1010 Classic	314 108 500	1.498,-
FS 2010 Linear	314 108 501	1.898,-
FS 3010 Print	314 108 502	2.198,-
Siegelgerät SL13	314 108 200	459,-

Zubehör

Bestell-Nr. Inhalt/ VE €

Sterilisationsfolie (1)

zum Einschweißen von wiederaufbereitem Instrumentarium, Medizinisches Papier u. Polypropylenfolie (60 g/ m²) mit Indikatorpunkten, Fertigung gemäß DIN EN ISO 11607 EN 868/5
Rollenlänge: 200 m

Breite 5,0 cm	314 107 146	1	13,90
Breite 7,5 cm	314 107 147	1	16,90
Breite 10 cm	314 107 148	1	18,90
Breite 15 cm	314 107 149	1	32,90

Rollenhalter mit Schneidevorrichtung (2)

Edelstahl, 500 mm Breite, mit abnehmbaren Standfüßen zur Wandmontage, Gewicht: 7 kg,
Maße: B 500 x H 400 x T 300 mm

Rollenhalter mit Schneidevorrichtung	314 107 907	1	390,-
--------------------------------------	--------------------	---	-------

Sterilisationsmarker

zur Beschriftung auf der Papierseite der Sterilisationsverpackung, für Dampfsterilisatoren, wasserfest, auf schwermetallfreier Lösungsbasis, ISO 11140-1: Klasse 5 Tinte

Sterilisationsmarker	314 108 505	1	19,90
----------------------	--------------------	---	-------

Seal Test für Siegelgeräte

zur täglichen Anwendung zwecks Funktionsbeurteilung / Überprüfung nach DIN EN ISO 11607-2, zur Kontrolle einer durchgehenden und schadenfreier Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 6 mm

Seal Test für Siegelgeräte	314 108 504	100	38,-
----------------------------	--------------------	-----	------

Druckerpatrone für Siegelgerät FS 3010 Print


Ersatzpatrone für das Siegelgerät FS 3010 Print

Druckerpatrone für Siegelgerät FS 3010 Print	314 108 506	1	58,45
--	--------------------	---	-------

Ink Test (Tintentest)

Der Ink Test ist ein Siegelnahtdichtigkeitstest zur Routineüberprüfung von Siegelnähten gemäß DIN EN ISO 11607-1 Anhang B, sowie ASTM F1929.

Ink Test (Tintentest), Pipette	314 108 507	30	34,50
--------------------------------	--------------------	----	-------



Autoklavieren – die schnelle Sterilisation mit MELAtronic® 15 EN+ S-Klasse Autoklav

Mit dem neu entwickelten Autoklav als Nachfolger des MELAtronic® 15 EN verfügt der MELAtronic® 15 EN+ über alle Funktionen seines Vorgängers und zusätzlich über eine im Sterilisationsprozess integrierte Trocknungsphase, die für verpackte, trockene Instrumente sorgt.

Die hiermit verbundenen Vorteile:

- Reduzierung der Gefahr von Korrosion und Rost durch Feuchtigkeit.
- Keine Gefahr der Re-Kontamination durch feuchte Verpackungen.
- Noch mehr Rechtssicherheit im Falle von Praxisbegehungen.
- Auch das Trocknungsergebnis ist jetzt validierbar.

MELAseal® 100+ - MELAfol®

Das neue Foliensiegelgerät MELAseal® 100+ ist der Nachfolger des vieltausendfach bewährten MELAseal® 100. Es zeichnet sich durch seine Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und leichtere Bedienung aus.

Nach einer kurzen Vorwärmzeit von ca. 2 Minuten können die Folien hintereinander, ohne Pausenzeiten gesiegelt werden. Die Siegelnahtbreite von 10 mm geht deutlich über die von der EN 868-5 geforderte Mindestbreite von 6 mm hinaus.

Neu ist die von einer Elektronik gesteuerte optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft. Damit Verpackungen unterschiedlicher Verarbeitung versiegelt werden können, gewährleistet der stufenlos einstellbare Thermostat eine frei wählbare Siegeltemperatur.

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.

Mit der im Gerät integrierten Abschneide-Vorrichtung können die Verpackungen individuell auf die Erfordernisse der Praxis und auf die Größe der zu verpackenden Instrumente abgestimmt werden.



MELAseal® 100+
Abb. inkl. Rollenhalter „komfort“ und MELAfol®-Rollen



Der MELAtronic® 15 EN+ ist vollautomatisch, d. h. in dem jeweils gewählten Programm laufen sämtliche Vorgänge, wie z. B. Wasserdosierung, Wasserzulauf, Sterilisation, Druckablass und aktive Trocknung automatisch ab. Die niedrige Arbeitstemperatur von wahlweise 134° C oder 120° C ist materialschonend. Es stehen vier Sterilisationsprogramme zur Auswahl.

Mit dem MELAtronic® 15 EN+ können Sie bei kurzen Betriebszeiten Ihre Edelstahl-Instrumente sterilisieren.

MELAflash® – Dokumentations-Set

MELAflash® –
alle Vorteile auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Keine zusätzliche Software nötig
- Übersichtliche, lückenlose und dauerhafte Dokumentation der Sterilisationsvorgänge



Durch ein Infodisplay und die elektrische Türverriegelung bietet der Autoklav Sicherheit. Das Gerät kann entweder im Wasserkreislauf oder im instrumentenschonenden Wasser-Einwegsystem betrieben werden. Zur Dokumentation hat der Autoklav eine Schnittstelle für den Anschluss an Drucker oder PC.

Der MELAtronic® 15 EN+ ist besonders zukunftssicher, da er der Europa-Norm EN 13060 entspricht und nach EN ISO 17665 validierbar ist.

	Bestell-Nr.	MP	€
MELAtronic® 15 EN+ , inkl. 3 Tablettts	314 105 800	€	1.894,-
Außenmaße des Gehäuses: (B/H/T) 41 x 34 x 46 cm			
Innenmaß der Sterilisierkammer: Ø 15 x 38 cm, 7 Liter			
Stromanschluss: 230 Volt, 50 Hz, 1.200 Watt			
Leergewicht: 22 kg, max. Beladungsmenge: 2 kg Instrumente			
Tablett , (B/H/T) 12 x 2 x 35 cm	314 105 100		39,50
Behälter 15 K	314 105 200	€	123,-
MELAflash®-Dokumentations-Set	314 105 704		239,-
MELAseal® 100+ (ohne Rollenhalter)	314 107 170		599,-
Maße inkl. Rollenhalter (B/H/T) 41,5 x 42 x 27 cm,			
Gewicht 5,4 kg; Stromanschluss 230 Volt, 50 Hz, 300 Watt			
Rollenhalter „komfort“	314 107 105		69,-
Rollenhalter „standard“	314 107 110		62,-
MELAfol®-Rollen , Länge 200 m			
Breite 5 cm	314 107 101	€	45,-
Breite 7,5 cm	314 107 102	€	49,-
Breite 10 cm	314 107 103	€	62,-
Breite 15 cm	314 107 106	€	82,-

Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1

Der Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 erfüllt in vorbildlicher Art und Weise die Kundenanforderungen nach einem kompakten, preiswerten Gerät.

Der Umluft-Heißluftsterilisator mit mechanischer Luftbewegung entspricht den Anforderungen der staatlichen Gesundheitsstellen.

Mechanische Luftbewegung verhindert Kaltluftnester, die den Sterilisationserfolg gefährden bzw. gegenstandslos werden lassen.

Der Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 kann wahlweise mit Tablett oder geschlossenen Aluminiumkassetten bestückt werden.

Betriebszeit bei Einsatz von Tablett 60 Minuten, bei geschlossenen Kassetten 90 Minuten.

M 75.1 als Frontlademodul mit Zeitschaltuhr 120 Minuten, vollautomatischer Temperaturregelung, Thermostat stufenlos einstellbar und mit eingebautem Thermometer.

Maße (B/H/T):

Außen 31,0 x 26,0 x 37,5 cm

Innen 19,4 x 7,4 x 29,5 cm

Anschlusswert: 230 V, 50 Hz, 650 W

Gewicht: 11 kg

Gerätehaube und Innenbehälter aus Edelstahl.



	Bestell-Nr.	€
Umluft-Heißluftsterilisator M 75.1 inkl. Tablett (B/H/T 19 x 29 x 2 cm)	314 102 900	329,-
Aluminiumkassette zusätzlich	314 102 700	44,20
Aluminiumtablett zusätzlich	314 102 800	38,-
Folien für Heißluftsterilisatoren, 0,04 mm, mit Indikator und Textfeld		
PlaSteril A Rolle, 100 m Länge		
Breite 8 cm	314 107 125	39,60
Breite 12 cm	314 107 126	49,40
PlaSteril A Beutel, 1.000 St.		
Größe 8 x 20 cm	314 107 127	124,60
Größe 12 x 25 cm	314 107 128	169,60



GERLACHs Ultraschallreinigungsgeräte für die Fußpflege mit 5 fest programmierten Reinigungsprogrammen – nach dem Vorbild einer Waschmaschine.

Programm

- 1 Edelstahlfräser
- 2 Hartmetall- und Diamantfräser
- 3 Langinstrumente
- 4 Zangen, Scheren, Schleifer
- 5 Universalprogramm

Komfort für den Anwender – Qualitätsverbesserung der Ergebnisse.

Einfach Programm wählen und danach den Startknopf drücken und los geht's.

Wegfall von lästigen Parametereinstellungen wie Zeit, Sweep, Degas etc.

Keine Fehlbedienungen.

Kein Nachlesen.

Kein Ausprobieren.

Erleichterung der täglichen Arbeit.

Verbesserung der Reinigungsergebnisse durch vorgegebene, optimale Ablauf- bzw. Arbeitsprozesse.



GERLACH PODO PRO 1 (0,8 ltr)

Korb Innenmaß (B x T x H) 17,7 x 7,3 x 3,5 cm
Gerät Außenmaß (B x T x H) 20,6 x 11,6 x 17,8 cm
inkl. Korb und Deckel, Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

	Bestell-Nr.	€
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO PRO 1	314 109 600	264,-
Edelstahlkorb für PODO PRO 1	314 109 101	24,90
Kunststoffdeckel (Spritzschutz)	314 109 602	13,30



GERLACH PODO PRO 3 (2 ltr)

Korb Innenmaß (B x T x H) 19,8 x 10,6 x 5,5 cm
Gerät Außenmaß (B x T x H) 30,0 x 17,9 x 21,4 cm
inkl. Korb und Deckel, Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

	Bestell-Nr.	€
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO PRO 3 (2 ltr.)	314 109 700	465,-
Edelstahlkorb für PODO PRO 3	314 109 201	32,-
Kunststoffdeckel (Spritzschutz)	314 109 702	14,70



GERLACH PODO PRO 4 (4,2 ltr)

Korb Innenmaß (B x T x H) 25,5 x 20,0 x 5,5 cm
Wannen Innenmaß (B x T x H) 30,0 x 24,0 x 10,0 cm
Gerät Außenmaß (B x T x H) 36,3 x 30,6 x 22,2 cm
inkl. Korb und Deckel, Anschlusswert: 220-240 V / 50-60 kHz

	Bestell-Nr.	€
Ultraschall-Reinigungsgerät GERLACH PODO PRO 4 (4,2 ltr.)	314 109 300	824,-
Edelstahlkorb für PODO PRO 4, erste Ebene	314 109 301	101,01
Edelstahlkorb für PODO PRO 4, zweite Ebene	314 109 302	64,75
Kunststoffdeckel (Spritzschutz)	314 109 303	35,52



Ultraschallreinigungsgerät ELMASONIC S podo basic

Für die effiziente sowie einfache und schnelle Reinigung und Desinfektion der fußpflegerischen Instrumente in einem Arbeitsschritt.

Anwendungsfreundliche und übersichtliche Bedieneinheit mit Drehwahlschalter zur bequemen Vorwahl der Reinigungszeit, zwischen 1 und 30 Min einstellbar.

Folientastatur mit LED Anzeige für Ultraschallfunktion.

Reinigungswanne und Gehäuse aus Edelstahl.

Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden Betrieb.

Langlebig mit ausgewogenem Leistungsspektrum.

Mit Sweep Funktion für optimierte Schallfeldverteilung und Frequenzmodulation.

Inklusive: Abtropfdeckel, Instrumentenkorb und 2 Kleinteilebechern, Pinzette.

Maße: L 206 x B 116 x H 178 mm

Wannenmaß: 190 x 85 x 60 mm mit 0,8 Ltr. Füllvolumen

Korb innen: L 178 x B 80 x H 47 mm

Gewicht: 2,0 kg

Ultraschallfrequenz: 36 kHz

Ultraschallspitzenleistung: 240 Watt



Instrumenten- Desinfektionswanne

Für das Ansetzen von Desinfektionsmitteln in allen Bereichen.

Ausführung: Wanne und Siebeinsatz aus PVC, Griffmulden
Farbe: weiß, mit Strichmarkierung

Wannenmaß: L 300 x B 200 x H 110 mm
mit 3 Ltr. Füllvolumen

	Bestell-Nr.	MP	€
Ultraschall-Reinigungsgerät ELMASONIC S podo basic	314 109 500		199,-
Edelstahlkorb für podo basic	314 109 101		24,90
Instrumenten-Desinfektionswanne	314 126 500		44,90
BIB forte eco, 1 l (s. S. 168)	314 221 500		39,50
Stammopur DR 8, 2 l (s. S. 168)	314 104 101	€	45,90

Wundversorgung und Erste Hilfe

Der Fußspezialist ist in seinem beruflichen Alltag immer wieder mit Wunden konfrontiert, beispielsweise bei der Behandlung von Diabetikern. Aber auch andere Verletzungen – eventuell sogar behandlungsbedingte – begegnen einem regelmäßig in der Fußpflegepraxis. Als Fußpflegerin beziehungsweise Fußpfleger weiß man nie so genau, was einen erwartet, wenn der Kunde Schuhe und Strümpfe auszieht. Sind es „nur“ ungeschnittene Nägel, zu viel Hornhaut oder ein noch nicht allzu tiefes Hühnerauge? Oder präsentiert der Kunde einen eingewachsenen, eitrigen Nagel, ein entzündetes Hühnerauge oder eine tiefe, nässende Rhagade? Umsichtiges Handeln ist in jedem Fall gefragt.

Was ist eine Wunde?

Eine Wunde ist eine gewaltsame Durchtrennung oder Schädigung der Haut beziehungsweise des darunterliegenden Gewebes. Wunden werden unterschieden nach Art ihrer Entstehung (mechanisch, thermisch, chemisch und Geschwürswunden). Diese wiederum werden unterteilt nach Tiefe, Keimfreiheit sowie Lokalisation und Ausdehnung. Am häufigsten sind mechanische Verletzungen. Dazu zählen Schürf-, Schnitt-, Stich-, Riss-, Platz- und Bisswunden sowie Hautblasen, Prellungen und Hautablösungen. Thermische und chemische Wunden treten in einer Fußpflegepraxis eher selten auf. Im Zweifelsfall den Patienten zum Arzt schicken! Um jedoch die Gefahr einer Wundinfektion zu minimieren und so auch die Wundheilung zu fördern, ist eine schnelle und fundierte Erstversorgung notwendig. Grundsätzlich gilt für alle Verletzungen: Die Wunde sollte sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Die weitere Versorgung ist jedoch von der Art und Beschaffenheit der Wunde abhängig. Und für den sogenannten Ersthelfer gilt: Zum eigenen Schutz vor Infektionen Schutzhandschuhe tragen!

Mechanische Verletzungen


Schürfwunden

Bei Schürfwunden ist nur die Oberhaut (Epidermis) betroffen. Schürfwunden bluten wenig, da „nur“ die feinen Hautkapillaren aufgerissen werden.

Dafür sind diese Verletzungen meist recht schmerzhaft. Je nachdem, wo die Schürfwunde erworben wurde, besteht erhöhte Infektionsgefahr durch Schmutzpartikel oder Fremdkörper. Daher muss eine Schürfwunde sorgfältig zum Beispiel mit einer 2- bis 3-prozentigen Wasserstoffperoxid-Lösung (H_2O_2) gereinigt und anschließend desinfiziert werden. Hierzu eignet sich etwa Octenisept. Normalerweise heilen Schürfwunden von selbst und narbenfrei. Mit einem geeigneten Wundverband kann dieser Heilungsprozess unterstützt und die Wunde vor Infektionen geschützt werden.

Schnittwunden

Schnittwunden können unterschiedlich tief sein. Bei der Behandlung kommt es darauf an, welche Hautschichten betroffen sind. Oberflächliche, nicht stark blutende Schnittwunden der Epidermis behandelt man am besten wie Schürfwunden, also reinigen, desinfizieren und mit einem Wundverband (Pflaster) versehen. Je tiefer die Wunde reicht, desto größer ist das Risiko für Komplikationen. Bei Schnitten, die bis in die Unterhaut reichen, besteht die Gefahr, dass Nerven, größere Blutgefäße und Sehnen betroffen sind. Normalerweise bluten diese Wunden auch stark. In einem solchen Fall ist eine ärztliche Untersuchung unerlässlich. Zur Erstversorgung gehört, den Blutverlust so gering wie möglich zu halten. Dazu reicht es oft, wenn der betroffene Körperteil hoch gelagert und die Wunde mit einem sterilen Verband geschützt wird. Kommt die Blutung dadurch nicht zum Stillstand, sollte ein Druckverband angelegt werden. Tiefe Schnittwunden müssen so schnell wie möglich behandelt werden, um Folgeschäden wie Lähmungen bei durchtrennten Nerven und unschöne Narben zu vermeiden.



Fußpilzerreger Trichophyton

Risswunden

Für Risswunden, zu denen auch Rhagaden zählen, sind – im Gegensatz zu Schnittwunden – ausgefranste Wundränder charakteristisch. Dies birgt eine erhöhte Infektionsgefahr. Die Behandlung solcher Wunden beginnt daher mit einer großzügigen Spülung. Sind die Wundränder, wie oftmals bei Rhagaden, bereits verhornt, müssen diese sorgfältig entfernt werden. Sonst kann die Wunde nicht zusammenwachsen. Ist eine primäre Naht (z. B. Klammern) für den Wundverschluss nötig, so darf dies nur der Arzt durchführen.

Hautblasen (Bulla)

Nahezu täglich begegnen dem Fußpfleger Hautblasen – vorzugsweise an der Ferse, auf den Zehen oder unter der Fußsohle. Durch übermäßige und ungewohnte Belastung entsteht ein mit Gewebeflüssigkeit gefüllter Hohlraum zwischen Ober- und Lederhaut (Epidermis und Dermis). Dieser „biologische Wundverband“ schützt die gereizte Dermis und sollte daher nicht geöffnet oder entfernt werden. Lediglich große Blasen können punktiert werden. Doch auch dies darf nur der Arzt durchführen. Ist die Blase bereits offen, sollte die Epidermis nicht entfernt werden. Hier beschleunigen Hydrokolloid-Pflaster (zum Beispiel das GEHWOL Blasenpflaster) die Heilung.

Hautablösung

Ein Abscheren der Haut vom Unterhautzellgewebe ist sehr schmerzhaft und führt zu einer stark blutenden Wunde. Die Behandlung sollte durch einen Arzt erfolgen. Dieser ist im Normalfall die erste Anlaufstelle für einen Patienten mit Hautablösung. Bei Diabetikern mit Neuropathie passiert es jedoch leider immer wieder, dass sie sich unbemerkt eine solche Läsion am Fuß zuziehen. Meist werden diese Verletzungen erst vom Fußpfleger entdeckt. Einen entsprechenden Patienten müssen Sie direkt zu einem Arzt schicken. Denn es besteht die Gefahr, dass die abgelöste Hautpartie abstirbt (Gangrän).

Alles, was recht ist

Die geltende Rechtslage besagt, dass die Wundversorgung eine Form der Heilkunde darstellt und demnach nicht zum Kompetenzbereich eines Fußpflegers oder Podologen gehört. Das heißt, dass nur der Arzt eine medizinische Wundversorgung durchführen darf. Zur Leistung von Erster Hilfe ist man jedoch verpflichtet. Wer allerdings die Grenze zur heilkundlichen Wundversorgung überschreitet, macht sich unter Umständen einer Körperverletzung strafbar. Um sich und Ihren Kunden vor Schaden zu schützen, sollten Sie einige Verhaltensregeln beachten:

- Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Sie als Fußspezialist müssen wissen, was Sie dürfen und was nicht.
Und:
- Sie müssen wissen, was sie tun.
- Dokumentieren Sie genau, ob und mit welchen Wunden Ihr Patient zu Ihnen gekommen ist, und lassen Sie sich dies bestätigen.
- Ersuchen Sie ärztliche Unterstützung!
- Klären Sie Ihren Patienten in einer entsprechenden Konfliktsituation auf!
- Frischen Sie Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf.
- Schützen Sie sich selbst! Verwenden Sie Handschuhe, Mundschutz und frischen Sie Ihren Impfschutz regelmäßig auf und machen Sie sich vertraut mit notwendigen Erstmaßnahmen nach Verletzungen mit potentiell infektiösem Material.


Erstmaßnahmen nach Verletzungen mit Hepatitis-B/C- und HIV-infizierten Material

Stichverletzung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blutfluss verstärken 2. ausbluten lassen > 1 Minute 3. Desinfektion mit 80%igem Alkohol 4. bei Hepatitis B/C sofort passive Impfung mit Immunglobulin
Schnittverletzung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blutfluss verstärken 2. Spülung mit viruzidem Antiseptikum 3. Desinfektion
Hautexposition (bei vorgeschädigter Haut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernung des infizierten Materials mittels Alkoholtupfer 2. Tränken des betroffenen und angrenzenden Arealen mit 80%igem Alkohol
Exposition Auge	<ol style="list-style-type: none"> 1. sofortiges Spülen mit reichlich Wasser, eventuell mit 5%iger wässriger PVP-Lösung oder Betaisodonna-Lösung 1:1
Exposition Mundhöhle	<ol style="list-style-type: none"> 1. sofortiges mehrmaliges Ausspucken 2. mehrfaches Ausspülen mit 80%igem Alkohol

Sauber gelöst

Wo Hygiene eine wichtige Rolle spielt, muss man höchste Maßstäbe setzen. In den Statistiken der berufsbedingten Krankheiten stehen Hautkrankheiten vor allem deshalb ganz oben, weil sich Keime und Bakterien nicht durch oberflächliche Reinigung entfernen lassen. Und – Keime lauern überall! Desinfektion ist daher das A und O der Hygiene.

GERLACH TECHNIK liefert Ihnen maßgerechte Lösungen für jeden Bereich: Desinfektionsmittel für Haut, Wunden, Oberflächen und Instrumente. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf die individuellen Anforderungen der verschiedenen Bereiche abgestimmt, machen unsere Produkte das Arbeiten sicherer und unterstützen Ihre Professionalität im Umgang mit Patient und Material.



Vorbeugende Sicherheit

Bei dem Hautschutz dreht es sich in erster Linie um den vorbeugenden Schutz. Da die Hände zu den wichtigsten Übertragungswegen von Keimen zählen, ist hier der Bedarf am größten, beschränkt sich jedoch nicht auf die Desinfektion der Haut. In hygiene-relevanten Einrichtungen spielt allerdings gerade die übliche Reinigung – das Waschen mit Wasser – nur eine kleine Rolle. Wasser alleine kann die Keime kaum ausreichend reduzieren, empfindliche Instrumente können beschädigt werden. Mit unseren Desinfektionsmitteln sind Sie auf der sicheren Seite.



Lösungen von GERLACH

Das GERLASAN Handreinigungssystem bietet Haut und Händen einen sanften und gleichzeitig umfangreichen Schutz vor Keimen aller Art. Ausgesuchte und bewährte Inhaltsstoffe schützen die Haut wirkungsvoll, ohne sie, selbst bei hoher Reinigungsfrequenz, zu belasten.



Stellisept med foam zeichnet sich durch sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit, einfache Anwendung und ein breites Wirkspektrum (Bakterien inkl. MRSA/ORSA, Salmonellen und Listerien) aus. Der Verzicht auf Alkohol wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Hautverträglichkeit aus.

Ebenfalls im Angebot: das Desinfektions- Vollwaschmittel **ELTRA**. Für desinfizierende 60°C Wäsche von weißen und farbigen Textilien. Wäscht und entfernt Flecken, bleicht faserschonend, Einwirkzeit 15 Min. bei 60°C.

Weiterhin befindet sich das milde, aldehyd- und phenolfreie Instrumentendesinfektionsmittel BIB forte eco (Konzentrat) und der extra milde PlastiSept Desinfektionsschaum für die Reinigung empfindlicher Oberflächen von Behandlungstühlen in dem Sortiment.

Reinigung, Händereinigung und -pflege

Eltra (1)

Desinfektions-Vollwaschmittel, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	6 kg	314 266 000	25,80

Kunstlederreiniger skai HORNSCHUCH (2)

zur Reinigung von Arbeits- und Behandlungsstuhl

Listung	Konzentration	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	Gebrauchsfertig	500 ml	317 140 802	21,28

GERLASAN SOFT med. Waschgel (3)

Hautschonend, rückfettend, ohne Farbstoff

Listung	Konzentration	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	Gebrauchsfertig	500 ml	205 071 100	7,42
		1.000 ml	205 071 200	11,60
		5.000 ml	205 071 300	48,50

GERLASAN Handcreme (4)

Dose mit Spender

Listung	Konzentration	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	Gebrauchsfertig,	500 ml	205 001 100	13,10

Stellisept med foam (5)

antimikrobieller Reinigungsschaum für Hände und Füße

Listung	Konzentration	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	200 ml	314 181 700	5,35

Haut-/ Händedesinfektion

Sterillium (1)

Rückfettend, hautschonend, zum Einreiben für Hände und Haut

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
**	Arzneimittel	Gebrauchsfertig	100 ml	314 120 600	1,98
			500 ml	314 121 100	4,95

Sterillium classic pure¹⁾ (2)

Rückfettend, hautschonend, zum Einreiben für Hände und Haut, farbstoff- und parfümfrei

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
**	Arzneimittel	Gebrauchsfertig	100 ml	314 120 602	1,99
			500 ml	314 121 102	5,76
			1.000 ml	314 121 202	9,96
			5.000 ml	314 121 203	49,80

Dosierpumpen für Sterillium (ohne Abb.)

für 500/ 1.000 ml

	Inhalt	Bestell-Nr.	€
für 500 ml	1 Stück	730 120 000	3,35
für 1.000 ml	1 Stück	730 120 100	3,52
Eurospender 3000 Wandhalter m. Pumpe f. 500 ml	1 Stück	730 110 000	11,60
Ersatzpumpe für Eurospender		730 110 100	3,61

Sterillium Gel pure (3)

hochwirksames Händedesinfektions-Gel mit bewährten Hautpflegestoffen für mehr Hautfeuchtigkeit

Listung	Konzentration	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	100 ml	314 121 300	2,29
		475 ml	314 121 301	6,29
		1.000 ml	314 121 302	11,14
CleanSafe ausschließlich für Dosierspender (kleine Abb.)		1.000 ml	314 121 303	11,14

CleanSafe Desinfektionsmittelspender (4)

Dosierspender für Händedesinfektionsgel in der hygienischen 1.000 ml CleanSafe-Flasche

	Inhalt	Bestell-Nr.	€
CleanSafe touchless mit Sensor	1 Stück	314 121 304	34,90
CleanSafe basic mit Drucktaste (kleine Abb.)	1 Stück	314 121 305	9,25

Sterillium Desinfektionstuch¹⁾ (5)

(einzeln verpackt) Hände- und Flächendesinfektion, für unterwegs

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€	
***	Arzneimittel	Gebrauchsfertig	30 Sek.	10 Stück	314 120 100	1,69
				100 Stück	314 120 100	15,90

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (***) und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 285.



Reinigung, Haut-/ Händedesinfektion

**Cutasept F¹ (1)**

Haut-Desinfiziens mit entfettender Reinigung

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€	
***	Arzneimittel	Gebrauchsfertig	15 Sek.	50 ml	314 230 300	1,20
				250 ml	314 231 000	4,80
				1.000 ml	314 231 100	9,75

**GEHWOL Lotion (2)**

Desinfizierende alkoholische Lotion zur Reinigung und Erfrischung der Füße

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	Gebrauchsfertig		500 ml	101 061 100	9,40
			1.000 ml	101 061 200	14,75

**Octenisept¹ (3)**

Antiseptikum zur unterstützenden Wundbehandlung, ohne Jod

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€	
**	Arzneimittel	Gebrauchsfertig		50 ml	314 265 000	3,49

**Octenisept Wundgel (4)**

Wundgel zur idealen Versorgung von Hautverletzungen (s. S. 183), Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
			20 ml	316 902 400	4,90

**Pedilen N (5)**

Reinigt und desinfiziert die Nagelhaut (s. S. 183)

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	Gebrauchsfertig		20 ml	314 221 600	13,80

Flächen-Desinfektion

Bacillol AF (1)

Alkoholisches Sprühdesinfektionsmittel, formaldehydfrei, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
**	Gebrauchsfertig		500 ml	314 151 300	4,50
	Schnell-desinfektion	30 Sek.	1.000 ml	314 151 400	7,80
	HIV	30 Sek.			

Sprühkopf für Bacillol 500/1000ml

730 100 000 5,81

Mikrobac forte (2)

Wischdesinfektion, aldehydfrei, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	2 %	5 Min.	20 ml	314 210 100	0,30
	0,50 %	1 Std.	VE 25 Stück		

Bacillol Tissues (3)

Gebrauchsfertige Flächen-Desinfektionstücher, aldehydfrei, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
**	Gebrauchsfertig		Spenderdose	314 181 500	6,95
	Schnell-desinfektion,	30 Sek.	Nachfüllbeutel		
	HIV	5 Min	(je 100 Tücher)	314 181 600	6,35

Mikrobac Tissues® (4)

Alkohol-, aldehyd-, farbstoff- u. parfümfrei, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	30 Sek.	80 Tücher	314 210 200	7,59
	Schnell-desinfektion				
	HIV, HBV, HCV				

PlastiSept eco (5)

Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Desinfektionsschaum, für empfindliche Oberflächen von Medizinprodukten, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	1 Min.	500 ml	314 221 300	9,90
	HIV, HBV, HCV		Schaumflasche		

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (***) und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen. (***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 285.



(1)



(2)



(3)




(4)



(5)

Flächen-Desinfektion

(1)



PlastiSept Wipes eco (1)

Alkoholfreie Feuchttücher speziell für empfindliche Oberflächen von Behandlungsstühlen, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	1 Min.	Dose mit 120 Tüchern	314 221 400	7,00

(2)



BIB forte eco (2)

Aldehyd- und phenolfreies Flüssigkonzentrat für die schonende Desinfektion von Instrumenten, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	ergiebig 0,5 %	60 Min.	1.000 ml	314 221 500	39,50
	ergiebig 2 %	ohne Ultraschall 30 Min.			
	schnell 3 %	ohne Ultraschall 10 Min. im Ultraschallbad			
	schnell 4 %	5 Min. im Ultraschallbad			

(3)



Korsolex plus (3)

Aldehydfreies Konzentrat für die Desinfektion von Instrumenten, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	3 %	15 Min.	2.000 ml	314 181 800	52,70
	2 %	30 Min.			
	1 %	60 Min.			

(4)



Stammopur DR 8 (4)

Aldehydfreies Desinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	2 %	5 Min. mit Ultraschall	2.000 ml	314 104 101	45,90
	3 %	15 Min. ohne Ultraschall			

(5)



Korsolex Bohrerbad (5)

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für rotierende Instrumente, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
***	Gebrauchsfertig	5 Min.	2.000 ml	314 241 400	23,40

Instrumenten-Reinigung

(Ultraschall-geeignet)

Efesol Bohrerbad (6)

Intensivreinigungsmittel für Fräser und Bohrer (nicht für Keramik-Schleifkörper geeignet)

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	Gebrauchsfertig	15 Min.	1.000 ml	317 102 800	4,95
			5.000 ml	317 102 900	15,60



(6)

Bodedex zyme (7)

Enzymatischer Reiniger zur selbsttätigen, schonenden Ablösung hartnäckiger Kontaminationen, insbesondere von Sekret. Rückstandsfrei abzuspülen, schaumreduziert und parfüm- sowie farbstofffrei.

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	1 % - 5 %	ca. 5 - 10 Min.	2.000 ml	314 181 900	42,95
			5.000 ml	314 182 000	99,60



(7)

Messbecher für Desinfektionsmittel (8)

	Bestell-Nr.	€
	730 160 000	3,07



(8)

Instrumenten-Desinfektion und Reinigung

(nicht Ultraschall-geeignet)

Korsolex basic (1)

Aldehydisches Desinfektionsmittel mit gleichzeitiger Reinigungswirkung, Medizinprodukt

Listung	Konzentration	Einwirkzeit	Inhalt	Bestell-Nr.	€
**	4 %	15 Min.	2.000 ml	314 261 400	34,40
	3 %	30 Min.			
	2 %	60 Min.			



(1)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel sind aufgeführt in der Liste des Bundesgesundheitsamtes/Robert-Koch-Institut (*4) und des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (***) und entsprechen den Anforderungen der Hygieneverordnungen.

(***) = VAH gelistet / ¹⁾ Pflichttexte für Arzneimittel siehe Seite 285

Handschuhe

(1)



Peha-soft nitrile FINO (1)

Puder- und latexfreier Untersuchungshandschuh aus verbessertem Nitril. Schutz vor pathogenen Keimen und Viren, höchstes Tastempfinden, höchster Tragekomfort und optimale Passform. Angenehmes, besonders weiches Material mit neutralem Geruch.

	Bestell-Nr.	MP	€
150 Stück, puderfrei			
XS	314 112 700	CE	9,95
S	314 112 701	CE	
M	314 112 702	CE	
L	314 112 703	CE	

(2)



Peha-soft Latex puderfrei Handschuhe (2)

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex, puderfrei; durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch, reißfest und sicher; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

	Bestell-Nr.	MP	€
100 Stück, puderfrei			
XS	314 112 710	CE	5,99
S	314 112 711	CE	
M	314 112 712	CE	
L	314 112 713	CE	

(3)



Peha-soft Vinyl puderfrei Handschuhe (3)

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Vinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; elastisch und reißfest; gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

	Bestell-Nr.	MP	€
100 Stück, puderfrei			
S	314 112 720	CE	4,39
M	314 112 721	CE	
L	314 112 722	CE	

(4)



Gerlach Handschuh-Wandspender (4)

Für mehr Übersicht und Ordnung bei der Handhygiene: Die Wandhalterung bietet Platz für drei Spenderkartons - wahlweise GERLACH Latex-Handschuhe, Nitril-Handschuhe oder Vinyl-Handschuhe. Aus hochwertigem Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Maße (L x B x H): 38 x 24,5 x 7 cm

	Bestell-Nr.	€
Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel	314 112 900	24,50

GERLACH Handschuhe und Mund- und Nasenschutzmasken

GERLACH Latex-Handschuhe (1)

Allergenarm durch niedrigen Latexproteingehalt und Puderverzicht, hohe Griffsicherheit durch angeraute Oberfläche – besonders unter feuchten Bedingungen, extrem anschmiegsam, gefühlstransparent und passgenau, hohe Reißfestigkeit, virendicht, desinfizierbar, alkoholresistent.

	Bestell-Nr.	MP	€
100 Stück, puderfrei, (1 Packung)			4,90
ab 1 VE = 10 Packungen			4,60
S	314 110 500	CE	
M	314 110 501	CE	
L	314 110 502	CE	



GERLACH Nitril-Handschuhe (2)

Latex-Alternative in höchster Qualität genauso anschmiegsam, gefühlstransparent, passgenau und reißfest für äußerst präzises Arbeiten. Aus verbessertem Nitril: noch weicher, geruchsneutral und puderfrei.

	Bestell-Nr.	MP	€
100 Stück, puderfrei, (1 Packung)			4,40
ab 1 VE = 10 Packungen			4,05
S	314 112 800	CE	
M	314 112 801	CE	
L	314 112 802	CE	



GERLACH Vinyl-Handschuhe (3)

kostengünstige Alternative zu Latex (z.B. bei Unverträglichkeit), beständig gegen Öle, eingeschränkt auch gegen Alkohol, allergenarm und puderfrei, weiche, anschmiegsame Materialkonsistenz.

	Bestell-Nr.	MP	€
100 Stück, puderfrei, (1 Packung)			2,95
ab 1 VE = 10 Packungen			2,60
S	314 112 300	CE	
M	314 112 301	CE	
L	314 112 302	CE	



GERLACH Mund- und Nasenschutzmaske (4 + 5)

Höchste Filterleistung, die 3-Lagen-Konstruktion bildet einen wirksamen Schutz vor Infektionen für Patienten und Behandelnden, feuchtigkeitsresistent durch atmungsaktives, hautfreundliches 3-Lagen-System, hoher Tragekomfort durch baumwollbezogene Ohrschlaufen und Nasenbügel, (verhindert Druckstellen).

	Bestell-Nr.	MP	€
50 Stück, (1 Packung)	316 700 400	CE	2,40
ab 1 VE = 10 Packungen			2,05



Mund- und Nasenschutzmasken

**CROSSTEX Isofluid (1)**

Schutzmaske mit Ohrschlaufen, flüssigkeitsabweisende Außenseite mit einer weißen Zellstoffinnenseite und einem extra langen Aluminiumstreifen über der Nase. Farbe: grün

	Bestell-Nr.	MP	€
50 Stück	316 700 100	€€	9,40

**CROSSTEX Isofluid FogFree (2)**

Isofluid Anti-Beschlag-Schutzmaske mit Ohrschlaufen, flüssigkeitsabweisende Außenseite mit einer weißen Zellstoffinnenseite und einem extra langen Aluminiumstreifen über der Nase. Einzigartiger Anti-Beschlagstreifen- eine nicht gewebte Barriere an der Innenseite welche das Beschlagen von Brillen verhindert. Farbe: blau

	Bestell-Nr.	MP	€
40 Stück	316 700 200	€€	11,70

**HARTMANN Foliodress Mask Comfort Loop (3 + 4)**

Mit weichen, elastischen Gummibändern zur Fixierung hinter den Ohren; hypoallergen, besonders hautfreundlich, integrierter Nasenbügel.

	Bestell-Nr.	MP	€
50 Stück	316 700 300	€€	8,75



UVEX Schutzbrille

316 710 200 13,85

UVEX Schutzbrille für Brillenträger

316 710 300 18,35

Eschenbach-Aufstecklupe 2,5 Dioptrien

302 220 000 44,90

Eschenbach-Fassung und Adapter für Aufstecklupe

302 220 100 66,95

Fußschutz

Fußschutz, 100 Stück
rutschfest, wärmend, hygienisch,
ideal für Ihre Patienten während
der Behandlung



Abb. verkleinert

UVEX Schutzbrille



UVEX Schutzbrille
für Brillenträger



Eschenbach-Aufstecklupe
2,5 Dioptrien

Eschenbach-Fassung und
Adapter für Aufstecklupe






Abb. verkleinert



Bestell-Nr. MP €

Instrumententabletts

in 4 Größen

1) L/B/T 240 x 180 x 17 mm	317 100 100	4,95
2) L/B/T 290 x 160 x 35 mm	317 100 102	6,65
3) L/B/T 300 x 190 x 17 mm	317 100 104	6,65
4) L/B/T 420 x 140 x 17 mm	317 100 103	8,45

Normenschale aus Opalglas

bietet eine gute Ablagemöglichkeit für gebrauchte Fräser

	Bestell-Nr.	MP	€
L/B/T 100 x 50 x 22 mm	317 104 700		16,25

Steri-Block Maxi

zur geschützten Aufbewahrung von Fräsern auch während des Sterilisierens oder Autoklavierens

	Bestell-Nr.	MP	€
100 x 36 mm (nicht befüllt, ohne Box)	308 119 501		26,80
100 x 36 mm (nicht befüllt, mit Box)	308 119 500		29,90

Fräser- und Instrumentenboxen

1) HPL 806, 137 x 104 x 53 mm	317 105 000	2,70
2) HPL 815, 179 x 127 x 53 mm	317 105 100	3,90
3) HPL 816, 207 x 134 x 53 mm	317 105 200	4,80
4) HPL 817, 205 x 134 x 69 mm (o. Abb.)	317 105 300	4,90

Greifpinzette

	Bestell-Nr.	MP	€
Greifpinzette, Edelstahl, 13,5 cm	309 192 700	€	6,50



Abb. verkleinert, nicht Originalgröße

Edelstahlbehälter

Edelstahlbehälter	8 x 12 cm	317 100 700	18,50
Edelstahlbehälter	12 x 12 cm	317 100 500	22,90



8 x 12 cm



12 x 12 cm

Zehenspreizer

Elastisch gefederter Edelstahl-Zehenspreizer für die Arbeit im Zwischenzehenbereich. Zwei Größen im Set.

1 x klein und 1 x groß	313 380 000	4,99
------------------------	-------------	------



Abb. verkleinert

Einmal-Wickleletui

GERLACH bietet Ihnen eine immer griffbereite, hygienische, zeitsparende und äußerst preiswerte Möglichkeit zum sicheren Instrumententransport an: das Einmal-Wickleletui. Es besteht aus stabilem Polypropylen, das auch für medizinische Produkte wie Mund- und Nasenschutzmasken verwendet wird. Ausgebreitet ist das Einmal-Wickleletui 65 cm x 30 cm groß. Es verfügt über 13 Steckfächer mit 6 cm bzw. 3 cm Breite und ein großes, seitliches Einschubfach an der linken Seite. Mit Hilfe von zwei angenähten Bändchen kann es einfach durch einen Knoten verschlossen werden. Besonders praktisch für die ambulante Fußpflege.

Wickleletui, 50 Stück	303 500 100	11,90
-----------------------	-------------	-------





GEHWOL Nail repair System

Das GEHWOL Nail repair System ist ein Komplettpaket zur Nagelreparatur für Maniküre und Pediküre.

Es besteht aus dem lichthärtenden 1-Phasen GEHWOL Nail repair Gel in den Ausführungen klar, rosa oder opal und dem GEHWOL Nail repair Cleaner.

Das GEHWOL Nail repair Gel

Nagelreparatur leicht gemacht mit dem GEHWOL Nail repair Gel! Hier gibt es kein aufwendiges Anmischen und keinen Zeitdruck, denn das Nail repair Gel wird direkt aus der Tube aufgetragen und härtet erst unter UV-Licht aus. Mit der Tubenspitze lässt sich das Gel hygienisch und punktgenau dosieren – sparsamer geht es nicht!

Das GEHWOL Nail repair Gel eignet sich zu kosmetischen Verschönerungen der Nägel genauso wie zur Nagelprothetik, z. B. nach einer Nagelpilzinfektion.

Ursachen

Der häufigste Grund dafür, dass ein Nagel ganz oder teilweise ersetzt werden muss, sind Wachstumsstörungen (Onychodystrophie), die in den meisten Fällen durch Nagelpilzerkrankungen (Onychomykosen) ausgelöst werden. Ebenso machen brüchige Nägel (Onychorrhexis) oder sich ablösende Nägel (Onycholyse) eine Nagelprothese erforderlich. Aber auch bei Keratosen oder subungualen Hühneraugen (unter dem Nagel) ist eine Entfernung des Nagels oft nicht zu vermeiden. In manchen Fällen führen auch Traumata (Verletzungen) zum Teil- oder Vollverlust des Nagels.

Vorarbeit

Bevor der künstliche Nagel angefertigt werden kann, müssen verdickte und/oder verpilzte Nagelteile entfernt werden.

Anschließend wird der präparierte Nagel von losen Nagelteilen befreit. Der Nagelfalz muss sorgfältig gesäubert werden. Damit der künstliche Nagel an der vorbereiteten Restnagelplatte anhaften kann, muss diese fettfrei sein.

Mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner wird der Nagelrest gereinigt und entfettet. Dabei kann die Nagelplatte mit einem stumpfen Instrument leicht angeraut werden.



Nail repair Cleaner Vor der Anwendung des GEHWOL Nail repair Gels sollte der zu behandelnde Nagel bearbeitet und anschließend mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner gereinigt und entfettet werden.

Die Dispersionsschicht nach Abschluss des Nagelaufbaus wird mit GEHWOL Nail repair Cleaner optimal entfernt. Ebenso dient er zur Reinigung von Instrumenten und Pinseln von ungehärtetem GEHWOL Nail repair Gel.

Modellage

Nach der Vorbehandlung wird die erste Schicht des GEHWOL Nail repair Gels direkt aus der Tube auf den Nagel aufgetragen.

Für aufwendige Modellagearbeiten eignet sich bestens das neue GEHWOL Nail repair Gel hochviskos. Die drei Farben klar, opal und rosa lassen sich untereinander so mischen, dass die Nagelfarbe optimal an die natürliche angelegten werden kann. Als füllende Basis dient dabei das klare Gel. Selbstverständlich können auch beide Farben zur Farbgestaltung zugefügt werden. Die Mischung erfolgt am einfachsten direkt auf dem Nagelbett. Durch die erhöhte Viskosität kann das Gel punktgenau appliziert werden, ohne zu verlaufen. Dies erleichtert erheblich die Verarbeitung. Und da das Gel erst unter UVA-Licht fest wird, kann der neue Nagel ohne Zeitdruck mit einem Pinsel modelliert werden. Sinnvoll sind spezielle Modellagepinsel mit austauschbaren Köpfen. Sie können nach jeder Behandlung gewechselt werden, so dass hygienisches Arbeiten garantiert ist.

Wenn Ihr Kunde an den anderen Zehen einen freien, weißen Nagelrand hat, können Sie diesen mit den neuen Gelen einfach und ohne Schablone nachbilden. Dazu ziehen Sie mit

dem hochviskosen opalfarbenen Gel eine feine Linie am distalen (oberen) Ende des künstlichen Nagels. Danach wird die Schicht unter der Speziallampe mit reinem UVA-Licht (380-400 nm) für zwei Minuten ausgehärtet. Einen festen, aber zugleich elastischen Nagel fertigen Sie am besten mit drei Gel-Schichten an.

Zur Versiegelung des fertigen Nagels tragen Sie am besten eine dünne Schicht des GEHWOL Nail repair Gels mittelviskos auf. Je nach Farbgebung des künstlichen Nagels verwenden Sie dazu die Farbe „klar“ oder - wenn der Nagel zu weiß erscheint - „rosa“ oder bei einem unnatürlichen rosafarbenen Nagel „opal“. Der Nagel erhält zudem einen schönen Glanz, der durch Polierer noch erhöht werden kann.

Schutz

Durch die hochwirksamen antimykotischen Zusätze in den Nagelgelen stört kein Nagelpilz das Nachwachsen. Zusätzlich sollten Sie das Nagelbett z. B. mit GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl versorgen. Es verteilt sich gut zwischen der künstlichen Nagelplatte und dem Nagelbett und schützt so vor einer Mykose.


Anwendung bei Händen



Unbehandelter Nagel



Vorbereitung



Auftragen des Gels



fertiger Nagel –
GEHWOL Nail Repair Gel
links rosa – rechts klar.

Anwendung bei Füßen



Zurückgebildete Nägel lassen sich
mit hochviskosem Gel auffüllen.



Pilzfrei und ohne lose Nagelreste
ist das Nagelbett optimal auf die
Rekonstruktion vorbereitet.



Zum Aufbau des künstlichen
Nagels werden die hochviskosen
Gele opal ...




... sowie rosa direkt auf das
Nagelbett aufgetragen ...



... und mit einem Pinsel vermischt so-
wie anschließend modelliert.



Ein weißer freier Nagelrand lässt die
Prothese natürlicher erscheinen.
Er kann mit dem Nail repair Gel hoch-
viskos, opal, nachgebildet werden.



Künstlich oder natürlich?
Eine gut gemachte Nagelprothese
erkennt man nicht auf den ersten
Blick als solche.



Auch bei Spangen

GEHWOL Nail repair Gel ist vielseitig einsetzbar. Neben der Behandlung bei defekten, spröden und gerissenen Nägeln und dem Wiederaufbau erkrankter Nägel bietet es sich auch zur problemlosen Befestigung von Nagelspannen an.

Abb. rechts:
Auftragen von GEHWOL med
Nagel- und Hautschutz-Öl



UV-Lichthärtegerät


Unter dem UV-Lichthärtegerät härten die einzelnen Gelschichten in nur 2 Minuten aus. Dabei ist es möglich, mehrere Nägel gleichzeitig zu trocknen. Einen gebräunten Zeh muss Ihr Kunde dabei aber nicht fürchten. Die kurze Beleuchtungszeit reicht dazu nicht aus.



Das GEHWOL Nail repair Gel härtet erst unter dem UV-Lichthärtegerät aus.

LED-Lichthärtegerät

Sparsames LED-Lichthärtegerät zum schnellen Aushärten von LED- und UV-Gele und Lacke. Das optimale Einsteigergerät für Hand und Fuß mit elektronischem 3-fach Timer (30, 60, 120 Sekunden) und herausnehmbarer Bodenplatte zur hygienischen Reinigung. Das Gerät ist mit 17 Power LEDs (365/405 nm) ausgestattet, ein UV-Röhrenwechsel ist daher nicht nötig.



Eine neue Generation der LED-Aushärtung. Die zuverlässige und schnelle Aushärtung von UV-Gel-Lacken.

UV-Lampe für die ambulante Fußpflege

Mit 9 UV-Schwarzlicht-LEDs ausgerüstet. Gehäuse aus rostfreiem, widerstandsfähigem, eloxiertem Aluminium. Mit einem Gewicht von nur 50 g (ohne Batterien) ideal für die ambulante Fußpflege geeignet. Erforderlich sind 3 AAA-Zellen (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe: schwarz, Länge: 9,3 cm, Durchmesser: 2,9 cm



Zur Aushärtung des Gels die Lampe für mindestens 2 Minuten in einem Abstand von etwa 2 cm über das Behandlungsfeld halten.



Mit den Gelmodellagepinseln kann das Gel gut „in Form“ gebracht werden.

HH 106 R

	Bestell-Nr.	€
GEHWOL Nail repair Gel klar M, mittelviskos, 5-ml-Tube	102 532 503	9,85
GEHWOL Nail repair Gel rosa M, mittelviskos, 5-ml-Tube	102 532 501	9,85
GEHWOL Nail repair Gel opal M, mittelviskos, 5-ml-Tube	102 532 502	9,85
GEHWOL Nail repair Gel opal H, hochviskos, 5-ml-Tube	102 532 504	9,85
GEHWOL Nail repair Gel rosa H, hochviskos, 5-ml-Tube	102 532 505	9,85
GEHWOL Nail repair Gel klar H, hochviskos, 5-ml-Tube	102 532 506	9,85
GEHWOL Nail repair Cleaner, 150-ml-Flasche	102 530 800	5,20
GEHWOL med Nagel und Hautschutz-Öl 50-ml-Flasche – siehe Seite 53	104 020 300	11,95

Das GEHWOL Nail repair Gel kann auch mit Hilfe des Doppelinstruments HH 106 R verarbeitet werden. Es verfügt auf der einen Seite über eine breite Fläche, mit der sich das Gel gut verteilen lässt, und über eine schmale Seite, mit der Sie an dem Nagelfalz arbeiten und überschüssiges Gel entfernen können.

Zubehör	Bestell-Nr.	€
UV-Lichthärtegerät	302 190 000	31,90
LED-Lichthärtegerät BiLED	302 190 100	36,50
UV-Lampe f. ambulante Fußpflege	302 181 205	16,95
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 4	318 010 400	5,95
Gelmodellagepinsel mit 10 Austauschköpfen, Größe 6	318 010 500	6,96
Doppelinstrument HH 106 R	312 120 600	10,92



Produkte zur Wundversorgung

Chirofix

Selbstklebender Fixierverband mit hoher Luft- und Wasserdampf-Durchlässigkeit. Extrem dünn, quer-elastisch. Dabei reißfest und sehr anschmiegsam. Hinterlässt keine Klebstoff-Reste auf der Haut.

	Bestell-Nr.	MP	€
1,25 cm x 10 m, 4 Stück	315 170 500	€€	6,40
2,50 cm x 10 m, 2 Stück	315 170 600	€€	4,70



Curaplast® Sensitiv

Weiches, anschmiegsames Vliespflaster für die sensible Haut. Der leicht querelastische Vliesstoff passt sich gut den Körperkonturen an und fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut. Ein mikroperforierter Trennfilm verhindert Verklebungen im Wundbereich. Durch schonenden, schmerzlosen Verbandwechsel wird der Heilungsprozess positiv beeinflusst. Hautfarbener Vliesstoff, 100 % Polyester, mit durchlaufendem Wundkissen, hautfreundlicher kolophonium- und kolophoniumderivatfreier Polyacrylatkleber.

6 cm x 5 m	315 170 400	€€	9,85
------------	-------------	----	------



CUTIPLAST*STERIL

Ein Wundverband für die primäre Wundversorgung. Verklebt nicht mit der Wunde, ist steril, elastisch und passt sich dadurch konturierten Körperstellen bestens an. Elastisch und atmungsaktiv. Schonend und schmerzfrei. Saugfähig und sicher. Luft- und Wasserdampfdurchlässig. Wundverband für eine notfallmäßige Wundversorgung.

7,2 cm x 5,0 cm, 100 Stück	316 800 700	€€	33,14
----------------------------	-------------	----	-------



FOCALEX BLAU N

Bewährte, erfrischende, alkoholische Pflegelösung zum Schutz vor Fuß- und Nagelpilz. Gut einziehendes Neutralöl und ätherische Öle pflegen angegriffene Haut und Nägel. Die dünnflüssige Lösung dringt gut bis in die kleinsten Haut- und Nagelvertiefungen ein.

10-ml-Lösung zum Einpinseln	314 221 700		6,50
-----------------------------	-------------	--	------



FOCALEX ROT N

Alkoholische Pflegelösung bei empfindlicher Haut an Druckstellen, wie z. B. an den Fußballen, am Nagelbett, um Hühneraugen u. ä. Bestens geeignet zur Pflege von Nagelbettdruckstellen nach Nagelmodellagen mit künstlichen Fingernägeln.

10-ml-Lösung zum Einpinseln	314 221 800		6,50
-----------------------------	-------------	--	------





Gazofix®

Gazofix® ist eine kohäsive, elastische, extra dünn gewebte Fixierbinde mit sehr guter Hautverträglichkeit. Gazofix® haftet auf sich selbst (nicht auf Haut und Kleidung). Mit mikropunktuelle Latex-Beschichtung für zuverlässigen Sitz. Gazofix® stützt, fixiert Verbände, befestigt Polstermaterial und ist ein besonders rutschfester Verband. Hautfarben.

	Bestell-Nr.	MP	€
4 m x 4 cm	316 902 000	€	2,40
4 m x 8 cm	316 902 200	€	2,65

Leukoplast® Elastic

Aus flexiblem und atmungsaktivem Material schützt Ihre Wunde zuverlässig, besonders im Bereich der viel bewegten Finger- und Fußgelenke. Stark klebend. Luftdurchlässig.

1,9 cm x 12 cm, 100 Stück – für kleine Zehen	315 800 200	€	10,90
1,9 cm x 18 cm, 100 Stück – extra lang – für große Zehen	315 800 201	€	14,30

Hansaplast® med Soft – Hypoallergen


Wundauflage mit antibakteriellem Silber, reduziert das Infektionsrisiko und ist besonders hautverträglich. Ist mit seinem weichen Vlies schmerzlos zu entfernen und besonders für empfindliche Haut geeignet. Luftdurchlässig. Hautfreundlich. Weich und anschmiegsam.

1 m x 6 cm	315 801 400	€	4,25
------------	--------------------	---	------

Nagelfalz-Tamponade

Vlies-Tamponade für sensible Arbeiten im Nagelfalz.
Bei eingewachsenen Nägeln kann durch Austamponieren des Nagels ein beschwerdefreies Nachwachsen ermöglicht werden. GEHWOL Fluid unterstützt wirkungsvoll diese Maßnahme. Nagelfalz-Tamponade schützt vor scharfen Nagelkanten, es dient als Reibungsschutz. Nagelfalz-Tamponade ist besonders anschmiegsam und weich.

	Bestell-Nr.	MP	€
dünn 1,4 cm x 10 m, 10 Rollen	316 402 300		5,60
dick 1,4 cm x 4 m, 10 Rollen	316 402 600		5,55



Octenisept Wundgel

Wundgel zur idealen Versorgung von akuten Hautverletzungen. Versorgt die Wunde optimal mit Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht vor Bakterien. Diese Schutzschicht verhindert, dass die Keime in die Wunde eindringen, da die Keime bereits im Gel inaktiviert werden und schützt so vor Infektionen und Entzündungen. Die natürliche Wundheilung wird auf diese Weise gefördert und beschleunigt.

20-ml-Tube	316 902 400	CE	4,90
------------	-------------	----	------



Octenisept

Antiseptikum zur unterstützenden Wundbehandlung, ohne Jod.
Konzentration: Gebrauchsfertig.

Inhalt: 50-ml	314 265 000	Arznei- mittel	3,49
---------------	-------------	-------------------	------



Pedilen N

Pflegt, erweicht und erleichtert die Entfernung von Nagelhaut.
Schützt durch seine reinigende Wirkung. Ein seit vielen Jahren bewährtes Mittel mit breitem Wirkungsspektrum.

20-ml	314 221 600		13,80
-------	-------------	--	-------





SOFT 1 NEXT

Selbsthaftender, angenehmer, komfortabler, kohäsiver Wundverband.

Klebstofffrei, hochelastisch, hautfreundliche, luftdurchlässig, blutabsorbierend. Ideal für die schnelle Wundversorgung. Kleines Wundkissen aus Soft1 auf die Blutung legen und mit Soft1 fixieren.

Klebt nicht auf Haut, Haaren oder der Wunde. Haftet auch im Wasser.

	Bestell-Nr.	MP	€
4,5 m x 6 cm	315 171 200	CE	10,95
4,5 m x 3 cm	315 171 300	CE	6,95



Sternf. Zehenkuppenschutzpflaster

Zum Schutz der Zehenkuppen, besonders bei entfernten Hühneraugen, Hammerzehen, Reiterzehen usw..


Ermöglicht eine gute Fixierung von z. B. Sterilsalben.

12 Stück	315 203 800	CE	4,08
----------	--------------------	----	------

Zellstofftupfer

Zellstofftupfer zur Wundbehandlung, für Salbenverbände und zum Polstern. Der wundfreundliche, randfeste Vliesstoff lässt sich fusselfrei von der Rolle schneiden. Aus hochgebleichtem Verbandszellstoff mit allseitiger Mullumhüllung.

2 Rollen à 500 Stck.	316 131 000	CE	3,85
Spender für Zellstofftupfer	316 600 000		11,90



Produkte zur Verbandfixierung

Coban-Aktivbandage

Selbsthaftende, elastische Binde ohne Klebeschicht. Dadurch besonders hautverträglich. Für Verbände an Zehen und Füßen.

	Bestell-Nr.	MP	€
5,0 cm x 4,5 m, hautfarben	315 204 200	CE	4,35
7,5 cm x 4,5 m, hautfarben	315 204 300	CE	4,96



Elastomull®

Latexfreie Fixierbinde mit hohem Baumwollanteil. Hervorragende Elastizität des Gewebes mit hoher Rückstellkraft und großer Dehnungsreserve. Aufgrund des hohen Naturfaseranteils wird Feuchtigkeit gut aufgenommen, Schwitzen und Hautjucken werden so weitgehend verhindert. Elastomull® ist weich und sanft zur Haut. Hochelastisch. Besonders hautverträglich. Angenehme Trageigenschaften.

4,0 m x 4,0 cm	316 800 100	CE	0,50
4,0 m x 6,0 cm	316 800 200	CE	0,60




Elastomull® haft

Selbst haftende, elastische Fixierbinde. Die elastische Kohäsivbinde ist mit Naturkautschuk-Latex beschichtet. Dadurch haften die einzelnen Wickellagen besonders sicher aufeinander. Dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz. Die Bewegungsfreiheit bleibt erhalten. Elastomull® haft haftet nur auf sich selbst, nicht aber auf Haut, Haaren oder Kleidung. Zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen sowie Gelenken. Selbsthaftend. Hochelastisch. Hohe Dehnungsreserve.

4,0 m x 4,0 cm	316 800 400	CE	1,55
4,0 m x 6,0 cm	316 800 500	CE	1,90





Fixomull® transparent

Als vollflächige Verbandfixierung wasserdicht und schützt vor Keimen. Mit Fixomull® transparent lassen sich Wundauflagen und Verbände so sicher abdecken, dass der Patient mit dem Verband duschen und sogar schwimmen gehen kann. Das Material lässt die Haut atmen. Durch die transparente Wundfixierung ist eine ständige Sichtung der Wundumgebung möglich.

	Bestell-Nr.	MP	€
10 m x 5 cm	316 901 400	€	16,95

Geka® Mullbinden

Zum Fixieren von Wundauflagen.

4 m x 4,0 cm	316 200 400	€	0,65
4 m x 6,0 cm	316 200 600	€	0,70

Leukomed® - Sterile Wundverbände

Leukomed® aus Viskose-Vlies ist besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich und saugfähig. Es deckt die Wunde rundum ab. Leukomed® verklebt nicht mit der Wunde. Die Pflaster sind einzeln steril verpackt. Ideal zur Wundversorgung bei Schürfwunden, Schnittwunden.

5 cm x 7,20 cm, 5 Stück	315 802 100	€	1,80
8 cm x 10 cm, 5 Stück	315 802 200	€	4,20

Leukomed® T plus

transparenter, wasserdichter, steriler Wundverband

Leukomed® T plus ist wasser- und keimdicht, aber wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig. Reduziert das Risiko von Mazerationen. Wundauflage aus saugfähigem Viskose-Vlies, durch eine besondere Beschichtung wird das Verkleben mit der Wunde verhindert. Trägerfolie mit Griffleiste für eine sichere und exakte Fixierung. Klebmasse hautfreundliches Polyacrylat.

5 cm x 7,20 cm, 5 Stück	315 802 300	€	2,75
-------------------------	--------------------	---	------

Leukoderm®

Leukoderm® ist ein semitransparentes Fixierpflaster mit Polyacrylat-Klebmasse und einer Extraschicht aus Baumwollmull. Darüber liegt eine hauchdünne Lochfolie aus Polyethylen. Ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung sicher kleben, aber ganz besonders hautverträglich sein muss. Hautfreundlich. Für besonders empfindliche Haut. Von Hand reißbar. Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar. Wasserabweisend. Hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Gut anschmiegsam, auch an konturierten Körperpartien. Wasserabweisend.

	Bestell-Nr.	MP	€
5,0 m x 1,25 cm	315 800 800	€€	1,85
5,0 m x 2,50 cm	315 800 900	€€	2,95

Leukoflex®

Transparentes, gut anschmiegsames Fixierpflaster mit Polyacrylat-Klebmasse. Der Träger besteht aus einer dünnen und dehnbaren Polyethylenfolie. Latexfrei. Gute Sofort- und Dauerklebkraft. Hautfreundlich. Dicht nach innen und außen. Dehnbar. Wasserfest. Gut anschmiegsam. Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar.

5,0 m x 2,5 cm	315 800 600	€€	3,45
----------------	-------------	----	------

Leukoplast®

Zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss. Hautfarbenes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber. Der Träger besteht aus Zellwolle (Viskose), die eine wasserabweisende Oberfläche hat. Haftet auch bei starker Belastung fest und sicher. Außergewöhnlich zugfest. Wasserabweisend.

5,0 m x 2,50 cm	315 802 500	€€	2,55
-----------------	-------------	----	------

Leukoplast® wasserfest

Leukoplast® wasserfest ist ein weißes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber. Der Träger besteht aus Zellwolle und ist wasserfest imprägniert. Für normal empfindliche Haut. Hohe Sofort- und Dauerklebkraft. Außergewöhnlich zugfest.


5,0 m x 2,50 cm	315 802 600	€€	3,50
-----------------	-------------	----	------

Leukosilk®

Weißes Fixierpflaster mit Polyacrylat-Klebmasse. Der Träger besteht aus Celluloseacetat und ist zugfest. Für empfindliche Haut. Hautfreundlich. Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar. Leicht von Hand reißbar.

5,0 m x 1,25 cm	315 801 000	€€	1,80
5,0 m x 2,50 cm	315 801 100	€€	2,90





Optiplaste®-C

Längselastische Kompressionsbinde.

	Bestell-Nr.	MP	€
6 cm x 2,50 m	315 210 100	€	8,10

Omnitape

Stark klebender Pflasterverband aus 100 % Zellwollgewebe. Außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise, dauerhafte Fixierung. Starke Haftung auch auf textilen Untergründen.

2 cm x 10 m	316 902 300		4,85
-------------	--------------------	--	------

Peha-haft®

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Haffeffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktueller Latex-impregnierung; Dehnbarkeit ca. 85 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig und hautfreundlich. 46 % Viskose, 36 % Baumwolle, 18 % Polyamid.

2,50 cm x 4 m, 8 Stück	316 800 800	€	7,96
6 cm x 4 m, 1 Stück	316 901 500	€	1,60

tg® Schlauchverband

Praktische und zeitsparende (Schlauch-)Verbandtechnik. Nahtlos gestricktes Material – zur Fixierung von Kompressen. Der engmaschige und besonders hautfreundliche tg Schlauch lässt sich durch Dehnen auf etwa das Vierfache weiten und – durch Ziehen in Längsrichtung – sofort wieder verengen. Besonders hautverträglich. Wirtschaftlich im Gebrauch. Bei Bedarf sterilisierbar (A 121°C).

Für Finger, Zehe: Größe 1 (1,40 cm); 5 m	316 901 600	€	3,45
Für Finger, Zehe: Größe 2 (2,30 cm); 5 m	316 901 700	€	3,65

Sonstige Produkte

Applikator Nr. 0

Mit Hilfe des Applikators lässt sich der Schlauchverband auf schnelle, einfache Art anbringen.

316 510 000	8,95
--------------------	------

Fleecy-Web-EXTRA

Flächendruckschutz, 3 mm dick, geflauschtes Baumwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber.
Zum Zuschneiden. Sehr anschmiegsam.

	Bestell-Nr.	MP	€
4 Platten / 40 x 22,50 cm; Zoppla	315 204 000	CE	16,95

s. o. aber mit hautfreundlichem Acrylkleber.

Happla	315 204 400	CE	13,90
--------	--------------------	----	-------

Tubifoam

Zehenschutzschläuche mit innenliegendem weichen, gestricktem Baumwollstoffschlauch. Es schützt Zehen und Finger vor Druck und Reibung.

Tubifoam lässt sich problemlos, z. B. als Ballenschutz oder Vorfußpolster, zuschneiden. Es liegt weich und anschmiegsam auf der Haut. 12 Stück à 25 cm

Gr. 2, Innen-Ø 15 mm	ax	315 210 200	CE	6,40
Gr. 3, Innen-Ø 18 mm	bx	315 210 300	CE	6,85
Gr. 4, Innen-Ø 21 mm	cx	315 210 400	CE	7,38
Gr. 6, Innen-Ø 25 mm	dx	315 210 600	CE	7,90






Polymer-Gel-Produkte – textiltfrei

Weich und kaum spürbar legt sich das dreidimensional dehnbare Polymer-Gel auf empfindliche Stellen. So wird unangenehmer Schmerz durch Reibung oder Druck verhindert. Die Sortimentsboxen enthalten alles, was Sie für Ihre Arbeit mit professionellem Druckschutz täglich benötigen.



	Bestell-Nr.	MP	€
GEHWOL Sortimentsbox	315 203 712	CE	79,60
Inhalt:			
8 Korrekturringe G	6 Zehenschutzringe G, mittel		
3 Zehenkappen G, mittel	2 Zehenschutzringe G, groß		
1 Paar Hammerzehen-Polster G	3 Zehenkappen G, mini		
2 Zehenspreizer G, klein	3 Zehenkappen G, klein		
2 Zehenspreizer G, mittel	3 Zehenteiler G D, klein		
2 Zehenspreizer G, groß	3 Zehenteiler G D, mittel		
6 Zehenschutzringe G, mini	3 Zehenteiler G D groß		
6 Zehenschutzringe G, klein	8 Hühneraugen-Schutzpolsterringe G, klein		





Die Sortimentsbox bedeutet eine Erleichterung in Ihrem praktischen Arbeitsalltag. Auf einen Griff und einen Blick haben Sie alle relevanten Hilfsmittel und Verkaufsargumente inkl. unverbindlicher Preisempfehlung zur Hand. Die Kurzcharakteristika machen noch einmal auf die Schnelle deutlich, was das jeweilige Produkt auszeichnet, geben Tipps zur Anwendung und Hinweise auf mögliche Kombinationen mit anderen GEHWOL-Produkten.

	Bestell-Nr.	MP	€
GEHWOL Sortimentsbox	315 203 750	€	40,90
Inhalt:			
2 Kleinzeh-Ballenpolster G			
2 Ballenpolster G			
1 Paar Vorfußpolster G, klein			
1 Paar Vorfußpolster G, groß			
1 Paar Fersenpolster G, klein			
1 Paar Fersenpolster G, mittel			

Zehenschutzring G

Asymmetrisch geformter Zehenschutzring.
Die dickere Seite kann über die Problemstelle positioniert werden.

	Bestell-Nr.	VE	MP	€
Zehenschutzringe G				
mini	315 252 400	12	€	10,25
klein	315 252 500	12	€	11,30
mittel	315 252 600	12	€	14,40
groß	315 252 700	12	€	16,50



Größen: mini, klein, mittel, groß



Korrekturring G

Der Korrekturring ist eine Entwicklung, die sich vielseitig anwenden lässt, z. B. als Druckentlastung bei Hühneraugen auf dem Zeh.

Korrekturringe G	315 250 100	12	€	13,35
-------------------------	-------------	----	---	-------



Größe: normal



Zehenteiler G D

Neu – schlankere Trennsteg für besseren Tragekomfort.
Weiches Polymer-Gel-Polster, dessen Form sich angenehm dem Bereich zwischen den Zehen anpasst.

Zehenteiler G D				
klein	315 252 800	15	€	7,15
mittel	315 252 900	15	€	9,25
groß	315 253 000	15	€	13,35



Größen: klein, mittel, groß



Zehenspreizer G

Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei
Problemen zwischen den Zehen.
Mit besonders ausgeprägten Seitenrändern.

Zehenspreizer G				
klein	315 251 200	4	€	2,10
mittel	315 251 300	4	€	3,10
groß	315 251 400	4	€	3,85



Größen: klein, mittel, groß





Größen: normal rechts/links



Größen: klein, mittel



Größen: mini, klein, mittel

Größen:
klein, groß

Hammerzehen-Polster G

Das Hammerzehen-Polster mit breiter, elastischer Schlaufe sitzt sicher ohne einzuschnüren.

Bestell-Nr. VE MP €

Hammerzehen-Polster G

rechts	315 251 500	2	CE	3,95
links	315 251 600	2	CE	3,95

Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G

Besonders anschmiegsames, weiches und ideal schützendes Hühneraugenschutzpolster. Dreidimensional legt sich dieser Ring vor, um bzw. auf das schmerzende Hühnerauge und entlastet es.

Hühneraugen-Schutzpolster-Ring G

klein	315 252 200	12	CE	14,82
mittel	315 252 300	12	CE	18,90

Zehenkappe G

Die Kappe umhüllt die Zehe. Gereizte schmerzende Stellen an der Spitze und an der Seite der Zehen werden weich gepolstert. Die Reibung der Zehen aneinander wird unterbunden.

NEU! Eine kleine Öffnung an der Spitze lässt Luft entweichen und sorgt für angenehmeren Tragekomfort.

Zehenkappen G

mini	315 253 500	6	CE	7,90
klein	315 250 300	6	CE	10,25
mittel	315 250 200	6	CE	12,40

Vorfußpolster G

Das weiche Gel mit einer dickeren Polsterung im mittleren Bereich lindert Schmerzen und „Brennen“ unter der Fußsohle. Es vermindert die Bildung von Hornhaut.

Vorfußpolster G klein	315 250 400	1 Paar	CE	5,60
Vorfußpolster G groß	315 252 100	1 Paar	CE	5,60

Fersenpolster G

Hochelastisches und besonders weich dämpfendes Fersenpolster zur angenehmen Druckentlastung bei Fersensporn. Spezielle Gelwellen wirken exakt an den betroffenen Bereichen des Fußes stoßdämpfend und vermeiden extreme Belastung beim Gehen und Stehen. Die Gelwellen erzielen einen sanften, fließenden Übergang vom härteren ins weichere Material des Fersenpolsters. Fersenpolster wirken entlastend auf Knie, Sprung- und Hüftgelenk sowie Wirbelsäule.

Bestell-Nr. VE MP €

Fersenpolster G

klein	315 253 300	1 Paar	€	4,95
mittel	315 253 400	1 Paar	€	5,80
groß	315 253 700	1 Paar	€	5,95



Größen: klein, mittel



Ballenpolster G

Das weiche, hochelastische Polster sorgt für einzigartigen Schutz und Komfort. Es wird unter dem Strumpf getragen.

Bestell-Nr. VE MP €

Ballenpolster G	315 250 000	2	€	5,10
------------------------	--------------------	---	---	------



Größe: normal



Kleinzehen-Ballenpolster G

Das weiche hochelastische Polster erleichtert das Gehen bei schmerzhaften Kleinzehenballen (Schneiderballen), z.B. wenn enge Schuhe getragen werden. Es sorgt für Schutz und Komfort. Es wird unter dem Strumpf getragen.

Kleinzeh-

Ballenpolster G	315 253 600	2	€	6,15
------------------------	--------------------	---	---	------



Größe: normal



Sortimentsbox Polymer-Gel

Neben reinen Polymer-Gel-Formteilen werden textilbeschichtete Polymer-Gel-Druckschutzmittel mit extrem stretchfähigem, weichen Gewebe in Kombination mit Polymer-Gel eingesetzt.

Das hautfarbene Gewebe lässt ein unauffälliges Tragen des Produktes auch bei Sandalen zu. Das Polymer-Gel wirkt gezielt auf die Stelle, auf die es aufgebracht wird. Das Textilgewebe fixiert es.



	Bestell-Nr.	MP	€
GEHWOL Sortimentsbox	315 203 400	CE	87,90
Inhalt:			
4 Zehenspreizer, klein	6 Zehenteiler, klein		
6 Zehenspreizer, mittel	4 Zehenteiler, groß		
4 Zehenspreizer, groß	3 Zehenkappen, normal		
3 Zehenschutz, mini	2 Vorfußpolster		
6 Zehenschutz, klein/mittel	1 Gel-Schlauch, voll beschichtet Gr. 18		
3 Zehenschutz, groß	1 Gel-Schlauch, halb beschichtet Gr. 18		

Zehenspreizer

Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Problemen zwischen den Zehen.

Bestell-Nr. VE MP €

Zehenspreizer

klein	315 240 600	4	€	3,90
mittel	315 240 700	4	€	3,90
groß	315 240 800	4	€	3,90



Größen: klein, mittel, groß



Zehenschutz

Dünnes, hochelastisches Gewebe mit innenliegendem Polymer-Gel-Kissen für gleichmäßig entlastende Druckverteilung.

Zehenschutz

klein	315 240 200	12	€	17,50
mittel	315 240 300	12	€	17,50
groß	315 240 400	12	€	18,60



Größen: klein, mittel, groß



Vorfußpolster

Angenehm zu tragendes, nur 2 mm dickes Gel-Polster, mit Stoff bezogen. Zum Schutz des Mittelfußes vor Reibung und Druck.

Vorfußpolster	315 240 100	2	€	7,60
---------------	-------------	---	---	------



Größe: normal





Größen: 15, 20 und 25 mm



Größen: klein, groß

Größe:
normal

Gel-Schlauch

Elastischer Trikotschlauch mit Gel-Beschichtung zum Zuschneiden. Je nach Problemstellung vollbeschichtet oder halbbeschichtet. Schlauchlänge = 25 cm.

Bestell-Nr. VE MP €

Gel-Schlauch

Ø 15 mm, halbbeschichtet, Weichheitsgrad: weich	315 231 000	€	8,90
Ø 15 mm, vollbeschichtet, Weichheitsgrad: fest	315 230 900	€	8,90
Ø 20 mm, halbbeschichtet, Weichheitsgrad: weich	315 230 700	€	10,10
Ø 20 mm, vollbeschichtet, Weichheitsgrad: fest	315 230 500	€	10,10
Ø 25 mm, halbbeschichtet, Weichheitsgrad: weich	315 230 800	€	11,30
Ø 25 mm, vollbeschichtet, Weichheitsgrad: fest	315 230 600	€	11,30
Sortiments-Preis für alle 6 Schläuche, sortiert,	300 001 012		55,90

Zehenteiler

Weiches Polymer-Gel-Polster, dessen Form sich angenehm dem Bereich zwischen den Zehen anpasst.


Zehenteiler

klein	315 240 900	15	€	8,70
groß	315 241 000	15	€	8,70

Zehenkappe

Nahtloses, hochelastisches Gewebe, innen vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet.

Zehenkappen, normal	315 240 500	6	€	13,35
---------------------	-------------	---	---	-------



Vertrauen verlangt höchste Qualität

Qualität in edlem Stahl

Handinstrumente für die Fußpflege müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen. Nur hochwertige Werkstoffe in erstklassiger Verarbeitung und ein durchdachtes Design gewährleisten Sicherheit und Komfort in der Handhabung.

Und: Durch eine lange Lebensdauer bei gleichbleibend guten Anwendungseigenschaften wird ein Instrument in der Praxis kostengünstig und wirtschaftlich.

Nur Instrumente aus rostfreiem Stahl erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinien und dürfen – im Gegensatz zu vernickelten Instrumenten – uneingeschränkt das CE-Zeichen tragen und sind damit als Medizinprodukte zugelassen. Mit diesen geprüften und zertifizierten Instrumenten kann die medizinische Fußpflege auch allen Ansprüchen im Hinblick auf ihre hygienische Sorgfaltspflicht gerecht werden.

*Die Erinnerung
an schlechte Qualität
währt länger
als die kurze Freude
am niedrigen Preis!*

JOHN RUSKIN

So ist Qualität zu erkennen – selbst nach längerem Einsatz:

- ▶ Griffe liegen passend und angenehm in der Hand.
- ▶ Scheren und Zangen gleiten beim Bewegen der Griffe leicht und gleichmäßig auf und zu.
- ▶ Gelenke sind so gefertigt, dass eine Instrumentenhälfte durch die andere durchgesteckt und anschließend nachgeschmiedet ist. Der Schließbereich erhält so keinen unerwünschten Bewegungsspielraum.
- ▶ Schneiden von Zangen treffen bis zur Spitze exakt aufeinander.
- ▶ Scheren zeigen keine Lücken zwischen den scharfen Schneidflächen.
- ▶ Alle Oberflächen sind glatt und frei von Rost und Verfärbungen – auch Gelenke, Schneid- und Reibungsflächen.

Geprüfte Sicherheit

Um den eigenen hohen Ansprüchen und den Erwartungen der Anwender in allen Bereichen gerecht zu werden, sind auch die Aesculap Qualitätsanforderungen außerordentlich hoch.

Von vornherein hat man sich daher eine eigene Qualitätsnorm auferlegt, die die Erlaubten DIN/ISO Standard-Toleranzen in jeder Hinsicht stark begrenzt. Das macht sich bereits bei der Auswahl und Prüfung der Werkstoffe bemerkbar und setzt sich über den gesamten Fertigungsprozess fort.

Die auf einer Symbiose aus Hightech und Handarbeit basierende Herstellungstechnik der Instrumente sowie eine hohe Fertigungstiefe ermöglichen Modelltreue und höchste Präzision in stets gleichbleibender Qualität.

Bei Aesculap weiß man schließlich seit über 130 Jahren, dass es nichts Wirtschaftlicheres gibt, als eine hohe Qualität.



AESCULAP®

Das geschulte und kritische Auge des Aesculap-Mitarbeiters sieht die Form und Gestaltung eines Instrumentes in der Gesamtheit. Nur mit Sensibilität seiner Hände fühlt er die Elastizität und Spannung, die Gleichmäßigkeit des Ganges oder das weiche Einrasten der Sperre.



AESCULAP®

Nur mit dem Know-how, der Erfahrung und Sorgfalt der AESCULAP Chirurgiemechaniker lässt sich reproduzierbare AESCULAP Qualität über Jahrzehnte garantieren. Wissen, das man verantwortungsvoll weitergibt.



Detail-Aufnahme:
Schließbereich einer
durchgesteckten Zange
von AESCULAP

Einblick in die Fertigung

Je nach Modell benötigt ein Instrument 50 und mehr Arbeitsschritte, wobei etwa zwei Drittel der Arbeiten von Hand erledigt werden. Das Schmieden der Gelenke erfolgt mit Kraftstärken bis zu 100 Tonnen. Es folgen das Ausstanzen, die Wärmebehandlung, Säge- und Fräsarbeiten. Das Härten bei über 1.000° C stellt die gewünschte Festigkeit des Instrumentes ein – Pinzetten müssen z. B. elastischer bleiben als Scheren. Gleichzeitig sorgt ein homogenes Härtegefüge für die gleichmäßige Verteilung der Chromanteile und damit für Korrosionsbeständigkeit von der Oberfläche bis zum Kern.

Durch Polieren wird die Oberfläche geebnet und das Passivieren aktiviert schließlich die korrosionsbeständige Chromoxidschutzschicht (Passivschicht). Meist mattiert man die Instrumente, um sie blendfrei zu machen.

Die Fachleute in der Fertigung (Werkzeugmechaniker mit Fachrichtung Instrumententechnik und 3,5-jähriger Ausbildung) nehmen ein komplexes Werkstück wie z. B. eine Zange, etwa 150 bis 180 mal in die Hand, bevor es die Fertigung verlässt.

Die Rost-Freiheit nehm' ich mir!

Bei richtiger Pflege sind die hochwertigen AESCULAP-Instrumente lange haltbar.

- ▶ Bei leichten mechanisch verursachten Oberflächenschäden (z. B. nach Herunterfallen) entsteht keine Korrosion.
- ▶ Die Oberflächen bleiben – sachgerecht gepflegt – über Jahre intakt und schön.
- ▶ Rostbildungen an Schneidflächen und Rostnester an Gelenken und Reibungsflächen können dauerhaft vermieden werden.

Wichtig für die Hygiene: Auch bei täglich mehrfachem Einlegen in Reinigungs- und Desinfektionslösungen kommt es bei Edelstahl-Instrumenten nicht zum „Abblättern“ oder zu anderen Veränderungen an der Materialoberfläche.

Und: Rostfreier Stahl kann im Gegensatz zu rostbildenden Metallen und Legierungen im Autoklaven sterilisiert werden. Die Instrumente sind dadurch sicher keimfrei und schnell wieder einsetzbar.



AESCULAP

Qualität von Anfang an

Unsere Instrumente werden von Chirurgen auf der ganzen Welt geschätzt. Ich weiß, warum das so ist und Sorge dafür, dass es so bleibt.

Goldene Regeln für die Instrumentenpflege

- ▶ Zur Desinfektion und Reinigung der Instrumente nur hierzu geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur manuellen Reinigung bitte keine Bohrerbürsten. Wir empfehlen eine mittelfeste Zahnbürste.
- ▶ Beim Einlegen der Instrumente in das Ultraschallbad immer darauf achten, dass die Gelenke geöffnet sind und die Instrumente im Gelenkbereich gereinigt werden.
- ▶ Beim Einsatz von Ultraschall Einlegezeiten und Dosierung des Reinigungsmittels beachten.
- ▶ Vor der Sterilisation die Instrumente mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser abspülen und trocknen.
- ▶ Um ein „Festsitzen“ zu vermeiden, die Instrumente im Gelenkbereich regelmäßig mit einem speziellen Paraffin – Öl besprühen. Wir empfehlen AESCULAP–Sterilit-Ölspray vor dem Sterilisieren im Autoklaven.
- ▶ Instrumente, die Rost oder andere sicherheitsrelevante Beschädigungen aufweisen, unbedingt aussortieren.

Sie vermeiden damit kostenpflichtige Reparaturen der Instrumente.

**AESCULAP-Qualität ist von Dauer und verlässlich.
Hierzu tragen über 130 Jahre Erfahrung und Sorgfalt
der Instrumentenmechaniker bei.**

Übersetzungs- zange

Schont bei stärkeren
Belastungen Hand
und Ellenbogengelenk
des Behandlers.




1 HF 250
Nagelzange



2 G 495
Nagelzange

Nagelzange

Schneiden der freien Nagelränder.
Besonders stabile, kräftige Modelle.



3 G 345
Nagelzange

◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Nagelzange

15 cm, mit Übersetzung

Edelstahl, AESCULAP

HF 250 309 200 000 € 89,00

2 Nagelzange

12 cm, mit Übersetzung

Edelstahl, AESCULAP

G 495 309 200 100 € 96,60

3 Nagelzange

12 cm, mattiert, Schneide 11 mm

Edelstahl, AESCULAP

G 345 309 200 200 € 97,62

rechte Seite ▶

4 Nagelzange

13 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 22 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 203 309 100 400 € 57,86

5 Nagelzange

11 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 16 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 241 309 134 200 € 64,00

6 Nagelzange


13 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 19 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 243 309 134 400 € 66,79



4 HF 203 Nagelzange



5 HF 241 Nagelzange



6 HF 243 Nagelzange



Nagelzange


Schneiden der freien Nagelränder. Besonders stabile, kräftige Modelle.



1 HF 210 Nagelzange



2 HF 211 Nagelzange



3 HF 223 Nagelzange



◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Nagelzange

(Kopfschneider) 13,5 cm, durchgesteckt, gewölbte Schneide 20 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 210 309 111 200 € 67,50

2 Nagelzange

(Kopfschneider) 13,5 cm, durchgesteckt, gewölbte Schneide 14 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 211 309 111 300 € 75,35

3 Nagelzange

13 cm, durchgesteckt, gerade Schneide 20 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 223 309 122 400 € 54,50

rechte Seite ▶

4 Eckenlange

11,5 cm, gerade Schneide 15 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 475 309 187 800 € 38,40

5 Eckenlange

11,5 cm, extra schlank, gerade Schneide 13 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 476 309 187 900 € 40,50

6 Eckenlange

11,5 cm, gerade Schneide 15 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 477 309 188 000 € 42,65

7 Eckenlange


11,5 cm, gerade Schneide 16 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 481 309 186 700 € 45,30

Eckenlange (klein)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hyperkeratosen und Clavi (Hühneraugen und Hornhaut).



4 HF 475 Eckenlange




5 HF 476 Eckenlange



6 HF 477 Eckenlange



7 HF 481 Eckenlange



Eckenzange (groß)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder und dünner weicher Nagelplatten. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hornhaut und Schwielen.

**1** HF 478 Eckenzange**2** HF 479 Eckenzange**3** HF 480 Eckenzange

◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Eckenzange

13 cm, gerade Schneide 17 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 478 309 188 100 € 41,70

2 Eckenzange

13 cm, gerade Schneide 17 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 479 309 186 000 € 44,75

3 Eckenzange

15 cm, gerade Schneide 18 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 480 309 186 100 € 49,78

rechte Seite ▶

4 Eckenzange

13 cm, gerade Schneide 17 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 483 309 186 200 € 49,06

5 Eckenzange

12 cm, Schneide 16 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 482 309 187 000 € 48,33

6 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 13,5 mm

Edelstahl, AESCULAP

G 490 309 185 100 € 54,90



4 HF 483 Eckenzange




5 HF 482 Eckenzange



6 G 490 Eckenzange




1 G 491 Eckenzange

2 HF 470 Eckenzange

3 HF 460 Hautzange

4 HF 461 Hautzange


Hautzange

Entfernen unterschiedlicher Claviarten am Fuß, von Clavi im Zwischenzehenbereich, von Hyperkeratosen, von überstehenden Hornhauträndern.

◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Eckenzange

10 cm, gerade Schneide 11 mm

Edelstahl, AESCULAP

G 491 309 185 000 € 51,90

2 Eckenzange

10 cm, gerade Schneide 11 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 470 309 188 200 € 43,16

3 Hautzange

10 cm, gewölbte Schneide 7 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 460 309 166 200 € 36,54

4 Hautzange

11,5 cm, gewölbte Schneide 7 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 461 309 166 300 € 38,70

rechte Seite ▶

5 Hautzange

11,5 cm, gewölbte Schneide 11 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 465 309 166 700 € 40,20

6 Nagelhautzange

10 cm, Schneide 10 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 448 309 188 300 € 46,85


7 Nagelspaltzange, 13,5 cm

Edelstahl, AESCULAP

HF 266 309 193 000 € 44,30



5 HF 465 Hautzange






6 HF 448 Nagelhautzange



7 HF 266 Nagelspaltzange





◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Nagelhautzange

8,5 cm, gewölbte Schneide 7 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 441 309 154 200 € 36,85

2 Nagelhautzange

10,5 cm, gewölbte Schneide 8 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 443 309 154 400 € 29,60

3 Nagelhautzange10,5 cm, abgeschrägte Schneide
8 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 445 309 154 600 € 30,30

4 Nagelhautzange

10,5 cm, gerade Schneide 8 mm

Edelstahl, AESCULAP

HF 446 309 154 700 € 39,12

rechte Seite ▶

5 Verbandschere14,5 cm, gerade Schneide 48 mm
stumpf-spitz

Edelstahl, AESCULAP

BC 324 309 192 400 € 24,22

6 Nagelschere

9,5 cm, gebogene Schneide

Edelstahl, AESCULAP

HF 30 309 143 000 € 29,85

7 Nagelschere

10,5 cm, gebogene Schneide

Edelstahl, AESCULAP


HF 31 309 143 100 € 29,85

8 Nagelhautschere

9 cm, gebogene Schneide 16 mm


Edelstahl, AESCULAP

HF 409 309 141 000 € 46,70

**5** BC 324 Verbandschere (Abb. verkleinert)**6** HF 30 Nagelschere**7** HF 31 Nagelschere**8** HF 409 Nagelhautschere

Pinzette

Entfernen von Hornhaut, Nagelteilen und Fremdkörpern.
Einlegen von Hilfsmitteln in den Nagelfalz.
Auflegen und Abnehmen von Wundauflagen.



OC 069R Anatomische Pinzette




BD 223R Anatomische Pinzette



BD 303 Splitterpinzette



BD 023 Anatomische Pinzette



OC 220 Anatomische Pinzette



Sterilit Öl spray

Bestell-Nr. MP €

Anatomische Pinzette, 12 cm

Edelstahl, AESCULAP

OC 069R 310 112 500 € 13,69

Anatomische Pinzette, 15 cm

Edelstahl, AESCULAP

BD 223R 310 112 700 € 21,90

Splitterpinzette, 11,5 cm

gerade

Edelstahl, AESCULAP

BD 303 310 106 600 € 8,02

Anatomische Pinzette, 11,5 cm

mittelbreit

Edelstahl, AESCULAP

BD 023 310 112 300 € 7,14

Anatomische Pinzette, 12 cm

Edelstahl

OC 220 310 112 600 € 7,90

Instrumentenpflege

AESCULAP 317 120 300 11,28

Sterilit Öl spray,

300-ml-Spraydose

(FCKW-frei), zur Instrumenten-

pflege vor der Sterilisation.

Sterilisationstemperatur max. 180°

Bestell-Nr.	MP	€
-------------	----	---

Splitterpinzette, 8 cm

Edelstahl, AESCULAP

BD 963 310 106 300 € 11,93



BD 963 Splitterpinzette

Splitterpinzette, 9,5 cm

Edelstahl, AESCULAP

BD 964 310 106 400 € 11,93



BD 964 Splitterpinzette

Splitterpinzette, 11,5 cm

Edelstahl, AESCULAP

BD 965 310 106 500 € 11,93



BD 965 Splitterpinzette

Splitterpinzette, 10,5 cm

Edelstahl, AESCULAP

BD 312 310 101 200 € 10,30



BD 312 Splitterpinzette

Cilienpinzette, 8,5 cm

Edelstahl, AESCULAP

HH 225 310 120 000 € 8,12



HH 225 Cilienpinzette

Nagelzangen

Edelstahlinstrumente in bester handwerklicher Qualität

Edelstahl-Instrumente

Diese Edelstahl-Instrumente werden auf Basis langjähriger Erfahrung nach bester Solinger Tradition in Deutschland gefertigt. In vielen Arbeitsschritten an modernen Maschinen und bester Handarbeit entstehen diese Instrumente in hoher Qualität. Langjährige Tradition und erfahrene, gut ausgebildete Mitarbeiter, sowie die Verwendung hochwertiger Stähle und Materialien schaffen die Grundlage, alle Anforderungen im Rahmen der Medizinprodukt Richtlinie zu erfüllen und uneingeschränkt das CE-Zeichen tragen zu dürfen. Ständige Materialprüfungen und strenge Mehrfachkontrollen im Rahmen der Qualitätssicherung gewährleisten gleichbleibende Qualität. Mit diesen geprüften und zertifizierten Instrumenten werden Sie bei sachgerechter Handhabung und Pflege lange Freude haben.

Nagelzange

Schneiden der freien Nagelränder. Besonders stabile, kräftige Modelle.



1 234 Nagelzange



2 203 Nagelzange



3 243 Nagelzange



◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Nagelzange

14 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 22 mm

Edelstahl

234 309 210 500 € 44,90

2 Nagelzange

13 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 22 mm

Edelstahl

203 309 210 100 € 33,70

3 Nagelzange

13,5 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 19 mm

Edelstahl

243 309 210 700 € 37,90

rechte Seite ▶

4 Nagelzange (Kopfschneider)

13,5 cm, durchgesteckt,
gewölbte Schneide 20 mm

Edelstahl

210 309 210 200 € 45,90

5 Nagelzange

12 cm, mit Übersetzung,

Edelstahl

495 309 250 300 € 59,60

6 Nagelzange (Kopfschneider)

13,5 cm, durchgesteckt,
gewölbte Schneide 14 mm

Edelstahl


211 309 210 300 € 45,90

Nagelzange

Schneiden der freien Nagelränder.
Besonders stabile, kräftige Modelle.



4 210 Nagelzange



5 495 Nagelzange



6 211 Nagelzange



Nagelzange

Schneiden der freien Nagelränder.
Besonders stabile, kräftige Modelle.



1 345 Nagelzange



Eckenzange

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder und dünner weicher Nagelplatten. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hornhaut und Schwielen.



2 475 Eckenzange



3 476 Eckenzange



4 481 Eckenzange



◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Nagelzange

12 cm, aufgelegt,
gewölbte Schneide 11 mm

Edelstahl

345 309 213 400 € 39,20

2 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 15 mm

Edelstahl

475 309 212 300 € 29,86

3 Eckenzange

extra schlank, 11,5 cm,
gerade Schneide 14,5 mm

Edelstahl

476 309 212 400 € 27,90

4 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 16 mm

Edelstahl

481 309 212 100 € 28,60

rechte Seite ▶

5 Eckenzange

13 cm, gerade Schneide 17 mm

Edelstahl

478 309 212 600 € 34,65

6 Eckenzange

13 cm, gerade Schneide 17 mm

Edelstahl

479 309 211 700 € 34,65

7 Eckenzange

15 cm, gerade Schneide 18 mm

Edelstahl

480 309 211 900 € 40,92



5 478 Eckenzange



6 479 Eckenzange



7 480 Eckenzange (Abb. verkleinert)




Eckenzange (klein)

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder. Entfernen des eingewachsenen Nagelteils (Unguis incarnatus) im Nagelfalz und Entfernen von Hyperkeratosen und Clavi (Hühneraugen und Hornhaut).

**1** 483 Eckenzange**2** 486 Eckenzange

Bessere, freiere Sicht auf das Behandlungsfeld.

**3** 490 Eckenzange**4** 491 Eckenzange

◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Eckenzange

13 cm, gerade Schneide 17 mm

Edelstahl

483 309 212 000 € 33,40

2 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 24,5 mm

Edelstahl

486 309 213 600 € 36,90

3 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 13,5 mm

Edelstahl

490 309 213 200 € 35,20

4 Eckenzange

10 cm, gerade Schneide 11 mm

Edelstahl

491 309 213 100 € 29,60

rechte Seite ▶

5 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 13,5 mm

Edelstahl

492 309 213 700 € 34,90

6 Eckenzange

10 cm, gerade Schneide 11 mm

Edelstahl

470 309 212 700 € 23,90

7 Eckenzange

11,5 cm, gerade Schneide 15 mm

Edelstahl

477 309 212 500 € 29,40

8 Nagel- und Eckenzange


13 cm, gewölbte Schneide 14 mm

Edelstahl


2510 309 213 500 € 37,50



5 492 Eckenzange



6 470 Eckenzange



7 477 Eckenzange



8 2510 Nagel- und Eckenzange



Hautzange

Entfernen unterschiedlicher Claviarten am Fuß, von Clavi im Zwischenzehenbereich, von Hyperkeratosen, von überstehenden Hornhauträndern.



1 460 Hautzange



2 461 Hautzange



3 465 Hautzange



4 448 Nagelhautzange



◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Hautzange

10 cm, gewölbte Schneide 7 mm

Edelstahl

460 309 211 400 € 21,60

2 Hautzange

11,5 cm, gewölbte Schneide 11 mm

Edelstahl

461 309 211 500 € 28,95

3 Hautzange

11,5 cm, gewölbte Schneide 11 mm

Edelstahl

465 309 211 600 € 29,40

4 Nagelhautzange

10 cm, Schneide 10 mm

Edelstahl

448 309 212 800 € 24,70

rechte Seite ▶

5 Nagelhautzange

8,5 cm, gewölbte Schneide 7 mm

Edelstahl

441 309 211 000 € 21,50

6 Nagelhautzange

10 cm, gewölbte Schneide 8 mm

Edelstahl

443 309 211 100 € 21,80

7 Nagelhautzange

10,5 cm, abgeschrägte Schneide 8 mm

Edelstahl

445 309 211 200 € 21,80



5 441 Nagelhautzange



6 443 Nagelhautzange



7 445 Nagelhautzange



**1** 446 Nagelhautzange**2** 409 Nagelhauschere**3** 30 Nagelschere

◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Nagelhautzange

10 cm, gerade Schneide 8 mm

Edelstahl

446 309 211 300 € 24,30

2 Nagelhautschere

9 cm, gebogene Schneide 16 mm

Edelstahl

409 309 210 800 € 12,50

3 Nagelschere

9,5 cm, gebogene Schneide

Edelstahl

30 309 210 900 € 12,40

rechte Seite ▶

4 Nagelspalter

mit auswechselbarer Klinge

Edelstahl

312 203 300 13,40

Ersatzklingen für Nagelspalter

o. Abb. 312 203 400 1,30

5-7 Pinzetten-Hautzange

10 cm

Edelstahl

5 3031 R 310 116 200 € 19,39
Schneide 3 mm

6 3039 R 310 116 000 € 19,39
Schneide 5 mm

7 3032 R 310 116 100 € 19,39
Schneide 7 mm

8 Augenbrauen-Pinzette R

9 cm, rostfrei


310 115 000 5,70

Instrumentenpflege

AESCLAP STERILIT Instrumenten-Öl

317 120 200 € 6,45

50-ml-Flasche, zur Pflege von Zangen und Scheren, Verwendung vor der Sterilisation



4 Nagelspalter



5 3031 R, Pinzetten-Hautzange, 3 mm



6 3039 R, Pinzetten-Hautzange, 5 mm




7 3032 R, Pinzetten-Hautzange, 7 mm



8 Augenbrauen-Pinzette R



AESCLAP STERILIT Instrumenten-Öl



AESCULAP Skalpellklingen
mit verbesserter Spitze

**Preisvorteil bei
Klingen-Großpackungen
100 Stück**

**Bitte Mengenangaben
nicht vergessen!**



BB063R - für Klingen BB 10-15



BB 73 - für Klingen BB 6-15



BB 84 - für Klingen BB 18-23



BB 6



BB 10



BB 11



BB 13



BB 15



BB 18



BB 19



BB 20



BB 21



BB 22



BB 23

Skalpellgriff AESCULAP

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Menge	MP	€
BB063R Rundgriff; Edelstahl, 14,5 cm, für Klingen BB 10-15	311 100 300	1 Stück	€	54,10
BB 73 Edelstahl, 12,5 cm, für Klingen BB 6-15	311 100 100	1 Stück	€	6,11
BB 84 Edelstahl, 13,5 cm, für Klingen BB 18-23	311 100 200	1 Stück	€	6,11

AESCULAP Skalpellklingen steril

PARAMOUNT Skalpellklingen steril

Bezeichng./Bestell-Nr.	Menge	MP	€	Bezeichng./Bestell-Nr.	Menge	MP	€
BB 6 311 100 600	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-				
BB 10 311 101 000	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 10 311 301 000	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 11 311 101 100	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 11 311 301 100	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 13 311 101 300	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 13 311 301 300	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 15 311 101 500	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 15 311 301 500	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 18 311 101 800	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 18 311 301 800	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 19 311 101 900	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-				
BB 20 311 102 000	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 20 311 302 000	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 21 311 102 100	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 21 311 302 100	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 22 311 102 200	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 22 311 302 200	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-
BB 23 311 102 300	10 Stück 100 Stück	€ €	1,50 12,-	Gr. 23 311 302 300	10 Stück 100 Stück	€ €	1,20 10,-

Wechselkalpelle
 Zur Entfernung von
 • Hühneraugen
 • Hornhaut
 • Schwielen

In der Fußpflege ist die fachlich einwandfreie Entfernung von Hornhaut und Hühneraugen an besonders belasteten Stellen des Fußes tägliche Routine.

Durch den Einsatz der richtigen Skalpelle, Klingen und handlicher Klingenhalter ist eine schnelle und schmerzlose Behandlung gegeben. Wählen Sie aus den vorhandenen Modellen aus.



Hühneraugenentfernung mit einem Skalpell.



Das Skalpell wird bei gestraffter Haut unter gleichzeitig leichtem Druck geführt.



Hornhautentfernung am Vorderfuß mit dem Skalpell.



01001/A/1 - für Klingen 01001/00-6

OR-Skalpellgriff

Edelstahl, 14,5 cm, für Klingen 01001/00-6
 Bezeichnung/Bestell-Nr. Menge MP €

01001/A/1 311 129 800 € 8,90

OR-Klingen steril

01001/00 311 129 901 10 Stück € 2,80

01001/00 311 129 900 100 Stück € 23,-

01001/0 311 120 001 10 Stück € 2,80

01001/0 311 120 000 100 Stück € 23,-

01001/1 311 120 101 10 Stück € 2,80

01001/1 311 120 100 100 Stück € 23,-

01001/2 311 120 201 10 Stück € 2,80

01001/2 311 120 200 100 Stück € 23,-

01001/3 311 120 301 10 Stück € 2,80

01001/3 311 120 300 100 Stück € 23,-

01001/6 311 120 601 10 Stück € 2,80

01001/6 311 120 600 100 Stück € 23,-



01001/00



01001/0



01001/1



01001/2



01001/3



01001/6



1



2



3

	Bestell-Nr.	€
1 Skalpellklingen-Entferner und -Sammler		
Geeignet für Klingen der Halter BB 73, BB 84, 85 x 25 x 55 mm		
	311 150 400	3,12
2 Klingen-Entferner, universal		
für sicheren Klingenswechsel		
	311 401 000	4,65
3 Klingen-Sammelbox 500		
zur sicheren, problemlosen Entsorgung		
	311 150 300	0,95



Hohlmeißelklingen

Mit Hohlmeißelklingen lassen sich viele Fußprobleme besonders effektiv und präzise behandeln. Die Bleistift-Haltung ermöglicht ein besonders feinfühliges Bearbeiten von Problemstellen. Der exakte Schliff der Klingen ermöglicht einen tiefen und sauberen Schnitt. Die Hohlmeißelklingen sind leicht auswechselbar, einzeln steril verpackt und entsprechen damit den heutigen Anforderungen einer modernen Fußpflegepraxis. Je nach Problem stehen verschiedene Hohlmeißelklingen zur Verfügung.

Größe 1-3

Zur Entfernung von Hühneraugen, Verhornungen im Nagelfalz und eingewachsenen Nägeln sowie weichen Hühneraugen zwischen den Zehen. Zum Ausschälen eines Hühnerauges wird die Klinge z. B. mit einer drehenden

Bewegung von links nach rechts oder umgekehrt geführt, wobei der Kern des Hühnerauges eingekreist und nach dem Lösen herausgehoben wird.

Größe 5-12

Für die Entfernung von Verhornungen am Fuß, z. B. Behandlung von Fersenrissen und Rhagaden, flächiger und strangförmiger Hornhaut. Am besten arbeitet man mit den Klingen Nr. 5-8. Für die Entfernung starker und flächiger Verhornungen eignen sich die Klingen 10 und 12. Besonders gut lässt sich flächige Hornhaut abtragen, wenn vorher die Haut mit GEHWOL Hornhaut-Gelee behandelt wurde.

Das Haus GERLACH bietet Ihnen zur Einführung und Unterstützung Ihrer Arbeit ein einstündiges Video an, in dem die Arbeitsweise mit diesen Klingen besonders gut erklärt wird. (siehe Seite 227)

Bei Hühneraugen



Bei Arbeiten mit der Hohlmeißelklinge unterstützt die Schreibhaltung die Feinmotorik des Anwenders und ermöglicht ein wesentlich feinfühligeres, filigranes Arbeiten.




Der Mittelfinger unterstützt bei feinen Arbeiten, wie hier am Nagelfalz, durch sichere und bessere Führung Ihre sensible Behandlung.



Entfernen eines Hühnerauges mit kleiner Klinge. Der Kern wurde bereits entfernt.



Die umgebende Hornhaut wird bequem mit dem Hohlmeißel abgetragen.



Mit dem Hohlmeißel erreicht man leicht die schwer zugänglichen Problemstellen des Zwischenzehenbereiches.




Herauslösen und Entfernen eines Hühnerauges unter der großen Zehe mit Hohlmeißelklingen der Nummer 1 oder 2.



Nach dem Klingenswechsel erfolgt die Nachbearbeitung des Bereiches mit einer Hohlmeißelklinge der Nummer 3 oder 5.

Bei Hornhaut



Druckstellen an der 2. Zehe werden mit einer breiten Hohlmeißelklinge bearbeitet.



Sichere Instrumentenführung bei Hornhautabtragung im Zwischenzehenbereich.



So einfach lassen sich Druckstellen am Vorderfuß entfernen.



Hohlmeißelklingen-Halter CAPRON



Hohlmeißelklingen-Halter PARAMOUNT

Schulungs-Video

Das Schulungs-Video zur Anwendung der Hohlmeißelklingen steht Ihnen unter www.gehwol.de/service/videos/hohlmeisselklingen kostenlos zur Verfügung.

Bezeichnung	Klingen CAPRON			Klingen PARAMOUNT		
	Bestell-Nr.	MP	€	Bestell-Nr.	MP	€
Hohlmeißelklingen-Halter	311 140 000	€ 16,30		311 160 000	€ 7,90	
Set, 3 Stück		€ 42,90			€ 21,70	

Preisvorteil bei Großpackungen 100 Stück

Hohlmeißelklingen, steril, einzeln verpackt Menge		Klingen für Halter CAPRON		Klingen für Halter PARAMOUNT	
Größe 1	20 Stück	311 140 100	€ 7,40	311 160 100	€ 5,-
	50 Stück		€ 18,-		€ 12,-
	100 Stück		€ 35,-		€ 23,-
Größe 2	20 Stück	311 140 200	€ 7,40	311 160 200	€ 5,-
	50 Stück		€ 18,-		€ 12,-
	100 Stück		€ 35,-		€ 23,-
Größe 3	20 Stück	311 140 300	€ 7,40	311 160 300	€ 5,-
	50 Stück		€ 18,-		€ 12,-
	100 Stück		€ 35,-		€ 23,-
Größe 5	20 Stück	311 140 500	€ 7,40	311 160 500	€ 5,-
	50 Stück		€ 18,-		€ 12,-
	100 Stück		€ 35,-		€ 23,-
Größe 8	20 Stück	311 140 800	€ 7,40	311 160 800	€ 5,-
	50 Stück		€ 18,-		€ 12,-
	100 Stück		€ 35,-		€ 23,-
Größe 10	20 Stück	311 141 000	€ 7,40	311 161 000	€ 5,-
	50 Stück		€ 18,-		€ 12,-
	100 Stück		€ 35,-		€ 23,-
Größe 12	20 Stück	311 141 200	€ 7,40		
	50 Stück		€ 18,-		
	100 Stück		€ 35,-		



Schulungs-Video jetzt auf www.gehwol.de



Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 5



Größe 8



Größe 10



Größe 12

Spezial- instrumente und Feilen

Für Arbeiten am Nagel,
unter dem Nagel
und im Nagelfalz.




1 Doppelinstrument HH 106 R



2 Tamponstopfer DC 64 R



3 Tamponstopfer XG 056/WP 333



4 Doppelinstrument DC 271 R



5 Tamponstopfer DC 200 R



6 Tamponstopfer 87035-160



7 Löffel doppelt DC 241 R



8 Löffel doppelt 87034-160



9 Hornhauthaken HH 120 R

◀ linke Seite

Bestell-Nr. MP €

1 Doppelinstrument, 14,5 cm
Edelstahl, AESCULAP

HH 106 R 312 120 600 € 10,92

2 Tamponstopfer, 15 cm
Edelstahl, AESCULAP

DC 64 R 312 176 400 € 10,25

3 Tamponstopfer, 18 cm
Edelstahl, AESCULAP

XG 056/WP 333
312 173 000 € 11,49

4 Doppelinstrument, 17 cm
Edelstahl, AESCULAP

DC 271 R 312 120 700 € 10,56

5 Tamponstopfer, 17 cm
doppelendig, Edelstahl, AESCULAP

DC 200 R 312 172 000 € 9,94

6 Tamponstopfer, 16 cm
Edelstahl

87035-160 312 210 100 € 6,20

7 Löffel doppelt, 17 cm
Edelstahl, AESCULAP

DC 241 R 312 143 800 € 12,32

8 Löffel doppelt, 16 cm
Edelstahl

87034-160 312 210 200 € 7,50

9 Hornhauthaken, 15 cm
stumpf, Edelstahl, AESCULAP

HH 120 R 312 132 000 € 10,66

rechte Seite ▶

10 Löffel, 12,5 cm
Edelstahl, AESCULAP

HH 118 R 312 143 700 € 12,01

11 Eckenfeile, 13,5 cm
Edelstahl, AESCULAP

HH 125 R 312 152 500 € 11,28

12 Eckenfeile, 13 cm
doppelendig, Edelstahl

O 33 R 312 153 300 € 7,95

13 Eckenfeile, 17,5 cm
doppelendig, Edelstahl, AESCULAP

G 540 R 312 153 400 € 19,04

14 Hühneraugenmeißel, 14 cm
1,8 mm, Edelstahl

HH 60/1 R 312 116 000 € 9,75

15 Hufstäbchen, 11 cm

318 010 000 € 0,95



10 Löffel HH 118 R



11 Eckenfeile HH 125 R



12 Eckenfeile O 33 R



13 Eckenfeile G 540 R



14 Hühneraugenmeißel HH 60/1 R



15 Hufstäbchen

Raspel und Feilen

Entfernen von Hornhaut und Schwielen.

1 Hornhautfeile aus Holz



2 Hornhautfeile aus Edelstahl



3 Hornhaut-Doppelfeile SN 32



◀ linke Seite

Bestell-Nr. €

1 Hornhautfeile aus Holz,
doppelseitig, 27 cm (60er u. 100er Korn)
312 230 501 6,70

2 Hornhautfeile aus Edelstahl,
23,5 cm; für sterile, einzeln verpackte
Schleiffolien in grob und mittel*. Besonders
wichtig bei verhornten Hautrissen – z. B. bei
Diabetikern. Schneller Wechsel bei jedem
neuen Patienten. Der Edelstahlgriff lässt sich
problemlos sterilisieren.
ohne Schleiffolien. Bitte separat bestellen.
312 230 600 24,80

2 Schleiffolien, 80 Stück.
Einzeln, steril verpackt im Dispenser
Korn 60, grob 312 230 601 22,40
Korn 100, mittel 312 230 602 22,40

**2 Auflagebänkchen für
Hornhautfeile,** verhindert
verkratzen der Schrankarbeitsfläche
312 230 700 9,40

3 Hornhautfeile Doppelfeile,
mit Kunststoffgriff, 23 cm
SN 32 312 230 400 0,89

rechte Seite ▶

**4 Credo Keramik-
Hornhautraspel,** 20 cm
312 100 900 7,90

5 Secora Hornhauthobel,
sterilisierbar, 17,3 cm
rot, 0,50 mm 312 101 200 3,95
anthrazit, 0,25 mm 312 101 300 3,95

6 Credo Hornhaut-Längshobel
14,5 cm sterilisierbar
M 4 312 100 400 12,60

7 Credo Profi-Ersatzklingen
für Quer- und Längshobel, auch für
Secora Hornhauthobel passend
M 2 10 Stück 312 100 201 1,50
M 2 100 Stück 312 100 201 12,-

Folgende Produkte ohne Abbildung

Malteser Ersatzklingen
für Quer- und Längshobel
M 5 10 Stück 312 101 100 2,-

Pedi Ersatzklingen
für Quer- und Längshobel, 10 Stück
M 3 312 100 300 0,90

Exellent Hornhaut-Längshobel
07202/140 sterilisierbar
312 210 500 9,80

4 Credo Keramik-Hornhautraspel



5 Secora Hornhauthobel, rot



6 Credo Hornhaut-Längshobel M 4



7 Credo Profi-Ersatzklingen M 2



Raspel und Feilen

Entfernen von Hornhaut und Schwielen.

1 Credo Hornhaut-Flachraspel



2 Saphir-Nagelfeile



3 Sandpapierfeile



4 Nagelfeile, gekerbt



Bestell-Nr. €

1 Credo Hornhaut-Flachraspel,

19 cm

312 100 500 4,90

2 Saphir-Nagelfeile,

17,4 cm, mit Kunststoffgriff, spitz

312 230 200 0,83

3 Sandpapierfeile,

17 cm 6 Stück

318 020 000 1,05

4 Nagelfeile, gekerbt,

15 cm

Edelstahl, spitz

HF 566 312 226 600 7,50

Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie

Vierte aktualisierte und erweiterte Neuauflage

Dieses Neuerscheinung soll eine Brücke schlagen zwischen dem „traditionellen medizinischen Fußpfleger“ in Deutschland und dem neu geschaffenen Berufsbild des Podologen. Der Schwerpunkt des Titels liegt in der praktischen Anwendung der verschiedensten podologischen Techniken, die durch umfangreiches podologisches Basiswissen begründet werden. Zum besseren Verständnis sind die einzelnen Behandlungsschritte und krankhafte Veränderungen reichlich fotografisch dokumentiert oder schematisch erläutert. Fremdwörter werden sofort im laufenden Text erklärt und sind zusätzlich in einem kleinen Lexikon erläutert. Der Autor kombiniert die ärztliche Erfahrung aus seiner Fuß-Schwerpunkt-Praxis und seine Kenntnisse aus der Anwendung der verschiedensten Spangentechniken mit seiner Erfahrung als medizinischer Fußpfleger.

Prüfungsfragen für die Podologie

Dieses Buch bietet einen Überblick über die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Podologinnen und Podologen. Die hier zusammengestellten Fragen ermöglichen eine Vertiefung und den Ausbau des Wissens zum Thema Podologie. Durch ausführliche Beantwortung und Kommentierung der einzelnen Fragen bietet das Buch eine hilfreiche und nützliche Ergänzung zum „Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie“.

Extremfälle aus der podologischen Praxis

In dem neu erschienen Band „Extremfälle aus der podologischen Praxis“ stellt der Autor Dr. med. Norbert Scholz 100 podologische Fälle in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Arzt und Podologe vor. Dabei versteht er den Begriff „Podologie“ in seiner eigentlichen Bedeutung als „Lehre vom Fuß“, denn Podologie ist für ihn mehr als nur Nägel schneiden und Hornhaut entfernen.

So beschreibt das Buch die Verläufe von Extremfällen, die in der podologischen Praxis nicht alltäglich sind, aber auftreten können. Die Verläufe sind zum Teil über mehrere Jahre fotografisch dokumentiert. Den meisten Fußexperten ist es nicht möglich, den Krankheitsverlauf ihrer Patienten über so lange Zeit genau zu beobachten und den Heilungsprozess – aber auch mögliche Misserfolge – bis zum Schluss zu verfolgen. Das Buch bietet diesen Vorteil und ist das einzige, das in dieser Form bisher auf dem Markt erschienen ist. Es ist deshalb sowohl für Anfänger in der medizinischen Fußpflege als auch für erfahrene Podologen und Ärzte zu empfehlen.



	Bestell-Nr.	€
Lehrbuch und Bildatlas für die Podologie 630 S., 2. Aufl., 20,5 x 27,5 cm, ISBN 3-937346-04-X	318 101 500	139,90
Prüfungsfragen für die Podologie 497 S., 12,5 x 19,0 cm, ISBN 3-937346-05-8	318 101 600	46,64
Extremfälle aus der podologischen Praxis 400 S., 17,5 x 21,5 cm, ISBN 3-937346-19-8	318 101 800	79,90
Schautafel Fuß und Fußgelenke 70 cm breit, 100 cm hoch, Kunststoff, mit Metallbeleistung und Aufhängekordel, desinfizierbar, wasserfest	720 080 600	14,90



Schauplakat

Mehrfarbdruk als Information für Schüler und Patienten.






5 Rund-Hammer




6 Drahtschneidezange R



7 Stimmgabel

8 Brettamboss



Abbildungen verkleinert

	Bestell-Nr.	MP	€
1 Spangenhalter BM 360R , 14 cm, Edelstahl, AESCULAP, für den sicheren Halt der Nagelspange bei allen Arbeitsvorgängen	313 126 000	CE	67,60
2 Drahtfasszange DP O31R , 15 cm, Edelstahl, AESCULAP, unentbehrlich zur Herstellung von Nagelspangen zur Formung und Anpassung der Spange	313 103 100	CE	38,81
3 Orthonyxie-3-Stufen-Zange , 14 cm mit Schneide, 3 unterschiedlich grosse Schlaufenbiegevorrichtungen und spitzem Maul	313 124 110		45,90
4 Schlaufenbiegezange , 14 cm, 7-Stufen Edelstahl AESCULAP,	313 124 200		71,42
5 Rund-Hammer , 30 cm, zur Abflachung der Nagelspangenhaken	313 260 300		22,90
6 Drahtschneidezange R , 13 cm, sterilisierbar und rostfrei mit Hartmetalleinsätzen an den Schneiden	313 128 000		36,50
7 Stimmgabel nach Rydel-Seiffer , 23,5 cm, Vibrationsmessgerät zur Feststellung von Polyneuropathien beim Diabetiker	312 260 000		54,90
8 Brettamboss , 6 x 6 cm, zur Abflachung von Nagelspangen	313 260 400		23,95
9 Federstahldraht , 0,5 mm x 50 m für Ross-Fraser-Spangen	313 150 500		39,40



9 Federstahldraht



Erkoton 20



Erkoton 30



Onycholit



Beispiele verschiedener individuell angefertigter Silikonorthesen:

a) Reiterzehenorthese



b) Zwischenzehenkeil



c) Ballenschale



Lisko Polierscheiben

Abb. Originalgröße

	Bestell-Nr.	€
Erkoton		
Silikon zur Herstellung von individuellen Orthesen inkl. Härterpaste 2 x 100 g		
Erkoton 20 – weich – 20 Shore	313 201 000	24,30
Erkoton 30 – kompakt – 30 Shore	313 202 000	24,30
Onycholit		
2-Phasenkunststoff für Nagelprothetik und Sicherung von Nagelspangen		
Onycholit Pulver, rosa , 30 g	313 250 800	14,50
Onycholit Pulver, klar , 30 g	313 250 900	14,50
Onycholit Flüssigkeit , 25 ml	313 251 100	11,70
LISKO Polierscheiben fein , weiß, 10 Stück, mit Träger. Zur schonenden Nachbearbeitung von Silikonorthesen.	313 360 200	17,70



Nagelfalz-Tamponade



**Anmischbecher
für Hartgips**



Einmal-Anmischbecher

Abb. verkleinert



Abdrucklöffel nach Eckle

	Bestell-Nr.	€
Nagelfalz-Tamponade		
Vlies-Tamponade für sensible Arbeiten im Nagelfalz		
dünn 1,4 cm x 10 m, 10 Rollen	316 402 300	5,60
mittel 1,4 cm x 4 m, 10 Rollen	316 402 600	5,55
Anmischbecher für Hartgips	313 170 000	3,60
200 ml, blau		
Einmal-Anmischbecher (50 Stück)	313 360 300	25,40
für Onycholit, aus Kunststoff mit Haltering		
Abdrucklöffel nach Eckle	313 360 100	16,70
1 Paar, praktisch für Nagelabdrücke		
Super-Hartgips , 1 kg (o. Abb.)	313 160 000	8,90
für die Nagelspangentechnik		
Sitran N/F , 150 ml (o. Abb.)	313 360 000	20,90
Härterpaste braun für Sitran N/F , 35 ml	313 360 001	7,59
Silikon für Nagelabdrücke (o. Abb.)		




Die Naspan®-Platinum-Spange von GERLACH TECHNIK

So einfach war das Setzen einer Nagelspange noch nie. Die Naspan®-Platinum-Spange von GERLACH TECHNIK setzt Maßstäbe. Sie ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und kann auf diese Weise schnell am betroffenen Nagel angebracht werden. Noch ist die Neuentwicklung ein Hidden Champion. Doch durch die Eigenschaft der Selbstregulation und die hervorragende Wirkung hat sie das Potenzial zum echten Star.

Vorteile auf einen Blick:

- sekundesschnelles Anlegen
- kaum Nacharbeiten nötig
- Nagelverbesserung bereits nach wenigen Tagen
- Medizinprodukt Klasse 1



Die Verpackung des Naspan®-Platinum-Korrektursystems in Buchform beinhaltet ein praktisches Rondell mit dem Sie die passende Spange für den ausgemessenen Nagel entnehmen können. Die in der Verpackung verbleibenden Spangen bleiben dabei ungeöffnet geschützt.

Im Slowenischen bedeutet das Wort Naspan „ausgeschlafen“. Bezogen auf die Naspan®-Platinum-Spange von GERLACH TECHNIK lässt sich daraus das Attribut „ausgereift“ ableiten. Denn ihre Entwicklung stammt komplett aus der Branche. Die Podologen Inge Radojic und Norbert Cohrs hatten die Idee dazu und entwickelten die Naspan über mehrere Jahre gemeinsam mit Hermann Bürtlmair.

In umfangreichen Tests wurde das geschützte Produkt erprobt. „Wir haben über neun Monate die neue Spange sehr intensiv getestet“, erklärt Norbert Cohrs. „Die Handhabung ist sehr einfach und spart im Fußpflegealltag enorm viel Zeit. Wir haben mit ihr herausragende Ergebnisse erzielt.“ Das wiederum liegt an der intelligenten Konstruktion. Die Naspan®-Platinum ist komplett vorgefertigt. Auch die Häkchen müssen nicht eigens mit einer Zange zurechtgebogen werden. Lediglich in Einzelfällen ist das Nacharbeiten der Häkchen und Schenkel erforderlich.

Die einteilige Spange ist wie eine Sinuskurve geformt und erzeugt dadurch eine einmalige Rückstell- und Hebelwirkung. Für die unterschiedlichen Nägel gibt es verschiedene Größen. Um die richtige Passform zu wählen, wird der Nagel zunächst ausgemessen. Ein vorheriger Abdruck ist nicht nötig. Beim Setzen kann die Spange um 1 bis 3 Millimeter gedehnt werden. Sie zieht sich nach dem Setzen automatisch wieder in die Ursprungsgröße zurück.

„Die Naspan®-Platinum reguliert sich quasi selbst und passt sich dem Nagel an“, so Cohrs. Dadurch braucht es keine Aktivierung oder ein Zusammendrehen wie bei anderen Spangen. Auch an problematischen Stellen ist die Span-

ge ganz einfach und schmerzfrei zu applizieren. Die Anwendung der Naspan®-Platinum ist ausschließlich qualifizierten Podologen, Fußpflegern und Ärzten vorbehalten.

Empfehlenswert ist die Teilnahme an einem Seminar. GERLACH TECHNIK bietet die Weltneuheit im Set an. Die Spange ist komplett

vorgefertigt. Sie brauchen für den Einsatz der Naspan®-Platinum keine weiteren Instrumente. Für eventuell anfallende Nacharbeiten wie das Einkürzen der Häkchen oder das Entgraten können Sie vorhandene Instrumente verwenden.

	Bestell-Nr.	MP	€
Naspan®-Platinum-Korrektursystem Set, soft	313 381 001	€	219,-
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 1, 5 Stück	313 381 011	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 2, 5 Stück	313 381 022	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 3, 5 Stück	313 381 033	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 4, 5 Stück	313 381 044	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 5, 5 Stück	313 381 055	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 6, 5 Stück	313 381 066	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, soft Gr. 7, 5 Stück	313 381 077	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrektursystem Set, extra	313 382 001	€	219,-
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 1, 5 Stück	313 382 011	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 2, 5 Stück	313 382 022	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 3, 5 Stück	313 382 033	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 4, 5 Stück	313 382 044	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 5, 5 Stück	313 382 055	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 6, 5 Stück	313 382 066	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, extra Gr. 7, 5 Stück	313 382 077	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrektursystem Set, small	313 384 001	€	219,-
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, small Gr. 1, 5 Stück	313 384 011	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, small Gr. 2, 5 Stück	313 384 022	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, small Gr. 3, 5 Stück	313 384 033	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, small Gr. 4, 5 Stück	313 384 044	€	43,85
Naspan®-Platinum-Korrekturspange, small Gr. 5, 5 Stück	313 384 055	€	43,85
Naspan®-Minimaßband	313 383 000		3,20
Naspan®-Pinzette	313 383 100		12,90

(Set bestehend aus:

5 Spangen in fünf Größen, 1 Pinzette, 1 Maßband, 1 Gebrauchsanweisung)

Einzigartig einfach und wirksam

Sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden ist die neue **Naspan®-Platinum** eine Wohltat. Ob bei eingewachsenen Nägeln oder Rollnägeln – die Weltneuheit verschafft schnell und nachhaltig Linderung. Das Nagel-Korrektursystem lässt sich ganz einfach applizieren und ist schmerz-

frei für den Betroffenen. Nagelkorrekturen mit der **Naspan®-Platinum** tragen auf diese Weise zu einem entspannten Arbeiten in der Praxis oder der mobilen Fußpflege bei. Fußpfleger, Podologen und Ärzte, die Erfahrung in der Spangentechnik haben, können diese sofort nutzen. Wer sich dabei unsicher ist und die Technik im Detail erlernen möchte, für den werden vom Hersteller Seminare angeboten. Die

genauen Termine finden Sie auf der Internetseite www.gehwol.de. Einen lehrreichen Einblick bietet auch der **GERLACH TECHNIK**-Film zur **Naspan®-Platinum**, der detailliert die sieben Schritte zum Setzen der Spange zeigt.




1 Nagelvorbereitung

Stellen Sie den Bedarf einer Nagelkorrektur fest, ist bei allen Spangen die obligatorische Nagelvorbereitung der erste Schritt. Dazu werden der Nagelfalz (Sulcus) von Hornhaut befreit und die Nagelränder geglättet.



2 Nagel ausmessen

Für die Auswahl der richtigen Spangengröße ist es wichtig, den Nagel vorher auszumessen. Das dazu benötigte Maßband wird bei der neuen **Naspan®-Platinum** automatisch mitgeliefert. Ein Abdruck des Nagels ist hierbei nicht nötig.




3 Nagelspange auswählen

Wählen Sie nun die richtige Spangengröße aus. Dazu verschieben Sie den Deckel des Rondells bis zur Öffnung der passenden Spange. Die übrigen Spangen im Rondell bleiben dadurch geschützt. Verwenden Sie bei dünnen bis normalen Nägeln die **Naspan®-Platinum** soft und bei normalen bis kräftigen Nägeln die **Naspan®-Platinum** extra. Bei sehr stark gerollten Nägeln sollten Sie mit der „soft“ beginnen und nach der zweiten Behandlung auf „extra“ wechseln.



4 Spange desinfizieren

Bevor die Spange angebracht wird, ist – wie bei allen Spangen – eine Desinfektion nötig. Verwenden Sie dazu nur Desinfektionsmittel, die vom Bundesgesundheitsamt/Robert-Koch-Institut oder vom Verbund für Angewandte Hygiene e.V. gelistet sind.



5 Spange aufsetzen

Nun kann die komplett vorgefertigte Spange aufgesetzt werden. Schieben Sie dazu das Häkchen einer Seite entweder unter dem seitlichen Nagelrand entlang bis zur gewünschten Position oder haken Sie die Spange direkt dort ein. Danach folgt das Häkchen der anderen Seite in gleicher Weise. Die Spange können Sie für das Aufsetzen um circa 1 bis 3 Millimeter dehnen. Anschließend zieht sie sich automatisch in ihre Ausgangsposition zurück. In manchen Fällen kann ein Kürzen der Häkchen oder eventuell ein leichtes Anpassen der Schenkel nötig sein. Nutzen Sie dafür eine vorhandene Drahtschneidezange. Achten Sie aber immer darauf, gekürzte Häkchen zu entgraten, am besten mit einem Korund- oder einem feinen Diamantschleifer. Nach etwa vier bis maximal sechs Wochen sollte die **Naspan®-Platinum**-Nagelspange entfernt werden. Hierfür wird sie ganz einfach mit der Drahtschneidezange durchtrennt und herausgenommen. Ob und wie viele Folgeanwendungen notwendig sind, hängt vom Schweregrad der Nageldeformierung ab.



6 Spange fixieren

Um die Spange zu fixieren, verwenden Sie am besten **GEHWOL Nail repair Gel**. Entfetten Sie aber vorab den Nagel mit dem **GEHWOL Nail repair Cleaner**. Fixieren Sie die Spange an den drei Punkten, wie dies im Bild zu sehen ist. Härten Sie die Fixpunkte zwei Minuten unter UV-Licht aus. Entfernen Sie dann mit dem **GEHWOL Nail repair Cleaner** die entstandene Dispersionssschicht und Kleberückstände auf dem Nagel.



7 Nagel tamponieren

Im letzten Schritt tamponieren Sie den Nagel. Versorgen Sie vorab Nagelwall und -falz mit einem Tropfen **GEHWOL Fluid**. Das Pflege-Fluid desinfiziert, beruhigt die gereizte Haut und macht Nagel- und Nagelhaut geschmeidig. So können Sie jetzt leichter einen dünnen Streifen Zellstoffmull mit einem Tamponstopfer in den Nagelwall einbringen.



NASPAN®-Minimaßband

Wie die neue Naspan®-Platinum-Spange funktioniert,

können Sie sich ganz einfach in einem eigens dafür produzierten Film anschauen. Diesen finden Sie im Internet unter: www.gehwol.de/service/videos.





Fixierte GTO-Nagelspange

GTO-Nagelspange GTO-Schlaufe

Die Heilung eingewachsener Zehennägel zu bezahlbaren Konditionen. Die GTO-Nagelspange macht die Spangentherapie kostengünstiger. Namenhafte Mediziner und Podologen sind von der qualitativ sehr hochwertigen Spange und den damit erzielten Therapieerfolgen überzeugt.

Mit der GTO-Schlaufe überzeugen. Die GTO-Schlaufe hat in ihrer Verwendung viele Vorteile.

Die GTO-Schlaufe ist demnach:

- anwendbar bei allen gängigen dreiteiligen Spangentypen am Markt;
- unabhängig von der Spangen-Schenkellänge;
- durch die bauchige U-Form trifft der Therapeut automatisch den korrekten Zug- und Hebelpunkt für die Krafteinwirkung auf die Spangenschenkel auf dem Nagel;
- durch leichtes Ausrichten des Windehakens – mehr nach links oder mehr nach rechts – kann dieser Zug- und Hebelpunkt spielend einfach verlagert werden;
- extrem reißfest.


Das richtige Setzen, die korrekte Behandlung mit der dreiteiligen Spange, ist eminent wichtig.

Sämtliche auf einer dreiteiligen Orthonyxie-Spange ausgebildeten Therapeuten können ohne erneute Ausbildung die „GTO-Nagelspange“ bestellen.

GTO-Nagelspange

- 1 Omega (hier vertikal) liegt später auf dem Nagel auf und zeigt dann zum Nagelbett
- 2 Nase zum besseren Halten
- 3 Öse
- 4 GTO-Schlaufe
- 5 S-Biegung (hinter dem Omega) dient als Führung für die Schlaufe
- 6 Spangenende

GTO-Nagelspange und -Schlaufe



Kurzanleitung zum Anlegen



1. Maßnahmen für den Spangenschenkel




2. Kürzung des gebogenen Spangenenendes



3. Gekürzter Spangenschenkel



4. Richtig angelegte Spangenschenkel



5. Schenkelverbindung mit der GTO-Schleufe



6. Resultat nach dem Anziehen der Schleufe



Windehaken (313 270 000)



7. Nach Entfernen sämtlicher Drahtenden

GTO-Nagelspange

Drahtdicke in 0,3 mm (5 Stück)

Drahtdicke in 0,4 mm (5 Stück)

Bestell-Nr.	MP	€
313 340 100	CE	31,50
313 340 200	CE	31,50

GTO-Schleufe

Drahtdicke in 0,3 mm (5 Stück)

Drahtdicke in 0,4 mm (5 Stück)


313 340 300	CE	9,50
313 340 400	CE	9,50

Windehaken, Edelstahl-rostfrei

Länge 15,5 cm, Spezialinstrument zum Setzen der GTO-Nagelspange.

Mit dem Windehaken werden die beiden Häkchen der Spange mit der Schleufe zusammengedreht.


313 270 000		35,-
-------------	--	------



8. Endresultat



Aufgesetzte, gespannte Nagelspange.



Nagelspange mit Onycholiti fixiert.



Fixierte Nagelspange. Nagelfalztamponade und Medikamentengabe bei Granulationsgewebe.

Die VHO-Osthold-Spange PERFECT ist medizinisch bei folgenden Nagelveränderungen indiziert:

- Eingewachsene Zehennägel (Unguis incarnatus), z. B. nach falscher Nagelpflege oder bei Hallux valgus
- Nagelfehlstellungen bei Diabetikern zur Vermeidung einer Operation
- Zangen- und Rollnägel
- Bei Wachstumsstörungen des Nagels, z. B. in Folge von
 - Psoriasis (Schuppenflechte)
 - chronischer Polyarthrit
 - Krallennagel (Onychogrypose) mit Verdickung der Nagelplatte
- Nagelfehlwachstum nach traumatischem Nagelverlust oder bei genetischer Veranlagung
- Nagelpilz (Onychomykose) mit Verdickung der Nagelplatte und eingegrabenen Nagelrändern
- Entzündungen im Nagelfalz oder -bett (Paronychie)
- Hühneraugen im Nagelfalz

Das Prinzip der VHO-Osthold Spange PERFECT

Im Unterschied zu anderen Spangentechniken beruht der Erfolg der VHO-Osthold-Spange auf der Wechselwirkung von Hebel und Zug. Nur so lässt sich die enorme Rückstellkraft des Nagels, die bei einem Erwachsenen bis zu 10 kg betragen kann, überlisten. Während herkömmliche Spangen lediglich die elastischen Rückstellkräfte eines vorgebogenen Federstahldrahtes ausnutzen, der bestrebt ist, seine ursprüngliche Form wieder einzunehmen, kommt die Kraft der VHO-Osthold-Spange PERFECT aus der Verdrillung der Mittelschleife und der damit verbundenen Längenverkürzung der Spange. Diese Längenverkürzung hat eine Formveränderung des Nagels zur Folge, welche dazu führt, dass die Nagelränder aus dem Wundgebiet gehoben werden. Das bedeutet eine sofortige Linderung der Schmerzen sowie eine bessere Einwirkung entzündungshemmender, pilz- und bakterienabtötender Mittel.

Bei Anwendung der VHO-Osthold-Methode ist selbst die Behandlung einer stark entzündeten und vereiterten Nagelumgebung nahezu schmerzlos.


Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen GERLACH-Vertretung nach einem Tages-Schulungsseminar.

Die Spangen gibt es:


- in 3 Spangengrößen – mini, midi, maxi – sowie eine micro-Spange für extrem kleine Nägel (z. B. Kinder)
- in 9 Schlaufengrößen (2–10 mm)
- in Drahtstärken 0,3, 0,4 und 0,5 mm
- mit Schlaufen in den Stärken 0,3 mm für schwächere Nägel und zum Vorspannen sowie 0,4 mm für stärkere Nägel und zum Nachspannen

Anwendung der VHO-Osthold-Spange PERFECT

Zwei mit Häkchen versehene Federstahldrähte werden schmerzlos in die Nagelränder eingehängt und mit einer Schlaufe zusammengezogen. Die Nagelränder werden dadurch aus dem entzündeten Nagelfalz herausgehoben. Es sind keine aufwändigen Silikonabdrücke und Gipsmodelle und damit auch keine Wartezeiten erforderlich.




- 1 Die VHO-Spange besteht aus 3 Teilen: a, b und c. a und b sind zwei vorgeformte Kleinsthebel, die rechts und links an einem Federstahldraht gefertigt sind. In der Mitte ist eine Formbiegung, die zur Führung mit den 3 Fingern der linken Hand bestimmt ist. a und b werden später auf der Nagelplatte mit der Schlaufe c durch Drehen fest miteinander verbunden, abgeschnitten und verklebt.




- 2 Der kleine Hebel wird für eine Nagelseite genau eingepasst. Sie müssen nur den Draht nach Nagelstärke und Krümmung anpassen und das Häkchen h kürzen. Mit Sekundenkleber fixieren und abschneiden.



- 3 Die andere Seite wird ebenfalls genau eingepasst. Sie wird nicht abgeschnitten.



- 4 Die Schlaufe muss nach Augenmaß ausgewählt und um die kleinen Ausbiegungen herumgelegt werden. Dabei sollte der Ösenanfang zu Ihnen schauen. Die Schlaufen werden ein wenig zueinander gedrückt.



- 5 Der Windehaken wird durch beide Ösen gesteckt und in senkrechte Stellung gebracht.



- 6 Durch Drehen mit dem Windehaken (im Uhrzeigersinn) werden die drei Teile der VHO-Spange fest miteinander verbunden.




- 7 Alle überstehenden Drahtteile werden so kurz wie möglich abgeschnitten.




- 8 In einen dicken Tropfen Kunstnagelmaterial werden alle spitzen Teile eingeschlossen. Bei sehr hochgewölbten, gerollten Nägeln kann der Verschluss der Drahtteile mit dem Kunstnageltropfen auch an die Seite, ganz rechts oder ganz links verlegt werden.

VHO-Osthold-Spange PERFECT



VHO-Osthold-Schlaufe PERFECT



VHO-Osthold-Spange PERFECT

Drahtdicke in 0,3 mm, 0,4 mm und 0,5 mm Stärke
Länge MINI 7,5 mm; MIDI 10 mm; MAXI 12 mm; MEZZO 2-tlg.
(1x li. + 1x re. Schenkel) je 7,5 mm

	Größe	Bestell-Nr.	MP	€ 5 St.	€ ab 10 St. à 5 St.	€ ab 25 St. à 5 St.
VHO-Osthold-Spange	0,3 mm MEZZO	313 280 000	€	31,50	29,-	26,25
	0,4 mm MINI	313 280 200	€	31,50	29,-	26,25
	0,4 mm MIDI	313 280 300	€	31,50	29,-	26,25
	0,4 mm MAXI	313 280 400	€	31,50	29,-	26,25
	0,5 mm MIDI	313 290 300	€	31,50	29,-	26,25
	0,5 mm MAXI	313 290 400	€	31,50	29,-	26,25

VHO-Osthold-Schlaufe PERFECT

Drahtdicke in 0,3 oder 0,4 mm Stärke; Breiten (Gr.) von 2 bis 10 mm

	Größe	Bestell-Nr.	MP	€ 5 St.	€ ab 10 St. à 5 St.	€ ab 25 St. à 5 St.
VHO-Osthold-Schlaufe	0,3 mm Gr. 2	313 300 200	€	5,25	4,20	3,70
	0,3 mm Gr. 4	313 300 400	€	5,25	4,20	3,70
	0,3 mm Gr. 6	313 300 600	€	5,25	4,20	3,70
	0,3 mm Gr. 8	313 300 800	€	5,25	4,20	3,70
	0,3 mm Gr. 10	313 301 000	€	5,25	4,20	3,70
	0,4 mm Gr. 3	313 310 300	€	5,25	4,20	3,70
	0,4 mm Gr. 5	313 310 500	€	5,25	4,20	3,70
	0,4 mm Gr. 7	313 310 700	€	5,25	4,20	3,70
	0,4 mm Gr. 9	313 310 900	€	5,25	4,20	3,70

VHO-Test-Sets

	Bestell-Nr.	MP	€
VHO-Test-Set klein , (o. Kasten)	313 320 000	€	25,20
Inhalt Spangen	1 St. 0,3 MEZZO 1 St. 0,5 MAXI	1 St. 0,4 MINI	1 St. 0,4 MIDI
Inhalt Schlaufen	1 St. 0,3 Größe 2 1 St. 0,4 Größe 3	1 St. 0,3 Größe 6 1 St. 0,4 Größe 5	1 St. 0,3 Größe 8 1 St. 0,4 Größe 7
VHO-Test-Set groß , (o. Kasten)	313 320 100	€	60,90
Inhalt Spangen	1 St. 0,3 MEZZO 1 St. 0,4 MAXI	1 St. 0,4 MINI 1 St. 0,5 MIDI	2 St. 0,4 MIDI 1 St. 0,5 MAXI
Inhalt Schlaufen	1 St. 0,3 Größe 2 1 St. 0,3 Größe 8 2 St. 0,4 Größe 3 1 St. 0,4 Größe 9	3 St. 0,3 Größe 4 1 St. 0,3 Größe 10 2 St. 0,4 Größe 5	3 St. 0,3 Größe 6 2 St. 0,4 Größe 7
Sortimentskasten , (für VHO), 25 Fächer, leer	313 270 200		12,40



1 Windehaken



2 Delfinzange



3 Rund-/ Spitzzange

Abb. entsprechen Originalgröße

	Bestell-Nr.	MP	€
1 Windehaken , Edelstahl-rostfrei Länge 15,5 cm, Spezialinstrument zum Setzen der VHO-Osthold-Spange. Mit dem Windehaken werden die beiden Häkchen der Spange mit der Schlaufe zusammengedreht.	313 270 000	MP	35,-
2 Delfinzange DP 501 R , Edelstahl, AESCULAP Länge 15,5 cm. Zum Zusammenbiegen des Häkchens auf die benötigte Nagelstärke und zum Erstellen der Gesamtneigung der Spange.	313 260 600	CE	54,75
3 Rund-/Spitzzange , verchromt Länge 11,5 cm. Sonderanfertigung, um das Häkchen anzupassen und in die sogenannte „Demutshaltung“ zu biegen.	313 260 500		36,10
Drahtschneidezange R (siehe Seite 235)	313 128 000		36,50
4 DVD Nagelspangentechniken	318 101 403		kostenlos



4 DVD Nagelspangentechniken



Sulci-Protektoren

Zum Begradigen, Ergänzen und Formen des seitlichen Nagelrandes sowie zum Abpolstern des Nagels gegen einen gereizten oder entzündeten Nagelwall eignen sich Sulci-Protektoren ideal. Besonders beim eingewachsenen Nagel bieten sie gegenüber Tamponaden Vorteile.

Die Verweildauer beträgt bis zu 8 Wochen (Neu-Fixierung nach 4 Wochen). Die Schienen polstern nicht nur, sondern bewirken auch, dass der Nagel am freien Rand seine breite Form behält. Das beugt Veränderungen des Nagelbettes, Aufwölbungen des Nagelwalls und daraus entstehenden Verformungen und


Wachstumsstörungen des Nagels vor. Sulci-Protektoren gibt es in 3 verschiedenen Größen. Sulci-Protektoren können mit einer Pinzette oder einem Sulci-Injektor angesetzt werden. **GEHWOL Nagelmasse** fixiert ideal den Protektor.




Beim eingewachsenen Nagel drückt der seitliche Nagelrand – oft mit Ecken oder Dornen – tief in den Falz, der mit schmerzhaften Entzündungen reagiert.



Zunächst gilt es, den Nagelrand zu begradigen und zu glätten – z. B. mit Hilfe einer Eckenfeile.




Die kleinen Schienen aus weichem Kunststoff sind in Längsrichtung offen. Sie werden auf die passende Länge zugeschnitten und am kurzen Rand geglättet.



Nach dem Desinfizieren und Entfetten des Nagels den Sulci-Protektor mit der Pinzette über den freien seitlichen Nagelrand schieben.



Der fertig eingesetzte Sulci-Protektor



Den sichtbaren, auf der Nagelplatte liegenden Teil des Sulcis mit GEHWOL Nagelmasse fixieren.

	Bestell-Nr.	€
Sulci-Injektor MK 2	313 370 000	89,50
Sulci-Protektoren MK 3, klein, weiß (100 Stück)	313 370 200	5,90
Sulci-Protektoren MK 2, mittel, pink (100 Stück)	313 370 300	4,70
Sulci-Protektoren MK 1, groß, gelb (100 Stück)	313 370 400	5,90



Onyclip

Die bequeme Nagelkorrektur.


Nagelkorrektur-System mit exakt dosierbaren Zugkräften, verwendbar für jede Nagelform.

Bei eingewachsenen, einseitig oder beidseitig eingerollten Nägeln, Hypergranulationen, Teilresektionen und Irritationen im Nagelfalz.


Epoxid-beschichtete federbare Edelstahlstreifen mit Klebe-Gel.




Maßnahmen am Nagel mit schmalen Maßband.




Abschneiden des Onyclip-streifens auf individuelle Länge – 2 verschiedene Stärken stehen zur Verfügung.




Streifen vorformen
Um die Zugkraft einzustellen, können Sie den Onyclip-Streifen mit der Rundzange vorbeugen und der Nagelform anpassen. Berücksichtigen Sie dabei die Federkraft. Vorsicht: Der Streifen darf nicht knicken!



Kleber auftragen
Geben Sie jetzt einen kleinen Tropfen des im Onyclip-Set enthaltenen Klebe-Gels auf das eine Ende des Streifens. Zwischen dem Auftragen des Klebers und dem Applizieren dürfen einige Sekunden liegen.



Die Zugkraft des federharten kunststoffbeschichteten Edelstahlstreifens wirkt sofort nach dem Aufbringen der Onyclip-Klebespange.



Die fertige Onyclip-Spange.


	Bestell-Nr.	MP	€
Onyclip-Packung mit je 4 Edelstahlstreifen 0,1 mm und 0,15 mm stark, 10 cm lang, 1 Mess-Streifen, 1 Spatel, 2 x 1 g Klebe-Gel	313 250 600	€	45,90
Klebe-Gel , 3 x 1 g	313 250 700	€	5,70
Ersatz-Edelstahlstreifen 0,1 mm stark, 8 Stück	313 250 601	€	44,50
0,15 mm stark, 8 Stück	313 250 602	€	44,50



B/S Spangen-System

Die B/S Spange ist eine flache, aus Kunststoff gefertigte Blattfeder, mit der eine schnelle und wirkungsvolle Nagelkorrektur, z. B. eingewachsener Nägel bei wunden Nagelfalzen, empfindlichen seitlichen Nagelrändern und eitrig eingewachsenen Nägeln möglich ist. Über die gesamte Nagelfläche geklebt, werden die notwendigen Federkräfte optimal verteilt.

 B/S Spange Classic




Vorbereitung: Anschleifen und Anrauen der Nagelplatte.
Schritt 1: Gilt für alle Methoden.



B/S Spezialkleber – 1 Tropfen wird auf die Spangenmitte gebracht.



Die Spange wird aufgelegt und ca. 10 Sek. fest aufgedrückt.



Links wird das äußere Ende der Spange auf den Nagel gedrückt; dabei muss der Spezialkleber unter der Spange bis zum Spangeneende verlaufen. 10 Sekunden andrücken, das gleiche rechts wiederholen.



Die fertig aufgelegte B/S-Spange – fast unsichtbar.

	Bestell-Nr.	€
B/S Spange Classic		
B/S Starter-Set enthält 1 DVD, 40 Spangen (je 10 Stück in Gr. 16, 18, 20, 22), 5 Übungsspangen, 1 Applikator, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml	313 210 000	115,50
B/S Profi-Set enthält 1 DVD, 60 Spangen (je 10 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 1 Applikator, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml	313 210 200	153,-
B/S Applikator	313 210 300	14,70
B/S Basic-Pinselkleber , 5 g	313 210 400	6,30
B/S Reiniger Clean-Ex , 25 ml	313 210 100	7,20
Classic Aktivator , 8 ml, schnelltrock.	313 210 800	9,70
B/S Spangen (Stärke: 0,26 mm):		
Größe 14 (10 Stück)	313 211 400	23,80
Größe 16 (10 Stück)	313 211 600	23,80
Größe 18 (10 Stück)	313 211 800	23,80
Größe 20 (10 Stück)	313 212 000	23,80
Größe 22 (10 Stück)	313 212 200	23,80
Größe 24 (10 Stück)	313 212 400	23,80
B/S Spange mit Magnetapplikator		
Starter-Set enthält 1 DVD, 40 Spangen (je 10 Stück in Gr. 16, 18, 20, 22), 5 Übungsspangen, 3 Magnetapplikatoren, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml	313 242 502	128,-
Profi-Set enthält 1 DVD, 60 Spangen (je 10 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 3 Magnetapplikatoren, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml	313 242 501	168,-
B/S Magnetapplikator-Set , 3 Größen	313 211 000	13,-
B/S Magnetapplikator , Gr. 14/16	313 211 100	5,-
B/S Magnetapplikator , Gr. 18/20	313 211 200	5,-
B/S Magnetapplikator , Gr. 22/24	313 211 300	5,-
B/S Rondell, Spangen Magnet	313 242 503	95,-
B/S Spangen Magnet:		
Größe 14 (10 Stück)	313 242 514	24,80
Größe 16 (10 Stück)	313 242 516	24,80
Größe 18 (10 Stück)	313 242 518	24,80
Größe 20 (10 Stück)	313 242 520	24,80
Größe 22 (10 Stück)	313 242 522	24,80
Größe 24 (10 Stück)	313 242 524	24,80
B/S Spange Quick		
Profi-Set enthält 1 DVD, 30 Spangen (je 5 Stück in Gr. 14, 16, 18, 20, 22, 24), 5 Übungsspangen, 1 Kleber 5 g, 1 Aktivator 8 ml, 1 Reiniger 25 ml	313 240 000	127,-
B/S Quick-Spangen:		
Gr. 14 (5 Stück)	313 241 400	17,50
Gr. 16 (5 Stück)	313 241 600	17,50
Gr. 18 (5 Stück)	313 241 800	17,50
Gr. 20 (5 Stück)	313 242 000	17,50
Gr. 22 (5 Stück)	313 242 200	17,50
Gr. 24 (5 Stück)	313 242 400	17,50
Klebefix saBesto , 5 g für Kunststoffe, Metalle und Gummi	313 330 000	4,90



B/S Spange mit Magnetapplikator

Der Magnetapplikator sorgt für ein noch einfacheres, noch schnelleres und noch sicheres Aufbringen der B/S-Spange Classic auf den Nagel. Die B/S-Spange wurde mit einem Magnetpoint, der B/S-Applikator mit einem Magneten versehen. Dadurch ist die Handhabung erheblich einfacher und unkomplizierter. Zwei unterschiedliche Applikationsmöglichkeiten anwendbar.

Weiter nach Ausführung Schritt 1 (siehe linke Seite):



Ausmessen von Nagelrand zu Nagelrand



Auftragen des B/S-Klebers auf die gesamte Spange.



Applizieren der Spange links / rechts je Seite ca. 7 Sekunden andrücken. Übergänge egalisieren.



Die fertig aufgelegte B/S-Spange – fast unsichtbar.



B/S Quick-Spange

Eine besonders leicht und schnell anwendbare Nagelkorrektur-Spange. Ideal für den Neuanfänger. Nagel vorbereiten, Schnellkleber auftragen und Nagelspange aufsetzen. Nur 10 Sekunden werden für das Aufkleben dieser Nagelspange benötigt. Kein Instrument notwendig.


Weiter nach Ausführung Schritt 1 (siehe linke Seite):



Messen der benötigten Nagelspange mit aufgedruckter Mess-Schablone.



Auftragen des B/S-Klebers auf die gesamte Spange.



Anlegen und Verkleben. Fixieren des kurzen Teiles der Spange am seitlichen Nagelrand.



Die fertig aufgelegte B/S-Spange – fast unsichtbar.



**Klebefix
saBesto**

B/S Aktivator Stift 8 ml



Nagelprothetik mit GEHWOL Nagelmasse

Eine Verstärkung des Nagels oder das Anfertigen einer schützenden Nagelteilprothese ist bei vielen Nagelproblemen sinnvoll:

- nach der apparativen Behandlung von Nagelpilz zum Ersatz abgefräster Nagelpartien
- nach der Entfernung von Hühneraugen unter dem Nagel
- bei brüchigen, eingerissenen, scharfkantigen oder dünnen Nägeln
- bei zu kurzen oder verletzten Nägeln
- bei deformierten Nagelplatten

Eine Nagelteilprothese aus GEHWOL Nagelmasse lässt sich leicht und ohne aufwändige Gipsmodelle herstellen. Das elastische, atmungsaktive Material schützt das Nagelbett vor mechanischen Einwirkungen; eingearbeitete Desinfektionsmittel verhüten Entzündungen und Pilzbefall. Mit GEHWOL Nagelmasse entsteht ein kosmetisch einwandfreier und optisch »normaler« Nagel, der mitwächst und sich wie ein natürlicher Nagel schneiden, feilen, pflegen und auf Wunsch lackieren lässt.

Durch das Ergänzen fehlender Nagelteile gelingt es, einer Verformung des Nagelbettes und des Zehennagels vorzubeugen und den Restnagel zu stabilisieren. Folgeschäden, z. B. Wachstumsstörungen durch einen sich aufwölbenden distalen Nagelwall oder Verhornungen des Nagelbettes, lassen sich so vermeiden. Der Nagel kann ungehindert nachwachsen.

Nachbehandlung: Um auch die nicht mit Nagelmasse bedeckten Partien des Nagels vor Pilzbefall zu schützen, empfiehlt sich die tägliche Anwendung von GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme oder -Öl. Beide Produkte wirken antimyzetisch, fördern das Wachstum und sorgen für gesunde, elastische Nägel.



1 Ein Nagelpilz im fortgeschrittenen Stadium der Infektion.



2 Lose Nagelteile, bei Nagelpilz alle befallenen Partien, gründlich mit einem Fräser bis herunter auf das Nagelbett abtragen.



3 GEHWOL Nagelmasse in dünnen Schichten mit einer Trockenzeit von jeweils ca. fünf Minuten auftragen.




4 Die Nagelprothese bei Bedarf je nach Nageldicke durch 1-2 Lagen Vlies verstärken.



5 Mit dem nassen Finger oder nassen Instrument lässt sich die noch feuchte Prothese leicht modellieren und glätten. Das Ergebnis: ein optisch einwandfreier Nagel mit »naturidentischen« Eigenschaften.

	Bestell-Nr.	€
GEHWOL Nagelmasse 15-ml-Tube mit Dosierspitze (s. S. 45)	102 520 100	7,90
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Öl 15-ml-Flasche (s. S. 31)	104 020 100	5,26
50-ml-Flasche (s. S. 53)	104 020 300	11,95
GEHWOL med Nagel- und Hautschutz-Creme 15-ml-Tube (s. S. 31)	104 030 100	5,26



GERLACH bietet aus hygienischen Gründen nur noch Fräser, Diamantschleifer und Schleifkörper in rost sicherer Qualität an!

Darum dreht sich's: beständige Werte

Bohrer, Fräser und Schleifkörper sind in der modernen Fußpflege zur schonenden und effektiven Bearbeitung von Hornhaut und Nägeln unverzichtbar. Der richtige Umgang mit den rotierenden Instrumenten verlängert ihre Lebensdauer und erspart dem Patienten Schmerzen. Diamantierte Schleifkörper, Edelstahl-Instrumente und Hartmetallfräser sind im Hinblick auf die sachgerechte medizinische Hygiene besonders zu empfehlen.

Die Auswahl von Größe, Form und Durchmesser eines rotierenden Instrumentes wird u. a. davon bestimmt, ob eine großflächige oder eine punktuelle Behandlung erfolgen soll. Wichtig ist auch die materialabtragende Eigenschaft eines Instrumentes, die Schleifkraft (Abrieb, Abrasivität). Sie hängt von der Umdrehungsgeschwindigkeit ab und von der Größe der Strukturen bzw. Körnchen auf der Instrumentenoberfläche. Grobe Oberflächen und scharfkantiges Material bewirken allgemein einen stärkeren Abrieb.

Tempolimit beachten!

Für jedes rotierende Instrument gilt eine vom Hersteller vorgegebene maximale Drehzahl. Diese wichtige sicherheitsrelevante Angabe finden Sie in diesem Katalog für jedes rotierende Instrument. Diese maximale Drehzahl darf auf keinen Fall überschritten werden!

Die optimale Drehzahl in der Anwendungspraxis ist in der Regel deutlich niedriger. Sie hängt von der Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck und von Art und Größe des Instruments ab.

Allgemein gilt: Je größer der Durchmesser eines rotierenden Instrumentes, desto niedriger die Drehzahl. Das Arbeiten mit zu hohen Drehzahlen kann, durch die entstehende Reibungswärme, schmerzhafte Verbrennungen beim Patienten verursachen. Zudem können die entstehenden Fliehkräfte und Vibrationen auf Dauer den Fräser und das Handstück beschädigen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch die Empfehlungen zur maximalen Fräsergröße in der Gebrauchsanleitung Ihres Fußpflegegerätes.

Die Schneidgeschwindigkeit auf der Fräseroberfläche vervielfacht sich mit dem Durchmesser.



Für viele Anwendungen sind Drehzahlen um die 15.000 U/min vollkommen ausreichend. Große Schleifkörper, Kappenschleifer und Hartmetallsplitterfräser sollten nicht mit über 10.000 U/min verwendet werden. Eine Ausnahme bilden schneidende Hartmetallfräser, die höhere Drehzahlen brauchen, damit die Schneiden sich nicht zu setzen.

*Quelle für Drehzahlempfehlungen: Fußpflege aktuell 2/2017, S. 19 Eine derart hohe Geschwindigkeit verursacht

Nicht unter Druck arbeiten!

Die ideale Umdrehungszahl hängt wesentlich von der Haut- und Nagelbeschaffenheit des Kunden, vom Anpressdruck sowie der Größe des Instruments ab. Zuviel Druck beim Schleifen ist für den Kunden unangenehm und kann Hitzeprobleme hervorrufen. Starkes Andrücken bewirkt auch eine hohe Belastung des Mikromotors, der Spannvorrichtung im Handstück sowie der Fräser und Schleifkörper. Fräser oder Schleifkörper sollten deshalb nur mit leichtem Druck aufgesetzt werden. Ein scharfes, intaktes Instrument zieht sich wie von selbst durch das Behandlungsfeld. Verzahnte (schneidende) Instrumente dürfen nur rechtsdrehend eingesetzt werden.

Wichtig: ein sauberer Dreh!

Ebenso wie Zangen und Scheren müssen auch rotierende Instrumente vor jedem Einsatz am Patienten hygienisch aufbereitet werden, um die Übertragung von Pilzen und anderen Mikroorganismen zu vermeiden. Da Desinfektion, Reinigung und z. T. auch Sterilisation (Autoklav) im feuchten Milieu stattfinden, ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit des Materials von großer Bedeutung.

Um eine hygienisch einwandfreie medizinische Fußpflege zu ermöglichen, bietet GERLACH alle rotierenden Metall-Instrumente in CE-konformer rostfreier Ausführung aus Edelstahl oder Hartmetall an. Ebenso wie Diamantschleifer (mit Edelstahlschaft) weisen diese Instrumente eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf, sind somit leichter zu pflegen, länger einsetzbar und damit langfristig gesehen auch wirtschaftlicher.

Pflegehinweis

Sind in der Praxis außerdem noch rotierende Instrumente aus normalem Stahl im Einsatz, gilt es Folgendes zu beachten:

- ▶ Damit Rostpartikel nicht auf intakte Instrumente übergehen (Flugrost), sollten normale Stahlinstrumente immer getrennt von Edelstahl-Instrumenten aufbereitet werden.
- ▶ Desinfektionsmittel mit Korrosionsschutz verwenden!
- ▶ Vor der Sterilisation sind Stahlinstrumente auch in den feinen Verzahnungen vollständig zu trocknen!
- ▶ Nach der Sterilisation Instrumente im Sterilisateur abkühlen lassen!
- ▶ Stahlinstrumente nur dort lagern, wo keine großen Temperaturschwankungen auftreten und wo die Luftfeuchtigkeit gering ist!
- ▶ Ein sterilisierbares Rostschutzspray schützt während und nach der Sterilisation im Autoklaven vor Rostbildung.

Diamantierte Schleifkörper



Diamantierte Schleifkörper sind die optimalen Arbeitsgeräte zum Abtragen von Hornhaut und Nägeln – sowohl für die Absaug- als auch für die Spraytechnik. Auch die an Spitzen und Rändern gleichmäßige und dichte Diamant-Verteilung bewirkt, dass die Schleifkörper vibrationsarm und für den Patienten angenehm laufen. Die Gefahr von Verletzungen ist dabei sehr gering, obwohl sie in puncto Schleifleistung (Abrasivität) andere Schleifkörper übertreffen.

Durch ihre präzise, stabile Form mit exakt gedrehten Schäften aus rostfreiem Stahl erhalten diamantierte Schleifkörper eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Sie sind deshalb für den Einsatz in hochtourigen Handstücken besonders geeignet.

Eine breite Palette unterschiedlicher, anwendungsspezifischer Formen und Körnungen steht zur Auswahl – für Feinst- ebenso wie für Grobarbeiten. Diamantkristalle (Naturdiamanten) sind galvanisch aufgebracht oder im festen, besonders haltbaren Metallverbund verarbeitet. Beide Varianten arbeiten sehr effektiv, allerdings verfügen Naturdiamanten aufgrund der unregelmäßigen Kristalloberflächen bei gleicher Korngröße über eine noch größere Schleifkraft.

Diamantschleifkörper stellen aufgrund ihrer langen Lebensdauer eine besonders wirtschaftliche Alternative zu Kappenschleifern und Keramiksleifkörpern dar. Da sie korrosionsbeständig sind, eignen sie sich für alle in der Fußpflege gebräuchlichen Sterilisations- und Reinigungsverfahren.

Hartmetallfräser



Die äußerst langlebigen, rostfreien Hartmetallfräser erweisen sich als besonders effektiv. Durch maßgenaue Verarbeitung, bleibende Schärfe des exakten, computergesteuerten Schliffs und hohe Rundlaufgenauigkeit ermöglichen sie ein angenehmes, vibrationsarmes Arbeiten.

Keramische Schleifkörper

Keramische Schleifkörper bestehen aus ausgewähltem Edelkorund, der keramisch auf einen rost sicheren Träger (Schaft) gebunden ist. Sie eignen sich zum Abschleifen von Nägeln und Hornhaut sowie zum Glätten.

Im Gegensatz zu Stahlfräsern und Diamantschleifern dürfen keramische Schleifkörper nicht in alkalischen Bohrerbädern desinfiziert werden, denn die Fräserköpfe lösen sich darin auf. Die Reinigung kann mit einer Messingdrahtbürste, besser aber im Ultraschall-Reinigungsbad durchgeführt werden.

Kappenschleifer

Auf Gummikappenträger unterschiedlicher Durchmesser können Schleifkappen verschiedener Körnung aufgebracht werden. Sie eignen sich zum Abschleifen von Hornhaut, allerdings nur bei trockenem Arbeiten mit Absaugtechnik.


Ein hochtouriges Arbeiten ist mit Schleifkappen von 13 oder 16 mm Durchmesser nicht möglich. Da sie sich nicht desinfizieren und sterilisieren lassen, sind Schleifkappen ausschließlich als Einmal-Artikel zu verwenden!



Diamantschleifer: Die Oberflächen von Industriediamanten sind regelmäßiger. Deshalb darf die Körnung ruhig gröber gewählt werden (REM-Aufnahme)



Diamantierter Schleifkörper mit Naturdiamanten: Die unregelmäßige Oberfläche der Kristalle bewirkt eine enorme Schleifkraft (REM-Aufnahme)



Industriediamanten in einem Diamantschleifer: Die besonders langlebige galvanische Bindung umschließt einen Großteil der Kristalle.

Keramikfräser

Keramikfräser sind vibrationsarm und erlauben hochtouriges Arbeiten. Durch ihre unterschiedlichen Formen lassen sie sich flexibel einsetzen. Die Keramikfräser gibt es in drei Ausführungen: die Birnenform, die Zylinderform und die Spitzform. Damit arbeiten Sie von der großen Fläche bis in die kleinsten Bereiche präzise und schonend.



GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück

Verschmutztes, an Fräser und Fräserschaft herunterlaufendes Spraywasser kann das Handstückinnenleben verunreinigen und möglicherweise zu Funktionsausfällen führen.

Die neue Abtropfkappe schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Handstück. Dieses wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Handstücks aus.

Die Montage der Abtropfkappe erfolgt schnell und einfach mit der neuen Fräserprüflehre.


Eine Abtropfkappe wird in die ausgesparte Kontur der Fräserprüflehre eingelegt, der Fräser durchgesteckt und bis zum Anschlag in die Fräserprüflehre eingeschoben.

Damit hat die Abtropfkappe den richtigen Abstand zur Handstückspitze. Die Kappe kann auch beim Reinigen des Fräasers im Autoklaven, Heißluftsterilisator oder Ultraschallbad belassen werden.



Zur genauen Positionierung der Abtropfkappe auf dem Fräserschaft wird die Fräserprüflehre verwendet, die genau die richtige Länge hat.

Evtl. ist eine Positionskorrektur nach Behandlung im Ultraschallbad erforderlich.



Die Abtropfkappe schützt das Handstückinnenleben vor verschmutzter Flüssigkeit.

GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück

Der Staubschutzring reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln erheblich und verhindert das Verschmutzen der inneren Lager. Verschmutzte Lager führen zu Funktionsausfall.

Der Staubschutzring schützt wirkungsvoll vor Verschmutzung und trägt zu einer Verlängerung der Lebensdauer des Handstücks bei.

Der Staubschutzring kann bei Reinigung oder Sterilisation im Autoklaven o. ä. auf dem Fräserschaft belassen werden.

Eventuell Position korrigieren.



Positionieren Sie den Staubschutzring ca. 5 mm am unteren Ende des Fräserschaftes. Schieben Sie den Fräser mit dem Staubschutzring bis zum Anschlag in das Handstück hinein.



Der Staubschutzring muss vollständig auf der rotierenden Kappe des Handstückes aufliegen.

Fräserprüflehre

Zur einfachen, schnellen und problemlosen Überprüfung der Rundlaufgenauigkeit Ihrer Fräser und Schleifkörper.



	Bestell-Nr.	€
GERLACH Abtropfkappe für Sprayhandstück (Set à 12 St.)	704 207 330	1,51
GERLACH Staubschutzring für Absaughandstück (Set à 12 St.)	704 207 406	1,24
Prüflehre für Fräser	704 207 322	10,-

Steri-Block-Maxi

Der Steri-Block-Maxi ist der ideale Ständer für Ihre Fräsersortimente. Egal ob Grundsoriment oder spezielle, z. B. Diabetiker- oder Nagel-Set. Der Steri-Block-Maxi hält alle Instrumente stets übersichtlich zusammen.

Zur nächsten Behandlung klappen Sie einfach diesen stabilen Fräserständer auf und haben alle rotierenden Instrumente übersichtlich und griffgerecht bereit. So wie Sie es gewohnt sind. Einfacher und schneller geht es nicht.

Praktisch ist der Ständer auch für die Reinigung und Desinfektion des Fräsersortiments – einfach zusammenklappen und zur intensiven Reinigung in das Ultraschallbad legen.

Beim Schließen sollten Sie darauf achten, den

schwenkbaren Sicherheitsbügel gut zu arretieren, um ein Herausfallen der Fräser zu verhindern.

Der Steri-Block-Maxi ist ebenso zur Sterilisation im Heißluftgerät oder Autoklaven geeignet. Die speziell abgerundeten Ecken verhindern ein Durchstoßen der Sterilisierbeutel.

In Verbindung mit der Instrumentenbox eignet sich der Ständer ideal für die Desinfektion und Reinigung von Fräsern im ambulanten Einsatz.

Die dicht schließende Box passt genau in das dafür vorgesehene Fach aller Fußpflegekoffer von **GERLACH**, so dass ein Auslaufen während des Transports ausgeschlossen werden kann.

Die Instrumentenbox muss nur halb mit Desinfektions- und Reinigungslösung gefüllt werden, da die Fräser so platziert werden, dass sie beim Tragen des Koffers automatisch auf die Kopfseite rutschen und von der Flüssigkeit umspült werden. Zur Behandlung können Sie die Fräser optimal entnehmen, da sich die Flüssigkeit am Boden der Box sammelt.

Der Steri-Block-Maxi sorgt mit seinen vorteilhaften 27 Einsteckmöglichkeiten, zusammen mit der Instrumentenbox, für eine gute, staubfreie und griffbereite Lagerung Ihrer wichtigsten Fräser.



Abb. Steri-Block-Maxi mit Normenschale



Abb. Steri-Block-Maxi

	Bestell-Nr.	€
Steri-Block-Maxi 100 x 36 mm (nicht befüllt, ohne Box)	308 119 501	26,80
Steri-Block-Maxi 100 x 36 mm (nicht befüllt, mit Box)	308 119 500	29,90
Klarsichtige Instrumentenbox für den hygienischen Transport bei Hausbesuchen und für die staubfreie Lagerung	317 105 000	2,70
Normenschale aus Opalglas für Steri-Block-Maxi	317 104 700	16,25



Abb. Steri-Block-Maxi in Instrumentenbox

Fräsersätze

Sie haben in der Fußpflege mit unterschiedlichen Situationen und Problemen am Fuß zu tun, die mit den verschiedensten Arten von Fräsern bearbeitet werden können. Sie können diese Werkzeuge aus unserem reichhaltigen Angebot auswählen.

Um es Ihnen bequemer zu machen, haben wir nach unseren Erfahrungswerten folgende Fräsersätze zusammengestellt:

Einsteiger-Set

Die Fräserauswahl erlaubt die Bearbeitung aller gängigen Probleme am Fuß, wie Hühneraugen und Hornhaut, am Nagel und im Nagelfalz.



Podologie-Set

Eine fachkundige Zusammenstellung von Profiinstrumenten für die in der Podologie anfallenden Spezialanwendungen an Haut und Nägeln.



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

	Bestell-Nr.	€
Einsteiger-Set		
Fräser RS 407/012	306 204 000	4,10
Querhiebbohrer RS		
11/014	306 022 300	1,26
11/031	306 023 600	1,26
Fräser Querhieb Knospe RS		
85/070	306 092 500	6,20
Diamantierte Schleifkörper		
850G/018	307 150 500	4,95
837H/050	307 141 500	6,40
Gummiträger 10 mm Ø	307 134 000	3,90
Kappe mittel 10 Stück	307 134 110	4,20
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Einsteiger-Set	300 001 026	62,17

Podologie-Set

Diamantierte Schleifkörper		
837 H/050 grob	307 141 500	6,40
837 F 104 060 fein	307 172 500	12,50
878/060 mittel	307 192 200	13,70
D 407 H 010	307 204 000	7,90
860 LH 010	307 150 800	4,60
861 LH 010	307 150 900	4,60
DiaKap 881 PS 104 095	307 224 200	28,20
Ony Clean 407/012	306 204 000	4,10
Hartmetallfräser		
HM 141 F/014	306 240 200	5,75
HM 141 F/018	306 240 300	5,75
HM 141/023	306 222 000	9,25
HM 79 GM 040	306 251 100	19,10
HM 251 GM 060	306 251 200	19,10
Langloch-Hohlfräser		
225/023 glatte Schneide	306 140 800	13,90
Schleifkörper		
MeiKap 80Z4 104 095 mittel	307 300 500	29,50
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Podologie-Set	300 001 030	214,25

Hornhaut-Set

	Bestell-Nr.	€
39/014 Fissuren-Fräser RS	306 032 100	1,26
Diamantierte Schleifkörper		
868/012	307 143 100	4,95
DiaKap 881PS 104 095	307 224 200	28,20
Hornclean HM 72 FS 060	306 261 200	19,50
Meigrit HM 251 Z5 H060	307 300 200	16,40
Schleifkörper MeiKap 80Z4 104 095 mittel	307 300 500	29,50
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Hornhaut-Set	300 001 037	129,71

Nagel-Set

Fräser 407/012 RS	306 204 000	4,10
Hartmetallfräser		
HM 141 F/014	306 240 200	5,75
HM 79 FX 104 040	306 210 300	19,60
Diamantierte Schleifkörper		
850G/018	307 150 500	4,95
837H/050	307 141 500	6,40
878/060	307 192 200	13,70
Schleifkörper		
648/104	307 104 800	1,55
640/050	307 104 000	1,55
453/100, weiß	307 125 300	1,98
Nagelpolierer 9579 mittel, grau	306 201 600	2,05
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Nagel-Set	300 001 029	91,53

Diabetiker-Set

Diamantierte Schleifkörper		
10 x 15 D 427, gelocht	307 145 000	22,95
835/035	307 220 200	8,80
878/060	307 192 200	13,70
801G/016	307 140 500	2,40
868/012	307 143 100	4,95
847/040	307 143 000	9,45
Fräser 407/012 RS	306 204 000	4,10
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Diabetiker-Set	300 001 031	96,25

Hornhaut-Set

Dicke, oft harte Hornhaut an den Füßen, aber auch im Nagelfalz lässt sich mit diesen Fräsern und Schleifkörpern ideal bearbeiten.



Nagel-Set

Die dargestellten Werkzeuge eignen sich besonders für alle Arbeiten an verdickten, deformierten Nägeln, zum Glätten und Polieren sowie für den Gebrauch im Nagelfalz.




Diabetiker-Set

Dieser Instrumentensatz ist speziell für die sicherheitsbetonte Arbeit am diabetischen Fuß geeignet. Sowohl Formen zum Abtragen und Glätten von Hornhaut als auch die Form für die Arbeit im Nagelfalz sind zuverlässig abgerundet und in ihrer Körnung auf die besondere Hautbeschaffenheit eingestellt. Die extra feine Körnung erlaubt das Arbeiten selbst an sehr empfindlicher Haut und das Polieren der Nägel.




Hühneraugen-Set

Unterschiedliche Arten und Sitz der Hühneraugen erfordern spezielle Fräser zur sauberen, vollständigen Entfernung. Kleine Fräserköpfe erlauben die Arbeit in tieferen Regionen zur Entfernung der Wurzel.



Nail repair-Set

Für die schnelle Nagelvorbereitung, zum Abschleifen loser, verpilzter, verdickter Nagelteile und die Nacharbeit am fertigen Kunstnagel. Hartmetall zum Abschleifen der Nagelplatte. Diamantierte Schleifkörper für das Begradigen und Säubern des Nagelfalzes. Polierer zur abschließenden Nachbehandlung.




Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

	Bestell-Nr.	€
Hühneraugen-Set		
Rosenbohrer		
1/010 RS	306 018 100	0,76
1/014 RS	306 018 300	0,76
Querhiebbohrer		
11/009 RS	306 022 000	1,26
11/031 RS	306 023 600	1,26
Diamantierte Schleifkörper		
801G/010	307 140 200	2,40
801G/016	307 140 500	2,40
879H/047	307 142 100	12,80
Langloch Hohlfräser 225/018 RS	306 140 600	14,90
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Hühneraugen-Set	300 001 028	66,44

Nail repair-Set

Diamantierte Schleifkörper		
D 407 H 010	307 204 000	7,90
854 L H 040	307 161 700	13,50
Hartmetallfräser		
HM 175 FX 060	306 251 400	29,20
HM 186 FX 050	306 251 500	26,20
HM 75 GX 040	306 250 300	17,50
HM 251 FX 060	306 251 300	19,10
HM 79 FX 040	306 210 300	19,60
HM 79 GM 040	306 251 100	19,10
HM 251 GM 060	306 251 200	19,10
HM 250 FX 040	306 251 700	16,90
Polierer		
9571 V 065, grün	306 201 900	2,05
9571 P 065, grau	306 201 800	2,05
9577 V 080, grün	306 202 100	2,05
9577 P 080, grau	306 202 000	2,05
Steri-Block-Maxi inkl. Box	308 119 500	29,90
Summe Nail repair-Set	300 001 036	226,20

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
D 407H/010 mittel 50.000 max. U/Min.	307 204 000	€	7,90
D 407LH/010 mittel 50.000 max. U/Min.	307 204 100	€	8,80
860LH/010 mittel 50.000 max. U/Min.	307 150 800	€	4,60
861LH/010 mittel 50.000 max. U/Min.	307 150 900	€	4,60
801/009 mittel 85.000 max. U/Min.	307 140 100	€	2,40
801G/010 grob 50.000 max. U/Min.	307 140 200 ab 2 Stück	€	2,40 2,10
801G/014 grob 50.000 max. U/Min.	307 140 400 ab 2 Stück	€	2,40 2,10
801G/016 grob 50.000 max. U/Min.	307 140 500 ab 2 Stück	€	2,40 2,10
801G/018 grob 50.000 max. U/Min.	307 140 600 ab 2 Stück	€	2,40 2,10
801G/021 grob 50.000 max. U/Min.	307 140 700	€	4,70
801G/023 grob 50.000 max. U/Min.	307 140 800	€	4,70
849G/014 grob 50.000 max. U/Min.	307 150 300	€	4,95
849G/016 grob 50.000 max. U/Min.	307 150 400	€	4,95
850G/018 grob 50.000 max. U/Min.	307 150 500	€	4,95
850G/023 grob 50.000 max. U/Min.	307 150 600	€	4,95
858G/018 grob 50.000 max. U/Min.	307 150 700	€	4,60
868G/012 mittel 50.000 max. U/Min.	307 143 100	€	4,95



Alle Diamantschleifer, Bohrer, Fräser, Polierer und Schleifkörper sind

» **rostsicher,**
hygienisch,
langlebig,
wirtschaftlich!

Diamant-Schleifkörper

Für Arbeiten an Hornhaut, Hühneraugen und Nägeln. Besonders langlebig.

Diamantierte Schleifkörper haben je nach Anwendung eine mindestens 5 mal längere Lebensdauer als Stahlfräser.

Die Diamanten tragen Hornhaut- und Nagelteile bei verminderter Verletzungsgefahr sofort ab.

Für hochoberflächige Handstücke und Spraytechnik besonders gut geeignet.



Reinigung des Nagelfalzes mit D 407H/010 mittel



Reinigung der Nageloberfläche mit D 407LH/010 mittel

• Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Diamant-Schleifkörper



Arbeiten an der Nagelfalz
mit 879 S 104 050



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.


Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
879 H/047 super grob 35.000 max. U/Min.	307 142 100	€	12,80
879 S 104 050 super grob 35.000 max. U/Min.	307 173 100	€	14,60
878/060 mittel 35.000 max. U/Min.	307 192 200	€	13,70
879 H/060 super grob 35.000 max. U/Min.	307 142 200	€	15,90
875/045 mittel 45.000 max. U/Min.	307 201 800	€	13,70
875 G/055 grob 40.000 max. U/Min.	307 202 100	€	17,60
875 H/060 super grob 35.000 max. U/Min.	307 142 300	€	15,90
875 S 104 065 super grob 35.000 max. U/Min.	307 172 900	€	16,90
875/060 mittel 35.000 max. U/Min.	307 172 200	€	13,80
875 G/070 grob 30.000 max. U/Min.	307 172 400	€	16,95

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen
Originalgröße

Schaftlängen können abweichen

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
839/050 mittel 40.000 max. U/Min.	307 225 000	CE	14,60
839 W 050 Top Grip grob 40.000 max. U/Min.	307 225 500	CE	13,95
837 W 055 Side Grip grob 40.000 max. U/Min.	307 225 600	CE	13,95
847/033 mittel 50.000 max. U/Min.	307 161 300	CE	6,50
854 LH 040 mittel 50.000 max. U/Min.	307 161 700	CE	13,50
847/040 mittel 50.000 max. U/Min.	307 143 000	CE	9,45
835/035 mittel 50.000 max. U/Min.	307 220 200	CE	8,80
837 RG 104 055 grob	307 225 400	CE	9,90
837 R 104 055 mittel	307 225 300	CE	9,90
837 RF 104 055 fein	307 225 200	CE	9,90
35.000 max. U/Min.			
837 S 104 060 super grob	307 172 700	CE	14,60
837 104 060 mittel	307 172 600	CE	12,50
837 F 104 060 fein	307 172 500	CE	12,50
35.000 max. U/Min.			
837 H/050 super grob 40.000 max. U/Min.	307 141 500	CE	6,40
837 H/060 super grob 35.000 max. U/Min.	307 141 800	CE	12,80
837 XL/100 mittel 30.000 max. U/Min.	307 141 400	CE	8,90



Diamant-Schleifkörper

kopfbeschichtet mit abgerundeten Kanten

seitenbeschichtet

Diamant-Schleifkörper



Glätten der Nagelkante mit 839 H 050 super grob



Glätten der Nageloberfläche mit 837 H/050 super grob

Abb. mittel

Abb. super grob

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.




DiaKap



Hornhautabtrag an der Ferse mit DiaKap
881 PS 104 085 mega grob



MeiKap



Meigrit Fräser

Hartmetallsplitterfräser mit besonders grober Beschichtung. Ideal für die Bearbeitung starker Hornhaut. Auch nach einem reinigenden Fußbad ideal einzusetzen.



ONY-Clean



Dreikanfräser

Für Arbeiten an Hühneraugen



Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
881 PS 104 085 mega grob 15.000 max. U/Min.	307 224 100	€	25,20
881 PS 104 095 mega grob 12.500 max. U/Min.	307 224 200	€	28,20
881 PS 104 115 mega grob 10.000 max. U/Min.	307 224 300	€	34,90
80Z4 104 085 15.000 max. U/Min.	307 300 400	€	25,90
80Z4 104 095 12.500 max. U/Min.	307 300 500	€	29,50
80Z4 104 115 10.000 max. U/Min.	307 300 600	€	35,80
HM 251 Z5 H060 grob 10.000 max. U/Min.	307 300 200	€	16,40
HM 72 L Z5 H095 grob 10.000 max. U/Min.	307 300 300	€	17,50
HM 72 Z4 090 mittel 10.000 max. U/Min.	307 300 000	€	15,80
HM 72 Z5 090 grob 10.000 max. U/Min.	307 300 100	€	15,80
407/012 12.000 max. U/Min.	306 204 000	€	4,10
186/018 18.500 max. U/Min.	306 160 700	€	3,20

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
HM 72 FS 060 Hornclean 20.000 max. U/Min.	306 261 200	CE	19,50
HM 75 SX 060 super grob 20.000 max. U/Min.	306 210 100	CE	17,10
HM 251 SX 060 super grob 20.000 max. U/Min.	306 210 200	CE	19,60
HM 79 SX 070 super grob 20.000 max. U/Min.	306 220 300	CE	19,60
HM 251 GM 060 mittel 20.000 max. U/Min.	306 251 200	CE	19,10
HM 251 FS 104 060 Nailclean 30.000 max. U/Min.	306 260 900	CE	18,46
HM 251 DF 104 060 Doppelklinge fein 20.000 max. U/Min.	306 261 000	CE	18,46
HM 251 DG 104 060 Doppelklinge grob 20.000 max. U/Min.	306 261 100	CE	18,46
HM 79 GX 104 060 mittel 20.000 max. U/Min.	306 250 600	CE	17,50
HM 75 GX 104 060 mittel 45.000 max. U/Min.	306 250 400	CE	17,50
HM 75 GX 104 040 mittel 70.000 max. U/Min.	306 250 300	CE	17,50
HM 79 GX 104 040 mittel 70.000 max. U/Min.	306 250 500	CE	17,50
HM 79 GM 040 mittel 50.000 max. U/Min.	306 251 100	CE	19,10
HM 79 FX 104 040 fein 70.000 max. U/Min.	306 210 300	CE	19,60
HM 23 FX 023 fein 50.000 max. U/Min.	306 250 200	CE	11,50
HM 23 EX 023 extra fein 50.000 max. U/Min.	306 250 100	CE	11,50
HM 296 GX 040 mittel 50.000 max. U/Min.	306 221 000	CE	18,50




Hartmetall-Fräser

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.
Empfehlung:

Um das beste Arbeitsergebnis zu erreichen, betreiben Sie Hartmetall-Fräser mit min. 16.000 bis 18.000 Upm.


Kleinere Fräser z. B. HM 296 GX 040 mittel mit min. 25.000 Upm, möglichst höherer Geschwindigkeit von 40.000 Upm verwenden.



Hornhautabtrag an der Ferse mit HM 251 SX 060



Arbeiten am Nagel mit HM 251 SX 060



Hornhautabtrag am Unterfuß mit HM 251 GM 060

• Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Hartmetall-Fräser

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.



Rosenbohrer

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.

Rosenbohrer werden in Einheiten zu je 2 Stück (min.) geliefert.



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
HM 141 F/010 fein 50.000 max. U/Min.	306 240 100	€	5,75
HM 141 F/014 fein 50.000 max. U/Min.	306 240 200	€	5,75
HM 141 F/018 fein 50.000 max. U/Min.	306 240 300	€	5,75
HM 141/023 fein 22.000 max. U/Min.	306 222 000	€	9,25
1/005 50.000 max. U/Min.	306 017 600	€	0,76
1/007 50.000 max. U/Min.	306 017 800	€	0,76
1/009 50.000 max. U/Min.	306 018 000	€	0,76
1/010 50.000 max. U/Min.	306 018 100	€	0,76
1/012 50.000 max. U/Min.	306 018 200	€	0,76
1/014 50.000 max. U/Min.	306 018 300	€	0,76
1/016 50.000 max. U/Min.	306 015 300	€	0,76
1/018 45.000 max. U/Min.	306 015 500	€	0,76
1/021 40.000 max. U/Min.	306 018 400	€	0,76
1/023 35.000 max. U/Min.	306 015 900	€	0,76
1/029 25.000 max. U/Min.	306 016 000	€	0,76

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	MP	€
11/009 50.000 max. U/Min.	306 022 000	CE	1,26
11/010 50.000 max. U/Min.	306 022 100	CE	1,26
11/012 50.000 max. U/Min.	306 022 200	CE	1,26
11/014 50.000 max. U/Min.	306 022 300	CE	1,26
11/016 50.000 max. U/Min.	306 022 800	CE	1,26
11/018 45.000 max. U/Min.	306 023 000	CE	1,26
11/021 40.000 max. U/Min.	306 022 400	CE	1,26
11/023 35.000 max. U/Min.	306 023 400	CE	1,26
11/027 30.000 max. U/Min.	306 023 500	CE	1,26
11/031 25.000 max. U/Min.	306 023 600	CE	1,26
39/008 50.000 max. U/Min.	306 031 900	CE	1,26
39/009 50.000 max. U/Min.	306 032 000	CE	1,26
39/010 50.000 max. U/Min.	306 032 300	CE	1,26
39/012 50.000 max. U/Min.	306 032 500	CE	1,26
39/014 50.000 max. U/Min.	306 032 100	CE	1,26
39/016 50.000 max. U/Min.	306 032 800	CE	1,26



Querhieb- bohrer

Für Arbeiten an Hühneraugen, Nägeln und Nagelfalz.

Querhiebbohrer werden in Einheiten zu je 2 Stück (min.) geliefert.



Behandlung am Hühnerauge mit 11/023

Fissuren- Fräser

Für Arbeiten am Nagelfalz.

Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück (min.) geliefert.



- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Fissuren-Fräser

Für Arbeiten am Nagelfalz.

Fissuren-Fräser werden in Einheiten zu je 2 Stück (min.) geliefert.



Spezialfräser

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.



Spezialfräser

Für Arbeiten an Nägeln und Schwielen.



Fräser mit Querhieb

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
39/018 45.000 max. U/Min.	306 032 200	€	1,26
39/021 40.000 max. U/Min.	306 033 000	€	1,26
39/023 35.000 max. U/Min.	306 033 100	€	1,26
128/070 10.000 max. U/Min.	306 046 300	€	6,90
135/100 8.000 max. U/Min.	306 047 000	€	11,50
136/100 10.000 max. U/Min.	306 047 300	€	12,40
138/100 10.000 max. U/Min.	306 047 100	€	11,50
137/100 10.000 max. U/Min.	306 047 200	€	11,80
159/018 45.000 max. U/Min.	306 046 100	€	2,60
81/050 16.500 max. U/Min.	306 093 000	€	5,50
82/040 20.000 max. U/Min.	306 093 100	€	5,50

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	MP	€
82/060 12.000 max. U/Min.	306 062 300	CE	5,50
82/070 12.000 max. U/Min.	306 093 200	CE	6,20
84/050 15.000 max. U/Min.	306 072 100	CE	5,50
85/050 15.000 max. U/Min.	306 092 100	CE	5,50
85/060 16.500 max. U/Min.	306 092 300	CE	5,50
85/070 14.000 max. U/Min.	306 092 500	CE	6,20
85/080 14.000 max. U/Min.	306 092 700	CE	6,20
92/050 15.000 max. U/Min.	306 113 000	CE	7,90
95/040 20.000 max. U/Min.	306 121 700	CE	7,90
95/050 15.000 max. U/Min.	306 094 100	CE	7,90
95/060 14.000 max. U/Min.	306 122 300	CE	8,80
95/070 14.000 max. U/Min.	306 122 500	CE	8,80



Fräser mit Querhieb

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.



Abtragen eines mykotischen Nagels mit 85/060

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Langloch-Hohlfäser


mit gezackter Schneide
Für Arbeiten am Nagel.



mit glatter Schneide
Für Arbeiten an
Hühneraugen
und Hornhaut.



Behandlung eines Hühnerauges mit 225/021



Bezeichnung	Bestell-Nr.	MP	€
224/018 8.000 max. U/Min.	306 130 600	€	6,90
224/023 8.000 max. U/Min.	306 130 800	€	6,90
224/027 8.000 max. U/Min.	306 131 000	€	8,90
225/014 8.000 max. U/Min.	306 140 600	€	14,90
225/018 8.000 max. U/Min.	306 140 800	€	13,90
225/021 8.000 max. U/Min.	306 141 000	€	17,30
Schleifstift, zylindrisch 20.000 max. U/Min.	307 130 100	€	4,85
Schleifstift, rund 20.000 max. U/Min.	307 130 200	€	4,75
Schleifstift, spitz 20.000 max. U/Min.	307 130 300	€	4,90
618/050 35.000 max. U/Min.	307 101 800 ab 2 Stück	€	1,55 1,31
620/050 35.000 max. U/Min.	307 102 000 ab 2 Stück	€	1,55 1,31
624/060 50.000 max. U/Min.	307 102 400 ab 2 Stück	€	1,55 1,31
637/020 50.000 max. U/Min.	307 103 700 ab 2 Stück	€	1,55 1,31
638/025 50.000 max. U/Min.	307 103 800 ab 2 Stück	€	1,55 1,31
639/035 50.000 max. U/Min.	307 103 900 ab 2 Stück	€	1,55 1,31
640/050 50.000 max. U/Min.	307 104 000 ab 2 Stück	€	1,55 1,31



Keramisch gebundene Schleifstifte, Ø 10 mm

Für Arbeiten an Hornhaut.




Schleifkörper, montiert

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.



● Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	MP	€
648/020 50.000 max. U/Min.	307 104 800 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
649/025 50.000 max. U/Min.	307 104 900 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
650/028 50.000 max. U/Min.	307 105 000 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
733/035 50.000 max. U/Min.	307 105 200 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
661/025 50.000 max. U/Min.	307 106 100 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
662/035 50.000 max. U/Min.	307 106 200 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
663/060 50.000 max. U/Min.	307 106 300 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
666/025 50.000 max. U/Min.	307 106 600 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
667/035 50.000 max. U/Min.	307 106 700 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
671/060 50.000 max. U/Min.	307 107 100 ab 2 Stück	CE	1,55 1,31
732/050 50.000 max. U/Min.	307 125 500 ab 5 Stück	CE	1,69 1,49
731/065 50.000 max. U/Min.	307 125 400	CE	1,30
453/100 30.000 max. U/Min.	307 125 300 ab 5 Stück	CE	1,98 1,89



Schleifkörper, montiert

Für Arbeiten an Nägeln und Hornhaut.

● Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Nagelpolierer



Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
9669 fein 7.000 max. U/Min.	306 201 200	CE	2,05
9569 mittel 10.000 max. U/Min.	306 201 300	CE	2,05
9769 grob 10.000 max. U/Min.	306 201 400	CE	2,05
9679 fein 7.000 max. U/Min.	306 201 500	CE	2,05
9579 mittel 10.000 max. U/Min.	306 201 600	CE	2,05
9779 grob 10.000 max. U/Min.	306 201 700	CE	2,05
9571 P 065 mittel 7.000 max. U/Min.	306 201 800	CE	2,05
9571 V 065 grob 7.000 max. U/Min.	306 201 900	CE	2,05
9577 P 080 mittel 6.000 max. U/Min.	306 202 000	CE	2,05
9577 V 080 grob 6.000 max. U/Min.	306 202 100	CE	2,05

● Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
150/070 mittel 30.000 max. U/Min.	307 180 300	€	18,90
153/071 grob 30.000 max. U/Min.	307 180 400	€	22,90
156/072 extra grob 30.000 max. U/Min.	307 181 400	€	24,90
168/068 mittel 30.000 max. U/Min.	307 180 500	€	26,90
020/031 grob 40.000 max. U/Min.	307 181 000	€	17,60
030/020 grob 40.000 max. U/Min.	307 181 100	€	17,60
040/046 grob 40.000 max. U/Min.	307 181 200	€	17,60
045/103 grob 20.000 max. U/Min.	307 181 300	€	17,90
115H D 427 grob 15.000 max. U/Min.	307 145 400	€	22,95
10 x 15 D 252 mittel	307 140 000	€	16,90
10 x 15 D 427 grob	307 145 000	€	22,95
10 x 15 D 602 super grob 15.000 max. U/Min.	307 145 700	€	26,95



Abb. grob



Diamant-Schleifkörper „Premier“

Natürliche Rohdiamantkristalle in besonders stabilem, unablöslichen Metallverbund auf einteiligen, ausgehärteten Edelstahlschäften.

Gleichmäßige und dichte Verteilung der Diamantkristalle an den Spitzen und Rändern.

Körnungen: mittel, grob u. extra grob.

Durch optimale Anordnung der Rohdiamantkristalle können Patienten angenehmer behandelt werden, da weniger Erschütterungs- und Vibrationsbelastigung auftritt.

Kostengünstig, da nahezu unverwüsthlich.



Behandlung mit Premier 150/070 mittel



Gelochte Diamant-Schleifkörper

U. a. in der beliebten Kappenform. Gelochte Ausführung für bessere Verteilung des Sprays.

Fräser mit grober oder super grober Körnung eignen sich besonders gut zum Abtragen verdickter Nägel oder Hornhaut.

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Keramikfräser von GERLACH TECHNIK

Die neuen Keramikfräser sind vibrationsarm und erlauben hochtouriges Arbeiten. Durch ihre unterschiedlichen Formen lassen sie sich flexibel einsetzen.

Zum Beispiel eignet sich die Birnenform in den Stärken grob, mittel und fein für eine Bearbeitung großer Flächen und die zylindrische Form für die Nagelränder.

Bei den Zylinderfräsern wurde darüber hinaus eine Schutzfase eingearbeitet, die durch abgerundete Kanten vor Verletzungen schützt.

Mit dem richtigen Umgang sind die Fräser äußerst langlebig. Achten Sie darauf, dass die Keramik nicht gegeneinander stößt, da feine Risse entstehen könnten.

Nutzen Sie nach der Reinigung für die weitere Aufbereitung einen autoklavierbaren Ständer, wie etwa den Fräserständer aus Edelstahl.



Keramikfräser. Formveredelt.

Die neuen Keramikfräser gibt es in drei Ausführungen:

- die Birnenform
- die Zylinderform
- die Spitzform.

Damit arbeiten Sie von der großen Fläche bis in die kleinsten Bereiche präzise und schonend.



Edelstahl Fräserständer

Keramik: gut und günstig

Neu im Sortiment von GERLACH TECHNIK sind Keramikfräser. Bei ihnen vereinen sich die Vorteile hochwertiger Qualität und herausragender Eigenschaften mit dem Preis.

Sie sind rund 40 Prozent günstiger als vergleichbare Instrumente am Markt.

Die Fräser sind sehr vibrationsarm. Mit ihnen lässt sich je nach Anwendung im Drehzahlbereich von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Die erzielten Ergebnisse, etwa beim Glätten der Nagelplatte, sind herausragend. Die Fräser zeichnen sich zudem durch Beständigkeit und Härte aus.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€
Fräserständer Edelstahl	308 119 600	9,95

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
Birnenform fein 30.000 max. U/Min.	306 271 000		23,90
Birnenform mittel 30.000 max. U/Min.	306 271 100		23,90
Birnenform grob 30.000 max. U/Min.	306 271 200		23,90
Birnenform linkshändisch, mittel 30.000 max. U/Min.	306 271 300		23,90
Birnenform linkshändisch, grob 30.000 max. U/Min.	306 271 400		23,90
Zylinderform mit Schutzfase, mittel 30.000 max. U/Min.	306 271 500		19,90
Zylinderform mit Schutzfase, grob 30.000 max. U/Min.	306 271 600		19,90
Zylinderform mit Schutzfase, extra grob 30.000 max. U/Min.	306 271 700		19,90
Spitzfräser Vollkeramik, mittel 30.000 max. U/Min.	306 271 800		17,90
Zylinderfräser Vollkeramik rund, mittel 30.000 max. U/Min.	306 271 900		17,90
Zylinderform mit Kuppe, grob Ø 8 mm, 30.000 max. U/Min.	306 272 000		28,40
Zylinderform mit Kuppe, grob Ø 6 mm, 30.000 max. U/Min.	306 272 100		23,40
Kreuzverz. Birnenform, mittel 30.000 max. U/Min.	306 275 000	CE	29,40
Kreuzverz. Zylinderform, mittel 30.000 max. U/Min.	306 275 100	CE	29,40
Kreuzverz. Birnenform, grob 30.000 max. U/Min.	306 275 200	CE	29,40
Kreuzverz. Zylinderform, grob 30.000 max. U/Min.	306 275 300	CE	29,40
Einfachverz. Birnenform, QH 30.000 max. U/Min.	306 275 400	CE	29,40
Einfachverz. Zylinderform, QH 30.000 max. U/Min.	306 275 500	CE	29,40



**Keramikfräser
sind besonders
günstig!**

Abbildungen entsprechen
Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Schleifkappen (Medizinprodukt)

Neue Technologie

Dank hochmoderner Technologie ist die neue Schleifkappe deutlich effektiver als vergleichbare Instrumente. Resultat: Hornhautentfernung gelingt erheblich schneller und schonender. Zurück bleibt wunderbar glatte und schöne Haut.

Bereits geringer Druck genügt beim Arbeiten mit der blauen Schleifkappe. Die behandelte Hautstelle wird weniger strapaziert – eine Wohltat für die Patienten. Der Antihaft-Effekt sorgt dafür, dass sich auf der Kappenoberfläche praktisch keine Hautreste absetzen. Selbst große Mengen Hornhaut lassen sich ohne umständlichen, zeitraubenden Werkzeugwechsel entfernen.

Der Schleifkappenträger bietet der Schleifkappe hohe Passgenauigkeit. Die Kappe bleibt während der Behandlung verlässlich fest auf dem Träger. Bei Bedarf kann sie problemlos abgenommen und gewechselt werden. Bitte beachten Sie, dass die CE-Konformität der Kappe nur erhalten bleibt, wenn Sie diese mit einem CE-konformen Träger verwenden.

Weitere Vorteile:

Einfachere und schnellere Behandlung

Das eingesetzte Korundkorn in drei Feinheitsgraden ist deutlich effektiver als bei vergleichbaren Werkzeugen.


Sanftere Anwendung

Die Schleifkappe benötigt nur wenig Anpressdruck. Das Arbeiten ist ermüdungsfreier. Die Haut wird nicht so stark beansprucht.

Antihaft-Effekt

Der Antihaft-Effekt verringert das lästige und unhygienische Zusetzen der Kappenoberfläche mit Hautrückständen.

blaue Schleifkappe



Bio-Baumwollträger

Gummiträger

max. U/Min.



Bezeichnung	Menge	Bestell-Nr.	MP	€
Gummiträger, 5 mm Ø		307 133 000	€	3,60*
Kappe mittel,	10 Stück	307 133 110	€	3,90
	100 Stück		€	37,-
Kappe grob,	10 Stück	307 133 210	€	3,90
	100 Stück		€	37,-
Gummiträger, 7 mm Ø		307 133 500	€	3,80*
Kappe mittel,	10 Stück	307 133 610	€	4,20
	100 Stück		€	39,-
Kappe grob,	10 Stück	307 133 710	€	4,20
	100 Stück		€	39,-
Gummiträger, 10 mm Ø		307 134 000	€	3,90*
Kappe mittel,	10 Stück	307 134 110	€	4,20
	100 Stück		€	39,-
Kappe grob,	10 Stück	307 134 210	€	4,20
	100 Stück		€	39,-
Kappe supergrob,	10 Stück	307 134 510	€	4,60
	100 Stück		€	44,-
Gummiträger, 13 mm Ø		307 134 900	€	3,90*
Kappe fein,	10 Stück	307 135 210	€	5,30
	100 Stück		€	51,-
Kappe mittel,	10 Stück	307 135 310	€	5,30
	100 Stück		€	51,-
Kappe grob,	10 Stück	307 135 410	€	5,30
	100 Stück		€	51,-
Kappe supergrob,	10 Stück	307 135 010	€	5,70
	100 Stück		€	55,-
Gummiträger, 16 mm Ø		307 135 900	€	3,90*
Kappe fein,	10 Stück	307 136 210	€	6,20
	100 Stück		€	59,-
Kappe mittel,	10 Stück	307 136 310	€	6,20
	100 Stück		€	59,-
Kappe grob,	10 Stück	307 136 410	€	6,20
	100 Stück		€	59,-
Gummiträger, 13 mm Ø		307 136 500	€	3,90*
Kappe mittel,	10 Stück	307 136 710	€	5,40
	100 Stück		€	52,-
Kappe grob,	10 Stück	307 136 810	€	5,40
	100 Stück		€	52,-
Gummiträger, 16 mm Ø		307 136 600	€	3,90*
Kappe mittel,	10 Stück	307 136 910	€	6,30
	100 Stück		€	61,-
Kappe grob,	10 Stück	307 137 010	€	6,30
	100 Stück		€	61,-

*Preise für Gummiträger ohne Schleifkappe

Abgebildet nur grobe Kappen
Abbildungen entsprechen Originalgröße

Abbildung in Originalgröße



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Bestell-Nr.	€
307 133 100	3,90 37,-
307 133 200	3,90 37,-
307 133 600	4,20 39,-
307 133 700	4,20 39,-
307 134 100	4,20 39,-
307 134 200	4,20 39,-
307 134 500	4,60 44,-
307 135 200	5,30 51,-
307 135 300	5,30 51,-
307 135 400	5,30 51,-
307 135 000	5,70 55,-
307 136 200	6,20 59,-
307 136 300	6,20 59,-
307 136 400	6,20 59,-
307 136 700	5,40 52,-
307 136 800	5,40 52,-
307 136 900	6,30 61,-
307 137 000	6,30 61,-

max. U/Min.



Noch strapazierfähiger und in optisch ansprechender Farbe – die neuen Schleifkappen entfernen Hornhaut perfekt



Schleifkappen im Set

Die praktische Aufbewahrungsbox gibt's gratis dazu!
150 Schleifkappen in den sechs gängigen Größen, fertig sortiert.



Schleifkappen im Set

150 Schleifkappen
in sechs Größen:
5 mm rund grob, 7 mm rund grob,
10 mm rund grob, 13 mm rund mittel,
13 mm rund grob, 16 mm rund grob

	Bestell-Nr.	€
Kappen blau, in Box	300 000 707	71,60
Kappen braun, in Box	300 000 708	71,60
Aufbewahrungsbox, leer	720 280 612	7,40

Wichtiger Hinweis

Schleifkappen mit 13 und 16 mm Ø sind für hochoberflächige Handschleifer nicht geeignet.



Effektives Korn

Hygienisch, effektiv und preiswert – Einmalinstrumente haben sich zu einer echten, wirtschaftlichen Alternative bei rotierenden Instrumenten entwickelt. Die neuen, exklusiv bei GERLACH TECHNIK erhältlichen Schleifkappen von Lukas im neuen Tonnenformat erweisen sich als noch effektivere Instrumente für die Praxis.

Die Lukas-Schleifkappen sind zylindrisch geformt und eignen sich besonders gut für das schnelle und großflächige Entfernen übermäßiger Hornhaut.


Auch das Glätten von angerauten Stellen gelingt mit den Einmalinstrumenten ohne Probleme. Wie gewohnt bestehen die neuen Schleifer in Tonnenform im Sortiment von GERLACH TECHNIK aus robustem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf den dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt.

Die neuen Kappen gibt es in den Körnungen 80 grob und 60 supergrob. Durch das grobe und supergrobe Korn erzielen die Schleifer eine sehr hohe Schleifleistung, wodurch auch extrem dicke und spröde Verhornungen problemlos beseitigt werden können.

Die preiswerte Alternative unter den rotierenden Instrumenten gewährleistet dabei die erforderliche Flexibilität im Einsatz.

Gutes Handling

Das zeigen auch erste Erfahrungen von Fußspezialisten im Umgang mit den Schleifkappen, die ein positives Feedback ergeben ha-



Die plane Arbeitsfläche des Tonnenformats ist im Vergleich zu kuppelförmigen Kappenschleifern deutlich größer. Große Hautareale können schneller bearbeitet werden.

ben. Hervorgehoben wird unter anderem die gute Handhabung. Die Tonnenform der neuen Schleifkappen bietet eine größere Schleiffläche, mit der am Fuß des Klienten gearbeitet werden kann.

Das wiederum erhöht die Effektivität beim Schleifen, zumal die neuen Kappen auch in einer verlängerten Variante (22 mm) erhältlich sind.

So bietet das Tonnenformat bei 22 Millimetern Länge und 10 Millimetern Durchmesser 100 Prozent mehr plane Arbeitsfläche als ein klassisches Kuppelformat mit 15 Millimetern Länge und gleichem Durchmesser (siehe Grafik). Die neue Form bestimmt maßgeblich auch die Einsatzmöglichkeiten. So lassen sich mit der

zylindrischen Tonnenform großflächige Hornhautstellen genauso leicht bearbeiten wie punktuelle Problembereiche. Der angebotene Durchmesser von zehn Millimetern erweist sich ferner als ideal für die schonende Nutzung des Fußpflegegerätes.

Optimierte Rotation

Die größere Arbeitsfläche der Schleifer hat Einfluss auf die Umdrehungszahlen. Bei einer größeren Fläche und hohen Umdrehungszahlen steigt die Geschwindigkeit des Schleifers auf der Haut. Entsprechend hoch sind Reibung und Abrasion.

Die Instrumente erreichen daher auch bei



Variabler Einsatz: Großflächige Verhornungen lassen sich mit der planen Arbeitsfläche schnell und effektiv bearbeiten (Abb. 1). Die leicht abgeflachte Kante des Tonnenformats wiederum eignet sich sehr gut für punktuelle Arbeiten wie etwa an der Zehenkuppe (Abb. 2).

niedriger Drehzahl eine hohe Effektivität. Die maximale Umdrehungszahl (20.000 U/Min.) sollte nicht überschritten werden.

Präzise Verarbeitung ...

Die hochwertige Qualität der Kappen, deren Schleifpartikel aus dem mineralischen Korund bestehen, ergibt sich aus ihrer professionellen Herstellung. Diese erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, dem sogenannten Multibond-Verfahren.

Die Kappen werden zunächst imprägniert und dann zweimal gebrannt. Eine wasserfeste Grundbindung fixiert die Schleifpartikel des synthetisch erzeugten Edelkorns auf den Gewebeträger. Dieser wird dann durch den ersten Brennvorgang stabilisiert.

... für eine wirtschaftliche Leistung

Eine farbige Deckbindung aus hochwertigem, speziellem Phenolharz füllt die Zwischenräume der Schleifpartikel aus und führt nach dem zweiten Brennvorgang zu einer extrem strapazierfähigen Schleifkappenoberfläche. Auf diese Weise entstehen äußerst hochwertige und zudem optisch ansprechende Schleifkappen. Diese erreichen zudem eine hohe Rundlaufgenauigkeit, die das wertvolle Handstück zusätzlich vor Beschädigung schützt.

Achtung: Aus Gründen der besseren Bildoptik wurde auf Arbeitshandschuhe verzichtet. Im Arbeitsalltag sind grundsätzlich immer Schutzhandschuhe zu tragen.

Bezeichnung	Menge	Bestell-Nr.	MP	€
Gummiträger, 10 mm Ø, L=15 mm		307 138 000	€	3,90*
Kappe grob	10 Stück	307 138 010	€	4,60
	100 Stück		€	44,-
Kappe extra grob	10 Stück	307 138 210	€	4,80
	100 Stück		€	46,-
Gummiträger, 10 mm Ø, L=22 mm		307 138 500	€	4,20*
Kappe grob	10 Stück	307 138 610	€	4,70
	100 Stück		€	45,-
Kappe extra grob	10 Stück	307 138 810	€	4,90
	100 Stück		€	47,-

*Preise für Gummiträger ohne Schleifkappe

Das sagen unsere Anwender:

„Die Tonnenform bewirkt schnelleres und effektiveres Arbeiten. Auch die Verletzungsgefahr minimiert sich.“

„Die Handhabung ist sowohl in Korn 60 als auch in Korn 80 sehr gut.“

„Mit einem Durchmesser von 10 mm schonen die Kappenschleifer auch das Handstück.“

„Die Arbeitsfläche nimmt durch die Form deutlich zu.“

„Die Tonnenform eignet sich sehr gut zum Abtragen und Glätten der Hornhaut – auch an der Zehenkuppe.“

„Besonders positiv ist, dass man auch schwierige Stellen, zum Beispiel am Nagelfalz, bearbeiten kann.“



Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.

Die angegebene Maximalumdrehungszahl entspricht nicht der optimalen. Diese hängt von der jeweiligen Haut- und Nagelbeschaffenheit, dem Anpressdruck sowie der Größe der Instrumente ab. Sollte der Kopf des Instruments vibrieren, ist die Umdrehungszahl definitiv zu hoch.



Diamant-Schleifkörper FG

Für hochtourige Winkelhandstücke
Schaft Ø: 1,6 mm.

- Diese Artikel werden besonders gern verwendet.

Abbildungen entsprechen Originalgröße

Schaftlängen können abweichen



Bezeichnung/ Körnung	Bestell-Nr.	MP	€
FG 801/008 mittel 300.000 max. U/Min.	307 250 000	€€	2,50
FG 801/010 mittel 300.000 max. U/Min.	307 250 200	€€	2,50
FG 801G/016 grob 280.000 max. U/Min.	307 250 500	€€	2,50
FG 830/018 mittel 250.000 max. U/Min.	307 260 600	€€	2,50
FG 837/012 mittel 300.000 max. U/Min.	307 270 300	€€	4,60
FG 849/012 mittel 300.000 max. U/Min.	307 260 300	€€	4,60
FG 850/012 mittel 300.000 max. U/Min.	307 240 300	€€	4,90
FG 860/010 mittel 300.000 max. U/Min.	307 290 200	€€	2,50

UVEX Schutzbrille

⚠ Bei Verwendung von grobkörnigen Schleifkörpern/Diamantschleifern ist es ratsam, eine **Schutzbrille** zu tragen.



RS-SPRAY

UVEX Schutzbrille

316 710 200 13,85

UVEX Schutzbrille für Brillenträger

ohne Abbildung

316 710 300 18,35

RS-Spray

Sterilisierbares Rostschutzspray für Stahlinstrumente

317 120 100 10,95

Diamant Reinigungsstein

ohne Box, Maße L/B/H 7,5 x 2,5 x 0,8 cm

307 210 300 7,95

Diamant Reinigungsstein

mit Box, Maße (ohne Box) L/B/H 10 x 1,5 x 1 cm


307 210 100 10,45



Diamant Reinigungsstein


Für die Reinigung von Diamantfräsern.

Nur den Fräser einspannen, laufen lassen und auf den vorher gut gewässerten Reinigungsstein drücken.



Steri-Block-Maxi

Bohrerstände für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden geeignet. 27 Einsteckmöglichkeiten für Fräser mit 2,35 mm Schaftdurchmesser. Größe 100 x 36 mm. Schwenkbarer Sicherheitsbügel gegen Herausfallen der Fräser. Klarsichtbox für hygienischen Transport bei Hausbesuchen und für staubfreie Lagerung.



Nylonfaser-Reinigungsbürste



	Bestell-Nr.	MP	€
Fräserstände 115 mit Klarsichtdeckel	308 119 000		12,20
Fräserkasten 130 mit Deckel, leer	308 119 100		7,30
Steri-Block-Maxi (nicht befüllt, ohne Box)	308 119 501		26,80
Steri-Block-Maxi (nicht befüllt, mit Box)	308 119 500		29,90
Messingdraht-Schiebebürste 565	308 106 500		1,54
Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564	308 106 400		1,15
Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS	308 100 300	CE	1,60
Nylonfaser-Reinigungsbürste mit einstellbarer Härte	308 106 600		7,40
Nylon-Ersatzbürste	308 106 700		2,70

Fräserstände 115

mit Klarsichtdeckel, aus Kunststoff, cremefarben, 144 Loch, Schrägeinschub, 50 x 115 x 65 mm



Fräserkasten 130

mit Deckel, leer



Messingdraht-Schiebebürste 565

zur Vorreinigung von Zangen und Fräsern

Nicht für Edelinstrumente verwenden!

Ziegenhaar-Reinigungsbürste 564

zur Vorreinigung von Instrumenten.



Träger für Ziegenhaarbürste 303/050 RS



- Wichtiger Artikel zur Vorreinigung von Fräsern und Schleifkörpern.

Instrumente

Bitte beachten Sie:

Zu den hochwertigen **AESULAP** Instrumenten bieten wir Ihnen als Alternative auch preiswerte Edelstahlinstrumente an.

Anzahl	Artikel	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1	HF 210 Nagelzange (Kopfschneider)	Edelstahl, AESULAP Edelstahl	309 111 200 309 210 200	67,50 45,90
1	G 491 Eckenzange, 10 cm	Edelstahl, AESULAP Edelstahl	309 185 000 309 213 100	51,90 29,60
1	HF 460 Hautzange, 10 cm	Edelstahl, AESULAP Edelstahl	309 166 200 309 211 400	36,54 21,60
1	HF 445 Nagelhautzange, 10,5 cm	Edelstahl, AESULAP Edelstahl	309 154 600 309 211 200	30,30 21,80
1	BC 324 Verbandschere, 13,8 cm	Edelstahl, AESULAP	309 192 400	24,22
1	OC 069 R Anatomische Pinzette, 12 cm	Edelstahl, AESULAP	310 112 500	13,69
1	HH 225 Cilienpinzette, 8,5 cm	Edelstahl, AESULAP	310 120 000	8,12
1	OR-Skalpellgriff , 14,5 cm	Edelstahl	311 129 800	8,90
10	OR-Klingen 01001/00		311 129 901	2,80
10	OR-Klingen 01001/0		311 120 001	2,80
1	HH 106 Doppelinstrument, 14,5 cm	Edelstahl, AESULAP	312 120 600	10,92
1	O 33 R Eckenfeile, doppelendig, 13 cm	Edelstahl	312 153 300	7,95
1	DC 200 Tamponstopfer, doppelendig, 17 cm	Edelstahl, AESULAP Edelstahl	312 172 000 312 210 100	9,94 6,20
1	Saphir-Nagelfeile , 17,4 cm		312 230 200	0,83
1	Hohlmeißel-Klingenhalter Paramount		311 160 000	7,90
20	Hohlmeißelklingen, Größe 1 (für Hühneraugen)		311 160 100	5,00
20	Hohlmeißelklingen, Größe 3 (für weiche Hühneraugen und kleinflächige Verhornung)		311 160 300	5,00
20	Hohlmeißelklingen, Größe 8 (für Flächenverhornung)		311 160 800	5,00
Gesamtpreis mit AESULAP-Instrumenten				299,31
Gesamtpreis mit z. T. alternativen Edelstahl-Instrumenten				228,23

Fräser und Schleifkörper

Anzahl	Artikel	Bestell-Nr.	€
1	HM 72 FS 060 Hornclean	306 261 200	19,50
1	HM 251 FS 104 060 Nailclean	306 260 900	18,46
1	Diamant-Schleifkörper (Zylinder)	307 141 500	6,40
1	Diamant-Schleifkörper	307 192 200	13,70
1	Diamant-Schleifkörper	307 150 500	4,95
1	Hartmetallfräser für Pilznägel	306 210 300	19,60
1	Hartmetallfräser	306 210 100	17,10
1	Hartmetallfräser	306 222 000	9,25
1	Schleifkörper, montiert	307 102 400	1,55
1	Schleifkörper, montiert	307 107 100	1,55
1	Langloch-Hohlfräser (gezackte Schneide)	306 130 600	6,90
1	DiaKap	307 224 200	28,20
1	MeiKap	307 300 500	29,50
1	Diamantschleifer	307 172 700	14,60
1	Meigrit HM 72Z4 090	307 300 000	15,80
1	Meigrit HM 72Z5 090	307 300 100	15,80
1	Nylonfaser-Reinigungsbürste	308 106 600	7,40
			230,26

Reinigung/ Desinfektion

Vorschlag zur Erstausrüstung

Anzahl	Artikel	Ausführung	Bestell-Nr.	€
	Händereinigung und -pflege			
1	GERLASAN Handcreme, 500 ml		205 001 100	13,10
	Reinigung und Erfrischung der Fußhaut			
1	Stellisept med foam, 200 ml		314 181 700	5,35
1	GEHWOL Lotion, 500 ml		101 061 100	9,40
	Sprayer für 500-ml-Flasche			
	Haut-/Händedesinfektion			
1	Sterillium, 500 ml (auch im 100 ml-Flasche erhältlich)		314 121 100	4,95
	Hornhautentfernung			
1	GEHWOL FUSSKRAFT Hornhautreicher, 500 ml-Flasche + 50 ml-Schaumspenderflasche		101 171 100	10,13
	Wund-Desinfektion			
1	Octenisept, 50 ml		314 265 000	3,49
	Flächen-Desinfektion			
1	Bacillol AF, 1000 ml (auch in 500 ml-Flasche erhältlich)		314 151 400	7,80
1	Sprühkopf für Bacillol, 500/1000 ml		730 100 000	5,81
1	Bacillol Tissues Spenderdose, 100 Tücher		314 181 500	6,95
	Instrumenten-Desinfektion und -Reinigung			
1	Stammopor DR 8, 2000 ml – ideal für Ultraschallgeräte		314 104 101	45,90

114,71

Nach der Desinfektion und Reinigung werden die Instrumente unter fließend Wasser abgespült.



Software für Podologen und Fußpfleger – BusinessCLASS

Ein Kartenlesegerät ermöglicht eine einfache, schnelle und bequeme Erfassung von Patientendaten/Neukunden. Hierfür benötigen Sie z. B. nur die Krankenversicherungskarte Ihrer Patienten. Standardisierte Dokumente und Formulare erleichtern Ihnen die administrative Tagesarbeit, wie beispielsweise

- Terminplanung
- Patientendaten, Behandlungsdateien anzulegen und jederzeit problemlos aufzurufen
- Abrechnung mit den Krankenkassen
- Privatrechnungen
- Kundenbriefe erstellen
- Gutscheine verwalten
- Warenbestand aktualisieren
- rechtzeitig, einfach wiederbestellen

Terminplaner

Er hilft Ihnen die EDV-gestützte Terminverwaltung, die zeitlichen Abläufe in Ihrer Praxis exakt zu steuern.

Patientendatei

Befunde einzelner Patienten, Vorerkrankungen, Behandlungshistorien und Therapien werden chronologisch erfasst und – wenn gewünscht – auch mit digitalen Fotos auf der Patientendatei direkt unterstützt und jederzeit bei Bedarf sichtbar gemacht. Warnsystem bei Erkrankungen. Besonders praktisch für Podologiepraxen. Die Patientendaten, Leistungen und Befunde können gleich für die Abrechnung mit der Krankenkasse genutzt werden. Die Krankenkasse der Patienten wird mit dem Einlegen der Krankenversicherungskarte vollständig mit Nummer und Anschrift übernommen. Auch Quartalsabrechnungen sowie eine Ausweisung der Mehrkosten oder Privatanteile lassen sich sehr viel einfacher erledigen.

Warenbestand

Sie haben jederzeit einen Überblick über die Umsatzentwicklung und den aktuellen Warenbestand. Auf einfache Art und Weise lassen sich Bestellungen und Lieferungen sowie die entsprechenden Preise erfassen.

Kundenwerbung

Auch für eine gezielte Werbung ist BusinessCLASS ideal geeignet. Leicht können Sie Patienten nach bestimmten Vorgaben aus der Datei herausuchen und mit entsprechenden Werbetrieben anschreiben. Geburtstagsgrüße lassen sich so einfach und schnell schreiben.

Kosmetik

BusinessCLASS ist auch zur Verwaltung der Kundendaten in einer Kosmetikpraxis ideal geeignet.


Das Programm läuft auf allen handelsüblichen PCs und Laptops.




Leistungen auf einen Blick

- Neukundenschnellerfassung per Lesegerät mit z. B. Krankenkassenkarten
- Kundendatenverwaltung für Podologie-, Fußpflege- und Kosmetik-Praxen
- Behandlungsmaske speziell für Fußpflege und Kosmetik mit der Möglichkeit, Behandlungsfotos einzufügen
- Behandlungshistorie
- Warnsystem bei Erkrankungen
- Spezialauswertungen der Kundendaten, z. B. für Serienbriefe und Werbe-Mailings
- Terminplaner
- Geburtstagserinnerung
- Individuelle Einstellung der verschiedenen Abrechnungsarten wie Krankenkasse, Privatabrechnung, mit oder ohne Heilmittelverordnung
- Krankenkassen-Verzeichnis mit Kassen-Nummer und Anschrift
- Ärzte-Liste mit Vertragsnummer und Anschrift
- Kumulierte Einnahmenübersicht (für Steuerberater)
- Umsatzlisten (Kundenumsatz, Mitarbeiter-Umsatz)
- Tageseinnahmen-Übersicht
- Automatische Bestandsführung, Inventurliste

Weitere Infos unter www.ms-winsoft.de



Alle Kundendaten sind per Knopfdruck abrufbar und lassen sich auch für Ihre Werbeaktivitäten mühelos nutzen



Die Behandlungsmaske erlaubt den aussagefähigen Überblick über Fortschritt und Entwicklung des Gesundheitszustandes Ihrer Patienten



	Bestell-Nr.	€
Software BusinessCLASS für Podologie und Fußpflegepraxen, CD-ROM	318 101 700	169,-
Software BusinessCLASS Studio-Verwaltung für Kosmetik, Fußpflege, Finger- und Gesichtspflege, CD-ROM	318 101 701	169,-
Abrechnungs-Flatrate für die Abrechnung mit allen Krankenkassen inkl. aller Software Updates (Weitere Infos unter: www.aza-abrechnung.de)	733 000 002	17,95 monatlich

Software ist von Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen.

Das **EDV Programm BusinessCLASS** gibt es auch für die Studio-Verwaltung einer Kosmetikpraxis, Fußpflegepraxis (ohne podologische Abrechnungsmöglichkeiten mit der Krankenkasse), für Nail-Studios und den Gesichtspflegebereich.

Das Programm erfasst alle Patientendaten – und Verwaltungsbereiche in diesem Bereich. Beschreibung sonst wie BusinessCLASS für Podologie.

Treue ist kein Bäumchen-Wechsel- dich-Spiel.



Seit Generationen steht der Name **GEHWOL** für professionelle Fußpflege. Deshalb ist **GEHWOL** seit über 100 Jahren nur da erhältlich, wo Kunden professionelle Beratung erwarten und bekommen: Besonders im Fachhandel. Know-How vom Hersteller, Know-How vom Verkäufer und für jedes Problem die richtige Lösung zur Selbstbehandlung. **GEHWOL** steht treu zum Fachhandel. Und das nicht erst seit gestern.

 **GEHWOL**[®]
Alles für das Wohl der Füße.

Sterillium

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Hände-Desinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23°C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach dem Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden.

Sterillium classic pure

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetronium etilsulfat (INN) 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol, Levomenol, Dexpantenol, Lanolinalkohol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Hände-Desinfektion. Haut-Desinfektion vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Impfungen, Hepatitis B-Prophylaxe. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Warnhinweise:** Flammpunkt nach DIN 51755: 23 °C. Entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden. AnwendungsHinweise und Sicherheitsregeln für alkoholische Desinfektionsmittel beachten.

Sterillium Desinfektionstuch

Zusammensetzung: 1 Feuchttuch mit einem Gesamtgewicht von ca. 4,2 g enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 1.341,00 mg, 1-Propanol 894,00 mg, Mecetronium etilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol, Geruchsstoffe, Gereinigtes Wasser, Papier. **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion von vegetativen Bakterien, Mykobakterien und Pilzen an Händen und Haut. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Bei sehr häufigem Gebrauch als Hände-Desinfektionsmittel tritt gelegentlich leichte Trockenheit der Haut auf. Als Gegenmaßnahme wird eine regelmäßige Hautpflege wie zum Beispiel die Verwendung von Hautcremes empfohlen. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden.

Cutasept F

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21°C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Octenisept®

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol 2,0 g, (3-Cocostettsäureamidopropyl)-dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Wundbehandlung **Gegenanzeigen:** Octenisept sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewandt werden. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen über Nebenwirkungen vor. Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept vorübergehend einen bitteren Geschmack. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Octenisept sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen, z.B. durch versehentliche Injektion, in den Blutkreislauf gelangen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Lieferung erfolgt bei Bestellungen ab € 150,- netto frachtfrei und einschließlich Verpackung.

Für Aufträge mit einem Gesamtwert von unter € 25,- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 2,50.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

Berechnet werden jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Preisänderungen ohne vorherige Anzeige müssen wir uns vorbehalten.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung Eigentum der Firma GERLACH. Der Eigentumsvorbehalt erlischt erst mit der völligen Bezahlung des Kaufpreises.

Zahlungsziel

Netto Kasse innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum. Innerhalb 8 Tagen oder bei Nachnahme mit 2% Skonto. Bei Bankeinzugsverfahren oder Vorkasse 3% Skonto.

Für Reparaturen, Ersatzteile sowie Versandkosten gewähren wir kein Skonto.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

für Lieferungen und Zahlungen ist Lübbecke (Westf.).

Der Käufer willigt ein, dass der Verkäufer Daten aus den Vertragsunterlagen und der Vertragsdurchführung an eine Kredit-schutzorganisation weitergibt.

Die Weitergabe der Daten durch den Verkäufer ist nur zulässig, wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß erfüllt.

Die aktuelle Fassung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie im Internet unter: www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen

(Stand: Januar 2016. Die aktuelle Fassung ist nachzulesen im Internet unter www.gehwol.de/kontakt/geschaeftsbedingungen)

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für in Deutschland ansässige Kunden der Eduard Gerlach GmbH

1. Allgemeines.....	1
2. Angebote.....	1
3. Preise.....	1
4. Zahlungsbedingungen.....	2
5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht.....	2
6. Lieferzeiten.....	2
7. Versand.....	3
8. Liefermengen.....	3
9. Datenschutz.....	3
10. Bonität.....	4
11. Bonitätsprüfung; SCHUFA-Hinweis.....	4
12. Sachmängelansprüche sowie Schadensersatzansprüche und Rücktritt aufgrund sonstiger Pflichtverletzungen.....	4
13. Verjährung von Sachmängelansprüchen.....	5
14. Rücktrittsrecht.....	5
15. Pauschalierter Schadensersatz aufgrund von Pflichtverletzungen des Käufers.....	6
16. Eigentumsvorbehalt.....	6
17. Ersatzgeräte.....	7
18. Entsorgung von Elektro-Altgeräten.....	7
19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl.....	7

1. Allgemeines

Für die Lieferung unserer Erzeugnisse sind ausschließlich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend, sofern nicht eine von uns schriftlich verfasste oder bestätigte andere Vereinbarung getroffen worden ist. Diese Bedingungen gelten für unseren gesamten Geschäftsverkehr. Widersprechende, anderslautende und/oder weitergehende allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nicht anerkannt. Ihrer Geltung wird ausdrücklich widersprochen. Schweigen unsererseits auf die Übersendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers gilt nicht als Zustimmung zur Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung werden, soweit diese einmal wirksam vereinbart wurden, bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch Bestandteil aller zukünftigen Verträge, ohne dass es im Einzelfall noch eines ausdrücklichen Hinweises bedarf, auch wenn diese Bedingungen auf einzelne Geschäfte ausnahmsweise ganz oder teilweise unanwendbar sein sollten, weil für diese Geschäfte abweichende Vereinbarungen getroffen wurden. Für Geschäfte und Verkäufe in das Ausland gelten die internationalen Verkaufsbedingungen für nicht in Deutschland ansässigen Kunden.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. An mündliche Absprachen sind wir erst nach weiterer schriftlicher Bestätigung gebunden. Erklärungen unserer Mitarbeiter, Reisenden oder Handelsvertreter bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Preise

Die Preise in unserem Katalog sind unverbindlich. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten allein die Preise am Tag der Bestellung. Die Gültigkeit der Preise erlischt mit der Herausgabe der neuen Preise. Alle unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich zusätzlich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

4. Zahlungsbedingungen

Für die Bezahlung unserer Rechnungen gelten folgende Konditionen:

- Vorkasse oder Bankeinzugsverfahren: 3 % Skonto
- Zahlung innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum oder Nachnahme: 2 % Skonto
- Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum: ohne Abzug
- Reparaturen inklusive benötigter Ersatzteile sowie sonstige gelieferte Ersatzteile sind sofort zahlbar: ohne Abzug

Wechsel und Schecks werden, wenn überhaupt, nur erfüllungshalber und vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit entgegengenommen. Alle anfallenden Spesen sind von dem Käufer zu tragen, ebenso im Falle der Nichteinlösung von Banklastschriften die Bankgebühren und Auslagen. In diesen Fällen werden vorher gutgeschriebene Skontobeträge rückbelastet. Die Annahme eines Wechsels nach Fälligkeit oder Prolongation stellt keine Stundung dar. Wir behalten uns vor, Wechsel oder Schecks jederzeit zurückzugeben. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt, ohne besonderen Nachweis Verzugszinsen von 9 % p. a. zusätzlich des gesetzlichen Basiszinssatzes (§ 247 Abs. 1, Satz 1 BGB) ab Verzugseintritt zu berechnen und für jede Mahnung Mahngebühren in Höhe von 5 Euro zu erheben. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens im Einzelfall bleibt vorbehalten. Falls der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt oder einen Wechsel oder Scheck zu Protest gehen lässt oder falls sonstige Umstände bekannt werden, die die Erfüllung der Verbindlichkeit des Käufers uns gegenüber gefährdet erscheinen lassen, werden ohne Rücksicht auf vorher getroffene Zahlungsverbindungen alle unsere Forderungen aufgrund erfolgter Lieferungen sofort fällig. Noch ausstehende Lieferungen unsererseits an den Käufer können dann von uns per Nachnahme vorgenommen oder von der Gestellung geeigneter Sicherheiten abhängig gemacht werden, bis zu deren Leistung unsere Lieferverpflichtung ruht. Der Käufer ist berechtigt, anstelle einer geeigneten Sicherheitsleistung auch Vorauszahlungen. Wird die geforderte Sicherheitsleistung nicht vor Ablauf einer Woche geleistet, können wir vom Vertrag zurücktreten. Sind Teilzahlungen vereinbart, ist der jeweilige Restbetrag sofort fällig, wenn der Käufer mit einer Rate mit mehr als 7 Tagen in Verzug gerät. Zahlungen an Dritte, insbesondere an Handelsvertreter oder -reisende, werden nicht anerkannt, es sei denn, diese Personen sind ausdrücklich inkassobevollmächtigt.

5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Die Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Käufers zulässig. Das Zurückbehaltungsrecht wegen anderer nicht aus demselben Vertragsverhältnis stammender Ansprüche des Käufers gegen uns ist ausgeschlossen.

6. Lieferzeiten

a) Die Angabe von Lieferfristen ist freibleibend, es sei denn, dass eine ausdrückliche Vereinbarung über einen Fixtermin schriftlich getroffen wurde. Ferner stehen unsere Lieferfristen unter den Vorbehalten der Selbstbelieferung, der Liefermöglichkeit und von Zwischenverkäufen. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Bestellungsannahme durch uns, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.

b) Die Lieferfrist ist mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft eingehalten, wenn uns die Absendung ohne eigenes Verschulden unmöglich ist. Als Liefertag gilt der Tag der Versendung, bei vereinbarter Abholung der Tag der Absendung der Meldung der Versandbereitschaft.

Überschreiten wir bei einer bestellten Ware einen unverbindlichen Liefertermin oder eine unverbindliche Lieferzeit um mehr als 30 Tage, so hat der Käufer das Recht, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Mit dieser Mahnung werden wir in Verzug gesetzt.

c) Bei Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt, Aufruhr, Streit, Aussperrung oder von uns nicht zu vertretenden Betriebsstörungen, auch bei unseren Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit um den Zeitraum bis zur Behebung der Störung, soweit die Störung auf die Fertigung oder Auslieferung des Liefergegenstandes Einfluss hat. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst mit. Bei dauerhaften von uns nicht zu vertretenden Betriebsstörungen, zu denen auch der Fall gehört, dass wir von unseren Vorlieferanten ohne unser Verschulden nicht beliefert werden, haben sowohl der Käufer als auch wir das Recht, unter Ausschluss jedweder Ersatzansprüche ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Betriebsstörungen sind dauernd, wenn sie mindestens zwei Monate andauern.

d) Schadensersatzansprüche gegen uns aus dem Gesichtspunkt des Lieferverzuges können nur unter den Voraussetzungen der nachstehenden Punkte 12 c) bis e) geltend gemacht werden.

7. Versand

Die Lieferung erfolgt nach unserer Wahl durch ein üblicherweise geeignetes Beförderungsmittel und auf Rechnung des Käufers zusätzlich der Verpackungs- und Versicherungskosten, es sei denn, dass sich aus unserer jeweils gültigen Preisliste etwas anderes ergibt. Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers abgeschlossen. Die Lieferungen erfolgen – auch wenn wir die Frachtkosten tragen – stets auf Gefahr des Käufers, es sei denn, dass wir den Transport mit eigenen Fahrzeugen und eigenem Personal durchführen und die Schäden nicht von Dritten verursacht werden. Für eventuell sich daraus ergebende Schadensersatzansprüche gegen uns gelten die Regelungen unter Punkt 12 c) bis e) dieser Bedingungen. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an die Post, den Paketdienst, den Spediteur oder den Frachtführer, spätestens aber mit dem Verlassen des Werks oder Lagers auf den Käufer über. Dies gilt insbesondere auch für Verkäufe, bei denen CIF, CFR, FAC, FAS oder FOB vereinbart wurde. Für Lieferungen ins Ausland gelten die gesondert angegebenen Versandkonditionen.

8. Liefermengen

Abweichungen zwischen Bestellung und der Lieferung bezüglich des Gewichts, der Stückzahl und Abmessungen sind in einem Umfang von bis zu 10 % sowohl hinsichtlich der gesamten Lieferung wie auch hinsichtlich eines Teils der Lieferung gestattet, soweit die von der Firma Eduard Gerlach GmbH verwendeten Verpackungsgrößen bzw. Verpackungseinheiten eine genaue Ausführung der Bestellung nicht ermöglichen. Mehr- oder Mindermengen werden bei der Fakturierung entsprechend berücksichtigt. Einwendungen können nur binnen 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich erhoben werden. Die Rücknahme einer Mehrlieferung ist nur insoweit möglich, als nur vollständige Verpackungseinheiten zurückgegeben werden.

9. Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen weitergegeben. Die Weitergabe und Nutzung der Daten erfolgt nur, wie dies für die Durchführung des abgeschlossenen Geschäftes und die Pflege der daraus resultierenden Kundenbeziehung notwendig ist, gesetzlich zulässig und vom Kunden gewünscht ist. Bei der Datenverarbeitung werden schutzwürdige Belange der Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten oder sonstige gesetzliche Gründe entgegenstehen, werden die Daten gesperrt.

10. Bonität

Die Eduard Gerlach GmbH behält sich nach dem Ergebnis einer Bonitätsprüfung (vgl. 11.) den Ausschluss bestimmter Zahlungsarten, die Nichtannahme des Kundenauftrags oder den Rücktritt vom Vertrag vor, soweit der Kaufpreisanspruch der Eduard Gerlach GmbH gefährdet ist.

11. Bonitätsprüfung; SCHUFA-Hinweis

Der Kunde willigt ein, dass die Eduard Gerlach GmbH seine Daten, die er ihr im Rahmen der Kaufanbahnung und der Abwicklung des Kaufvertrages zur Verfügung stellt (Personendaten), an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, zum Zwecke der Bonitätsprüfung übermittelt. Unabhängig davon übermittelt Gerlach der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung bei unbestrittener Forderung). Bis zur endgültigen Abwicklung der Geschäftsbeziehung, insbesondere aber für die Dauer einer Ratenzahlungsvereinbarung, kann die Eduard Gerlach GmbH hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten.

Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten für Bonitätsanfragen an ihre Vertragspartner in der EU. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Die Daten werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft dargelegt wurde. Auskunft über die zu der Person des Kunden bei der SCHUFA gespeicherten Daten kann der Kunde bei der SCHUFA erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Ebenso kann sich der Kunde über die SCHUFA im Internet unter www.schufa.de informieren. Die Service-Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

12. Sachmängelansprüche sowie Schadensersatzansprüche und Rücktritt aufgrund sonstiger Pflichtverletzungen

a) Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Darüber hinaus stehen dem Käufer die weiteren gesetzlichen Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag und Minderung zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. § 377 HGB bleibt unberührt.

b) Soweit ausnahmsweise nach den gesetzlichen Bestimmungen Rückgriffsansprüche des Käufers nach § 478 BGB bestehen, bestehen diese nur insoweit, als der Käufer seinem Abnehmer keine Rechte gewährt, die über die gesetzlichen Rechte aufgrund von Sachmängeln hinausgehen.

c) Schadensersatzansprüche des Käufers bestehen nach den gesetzlichen Bestimmungen in unbegrenzter Höhe, wenn diese auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen und sie durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung durch uns, eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht sind oder auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder auf Arglist beruhen oder wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie übernommen haben und deshalb haften.

d) Beruht ein Schaden nur auf fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, haften wir ebenfalls auf Schadensersatz, jedoch der Höhe nach beschränkt auf den typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden, es sei denn, wir haften nach Abschnitt d) dieses Paragraphen unbegrenzt.

e) Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im Sinne der vorstehenden Regelungen sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Ferner sind vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung. Weitere Schadensersatzansprüche gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, gleich auf welchem Rechtsgrund sie beruhen.

13. Verjährung von Sachmängelansprüchen

Ansprüche des Käufers aufgrund von Sachmängeln verjähren in einem Jahr, es sei denn, a) es handelt sich um Ansprüche der in § 479 BGB geregelten Art oder

b) der Mangel wurde arglistig verschwiegen oder beruht auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen.

In den Fällen a) und b) und für Schadensersatzansprüche, die nicht nach Punkt 12 dieser Bedingungen ausgeschlossen sind, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

Es bleibt bei den gesetzlichen Bestimmungen über die Hemmung, Ablauffhemmung und über den Neubeginn der Verjährung.

14. Rücktrittsrecht

Wenn nichts Besonderes vereinbart ist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, wenn die Kaufsache mangelhaft ist und die gesetzlichen Rücktrittsvoraussetzungen (insbes. § 440 BGB) erfüllt sind. Im Falle einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel der Kaufsache besteht, kann der Käufer darüber hinaus nur vom Vertrag zurücktreten, wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Pflichtverletzung zu vertreten haben und die gesetzlichen Rücktrittsvoraussetzungen erfüllt sind. Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung. Punkt 6 c) dieser Bedingungen bleibt unberührt. In sonstigen Fällen (z. B. versehentliche Falschbestellung oder sonstige Motivirrtümer des Käufers) kann der Käufer nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung den Vertrag stornieren oder von ihm zurücktreten. Ein Anspruch auf Zustimmung zum Rücktritt besteht nicht. Im Falle unserer Zustimmung ist die Ware dann mit unserer Artikel-Nummer zu versehen und frachtfrei und originalverpackt an uns (Firma Eduard Gerlach GmbH, Bäckerstraße 4-8, 32312 Lübbecke) zurückzusenden. Die Rücksendung erfolgt in diesen Fällen stets auf Gefahr des Käufers. Für die Rücknahme berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 20 % des Auftragswertes, mindestens jedoch 25 Euro, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Haben wir in diesen Fällen für Sonderanfertigungen bereits Material eingekauft, ist dieses in jedem Fall zusätzlich zu den Selbstkosten vom Käufer zu übernehmen, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

15. Pauschalierter Schadensersatz aufgrund von Pflichtverletzungen des Käufers

Verletzt der Käufer seine Pflichten – verweigert er z. B. die Abnahme trotz Aufforderung – und sind wir aus diesem Grunde berechtigt, Schadensersatzansprüche statt der Erfüllung geltend zu machen, sind wir berechtigt, eine Schadenspauschale in Höhe von 25 % des Kaufpreises zu verlangen. Das gilt nicht, sofern und soweit der Käufer nachweist, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt uns vorbehalten.

16. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung und so lange vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt sind. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverarbeiten und weiterzuveräußern, solange er sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen uns gegenüber nicht im Verzug befindet oder seine Zahlungen einstellt. Im Einzelnen gilt Folgendes: Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Durch Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt, vermengt oder verbunden, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache zu einem Anteil, der dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert entspricht. Auf die nach den vorstehenden Bestimmungen entstehenden Miteigentumsanteile finden die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung. Der Käufer tritt hiermit die Forderungen aus dem Weiterverkauf oder den sonstigen Veräußerungsgeschäften wie z. B. Werkverträgen mit allen Nebenrechten an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt oder verbunden oder fest eingebaut ist und wir hieran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben. Soweit die Vorbehaltsware verarbeitet, vermischt, vermengt, verbunden oder fest eingebaut ist, steht uns aus dieser Zession ein im Verhältnis vom Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Forderung aus der Weiterveräußerung zu. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht von uns gelieferten Waren veräußert, tritt der Käufer hiermit einen Anteil der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Fakturenwertes unserer Vorbehaltsware an uns ab. Hat der Käufer diese Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er hiermit die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wird die Forderung aus der Weiterveräußerung durch den Käufer in ein Kontokorrentverhältnis mit seinem Abnehmer gestellt, tritt der Käufer seine Forderungen aus dem Kontokorrentverhältnis hiermit in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen die obigen Abtretungen hiermit an. Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, der bei Zahlungsverzug des Käufers oder Zahlungseinstellung durch den Käufer erfolgt. In diesem Fall sind wir vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten. Übersteigt der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere Gesamtforderung gegen den Käufer um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe unserer Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretung an.

17. Ersatzgeräte

Für die Überlassung von Ersatzgeräten für die gesamte Dauer einer Reparatur eines Gerätes des Kunden wird grundsätzlich eine Mietpauschale in Höhe von 30 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. erhoben. Wir behalten uns vor, in Einzelfällen auf eine Gebühr zu verzichten. Die Rücksendung eines für die Dauer einer Reparatur überlassenen Ersatzgerätes muss spätestens innerhalb von 7 Werktagen nach Rückerhalt des eigenen Gerätes erfolgen. Maßgeblich für die Einhaltung der Rücksendefrist ist der Versandtag. Erfolgt die Rückgabe mehr als 7 Werktagen nach Rückerhalt des eigenen Gerätes, sind wir berechtigt, ab dem 8. Werktag einen Mietzins in Höhe von 10 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. pro Werktag zu berechnen. Für beschädigte oder unbrauchbare Ersatzgeräte behalten wir uns vor, die notwendigen Reparatur- oder Wiederbeschaffungskosten zu berechnen. Der Versand eines Ersatzgerätes von uns zum Kunden und zurück erfolgt stets auf Gefahr des Kunden.

18. Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Für den Fall einer Weitergabe hat er eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.

19. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl


Erfüllungsort für alle Ansprüche aus vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Käufer ist Lübbecke in Westfalen. Gerichtsstand ist Bielefeld, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und zwar auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess. Wir behalten uns vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. Für das Vertragsverhältnis ist ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Die Anwendbarkeit internationaler Gesetze, z. B. das UN-Kaufrecht, ist ausgeschlossen.

- A** Abdrucklöffel 237
 Abtropfkappe 254
 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 287f
 Ambulante Fußpflege 128ff
 Anmischbecher 237
 Arbeitsleuchten 122ff
 Arbeitsstühle 119ff
 Aufstecklupe 173
 Ausgleichskissen 109
 Autoklav 152, 156
- B** Behandlungseinheit 106
 Beinpolster-Schutz 109, 112
 Beinstütze, transportabel 129
 Bohrer 251ff
 Bohrerbad 168f
 Bohrerständer 174, 255, 272, 279
 Brettamboss 235
 B/S Spange 248f
 Bücher 233
 Bürsten 279
- C** Chirofix Pflaster 181
 COBAN-Aktivbandage 185
 Credo Hornhauthobel 231
- D** Delfinzange 245
 Desinfektionsautomat 148f
 Desinfektionsmittel 164ff
 Desinfektionswanne 160
 Diabetiker-Fräser-Set 257
 Diamant-Reinigungsstein 278
 Diamantschleifkörper 259ff
 Doppelinstrumente 228f
 Drahtfazzange 234f
 Drahtschneidezange 235
 Durchlaufsigelgeräte 154
 DVDs 245, 248
- E** Eckenfeilen 229
 Eckenzangen 205ff, 216ff
 Edelstahlbehälter 104, 175
 Einmal-Wickelutui 175
 Einrichtungsvorschläge 94f, 126f
 Einsteiger-Fräser-Set 256
 Erkoton-Silikon 236
- F** Farbskala für Fußpflegegeräte 145
 Farbskala für Fußpflegeschränke 105
 Farbskala für Fußpflegestühle 116
 Federstahldraht 235
 Feilen 229ff
 FG Fräser, diamantiert, 1,6 mm Ø für Turbinen 278
 Flächendesinfektion 167f
 Fissurenfräser 265f
 Fleecy-Web 189
 Fräser, rostsicher 256ff
 Fräserprüflehre 254
 Fräser-Sets 256ff
 Fräserständer 174, 255, 272, 279
 Fußbadewanne 117
 Fußpflegegeräte 136ff
 Fußpflegehistorie 92
 Fußpflegekoffer 128ff
 Fußpflegeschränke 96ff
 Fußpflegestühle 107ff
 Fußschutz 173
- G** GEHWOL Lotion 166
 GEHWOL Nagelmasse 45, 250
 GEHWOL Nail repair Cleaner 46, 176ff
 GEHWOL Nail repair Gel 46, 176ff
 Gelmodellagepinsel 179
 Gel-Schlauch 198
 GERLACH Einrichtungen 94f, 126f
 GERLACH Fußpflegekoffer 129ff
 GERLACH Fußpflegeschränke 96ff
 GERLACH Fußpflegestühle 107ff
 GERLACH Grundausstattung Instrumente/Fräser 280f
- GERLACH Nageluntersuchungsleuchte 125
 GERLACH Spraylösung 98
 GERLACH AquaSpray 98
 GERLASAN Handcreme 48, 52, 164
 GERLASAN Soft, med. Waschgel 52, 164
 Gesichtskissen 109, 112
 Gips 237
 Greifpinzette 175
 Grundausstattung Instr./Fräser 280
 Grundausstattung Reinigung/Desinfektion 281
 GTO-Nagelspange/-Schlaufe 240f
- H** Handschuhe 170f
 Handstücke 144f
 Hartgips 237
 Hartmetallfräser 263f
 Haut-/Händedesinfektion 165f
 Hobel 230
 Hautzangen 208ff
 Heißluftsterilisator 157
 Hohlmeißelskalpell 226f
 Hornhautfeilen 230f
 Hornhaut-Fräser-Set 257
 Hornhauthaken 228f
 Hornhauthobel 231
 Hornhautraspel 231
 Hühneraugen-Fräser-Set 258
 Hufstäbchen 229
- I** Instrumente 199ff
 Instrumentenboxen 174
 Instrumentendesinfektion 168f
 Instrumenten-Hygiene 146f
 Instrumentenöle 212, 223
 Instrumententablets 174
- K** Kappenschleifer 274f
 Karteikarten 78
 Keramikfräser 272f
 Keramische Schleifkörper 268f
 Kofferleuchte 125
 Koffer-Trolley 129f
 Kopfschneider 202ff
 Kunststoffreiniger 164, 167
- L** Langloch-Hohlfräser 268
 Latex-Handschuhe 170
 LED-Leuchten 122ff
 Lehrbücher und Bildatlas 233
 Leuchten 122ff
 Lieferbedingungen 286f
 Lisko Polierscheiben 236
 Lupe 173
 Löffel, doppelt 228f
- M** Manikürschale 109
 Messingdraht-Schiebebürste 279
 Motorhandstücke 144f
 Mund- u. Nasenmasken 171f
- N** Nackenstütze, universell 114
 Nagelfeilen 232
 Nagel-Fräser-Set 257f
 Nagelhautschere 211f, 222
 Nagelhautzange 209ff, 221f
 Nagelmasse 45, 250
 Nagelpolierer 270
 Nagelprothetik 176ff
 Nagelscheren 211, 222
 Nagelspaltzange 209
 Nageluntersuchungsleuchte 125
 Nagelzangen 202ff, 214ff
 Nail repair Cleaner 46, 177f
 Nail repair-Fräser-Set 258
 Nail repair Gel 46, 177f
 Naspan-Korrektursystem 238f
- O** Öl für Handstücke u. Instrumente 145, 212, 223
 Onycholit 236
 Onyclip-Spange 247
 Orthesenmaterial 236f
 Orthonyxie-Bedarf 234ff
 Orthonyxie-3-Stufen-Zange 234
- P** Patientenstühle 107ff
 Pflaster 180ff
 Pinzetten 212ff
 Podologie-Fräser-Set 256
 Polymer-Gel-Artikel 190ff
 Praxiseinrichtungen 94f, 126f
- Q** Querhiebbohrer 265ff
- R** Raspel 230ff
 Reinigung 158ff
 Rosenbohrer 264
 Rotierende Instrumente Info 252f
 RS-Spray 278
 Rund-Hammer 235
 Rund-/Spitzzange 245
- S** Sandpapierfeile 232
 Schautafeln 233
 Scheren 211, 222f
 Schlauchverband 188
 Schleifkappen 274
 Schleifkörper keramisch gebunden 268
 Schleifkörper diamantiert 259ff
 Schutzbrille 173, 278
 Siegelgeräte 154f
 Silikon Abformmasse 236
 Sitran N/F 237
 Skalpelle und Klängen 224ff
 Skalpellinglängen-Entferner und -Sammler 225
 Software für Podologen und Fußpfleger 282f
 Spangenhalter 234f
 Spezialfräser 266
 Spezialinstrumente 228f
 Spraywasser-Entkeimungsmittel 106
 Staubbeutel 140f
 Staubschutz-O-Ring 254
 Steri-Block-Maxi 174, 255, 279
 Sterilisatoren 148f
 Stern Podia Einrichtungen 106
 Stimmgabel 235
 Sulci-Injektor 246
 Sulci-Protektoren 246
- T** Tabelle Fußpflege-Schränke 105
 Tabelle Fußpflege-Stühle 116
 Tamponstopfer 228f
 Trolley 128ff
 Tubifoam 189
 Tupfer 184
- U** Übersetzungsangen 202f
 Ultraschallreinigungsgelgeräte 159f
 UV-Licht härtegerät 179
- V** Verbandmaterial 180ff
 Verbandschere 211
 VHO-Osthold-Spangen 242ff
 Vinylhandschuhe 170f
- W** Werbemittel 71ff
 Wickelutui 135, 175
 Windehaken 241
 Wund-Desinfektionsmittel 162ff, 180f
 Wundversorgung 162f
- Z** Zangen 202ff
 Zehenspreizer 175
 Zellstofftupfer 184
 Ziegenhaarbürste 279



Gern begrüßen wir unsere nationalen und internationalen Kunden auf unserem Messestand.





Die GEHWOL-Erfolgsgeschichte, Teil 2: Herstellung und Qualitätssicherung

Sicher und wirksam zugleich

Die Qualitätsansprüche bei der Produktion von GEHWOL-Präparaten sind hoch und basieren auf zwei wesentlichen Säulen: Sorgsamkeit bei der Auswahl der Ausgangsstoffe und deren gewissenhafte Verarbeitung. Beide Aspekte gewährleisten die hohe Wirksamkeit der Produkte und die daraus resultierende Anerkennung in der professionellen Fußpflege weltweit. In dem zweiten Teil der Serie „GEHWOL-Erfolgsgeschichte“ skizziert FUSSPFLEGE AKTUELL die komplexen Herstellungsprozesse und beschreibt die hohen Ansprüche der Qualitätssicherung.



Alle Ausgangsstoffe werden vor ihrer Verarbeitung auf mögliche Verunreinigungen und ihre Qualität geprüft. Ausschließlich einwandfreie und wirksame Rohstoffe gelangen in die Verarbeitung und werden entsprechend der Rezeptur in der benötigten Menge zum richtigen Zeitpunkt zugeführt und vermengt. Ein besonderes Verfahren sorgt dafür, dass die einzelnen Inhaltsstoffe sich im Laufe der Zeit nicht wieder trennen.

Grundlage der Produktion bilden die GMP-Richtlinien. Diese stehen für „good manufacturing practices“ (gute Herstellungspraxis) und definieren die zwingenden Prozesse für die Arzneimittelherstellung. Auch wenn die meisten Fußpflegeprodukte als Kosmetika gelten, setzt die Eduard Gerlach GmbH nicht nur die Bestimmungen der Kosmetikverordnung, sondern die deutlich strengeren GMP-Richtlinien als Maßstab an. Die Vorgaben ziehen sich durch alle Produktionsbereiche, um eine best-

mögliche Qualitätssicherung zu gewährleisten: Ausgangsmaterialien, Personal, Räumlichkeiten und technische Ausstattung, Hygiene, Herstellungsvorgänge und ihre Dokumentation, Etikettierung und Verpackung sowie durch den Vertrieb und die Behandlung von Reklamationen. Besonders wichtig ist, dass alle Prozessschritte einer Produktionseinheit, sogenannte Chargen, detailliert aufgezeichnet werden, um auch nachträglich Gewissheit über den Ablauf der Herstellung von jeweils 1.000 Litern Creme

Wichtige Parameter wie Temperatur, Homogenisatordrehzahl und Rührgeschwindigkeit werden während der Produktion überwacht und zusätzlich für jede hergestellte Charge dokumentiert, um den Herstellungsprozess rückwirkend analysieren zu können.



oder Flüssigkeit zu haben. Dokumentiert werden zum Beispiel die Rührgeschwindigkeit, die Homogenisatordrehzahl, das Vakuum im Kessel und die Temperatur. Anschließende Probenziehungen und Untersuchungen auf mikrobiologische Keime stellen sicher, dass während der Herstellung das Produkt nicht verunreinigt wurde. Diese Schritte runden die hohen Ansprüche der Qualitätssicherung bei GEHWOL ab.

Sind die Ausgangsstoffe ausreichend homogenisiert, steht die Creme oder Flüssigkeit zur Abfüllung in Tuben oder Flaschen bereit. Auch dabei wird auf Hygiene geachtet, damit die Präparate nicht mit Keimen kontaminiert werden.



Auf der Umverpackung wird jedes Produkt mit einer Chargennummer gekennzeichnet. Damit lässt sich jederzeit feststellen, in welchem Produktionszyklus das Präparat hergestellt wurde, und der Herstellungsprozess rekonstruieren.



Nach dem Befüllen wird jede Tube und Flasche gewogen. Die Kontrollwaage sondert automatisch alle Produkte aus, die nicht dem Sollgewicht entsprechen. Auch eine Sichtkontrolle vor dem menschlichen Auge müssen die Präparate bestehen.

GEHWOL-Qualität begründet sich in der Unternehmenstradition


Schon der Unternehmensgründer Eduard Gerlach wusste im Jahr 1868 mit seiner naturwissenschaftlichen Beobachtungsgabe und seinem immensen Fachwissen Pionierleistung für die moderne Fußpflege zu erbringen. Bis heute werden diese Aspekte kombiniert und gelten als Standard – nicht nur in der Entwicklung, Produktion und pharmazeutischen Qualitätssicherung, sondern auch im gesamten unternehmerischen Handeln der Eduard Gerlach GmbH.



Einen umfassenden Einblick in die Geschichte und Philosophie der Eduard Gerlach GmbH gewährt der **GERLACH-Film**:
youtube.com/gehwol Fussvital







Das Fußpflege-Sortiment in Profi-Qualität



Füße brauchen täglich Pflege – auch nach der Behandlung in der Praxis. Empfehlen Sie **GEHWOL FUSSKRAFT** Präparate, denn sie wurden von Profis für Profis entwickelt und unterstützen den Erfolg Ihrer Arbeit wirkungsvoll.

Seit mehr als 50 Jahren sind die hochwirksamen **GEHWOL FUSSKRAFT** Präparate der fachkundigen Empfehlung und Abgabe durch Fußspezialisten vorbehalten. So kommt die gesamte Fußbehandlung und -pflege zum Wohle der Patienten aus Ihrer professionellen Hand. Nutzen Sie diese Chance zur optimalen Versorgung Ihrer Kunden. Empfehlen Sie **GEHWOL FUSSKRAFT** Präparate.

GERLACH steht Ihnen gerne mit der ganzen Erfahrung eines seit über 150 Jahren auf Fußpflege spezialisierten Unternehmens beratend zur Seite.



 **GEHWOL**[®]
Alles für das Wohl der Füße.



EDUARD GERLACH GmbH
32292 Lübbecke, Postfach 1249 · 32312 Lübbecke, Bäckerstraße 4-8
Telefon (0 57 41) 3 30 - 0 · Telefax (0 57 41) 34 73 00
www.gehwol.de · E-Mail: info@gehwol.de